

Push[®] med Fußbandage FP

Ein neuer Ansatz in der Behandlung
von Plantarfasziitis



Eine Innovation in der Behand- lung von Plantarfasziitis.

Die Push med Fußbandage FP reduziert die Spannung auf die Plantarfaszie, wenn der Fuß belastet wird. Sie wurde entwickelt, um Schmerzen beim Stehen und Gehen zu lindern.

Die Fußbandage FP basiert auf einer vom belgischen Sportmediziner Filip Parmentier entwickelten Taping-Technik, die sich in der Praxis als äußerst wirksam erwiesen hat. Durch die Verbindung von Ferse und Vorfuß mit starken funktionalen Fixierbändern wird die Spannung auf die Plantarfaszie beim Gehen und Stehen reduziert. Dadurch wird die Plantarfaszie entlastet, ohne Druck auf die Fußsohle auszuüben.

Die Spannung an der Faszienansatzstelle am Fersenbein wird reduziert, sodass der betroffene Bereich Zeit hat zu heilen.





**Bewegen Sie
sich den ganzen
Tag über
unbeschwert
und schmerz-
frei, mit oder
ohne Schuhe.**

Die Patienten können ihren täglichen Aktivitäten, einschließlich Sport, nachgehen und dabei ihre Bewegungsfreiheit beibehalten. Die Bandage wird direkt am Fuß getragen, unabhängig davon, ob Schuhe getragen werden oder nicht. Sie bietet Unterstützung vom frühen Morgen bis spät in die Nacht.

Die Push Fußbandage FP lindert Schmerzen den ganzen Tag über, ohne die Aktivitäten und die Wahl der Schuhe zu beeinträchtigen.

Entlastung der Plantarfaszie bei Plantarfasziitis und Fersenschmerzen.

Die Push Fußbandage FP entlastet die Plantarfaszie an der Unterseite des Fußes bei Beschwerden aufgrund von Plantarfasziitis und plantaren Fersenschmerzen. Die Bandage kann bei akuten und chronischen Erkrankungen eingesetzt werden. Dieses Hilfsmittel ist für Erwachsene zur Verwendung am Tag vorgesehen und kann mit oder ohne Schuhe getragen werden. Die Benutzer können die Bandage selbst anpassen, um eine optimale Wirkung und angenehmen Komfort zu gewährleisten.

Indikationen

- Plantarfasziitis
- Plantare Fersenschmerzen

Kontraindikationen

Bestimmte Erkrankungen können durch Kompression oder lokalen Druck negativ beeinflusst werden, wodurch sich Beschwerden möglicherweise verschlimmern. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.



Wie funktioniert die Fußbandage FP?

Um die Plantarfaszie zu entlasten, wird zunächst ein Ankerband um den Vorfuß gelegt. Dieses Band ist so konzipiert, dass es an Ort und Stelle bleibt und die Zugkraft von zwei funktionalen Fixierbändern aufnimmt.

Als Nächstes wird der Fersenteil über die Ferse gezogen, an dem die Fixierbänder befestigt sind.

Die funktionalen Fixierbänder werden über Kreuz und mit etwas Spannung am Ankerband befestigt, sodass eine stabile Struktur entsteht. Sie entlastet die Plantarfaszie, wenn der Fuß belastet wird.

Diese sehr dünne, leichte und robuste Bandage lindert Schmerzen den ganzen Tag über und kann mit oder ohne Schuhe getragen werden.





Push for
freedom

push.eu

9183 - 02/25