

Push[®] med Ortéra na chodidlo FP

Nový přístup v léčbě
plantární fasciitidy



Novinka v léčbě plantární fasciitidy.

Tato inovativní ortéza snižuje napětí plantární fascie při zatížení chodidla. Je navržena tak, aby ulevovala od bolesti při stání a chůzi.

Ortéza na chodidlo FP Push med vychází z techniky tejpování, kterou vyvinul belgický sportovní lékař Filip Parmentier. Jeho metoda tejpování se v praxi ukázala jako velmi účinná. Spojením paty a přední části chodidla pomocí pevných funkčních pásků se snižuje napětí plantární fascie při chůzi a stání. Tím odlehčíte plantární fascii, aniž byste vyvíjeli tlak na chodidlo.

Sníží se napětí fascie přiléhající k patní kosti, což vám dá čas na zahojení.





**Pohybujte se
volně a
bezbolestně
po celý den v
botách i bez
nich.**

Pacienti mohou pokračovat v každodenních aktivitách, a to včetně sportu, a zároveň si zachovat svobodu pohybu. Ať už budete mít na sobě jakýkoli typ obuvi, nebo budete bosí, ortéza se nosí přímo na chodidle, takže podpora je zajištěna od časného rána až do pozdní noci.

Ortéza na chodidlo FP Push med ulevuje od bolesti po celý den, aniž by narušovala vaše aktivity nebo výběr obuvi.

Odlehčení plantární fascie při plantární fasciitidě a bolestech pat.

Ortéza na chodidlo FP Push med ulevuje plantární fascii pod chodidlem při bolestech způsobených plantární fasciitidou a plantární bolestmi paty. Ortézu lze používat při akutních i chronických potížích. Toto zařízení je určeno pro dospělé, pro každodenní použití a lze jej používat s obuví nebo bez ní. Uživatelé si mohou ortézu sami nastavit, aby si zajistili optimální účinek a pohodlí.

Indikace:

- Plantární fasciitida,
- bolest chodidla v oblasti paty

Kontraindikace

Komprese nebo lokální tlak mohou mít negativní vliv na některé zdravotní onemocnění a potenciálně je zhoršovat. Další informace naleznete v návodu k použití.



Jak Ortéza na chodidlo FP Push med funguje?

Pro odlehčení plantární fascie se nejprve kolem přední části chodidla přiloží ukotvovací pásek. Tento pásek je navržen tak, aby zůstal na místě a absorboval tahovou sílu dvou funkčních pásků.

Dále jsou funkční pásky umístěny kolem paty pomocí patní části.

Zkřížením funkčních pásků a jejich připevněním k ukotvovacímu pásku s určitým tahem vznikne stabilní konstrukce. Odlehčuje plantární fascii při zatížení chodidla.

Tato velmi tenká, lehká a pevná ortéza ulevuje od bolesti během celého dne a lze ji nosit v botách i bez nich.





Push for
freedom

push.eu

9187 - 02/25