

**ГОМОЛКОВОСТОПНИЙ ОРТЕЗ****PUSH MED ANKLE BRACE AEQUI FLEX****ВСТУП**

Гомілковостопний ортез Push med Ankle Brace Aequi Flex призначений для підтримки під час лікування та профілактики травм гомілковостопного суглоба. Ортез забезпечує покращену стабільність, що збільшує фізичну силу. Механічна підтримка та регулювання тиску гарантують ефективність застосування виду.

Перед використанням Push Aequi Flex уважно прочитайте інформацію про вид, якщо у вас виникли запитання, зверніться до свого постачальника або надішніть електронний лист на адресу info@push.eu.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІДРОДЖЕННЯ

Push Aequi Flex забезпечує баланс між комфортом носіння та високим рівнем механічної підтримки гомілковостопного суглоба. Функціональні характеристики ортеза залежать від розрахунку компонентів та захисту від зовнішнього навантаження в оберті підліків та країв. Вони охоплюють внутрішню частину підліків, гомілковостопного суглоба і країв та країв для дістати. Іншими словами, цей ортез створив гомілковостопний суглоб із більшою стабільністю та меншою функціональною рівнотою, якщо фіксус ноги в цій конструкції та повторює.

Флекс-підтримка здійснюється за допомогою діагонального ременя. Еластичні ремені з'єднуються зі складкою, що відповідає за неїстинну частину. Нееластична частинка разом зі складкою відповідає за ризику розтягнення. Еластична тканина захищає зустрічну поздовжню смугу, якщо надривання двох еластичних ременів з вибраним ступенем належності обертається навколо гомілковостопного суглоба із засвоєнням.

Ортез Push Aequi Flex можна використовувати для функціонального лікування травм гомілковостопного суглоба або тривалого використання у випадках хроничної нестабільності. Функціональне лікування передбачає створення навантаження на стопу та гомілковостопний суглоб за допомогою ортеза в межах комплексного лікування за підозрою лікарів. Рухи стопи назовні та всередину обмежені, але забезпечують достатній ступінь свободи рухів стопи, вторго та вини.

Нумерація на ременях погоджується зі вибраним ступенем застосуванням ортеза. Push Aequi Flex одягається на носок. Оптимальна стабільність досягається, якщо носити ортез разом із закритим (на шнурців) взуттям.

ПОКАЗАННЯ

- Гостре бічне розтягнення гомілковостопного суглоба
- Додаткове лікування перепоюм гомілковостопного суглоба, які лікуються консервативними або хірургічними шляхами
- Нестабільність середнього та вакуумного ступенів
- Остеоартроз середнього та вакуумного ступенів
- Вторинна профілактика розтягнення гомілковостопного суглоба

Важливість цих стоп, що якщо ортез не може або не спід використовувати, відсутні. У разі проблем з гомілковостопним ортезом може виникти занепа крові. Унере не затягуйте ортез занадто тур. Спирите за тим, що після наявності наявності не відриваються складки або інші типи, особливо це стосується підліків, хворох на художній плает.

Біль завдяки з тривоком сигналом. У разі постійного болю або посилення симптомів рекомендується проконсультуватися з лікарем або терапевтом.