





## ПРОМЕНЕВОЗАП'ЯСКОВИЙ ОРТЕЗ НАПІВЖОРСТКИЙ

### PUSH MED WRIST BRACE

#### АРТИКУЛ: 2.10.1

### ВСТУП

Ортези серії Med торговельної марки Push – оптимальне рішення для лікування та попередження травм опорно-рухового апарата. Ваш новий ортез Push Med характеризується високим рівнем ефективності, комфорту та якості. Променевоzap'ястковий ортез напівжорсткий Push med Wrist Brace надає відчуття ліпшої стабільності та забезпечує звільнення від болю, що збільшує фізичну силу. Механічна підтримка, компресія, що регулюється та гарна здатність зберігати належне положення є основою його характеристик.

Продукція Push Med є інноваційною та вироблена для Вас із особливो ретельністю для максимальної безпеки та більшої свободи руху. Сприяє задоволенню під час використання.

Перед застосуванням ортеза уважно ознайомтеся з інструкцією. Якщо Ви маєте будь-які питання, будь ласка, зверніться за консультацією до дистриб'ютора або надішліть електронний лист на адресу [sikom@alkom.ua](mailto:sikom@alkom.ua) чи [info@push.eu](mailto:info@push.eu).

### ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

Ваш променевоzap'ястковий ортез напівжорсткий Push med Wrist Brace надає високий рівень підтримки, захисту та відпочинку для зап'ястя, не обмежуючи функціональність руки. Ребра жорсткості анатомічної форми обмежують допонне та тильне згинання, не облокуючи його цілком. Рівень компресії може бути оптимізований завдяки зручній у застосуванні еластичній стрічці. Ортез логко надягається однією рукою.

Так само комфортні зони із м'якого матеріалу були створені навколо вразливих ділянок зап'ястя. Правильна анатомічна посадка допомагає ортезу лишатися на належному місці під час руху.

Ортез вироблено із високоякісного та комфортного матеріалу Sympress™. Використання мікрофібри дозволяє відчути м'якість усередині ортеза і зберігти шкіру сухою. Променевоzap'ястковий ортез напівжорсткий Push med Wrist Brace розрахований на регулярний гігієнічний догляд (прання).

#### ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Деформації променевоzap'ясткового суглоба
- Нестабільність
- Дисторсія середнього та важкого ступенів
- Повторювані травми деформації
- Деформації розгиначів зап'ястя
- Переломи зап'ястя без зміщєн
- Наступне лікування після переломів зап'ястя
- Артроз

Інформація про такі порушення, коли ортез не можна або не варто носити, відсутня. У разі порушень циркуляції крові у кінцівках ортез може викликати гіперемію. Уникайте надмірно тугого накладання ортеза на початку використання. Біль завдяки спугу попередженням. Якщо біль не зникає або скарди посилюються, зверніться за консультацією до Вашого лікаря або терапевта.

**ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ТА ПРАВИЛА НАДЯГАННЯ**
Променевоzap'ястковий ортез напівжорсткий Push med Wrist Brace випускається у 4 розмірах. Виміряйте окружність зап'ястя як зображено на упакуванні. Таблиця на упаковці показує правильний розмір ортеза для Вашого зап'ястя.

- Вірна послідовність накладання визначається за допомогою зростання кількості символів «точок» на застібці-липучці «Велкро». Натягніть основу ортеза на руку до тих пір, поки вона не досягне великого пальця. Застібіть ортез навколо передпліччя.
- Оторніть еластичну стрічку один раз навколо кисті.
- Задайте необхідну компресю області променевоzap'ясткового суглоба та зафіксуйте еластичну стрічку на зовнішній стороні ортеза.

#### ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ

- 🧼

🧴

🚿

🚰

🧴

🧴

🧴

🧴

Для підтримання гігієни та забезпечення максимального строку експлуатації бандажу, важливо прати його на регулярній основі, дотримуючись інструкцій щодо прання.

Якщо ви маєте намір не використовувати бандаж протягом певного часу, рекомендується, щоб ви вимили та висушили його перед зберіганням.

Перед пранням застібіть застібки-липучки «Велкро», щоб захистити бандаж та інші речі, що перебув разом із ним. Бандаж можна прати у пральній машині в щадному (делікатному) режимі або руками за температури не вище +30°С. Не застосовуйте хлормісткі миючі та відбілювачі засоби. Можна використовувати щипк віджиму для деликатних речей: після цього бандаж висушують для висушування на відкритому повітрі (**подаль від джерела нагрівання та не у сушиарі**).

Push® є зареєстрованою торговою маркою компанії «Неа Інтернашнл Бібі» (Nea International bv)

Для додаткової інформації про дистриб'ютора у Вашій країні звертайтеся за посиланням: [www.push.eu/distributors](http://www.push.eu/distributors)

## ПРОМЕНЕВОЗАП'ЯСКОВИЙ ОРТЕЗ НАПІВЖОРСТКИЙ

### PUSH MED WRIST BRACE

#### АРТИКУЛ: 2.10.1

### ВСТУП

Ортези серії Med торговельної марки Push – оптимальне рішення для лікування та попередження травм опорно-рухового апарата. Ваш новий ортез Push Med характеризується високим рівнем ефективності, комфорту та якості. Променевоzap'ястковий ортез напівжорсткий Push med Wrist Brace надає відчуття ліпшої стабільності та забезпечує звільнення від болю, що збільшує фізичну силу. Механічна підтримка, компресія, що регулюється та гарна здатність зберігати належне положення є основою його характеристик.

Продукція Push Med є інноваційною та вироблена для Вас із особливो ретельністю для максимальної безпеки та більшої свободи руху. Сприяє задоволенню під час використання.

Перед застосуванням ортеза уважно ознайомтеся з інструкцією. Якщо Ви маєте будь-які питання, будь ласка, зверніться за консультацією до дистриб'ютора або надішліть електронний лист на адресу [sikom@alkom.ua](mailto:sikom@alkom.ua) чи [info@push.eu](mailto:info@push.eu).

### ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

Ваш променевоzap'ястковий ортез напівжорсткий Push med Wrist Brace надає високий рівень підтримки, захисту та відпочинку для зап'ястя, не обмежуючи функціональність руки. Ребра жорсткості анатомічної форми обмежують допоне та тильне згинання, не облокуючи його цілком. Рівень компресії може бути оптимізований завдяки зручній у застосуванні еластичній стрічці. Ортез логко надягається однією рукою.

Так само комфортні зони із м'якого матеріалу були створені навколо вразливих ділянок зап'ястя. Правильна анатомічна посадка допомагає ортезу лишатися на належному місці під час руху.

Ортез вироблено із високоякісного та комфортного матеріалу Sympress™. Використання мікрофібри дозволяє відчути м'якість усередині ортеза і зберігти шкіру сухою. Променевоzap'ястковий ортез напівжорсткий Push med Wrist Brace розрахований на регулярний гігієнічний догляд (прання).

Ортез вироблено із високоякісного та комфортного матеріалу Sympress™. Використання мікрофібри дозволяє відчути м'якість усередині ортеза і зберігти шкіру сухою. Променевоzap'ястковий ортез напівжорсткий Push med Wrist Brace розрахований на регулярний гігієнічний догляд (прання).

Ортез вироблено із високоякісного та комфортного матеріалу Sympress™. Використання мікрофібри дозволяє відчути м'якість усередині ортеза і зберігти шкіру сухою. Променевоzap'ястковий ортез напівжорсткий Push med Wrist Brace розрахований на регулярний гігієнічний догляд (прання).

- Деформації променевоzap'ясткового суглоба
- Нестабільність
- Дисторсія середнього та важкого ступенів
- Повторювані травми деформації
- Деформації розгиначів зап'ястя
- Переломи зап'ястя без зміщєн
- Наступне лікування після переломів зап'ястя
- Артроз

Інформація про такі порушення, коли ортез не можна або не варто носити, відсутня. У разі порушень циркуляції крові у кінцівках ортез може викликати гіперемію. Уникайте надмірно тугого накладання ортеза на початку використання. Біль завдяки спугу попередженням. Якщо біль не зникає або скарди посилюються, зверніться за консультацією до Вашого лікаря або терапевта.

**ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ТА ПРАВИЛА НАДЯГАННЯ**
Променевоzap'ястковий ортез напівжорсткий Push med Wrist Brace випускається у 4 розмірах. Виміряйте окружність зап'ястя як зображено на упакуванні. Таблиця на упакуці показує правильний розмір ортеза для Вашого зап'ястя.

- Вірна послідовність накладання визначається за допомогою зростання кількості символів «точок» на застібці-липучці «Велкро». Натягніть основу ортеза на руку до тих пір, поки вона не досягне великого пальця. Застібіть ортез навколо передпліччя.
- Оторніть еластичну стрічку один раз навколо кисті.
- Задайте необхідну компресю області променевоzap'ясткового суглоба та зафіксуйте еластичну стрічку на зовнішній стороні ортеза.

#### ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ

- 🧼

🧴

🚿

🚰

🧴

🧴

🧴

🧴

Для підтримання гігієни та забезпечення максимального строку експлуатації бандажу, важливо прати його на регулярній основі, дотримуючись інструкцій щодо прання.

Якщо ви маєте намір не використовувати бандаж протягом певного часу, рекомендується, щоб ви вимили та висушили його перед зберіганням.

Перед пранням застібіть застібки-липучки «Велкро», щоб захистити бандаж та інші речі, що перебув разом із ним. Бандаж можна прати у пральній машині в щадному (делікатному) режимі або руками за температури не вище +30°С. Не застосовуйте хлормісткі миючі та відбілювачі засоби. Можна використовувати щипк віджиму для деликатних речей: після цього бандаж висушують для висушування на відкритому повітрі (**подаль від джерела нагрівання та не у сушиарі**).

Push® є зареєстрованою торговою маркою компанії «Неа Інтернашнл Бібі» (Nea International bv)

Для додаткової інформації про дистриб'ютора у Вашій країні звертайтеся за посиланням: [www.push.eu/distributors](http://www.push.eu/distributors)

#### PRODUCTION

#### PRODUCTION

Les produits Push med fournissent des solutions efficaces pour le traitement et la prévention des blessures de l'appareil locomoteur. Votre nouvelle attelle de poignet est un produit Push med se caractérisant par un haut niveau d'efficacité, de confort et de qualité. Le bandage de poignet Push med assure une meilleure stabilité et soulage la douleur. La résistance physique en est de ce fait augmentée. Un support mécanique, une pression réglable et un bon maintien de la position constituent la base de son fonctionnement.

Push med 腕部支撐护具是一款全新的产品，具有高效、舒适和高品质的特点。Push med 腕部支撐护具可改善稳定性并缓解解疼痛，可以增加身体强度。机械支撑、可调压力和良好的位置保持能力构成了其性能的基础。

Push med 产品具有创新性，专为您精心打造。它能够最大程度上地确保安全性和行动自由度。提升使用满意度。在使用 Push med 腕部支撐护具之前，请仔细阅读产品信息。如果您有任何疑问,请咨询您的经销商或者发送邮件至 [info@push.eu](mailto:info@push.eu)。

产品特点

Push med 腕部支撐护具可以提供高强度的支撑和保护，且不会限制手部的活动。符合解剖学形状的加强件限制了手掌的背屈并不会完全阻碍正常活动。通过易于调节的松紧带可以实现优化压力自由度。您可以非常容易的用手将支撐护具缠绕在下臂上。

该产品在手腕的腕窝区域周围形成了所谓的衬垫材料舒适区。适当的解剖学应用有助于支撐护具在运动期间保持在原位。

该支撐护具由 Sympress™（一种高品质的舒适材料）制成。微纤维的使用使其内部触感柔软并能使皮肤保持干燥。Push med 腕部支撐护具可正常清洗。

#### 适应症

- 腕部拉伤主诉
- 不稳定
- 中度到严重变形
- RSI
- 腕伸肌拉伤主诉
- 手腕骨折，无脱位
- 腕关节骨折的后续治疗
- 关节病

未发现不适合使用支撐护具的病症。在四肢血液循环不良的情况下，支撐护具可能导致充血。避免让支撐护具从一开始粘附过紧。

疼痛始终是警示信号。如果疼痛持续或症状恶化，建议咨询您的医生或治疗师。

#### 确定尺寸 / 贴合度

腕部支撐护具共有 4 个尺寸选项。测量手腕的周长，如包装上的插图所示。包装上的表格显示了适合您手腕尺寸的正确支撐护具尺寸。

#### A. 正确的穿戴顺序由魔术贴上递增的分子符号决定。

将底座围绕手腕滑动直到它到达拇指。

闭合缠绕下臂的支撐护具。

#### B. 使用松紧带在手周围设置正确的测量范围。

将腕带绕手腕缠绕一圈调整施加到手腕上的压力，并于顶部将其紧固。

#### 清洗说明

- 🧼

🧴

🚿

🚰

🧴

🧴

🧴

🧴

为了确保护具的洁净，以及最大化延长护具的使用寿命，按照以下 清洗说明定期清洁护具非常重要。

如您打算将支撐护具闲置一段时间，建议在存放支撐护具之前清洗并干燥。

清洗之前，请闭合魔术贴以保护支撐护具和其他衣物。可以在最高 30°C 的条件下，按照洗涤精细织物的程序机器清洗或手工清洗支撐护具。请勿使用任何漂白剂。

可以使用温柔旋转的洗涤干燥程序：在此之后，將支撐护具悬挂在室外晾干（避免靠近加热源或放置于滚筒式烘干机中）。

#### 重要说明

- 正确使用 Push 支撐护具可能需要医生或治疗师的诊断意见。
- Push 支撐护具设计用于穿戴在未受损的皮肤上。如需在受损的皮肤上使用，必须预先覆盖一层合适的材料。
- 只有选择合适 的尺寸才能实现最佳功效。使用之前，请验配支撐护具以检查其尺寸是否合适。您的经销商的专业人员能够说明穿戴 Push 支撐护具的最佳方法。请保存好产品信息，以便未来需要时重新参阅穿戴说明。
- 如果产品需要适应个体需要，请咨询支撐护具专家。
- 每次使用前检查您的 Push 支撐护具是否有磨损迹象或零件出现老化现象。只有在产品完好无损的情况下，才能保证 Push 支撐护具的最佳性能。
- 在欧盟医疗器械法规 2017/745 的框架内，用户必须向制造商和用户所在的成员国的主管当局报告涉及产品的任何严重事故。

Push® 是 Nea International bv 的注册商标

有关您所在国家/地区的经销商的详细信息，请参阅 [www.push.eu/distributors](http://www.push.eu/distributors)

#### BANDAGE DE POIGNET PUSH MED

#### INTRODUCTION

Les produits Push med fournissent des solutions efficaces pour le traitement et la prévention des blessures de l'appareil locomoteur. Votre nouvelle attelle de poignet est un produit Push med se caractérisant par un haut niveau d'efficacité, de confort et de qualité. Le bandage de poignet Push med assure une meilleure stabilité et soulage la douleur. La résistance physique en est de ce fait augmentée. Un support mécanique, une pression réglable et un bon maintien de la position constituent la base de son fonctionnement.

Les produits Push med sont innovateurs et fabriqués pour vous avec un grand soin. Une sécurité maximale et une plus grande liberté de mouvement sont ainsi garanties. L'objectif est en effet d'atteindre la satisfaction de l'utilisateur.

Lisez attentivement les informations du produit avant d'utiliser le poignet de maintien Push med. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre revendeur ou envoyer un e-mail à [info@push.eu](mailto:info@push.eu).

#### CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Vous poignet de maintien Push med offre un soutien, une protection et un repos de haut niveau au poignet, sans limiter la fonctionnalité de la main. Les bandes de renforcements formées anatomiquement limitent la flexion palmaire et dorsale sans la bloquer complètement. Le degré de pression peut être optimisé par une bande élastique facile à appliquer. Le poignet de maintien peut facilement s'ajuster d'une seule main autour de l'avant-bras. Des bandes de confort en matière rembourée ont été prévues autour des zones vulnérables du poignet. Un ajustement anatomique approprié fait que l'attelle de poignet reste en position quand vous êtes en mouvement. Le bandage est fait en Sympress™, une matière confortable de haute qualité. L'utilisation de microfibres rend l'intérieur doux et maintient la peau sèche. Le poignet de maintien Push med se lave normalement.

Le produit est innovateur et fabriqué pour vous avec un grand soin. Une sécurité maximale et une plus grande liberté de mouvement sont ainsi garanties. L'objectif est en effet d'atteindre la satisfaction de l'utilisateur.

#### INDICATIONS

- Douleurs lancinantes au poignet
- Instabilité
- Déformation modérée à grave
- LMR (lésions dues aux mouvements répétitifs)
- Froissements dans les extenseurs de poignet
- Fracture du poignet sans luxation
- Traitement de suivi de fractures du poignet
- Arthrose

Il n'existe aucun trouble connu interdisant ou rendant impossible le port du bandage. En cas de faible circulation et/ou sang dans les membres, un bandage peut provoquer une hyperémie. Évitez de serrer le bandage trop fort au début.

La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

**DETERMINATION DE LA TAILLE / AJUSTAGE**
L'attelle de poignet est disponible en 4 tailles. Mesurez la circonférence du poignet, comme montré dans l'illustration sur l'emballage. Le tableau sur l'emballage vous indique celle qui convient à votre tour de poignet.

A. L'ordre d'ajustage correct est déterminé par les symboles de molécule croissantes sur les fermetures à boucles et à crochets.

Glissez la base autour de la main jusqu'à ce qu'elle atteigne le pouce. Fermez le poignet de maintien autour de l'avant-bras.

B. Utilisez la bande élastique pour régler la gamme de mesure correcte autour de la main.

C. Enroulez la bande autour du poignet une fois pour exercer la pression requise sur le poignet et fermez-la sur le dessus.

#### INSTRUCTIONS DE LAVAGE

- 🧼

🧴

🚿

🚰

🧴

🧴

🧴

🧴

Pour assurer l'hygiène et prolonger la durée de vie du poignet de maintien, il importe de la laver régulièrement en respectant les instructions de lavage. Si le poignet de maintien n'est pas utilisé durant une période prolongée, il est conseillé de la laver et de la faire sécher avant de la ranger.

Avant le lavage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger le poignet de maintien et l'autre linge.

Le poignet de maintien peut être lavé à des températures allant jusqu'à 30 °C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.

Un cycle d'essorage doux peut être utilisé : ensuite, faites sécher le poignet de maintien à l'air libre (pas près d'une source de chaleur, ni dans un sèche-linge).

#### ATTENTION

- L'utilisation appropriée du bandage Push peut nécessiter le diagnostic d'un docteur ou d'un thérapeute.
- Les bandages Push sont prévus pour être portés sur une peau en bonne santé. Si la peau est abîmée, elle doit d'abord être recouverte d'une matière adéquate.
- Si le fonctionnement optimal ne peut être obtenu que si vous choisissez la bonne taille. Essayez le bandage avant de l'acheter afin de vérifier la taille. Le personnel professionnel de votre revendeur vous expliquera la meilleure manière d'ajuster votre bandage Push. Conservez les informations de produit afin de pouvoir relire les instructions d'ajustage ultérieurement.
- Consultez un spécialiste des bandages si le produit nécessite une adaptation individuelle.
- Vérifiez votre bandage Push avant chaque utilisation afin de détecter tout signe d'usure ou de vieillissement des pièces ou des coutures. L'efficacité de votre bandage Push ne peut être garantie que si le produit est parfaitement intact.
- Conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, l'utilisateur doit informer le fabricant et l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur est établi de tout incident grave relatif au produit.

Push® est une marque déposée de Nea International bv

Pour plus de détails concernant votre distributeur national, consultez l'adresse [www.push.eu/distributors](http://www.push.eu/distributors)

## ORTEZĂ PENTRU ÎNCHIEIETURA MÂINII PUSH MED

#### INTRODUCERE

Produsele Push med oferă soluții eficiente pentru tratamentul și prevenirea leziunilor aparatului locomotor.

Noua dumneavoastră orteză pentru încheietura mâinii este un produs Push med, caracterizat printr-un nivel crescut de eficiență, confort și calitate. Orteza pentru încheietura mâinii Push med îmbunătățește stabilitatea și contribuie la ameliorarea durerii. Această crește forța fizică. Susținerea mecanică, presiunea reglabilă și menținerea poziției corepunzătoare reprezintă baze performanțelor sale. Produsele Push med sunt inovatoare și produse cu multă atenție pentru dumneavoastră. Acest lucru asigură o siguranță maximă și o libertate mai mare a mișcărilor. Pentru a promova satisfacția în utilizare.

Citiți cu atenție informațiile referitoare la produs înainte de a utiliza orteza pentru încheietura mâinii Push med. Dacă aveți întrebări, consultați revanzatorul sau trimiteți un e-mail la [info@push.eu](mailto:info@push.eu).

#### CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Orteza dumneavoastră pentru încheietura mâinii Push med oferă un nivel ridicat de susținere, protecție și relaxare a încheieturii mâinii, fără a limita funcționalitatea mâinii. Rigidificatoarele cu formă anatomică limitează flexiunea palmară și dorsală fără a o obstrucționa complet. Nivelul de compresie poate fi optimizat printr-o chingă elastică ușor de montat. Orteza poate fi montată ușor în jurul antebrațului cu o mână.

În jurul zoneilor vulnerabile ale încheieturii mâinii au fost create așa-numitele zone de confort din material captșuit. Forma anatomică adecvată contribuie la fixarea ortezii în poziție în timpul mișcărilor. Orteza este realizată din Sympress™, un material confortabil, de calitate. Utilizarea microfibrilor face ca interiorul să fie moale și să mențină pielea uscată. Orteza pentru încheietura mâinii Push med poate fi spălată în mod normal.

#### INDICAȚII

- Dureri la încordarea încheieturii mâinii
- Instabilitate
- Răsucire moderată până la gravă
- Leziuni de stres repetitiv
- Dureri ale extensorilor încheieturii
- Fractură de încheietură fără dislocare
- Treatment de monitorizare a fracturilor încheieturii
- Artroză

Nu se cunosc afecțiuni în care orteza nu poate sau nu trebuie să fie purtată. În cazul unei circulații slabe a sângelui în membre, o orteză poate provoca hipermie. Evitați aplicarea prea strânsă a ortezei la începūt.

Durerea este întotdeauna un avertisment. Dacă durerea persistă sau problema se agravează, se recomandă să vă adresați medicului sau terapeutului.

#### STABILIREA DIMENSIUNII / PROBAREA

Orteza pentru încheietura mâinii este disponibilă în 4 mărimi. Măsurați circumferința încheieturii așa cum se arată în ilustrația de pe ambalaj. Tabelul de pe ambalaj indică dimensiunea corectă a ortezei pentru încheietura mâinii dumneavoastră.

A. Ordinea corectă de montare este determinată de simbolurile croșetateare ale particulelor de pe sistemele de prindere cu arici.

Treceți baza în jurul mâinii până când atinge degetul mare. Închideți orteza în jurul antebrațului.

B. Folosiți chinga elastică pentru a regla intervalul corect de măsurare în jurul mâinii.

C. Înfășurați chinga în jurul încheieturii o dată, pentru a aplica compresia necesară pe încheietura mâinii și închideți-o deasupra.

#### INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE

- 🧼

🧴

🚿

🚰

🧴

🧴

🧴

🧴

Pentru a promova igiena și a maximiza durata de viață a ortezei, este important să spălați orteza regulat, respectând instrucțiunile de spălare. Dacă intenționați să o utilizați orteza pentru o perioadă de timp, se recomandă să o spălați și să o uscați înainte de depozitare. Înainte de spălare, închideți sistemele de prindere cu arici pentru a proteja orteză și cetaletele rufe.

Orteza poate fi spălată la temperaturi de pana la 30 °C, cu un program pentru țesături delicate sau de mână. Nu utilizați înălbitori.

Se poate folosi un ciclu ușor de centrifugare: după aceasta, atârnați orteză pentru a se usca în aer liber (nu în apropierea unei surse de căldură sau într-un uscător de rufe).

#### IMPORTANT

- Utilizarea corectă a ortezei Push poate necesita diagnosticarea de către un medic sau un terapeut.
- Orte