



**A.**

**2.**



**B.**

**3.**



**C.**

Material composition	
Steel	51%
Polyester	22%
Polyamide	12%
Others	15%
Contains latex	

### ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ PUSH MED

#### ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα προϊόντα Push med παρέχουν αποτελεσματικές λύσεις για τη θεραπεία και την πρόληψη τραυματισμών στο κνηρίο και στην.

Ο νέος σας περικάρπιος νάρθηκας είναι προϊόν Push med και προσφέρει αποτελεσματικότητα, άνεση και άριστη ποιότητα. Ο περικάρπιος νάρθηκας Push med βελτώνει τη σταθερότητα και προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο. Αυτό αυξάνει τη στασιμότητα. Η μηχανική υποστήριξη, η ρυθμιζόμενη πίεση και η διατήρηση καλής θέσης αποσπούν τη βάση της απόσπασης του προϊόντος.

Τα προϊόντα Push med είναι καινοτόμα και κατασκευάζονται για εσάς με εξαιρετική φρονιδα. Αυτό εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια και μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Για την προώθηση της καινοτομίας από τη χρήση του προϊόντος,

Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση του περικάρπιου νάρθηκα Push med. Εάν έχετε ερωτήσεις, συμβουλευτείτε τον μεταπωλητή σας ή στείλετε e-mail στη διεύθυνση [info@push.eu](mailto:info@push.eu).

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο περικάρπιος νάρθηκας Push med προσφέρει υψηλό επίπεδο στήριξης, προστασίας και χαλάρωσης του καρπού, χωρίς να περιορίζεται η λειτουργία για χειρού. Οι ενσωματωμένες οραματικές γραμμές παραδών την παλαμιαία και ραχιαία κάμψη χωρίς να την εμποδίζουν εντελώς. Το επίπεδο συμπίεσης μπορεί να βελτιστοποιηθεί με τον εύρυστο ελαστικό μανίκι. Ο νάρθηκας τοποθετείται εύκολα με το ένα χέρι γύρω από τον κάτω βραχίονα.

Οι επανοσώζόμενες ζώνες άνοιξης από υλικό με ενίσχυση έχουν διαμορφωθεί για τη εύαισθητη περιοχή του καρπού. Η ορθή ανατομική εφαρμογή διατηρεί τον νάρθηκα στη θέση του κατά την εκτέλεση κινήσεων.

Ο νάρθηκας είναι κατασκευασμένος από Sympress™, ένα υψηλής ποιότητας υλικό που προσφέρει άνεση. Η χρήση μικρών καθίστα το εσωτερικό μαλακό και διατηρεί το δέρμα στεγνό. Ο περικάρπιος νάρθηκας Push med μπορεί να πλυθεί κανονικά.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Ενοχλήσεις λόγω καπατόνησης των καρπών
- Ασθθια
- Μέτρα έως σοβαρή παραμόρφωση
- Σύνδρομο επαναλαμβανόμενης καπατόνησης (RSI)
- Ενοχλήτες λόγω καπατόνησης των επενδύσεων του καρπού
- Κάταγμα καρπού χωρίς παρεκτόμηση
- Συμπληρωματική αγωγή για κατάγματα καρπού
- Αρθρίτιδα

Δεν υπάρχουν γνωστές διαταραχές εξαιτίας των οποίων δεν μπορεί ή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί νάρθηκας. Σε περίπτωση κακής κυκλοφορίας του αίματος στα άκρα, η χρήση νάρθηκα μπορεί να προκαλέσει υπεραιμία. Αποφύγετε να δάσετε τον νάρθηκα υπερβολικά σχετικά στην αρχή.

Ο πόνος είναι πάντα ένδειξη προειδοποίησης. Εάν ο πόνος παραμένει ή η ενόχληση επιδεινώνεται, συνιστάται να συμβουλευτείτε τον ιατρό ή τον θεραπευτή σας.

#### ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ο περικάρπιος νάρθηκας διαθέτεται σε 4 μεγέθη. Μετρήστε την περίμετρο του καρπού, όπως φαίνεται στην εικόνα της συσκευασίας. Ο πόνος, της συσκευασίας δείχνει το σωστό μέγεθος νάρθηκα για το μέγεθος του καρπού σας.

- Η σωστή ασυρή τοποθέτηση καθορίζεται από την αυξανόμενη σήμανση μορίων στα δεξιόσπαστα από άνω προς τα κάτω.
- Σύρετε τη βήση στο χέρι μέχρι να φτάσει στον αντίχειρα.
- Κλείστε τον νάρθηκα γύρω από τον κάτω βραχίονα.
- Χρησιμοποιήστε τον ελαστικό μανίκι για να ρυθμίσετε το σωστό εύρος μέτρησης γύρω από το χέρι.
- Τυλίξτε τον μαντίνα γύρω από τον καρπό μία φορά για να ασφαθεί ή απατοζόμενη συμπίεση στον καρπό και κλείστε το στο επάνω μέρος.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Για την προώθηση της υγιεινής και τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του νάρθηκα, είναι σημαντικό να πλένετε τα σπληνάρια τακτικά, ακολουθώντας τις οδηγίες πλύσης.

Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον νάρθηκα για κάποιο διάστημα, συνιστάται να πλένετε και να στεγνώσετε τον νάρθηκα πριν από την αποθήκευσή του.

Πριν από το πλύσιμο, κλείστε το δεξιόσπαστο από άνω προς τα θέρηλα για να προστατέψτε τον νάρθηκα και τα άλλα ρούχα.

Ο νάρθηκας μπορεί να πλυθεί σε θερμοκρασίες έως και 30 °C, σε πρόγραμμα για εύαισθητα υφάσματα ή στο χέρι. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικούς παράγοντες.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ήπιη πρόγραμμα πλύσης: έπειτα, απλώς στε να νάρθηκα για να στεγνώσει φυσικά (όχι κοντά σε πηγή θερμότητας ή σε στεγνωτήριο).

#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Για την ορθή χρήση του νάρθηκα Push ενδέχεται να απαιτείται διάγνωση από ιατρό ή θεραπευτή.
- Οι νάρθηκας Push έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογή σε δέρμα χωρίς βλάβες.
- Αν το δέρμα φέρε βλάβες, πρέπει να καλυφθεί πρώτα με κατάλληλο υλικό.
- Η βέλτιστη λειτουργία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την επιλογή του σωστού μεγέθους. Διακομίστε τον νάρθηκα πριν από τη χρήση για να ελέγξετε το μέγεθος του. Το επαγγελματικό προσωπικό του μεταπωλητή σας θα σας υποδείξει τον καλύτερο τρόπο τοποθέτησης του νάρθηκα Push. Φυλάξτε τις πληροφορίες προϊόντος για να μπορείτε αφήσετε να ξαναδοκιμάσετε τις οδηγίες τοποθέτησης.
- Συμβουλευτείτε έναν ειδικό για νάρθηκας αν το προϊόν απαιτεί στασιμη προστασία.
- Ελέγξτε κάθε φορά τον νάρθηκα Push πριν από τη χρήση για σημεία θραύσης εξαιτίας πύσης ή ραχών. Η βέλτιστη απόδοση του νάρθηκα Push μπορεί να είναι εγγυημένη μόνο εάν το προϊόν είναι άθικτο.
- Στο πλαίσιο του κανονισμού 2017/745 της ΕΕ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ο χρήστης πρέπει να αναφέρει τυχόν σοβαρά περιστατικά για τα προϊόν στα κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έδρασε ο χρήστης.

Το σήμα Push® είναι καταχωρισμένο εμπορικό σήμα της Nea International by

### PUSH MED ORTĚZA ZÁPĚSTIA

#### ÚVOD

Výrobky Push med predstavujú účinné riešenie pri liečbe a prevencii úrazov pohybového ústrojenstva.

Vaša nová ortéza zápastia je výrobkom línie Push med, ktorej charakteristiku je vysoká efektívnosť, pohodlnosť a kvalita. Push med ortéza zápastia zlepšuje stabilitu a zaisťuje úľavu od bolesti. Zvyšuje tak telesnú silu. Funkcia pomáha v mechanickú podpore, nastaviteľnej kompresii a dobrej fixácii polovoty.

Push med ortéza zápastia je charakteristickou svojou pokrokovosťou a ich výrobc je venovaná najväčšia starostlivosť. Tieto atribúty zaisťujú ich maximálnu bezpečnosť a väčšiu voľnosť pohybu. Cieľom je zabezpečiť čo najväčšie uspokojenie z ich nosenia.

Pred použitím Push med ortéza zápastia si dobre preštudujte tieto informácie o výrobku. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obráťte sa, prosím, na svojho predajcu. Prípadne nám svoje otázky pošlite e-mailom na adresu [info@push.eu](mailto:info@push.eu).

#### CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Vaše Push med ortéza zápastia poskytuje zápästiu vysoký stupeň podpory, ochrany a relaxácie bez obmedzenia funkčnosti ruky. Anatomicky tvarované výstuže obmedzujú palciárnu a dorzálnu flexiu, no neobmedzujú ju úplne. Súprtu kompresie sa dá optimalizovať pomocou elastického pásu, ktorého použitie je veľmi jednoduché. Ortézu je možné jednoducho nasadiť okolo zápastia pomocou jednej ruky.

Okolo zraniteľných miest v zápasti boli vytvorené tzv. komfortné zóny z výpúlného materiálu. Vhodné anatomické tvarovanie fixuje ortézu v správnej polohe aj počas pohybu.

Ortéza je vyrobená z vysoko kvalitného a pohodlného materiálu Sympress™. Vďaka použitiu mikrovláknám je materiál zvnútra mäkký na dotyk a udržuje pokožku suchú. Push med ortéza zápastia sa dá bez problémov prať.

#### INDIKÁCIE

- Pretiaženie zápastia
- Nestabilita
- Stredná až závažná distorzia
- Opakované deformačné zranenia (RSI)
- Pretiaženie extenzorov zápastia
- Zlomenina zápastia bez dislokácie
- Následná liečba zlomenin zápastia
- Artróza

Nie je známa žiadna porucha, pri ktorej by sa ortéza nedala alebo nesmela nosiť. Pri zlom prekrvovaní končatín môže ortéza spôsobovať hyperémiu (prekvenie). Zo začiatku dávajte pozor, aby ste ortézu príliš neutehľovali.

Bolest je vždy varovným znamením. Pokiaľ bolesť pretrváva alebo sa ťažkosťi zhoršujú, je vhodné poradiť sa s lekárom alebo terapeutom.

#### VÝBER SPRÁVNEJ VEĽKOSTI/NASADENIE

Ortéza zápastia je dostupná v 4 veľkostiach. Podľa obrázku na obale si odmerajte obvod zápastia. Správnu veľkosť bandáže pre svoje zápastia určite podľa tabuľky na obale.

- Správne poradie pri nasadzovaní ukazujú narastajúce symboly molekúl na suchých zipsoch. Základnú časť navlečte na ruku pokiaľ nedosiahnete palec. Zapnite bandáž okolo zápastia.
- Nastavte správny rozsah okolo ruky použitím elastického pásu.
- Pás omotajte okolo zápastia tak, aby ste dosiahli požadovanú kompresiu a na vrchu zapnite.

#### POKYNY NA PRANIE

☒ ☒ ☒ ☒ ☒

V záujme hygieny a maximálneho predĺženia životnosti bandáže je dôležité bandáž pravidelne prať, pričom postupuje v súlade s pokynmi na pranie.

Ak zamýšľate nejaký čas bandáž nepoužívať, odporúčame, aby ste ju pred odozlením vypriali a vysušili.

Pred praniem na ochranu ortézy a ostanej bielizne uzavrite suchý zips.

Ortéza sa môže prať pri teplote do 30 °C v režime jemných tkanín alebo v rukách. Nepoužívajte bieliacie prípravky.

Možno použiť jemné odstraďovanie. Potom nechajte ortézu voľne uschnúť na vzduchu (nie v blízkosti tepelného zdroja; nesušte pomocou sušičky).

#### DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

- Na správne použitie ortézy Push je vhodné stanovenie diagnózy lekárom alebo terapeutom.
- Bandáže Push boli navrhnuté na nosenie na nepoškodenej pokožke. Poškodenú pokožku najprv pokryte vhodným materiálom.
- Ortéza môže fungovať optimálne iba vtedy, ak si vyberiete správnu veľkosť. Preto si ortézu pred zakúpením vyskúšajte, aby ste si overili, že ste si vybrali správnu veľkosť. Najlepši spôsob nasadzovania ortézy Push vám vysvetlí odborný personál predajcu. Odporúčame uchovať si tieto informácie o výrobku na bezpečnom mieste, aby ste si mohli pokyny týkajúce sa nasadenia kedykoľvek znovu prečítať.
- Pokiaľ výrobok vyžaduje individuálnu úpravu, poskyt sa s odborníkom na ortézy.
- Ortézu Push si pred každým nasadením najskôr skontrolujte, aby ste včas postihli prípadné problémy a opotrebenie alebo starnutie súčasťi alebo šitia. Optimálnu funkciu ortézu Push možno zaručiť iba vtedy, ak je výrobok neporušený.
- V zmysle nariadenia EÚ 2017/745 o zdravotníckych pomôckach musí používať výrobcov a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používať vydisko, nahlasiť všetky závažné nehody súvisiace s týmto výrobkom.

Push® je registrovaná známka spoločnosti Nea International by

### PUSH MED 손목보호대

#### 소개

Push med 제품은 근골격질의 부상을 치료하고 예방하는 효과적인 솔루션입니다.

효과가 좋으며, 편안한 사용법, 고품질이 특징인 Push med 제품의 새로운 손목 보호대입니다. Push med 손목 보호대는 안정성을 향상시키고 통증을 완화합니다. 또한, 재력을 증가시킵니다. 물리적인 지지력과 지지 가능 한 압력, 좋은 자세 유지를 통해 최적의 성능을 제공합니다.

혁신적인 Push med 제품은 최상의 보호 기능을 발휘합니다. 최대한 보호받을 때 더 자유롭게 움직일 수 있습니다. 또한, 만족스러운 사용을 보장합니다.

Push med 손목 보호대를 사용하기 전에 제품 정보를 주의해서 읽어 보세요. 궁금한 점이 있으시면 판매점에 문의하거나, [info@push.eu](mailto:info@push.eu) 이메일을 보내주세요.

#### 제품 특성

Push med 손목 보호대는 손의 기능성을 제약하지 않으면서 손목에 높은 수준의 지지력, 보호 및 편안함을 제공합니다. 인체공학적 모양의 보강재가 손목의 위, 아래 움직임을 제한하지만, 완전히 고정하지는 않습니다. 탄성 고정대를 통해 압박 강도를 쉽게 조절할 수 있습니다. 한 손으로 손목에 보호대를 쉽게 착용할 수 있습니다.

패딩 소재의 폼포트 존은 손목의 취약한 부위를 위해 만들어졌습니다. 인체공학적인 구조로 만들어져 활동 중에도 보호대가 정 위치를 유지합니다.

보호대는 편안한 고품질 소재 Sympress™으로 제조되었습니다. 극세사를 사용하여 내부가 부드러우며 가부를 건조하게 유지합니다. Push med 손목 보호대는 일반 세탁이 가능합니다.

#### 적응증

- 손목 염좌
- 불안정증
- 증등증에서 증등의 만곡
- RSI(반복적 긴장 장애)
- 손목 신근의 염좌
- 탈구가 없는 손목 골절
- 손목 골절의 후속 치료
- 관절증

보호대를 착용할 수 없거나 착용하면 안되는 것으로 알려진 장애는 없습니다. 사지에 혈액 순환이 좋지 않을 경우, 보호대는 충혈증을 유발할 수 있습니다. 보호대를 처음 착용 시 너무 껍 까지 않도록 하십시오.

통증이 있다면 주의해서야 합니다. 통증이 지속되거나 악화되면, 주치의나 물리치료사에게 문의하세요.

#### 사이즈 선택 / 피팅

손목 보호대에는 4가지 사이즈가 있습니다. 포츠의 그림과 같이 손목 둘레를量니다. 포츠의 표에 따라 정확한 손목 보호대 사이즈를 선택합니다.

- 올바른 피팅순서는 손목 보호대에 보여주는 숫자 순서에 따라 결정됩니다. 엄지손가락 안쪽 끝에 발을 때자면 보호대를 손으로 밀어 넣습니다. 손목 주위에서 보호대를 고정합니다.
- 탄성 고정대를 사용하여 손 주위에 잘 고정합니다.
- 고정대를 손목 주위에 한 바퀴 둘러면서 필요한 압박 강도를 가한 후 신전에 고정합니다.

#### 세탁 지침

☒ ☒ ☒ ☒ ☒

위생을 개선하고 보호대의 수명을 최대화하기 위해 세탁 지침에 따라 보호대를 정기적으로 세탁해야 합니다.

한 동안 보호대를 사용하지 않으려면 보관하기 전에 보호대를 세탁하고 건조하는 것이 좋습니다.

세탁하기 전에 후크와 루프 패스너를 잠금 보호대와 세탁물을 보호하세요. 최대 30°C의 온도에서 섬세한 직물 모드 또는 손으로 보호대를 세탁할 수 있습니다. 표백제를 사용하지 마십시오.

부드럽게 회전하는 탈수기를 사용할 수 있습니다. 탈수 후 보호대를 빨랫줄에 걸어서 욕실에서 건조하십시오(드라이어 또는 드럼 건조기를 사용하지 마십시오).

#### 중요 사항

- Push 보호대를 적합하게 사용하기 위해 의사 또는 물리치료사의 진단이 필요할 수 있습니다.
- Push 보호대는 부상을 입지 않을 피부를 착용하도록 고안되었습니다. 부상을 입은 피부는 먼저 적절한 소재로 덮어야 합니다.
- 최적의 기능을 얻기 위해 적절한 사이즈를 선택해야 합니다. 보호대를 사용하기 전에 사이즈를 확인하세요. 판매점의 전문가가 최상의 Push 보호대 사이즈를 추천해드릴 것입니다. 나중에 피팅 설명을 다시 읽기 위해 제품 자료를 보관하십시오.
- 제품의 개별 조정이 필요한면 보호대 전문가에게 문의하십시오.
- Push 보호대를 사용하기 전에 마모되거나 낡은 부품이나 연결부위가 있는지 확인하십시오. Push 보호대가 온전한 상태를 때에만 최적의 성능이 보장됩니다.

의료 장치에 대한 EU 규정 2017/745에 따라, 사용자는 제품과 관련된 중요한 사고를 제조업체 및 사용자가 거주하는 회원국의 관할 당국에 보고해야 합니다.

Declaracja o zgodności № FCCS RU J.N. NA38 B.01321/19 (z 02.04.2019 r. o 01.04.2022 r.) wydana ООО «Сервис Плюс»

Push® является зарегистрированной торговой маркой компании «Неа Интернешнл Бивис» (Nea International by

지역별 판매점에 대한 상세 정보는 [www.push.eu/distributors](http://www.push.eu/distributors)를 참조하십시오.

### ПОДБОР РАЗМЕРА

Сантиметровой лентой измеряется окружность лучезяпального сустава (см. рисунок на упаковке). Ортезы Push med Wrist Brace на лучезяпальный сустав выпускаются в четырех размерах раздельно на правую и левую стороны (см. таблицу размеров на упаковке). Чтобы убедиться в правильном выборе размера, рекомендуется примерить ортез.

#### ПРАВИЛА УХОДА

Для того чтобы ортез оставался гигиеничным и чтобы продлить срок его службы, важно регулярно его стирать, соблюдая инструкции по стирке.

Если вы не собираетесь использовать ортез в течение некоторого времени, рекомендуется вымыть и высушить ортез перед хранением.

Перед стиркой застегните застежки-липучки «Велкро».

Машинная стирка в щадящем (деликатном) режиме или ручная стирка при температуре не выше +30 °C. Не применять хлорсодержащие моющие и отбеливающие средства. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

☒ ☒ ☒ ☒ ☒

#### СОСТАВ

Ортез изготовлен из высококачественного комфортного материала Sympress™. Использование микроволокон обеспечивает ощущение мягкости и поддерживает кожу сухой.

#### РАЗМЕРНЫЙ РЯД

1, 2,3,4 (левый, правый)

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие, инструкция по применению.

#### СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

90 дней с момента продажи при соблюдении инструкции.

#### ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие вследствие нарушения инструкции по применению, правил хранения и ухода за изделием;
- несанctionированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделия должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

#### УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие утилизируется с бытовым мусором.

Артикул	2.10.1
Производитель	NEA International BV (NEA Интернешнл Бивис) <a href="http://www.push.eu">www.push.eu</a>
Импортер	ООО «НИКАМЕД», Россия, 127215, Москва, Бульварный проезд, д. 14, стр. 2
Претензии направлять	Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД», тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: <a href="mailto:sbk@nikamed.ru">sbk@nikamed.ru</a> .
Товар является медицинским изделием	Отпускается без рецепта
Регистрационное удостоверение № FCCS 2903094656 от 14.10.2016 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен	
Declaracja o zgodności № FCCS RU J.N. NA38 B.01321/19 (z 02.04.2019 r. o 01.04.2022 r.) wydana ООО «Сервис Плюс»	
Push® является зарегистрированной торговой маркой компании «Неа Интернешнл Бивис» (Nea International by	

Для получения подробной информации о дистрибьюторе в вашей стране перейдите по ссылке [www.push.eu/distributors](http://www.push.eu/distributors)

Новые ортезы Push med представляют собой медицинскую продукцию, которая характеризуется высоким уровнем эффективности, комфорта и качества. Фиксация сильной степени и регулируемая компрессия эффективно стабилизируют сустав и снижают болевые ощущения. Продукция Push med является инновационной и произведена для Вас с особой тщательностью для максимальной безопасности и комфортного использования.

Перед использованием ортеза внимательно прочитайте инструкцию.

Если у Вас имеются какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь за консультацией к дистрибьютору или отправьте электронное письмо по адресу [sales@nikamed.ru](mailto:sales@nikamed.ru)

### ОРТЕЗ НА ЛУЧЕЗАПЯЛЬНЫЙ СУСТАВ PUSH MED WRIST BRACE

#### Артикул: 2.10.1

#### НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Остаточная нестабильность после травмы
- Деформации умеренной и серьезной степени.
- Растяжения связок и сухожилий лучезяпального сустава.
- Устойчивое к терапии повреждение сухожилий разгибателей запястья.
- Тендиниты разгибателей запястья.
- Переломы костей лучезяпального сустава без смещения.
- Период реабилитации после перенесенных переломов.
- Артроз с отекм.
- Хронические тендиниты.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

#### ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ

Перед надеванием ортеза необходимо растегнуть все застежки «Велкро». Правильная последовательность фиксации ремней определяется по увеличению количества символов «\*» на застежках «Велкро».

- Наденьте ортез до основания большого пальца кисти. Задфиксируйте ортез вокруг предплечья.
- Оберните эластичную ленту один раз вокруг кисти.

Задайте необходимую компрессию области лучезяпального сустава и задфиксируйте эластичную ленту на внешней стороне ортеза.

#### РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При использовании ортеза Push med Wrist Brace на лучезяпальный сустав может потребоваться консультация

лечащего врача.

- Изделия Push предназнаены для того, чтобы их использовали на неповрежденной коже. Если кожа повреждена, то она должна быть защищена подходящим материалом перед надеванием изделия.

- Специалисты компании-дистрибьютора объяснят Вам правила надевания ортеза.

- Оптимальное функционирование может быть достигнуто только посредством выбора правильного размера.

- Примерьте изделие перед покупкой, чтобы проверить его размер. Специалисты компании-дистрибьютора объяснят Вам правила надевания ортеза. Сохраните вкладыш с информацией о продукции, чтобы всегда иметь возможность прочесть инструкцию по правильному использованию ортеза.

- Каждый раз перед использованием проверяйте свое изделие Push на наличие признаков износа или старения компонентов или швов. Оптимальная эффективность вашего изделия Push может быть гарантирована только в том случае, если изделие полностью в исправном состоянии.

- В рамках постановления ЕС 2017/745 о медицинских изделиях пользователь должен сообщить о любом серьезном инциденте, связанном с изделием, производителю и компетентному государственному органу, в котором зарегистрирован пользователь.

#### СВОЙСТВА ТОВАРА/ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

Шесть ребер жесткости обеспечивают сильную степень фиксации лучезяпального сустава. Уровень давления можно регулировать с помощью удобного эластичного ремня. Ортез легко закрепить одной рукой. Зоны комфорта вокруг чувствительных отделов лучезяпального сустава предупреждают натирание.

#### ОТРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний к использованию ортеза Push med Wrist Brace на лучезяпальный сустав не выявлено. Избегайте чрезмерно тугого наложения ортеза Push med Wrist Brace на лучезяпальный сустав для предотвращения симптомов нарушения



## ПРОМЕНЕВОЗАП'ЯСКОВИЙ ОРТЕЗ НАПІВЖОРСТКИЙ

### PUSH MED WRIST BRACE

#### АРТИКУЛ: 2.10.1

##### ВСТУП

Ортези серії Med торговельної марки Push є оптимальним рішенням для лікування та попередження травм опорно-рухового апарату.

Ортез Push Med характеризується високим рівнем ефektivності, комфорту та якості. Променевоzap'ястковий ортез напівжорсткий Push med Wrist Brace надає відчуття ліпшої стабільності та забезпечує полегшення болю, що збільшує фізичну силу. Механічна підтримка, компресія, що регулюється та гарна здатність зберігати належне положення є основою його характеристик.

Продукція Push Med є інноваційною та вироблена для Вас із особливого ретельністю для максимальної безпеки та більшої свободи руху. Сприяє задоволенню під час використання.

Перед застосуванням ортеза уважно ознайомтеся з інструкцією. Якщо Ви маєте будь-як питання, будь ласка, зверніться за консультацією до дистрибутора або надішліть електронний лист на адресу [ukom@alkom.ua](mailto:ukom@alkom.ua) чи [info@push.eu](mailto:info@push.eu).

**ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ**
Ортез Push med Wrist Brace забезпечує високий рівень підтримки, захисту та розслаблення зап'ястя, не обмежуючи функціональність руки. Ребра жорсткості анатомічної форми обмотують долонне та тильне згинання, не блокуючи його цілком. Рівень компресії може бути оптимізований завдяки зручній у застосуванні еластичній стрічці. Ортез легко надягається однією рукою.

Так звані комфортні зони із м'якого матеріалу були створені навколо вразливих ділянок зап'ястя. Правильна анатомчна посліда допомагає ортезу лишатися на належному місці під час руху. Ортез вироблено із високоякісного та комфортного матеріалу Sympress™. Використання мікрофібри дозволяє відчутти м'якість у середній ортезі і зберегти ширю сухою. Променевоzap'ястковий ортез напівжорсткий Push med Wrist Brace розрахований на регулярний гігієнічний догляд (прання).

Інформація про такі порушення, коли ортез не можна або не варто носити, відсутня. У разі порушень циркуляції крові у кінцівках ортез може викликати гіперемію. Уникайте надмірно тугого накладання ортеза на початку використання.

Біль завжди слугує попередженням. Якщо біль не зникає або скадри посилюються, зверніться за консультацією до Вашого лікаря.

#### ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Опори на розтягнення зап'ястя
- Нестабільність
- Стримання серйозних деформацій
- Ушкодження від постійного навантаження
- Деформації розгиначів зап'ястя
- Переломи зап'ястя без зміщень
- Подальше лікування після переломів зап'ястя
- Артроз

Інформація про такі порушення, коли ортез не можна або не варто носити, відсутня. У разі порушень циркуляції крові у кінцівках ортез може викликати гіперемію. Уникайте надмірно тугого накладання ортеза на початку використання. Біль завжди слугує попередженням. Якщо біль не зникає або скадри посилюються, зверніться за консультацією до Вашого лікаря.

#### ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ТА ПРАВИЛА НАДЯГАННЯ

Ортез Push med Wrist Brace випускається у 4 розмірах. Виміряйте окружність зап'ястя як зображено на улапках. Таблиця на улапках показує правильний розмір ортеза для Вашого зап'ястя.

Артикул	2.10.1
Виробник	Nea International bv (Неа Інтернешнл біа) <p>www.push.eu</p>
Імпортер	ТОВ «Торговий дім Алком» Україна, <p>02217 Київ Бул Т. Драйвера, 8</p>

#### ІНСТРУКЦІЮ ПО ДОГЛЯДУ

🧼 🧴 🧼 🧴 🧴

Для підтримання гігієни та забезпечення максимального строку експлуатації бандажу, важливо його регулярно прати, дотримуючись інструкцій по догляду.

Якщо ви маєте намір не використовувати бандаж протягом певного часу, рекомендується, щоб ви вимили та висушили його перед зберіганням.

Перед пранням застібніть застібки-липучки, щоб захистити бандаж та інші речі, що перується разом із ним.

Бандаж можна прати у пральній машині на щадному (делікатному) режимі або руками за температури не вище +30 °C. Не застосовуйте хлорвмісні мийні та відбілювачі засоби. Можна використовувати цикл віджиму для деликатних речей: після цього бандаж висушують для висушування на відкритому повітрі (**подали від джерела нагрівання та не у сушиарі**).

#### PUSH MED 腕部支撑护具

##### 简介

Push med 产品为治疗和预防运动组织损伤提供了有效的解决方案。

Push med 腕部支撑护具是一款全新的产品，具有高效、舒适和高品质的特点。Push med 腕部支撑护具可改善稳定性并缓解疼痛。可以增加身体强度。机械支撑、可调节压力和良好的位置保持能力构成了其性能的基础。

Push med 产品具有创新性，专为您精心打造。它能够最大程度上地确保安全性和行动自由度。提升使用满意度。在使用 Push med 腕部支撑护具之前，请仔细阅读产品信息。如果您有任何疑问,请咨询您的经销商或者发送邮件至 [info@push.eu](mailto:info@push.eu)。

##### 产品特点

Push med 腕部支撑护具可以提供高强度的支撑和保护，且不会限制手部的活动。符合解剖学形状的加强件限制了手掌的背屈不会完全阻碍正常运动。通过易于调节的松紧带可以优化贴合力度。您可以很容易地用单手将支撑护具缠绕在前臂上。

该产品在手腕的腕窝区域周围形成了所谓的衬垫材料舒适区。与解剖结构的良好贴合有助于支撑护具在运动期间保持在原位。

该支撑护具由 Sympress™（一种高品质的舒适材料）制成。该 bandage est fabriqué en Sympress™, une matière élastique de haute qualité. L'utilisation de microfibres donne une sensation de douceur à l'intérieur et permet à la peau de rester sèche. Le bandage de poignet Push med se lave normalement.

##### 适应症

- 腕部拉伤不适
- 不稳定
- 中度到严重扭伤
- RSI
- 腕伸肌拉伤不适
- 手腕骨折，无脱位
- 腕关节骨折的后续治疗
- 关节炎

未发现不适合使用支撑护具的病症。在四肢血液循环不良的情况下，支撑护具可能导致充血。避免让支撑护具从一开始紧贴皮肤。

疼痛始终是警示信号。如果疼痛持续或症状恶化，建议咨询您的医生或治疗师。

##### 确定尺寸/穿戴

腕部支撑护具共有 4 个尺寸选项。测量手腕的周长，如包装上的插图所示。包装上的表格显示了适合您手腕尺寸的正确支撑护具尺寸。

- 正确的穿戴顺序由魔术贴上递增的顺序符号决定。将底座围绕手腕滑动直到它到达拇指。闭合缠绕下臂的支撑护具。
- 使用松紧带在手周围设置正确的测量范围。
- 将腕带绕手腕缠绕一圈调整施加到手腕上的压力，并于顶部将其紧固。

##### 清洗说明

🧼 🧴 🧼 🧴 🧴

为了确保护具的洁净，以及最大化延长护具的使用寿命，按照以下清洗说明定期清洁护具非常重要。

如您打算将支撑护具闲置一段时间，建议在存放支撑护具之前清洗并干燥。

清洗之前，请闭合魔术贴以保护支撑护具和其他衣物。可以在最高 30°C 的条件下，按照洗涤精细织物的程序机器清洗或手工清洗支撑护具。请勿使用任何漂白剂。

可以使用温水旋转的洗涤干燥程序：在此之后，将支撑护具悬挂在室外晾干（避免靠近加热器或放置于滚筒式烘干机中）。

##### 重要说明

- 正确使用 Push 支撑护具可能需要医生或治疗师的诊断意见。
- Push 支撑护具设计用于穿戴在未受损的皮肤上。如需在受损的皮肤上使用，必须先覆盖一层合适的材料。
- 只有选择合适的大 尺寸才能实现最佳功效。使用之前，请穿戴支撑护具以检查其尺寸是否合适。您的经销商的专业技术人员能够说明穿戴 Push 支撑护具的最佳方法。请保存好产品信息，以便未来需要时重新参阅穿戴说明。
- 如果产品需要适应个体需要，请咨询支撑护具专家。
- 每次使用前检查您的 Push 支撑护具是否有部件或接缝的磨损或老化迹象。只有在产品完好无损的情况下，才能保证 Push 支撑护具的最佳性能。
- 在欧盟医疗器械法规 2017/745 的框架内，用户必须向制造商和用户所在的成员国的主管当局报告涉及产品的任何严重事故。

#### BANDAGE DE POIGNET PUSH MED

##### INTRODUCTION

Les produits Push med fournissent des solutions efficaces pour le traitement et la prévention des blessures de l'appareil locomoteur. Votre nouveau bandage de poignet est un produit Push med se caractérisant par un haut niveau d'efficacité, de confort et de qualité. Le bandage de poignet Push med assure une meilleure stabilité et soulage la douleur. La résistance physique en est de ce fait augmentée. Son fonctionnement est basé sur le soutien mécanique, la pression réglable et le bon maintien de la position.

Les produits Push med sont innovants et fabriqués pour vous avec le plus grand soin. Une sécurité maximale et une plus grande liberté de mouvement sont ainsi garanties. L'objectif est en effet de satisfaire de l'utilisateur. Lisez attentivement les informations du produit avant d'utiliser le bandage de poignet Push med. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre revendeur ou envoyer un e-mail à [info@push.eu](mailto:info@push.eu).

##### CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Votre bandage de poignet Push med offre un soutien et une protection de haut niveau en permettant au poignet de se reposer au poignet, sans limiter la fonctionnalité de la main. Les balaises de renfort formées anatomiquement limitent la flexion palmaire et dorsale sans la bloquer complètement. Le degré de pression peut être optimisé à l'aide d'une bande élastique facile à appliquer. Le bandage de poignet peut facilement s'ajuster d'une seule main autour de l'avant-bras.

Des bandes de confort en matière rembourrée ont été prévues autour des zones sensibles du poignet. Un ajustement anatomique approprié fait que le bandage de poignet reste en position quand vous êtes en mouvement. Le bandage est fabriqué en Sympress™, une matière confortabale de haute qualité. L'utilisation de microfibres donne une sensation de douceur à l'intérieur et permet à la peau de rester sèche. Le bandage de poignet Push med se lave normalement.

##### INDICATIONS

- Douleurs lancinantes au poignet
- Instabilité
- Entorse modérée până la grave
- Leziuni de stres repetitiv (RSI)
- Leziuni ale muşchilor extensori
- Fractură de încheietură fără dislocare
- În tratamentul de monitorizare al fracturilor încheieturii
- Artrroză

Nu se cunosc afecţiuni în care orteza nu poate sau nu trebuie să fie purtată. În cazul unei circulaţii slabe a sângelui în membre, o orteză poate provoca hipermie. Evitaţi aplicarea prea strânsă a ortezei la început. Durerea este întotdeauna un avertisment. Dacă durerea persistă sau problema se agravează, se recomandă să vă adresaţi medicului sau terapeutului.

La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

##### DETERMINATION DE LA TAILLE / AJUSTAGE

Le bandage de poignet est disponible en 4 tailles. Mesurez la circonférence du poignet, comme montré dans l'illustration sur l'emballage. Le tableau sur l'emballage vous indique celle qui convient à votre tour de poignet.

- L'ordre d'ajustement correct est déterminé par les symboles de motécule croissants sur les fermetures à boucles et à crochets. Glissez la base autour de la main jusqu'à ce qu'elle atteigne le pouce. Fermez le bandage de poignet autour de l'avant-bras.
- Utilisez la bande élastique pour régler la gamme de mesure correcte autour de la main.
- Enroulez la bande autour du poignet une fois pour exercer la pression requise sur le poignet et fermez-la sur le dessus.

##### INSTRUCTIONS DE LAVAGE

🧼 🧴 🧼 🧴 🧴

Pour assurer l'hygiène et prolonger la durée de vie du bandage de poignet, il importe de le laver régulièrement en respectant les instructions de lavage. Si le bandage de poignet n'est pas utilisé durant une période prolongée, il est conseillé de le laver et de le faire sécher avant de le ranger.

Avant le lavage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger le bandage de poignet et e reste du linge.

Le bandage de poignet peut être lavé à des températures allant jusqu'à 30 °C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.

Un cycle d'essorage doux peut être utilisé : ensuite, faites sécher le bandage de poignet à l'air libre (**pas près d'une source de chaleur ni dans un sèche-linge**).

##### ATTENTION

- L'utilisation appropriée du bandage Push peut nécessiter le diagnostic d'un médecin ou d'un thérapeute.
- Les bandages Push sont prévus pour être portés sur une peau en bonne santé. Si la peau est abîmée, elle doit d'abord être recouverte d'une matière adéquate.
- Pour assurer un fonctionnement optimal, choisissez la taille de bandage adéquate. Essayez le bandage avant de l'acheter, afin de vérifier que la taille vous convient. Le personnel spécialisé de votre revendeur vous expliquera la meilleure manière de placer votre bandage Push. Nous vous conseillons de conserver ces informations, afin de pouvoir consulter à nouveau les instructions d'ajustement du bandage à l'avenir.
- Consultez un spécialiste des bandages si le produit nécessite une adaptation individuelle.
- Vérifiez votre bandage Push avant chaque utilisation, afin de détecter tout signe de vieillissement ou de pièces ou des coutures. L'efficacité de votre bandage de poignet Push ne peut être garantie que si le produit est parfaitement intact.
- Conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, l'utilisateur doit informer le fabricant et l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur est établi de tout incident grave lié au produit.

Push® est une marque déposée de Nea International bv

Pour plus de détails concernant votre distributeur national, consultez l'adresse [www.push.eu/distributors](http://www.push.eu/distributors)

#### ORTEZĂ PENTRU ÎNCHIEIATURA MĂINII ÎNADUS

##### INTRODUCERE

Produsele Push med oferă soluții eficiente pentru tratament și prevenirea leziunilor aparatului locomotor. Noua dumneavoastră orteză pentru încheietura mâinii este un produs Push med, caracterizat printr-un nivel crescut de eficacitate, confort și calitate. Orteza pentru încheietura mâinii Push med îmbunătățește stabilitatea și contribuie la ameliorarea durerii. Această creștere forța fizică. Susținerea mecanică, presiunea regulabilă și menținerea poziției corepunătoare reprezintă baze performanțelor sale. Ortezele Push med sunt inovatoare și produse cu multă atenție pentru dumneavoastră. Acest lucru asigură o siguranță maximă și o libertate mai mare a mișcărilor. Pentru a promova satisfacția în utilizare.

Citiți cu atenție informațiile referitoare la produs înainte de a utiliza orteza pentru încheietura mâinii Push med. Dacă aveți întrebări, consultați furnizorul local sau trimiteți un e-mail la [info@push.eu](mailto:info@push.eu).

##### CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Orteza dumneavoastră pentru încheietura mâinii Push med oferă un nivel ridicat de susținere, protecție și stabilizare a articulației încheieturii, fără a limita funcționalitatea mâinii. Atelele cu formă anatomicală limitează flexia palmară și dorsală fără a o împiedica complet. Nivelul de compresie poate fi optimizat printr-o chingă elastică ușor de montat. Orteza poate fi montată ușor în jurul antebratului cu o mână. În jurul zoneilor vulnerabile ale încheieturii mâinii au fost create așa-numitele zone de confort din material călpușit. Forma anatomică adecvată contribuie la menținerea ortezei în poziție în timpul mișcărilor. Orteza este realizată din Sympress™, un material confortabil, de calitate. Utilizarea microfibrilor face ca interiorul să fie moale și să mențină pielea uscată. Orteza pentru încheietura mâinii Push med poate fi spălată în mod normal.

##### INDICAȚII

- Dureri la nivelul încheieturii mâinii
- Instabilitate
- Entorse moderate până la grave
- Leziuni de stres repetitiv (RSI)
- Leziuni ale muşchilor extensori
- Fractură de încheietură fără dislocare
- În tratamentul de monitorizare al fracturilor încheieturii
- Artrroză

Nu se cunosc afecţiuni în care orteza nu poate sau nu trebuie să fie purtată. În cazul unei circulaţii slabe a sângelui în membre, o orteză poate provoca hipermie. Evitaţi aplicarea prea strânsă a ortezei la început. Durerea este întotdeauna un avertisment. Dacă durerea persistă sau problema se agravează, se recomandă să vă adresaţi medicului sau terapeutului.

La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

#### STABILIREA DIMENSIUNII / PROBAREA

Orteza pentru încheietura mâinii este disponibilă în 4 mărimi. Măsurați circumferința încheieturii așa cum se arată în ilustrația de pe ambalaj. Tabelul de pe ambalaj indică dimensiunea corectă a ortezei pentru încheietura mâinii dumneavoastră.

- Ordinea corectă de montare este determinată de simbolurile cu puncte în ordine crescătoare de pe sistemele de prindere cu arici. Treceți baza în jurul mâinii până când atinge degetul mare. Închideți orteza în jurul antebratului.
- Folosii chinga elastică pentru a regla intervalul corect de măsurare în jurul mâinii.
- Înfășurați chinga în jurul încheieturii o dată, pentru a aplica compresia necesară pe încheietura mâinii și închideți-o deasupra.

#### INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE

🧼 🧴 🧼 🧴 🧴

Pentru a promova igiena și a maximiza durata de viață a ortezei, este important să spălați orteza regulat, respectând instrucțiunile de spălare. Dacă intenționați să nu utilizați orteza pentru o perioadă de timp, se recomandă să o spălați și să o uscați înainte de depozitare. Înainte de spălare, închideți sistemele de prindere cu arici pentru a proteja orteza și cetelele rufe.

Orteza poate fi spălată la temperaturi de pana la 30 °C, cu un program pentru țesături delicate sau de mână. Nu utilizați înălbitor.

Se poate folosi un ciclu ușor de centrifugare: după aceasta, atârnați orteza pentru a se usca în aer liber (nu în apropierea unei surse de căldură sau într-un uscător de rufe).

##### IMPORTANT

- Utilizarea corectă a ortezei Push poate necesita diagnosticarea de către un medic sau un terapeut.
- Ortezele Push sunt concepute pentru a fi purtate pe pielea fără leziuni. Suprafețele de piele cu leziuni trebuie acoperite mai întâi cu un material corepunzător.
- Funcționarea optimă poate fi obținută doar dacă alegeți dimensiunea potrivită. Probați orteza înainte de utilizare, pentru a-i verifica dimensiunea. Personalul profesionist al furnizorului local vă va explica cea mai bună modalitate de a proba orteza Push. Păstrați informațiile despre produs, pentru a putea reiki mai târziu instrucțiunile de aplicare.
- Dacă produsul necesită o adaptare individuală, consultați un specialist.
- Înainte de ficare utilizare, verificați dacă orteza Push prezintă semne de uzură a componentelor sau cusăturilor. Performanțele optime ale ortezei Push pot fi garantate doar dacă produsul este complet intact.
- Conform Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, utilizatorul trebuie să raporteze producătorului și autorității competente din statul membru unde are reședința orice incident grav în legătură cu produsul respectiv.

Push® este marcă comercială înregistrată a Nea International bv

Pentru detalii referitoare la distribuitorul comercial din țara dumneavoastră, consultați [www.push.eu/distributors](http://www.push.eu/distributors)

#### „PUSH MED“ RIEŠO ĮTVARAS

##### ĮVADAS

„Push med“ gaminiai yra puikus lokomotorinės sistemos sužalojimų gydymo ir profilaktikos priemonės. Naujasis jūsų riešo įtvaras yra „Push med“ gaminyr, pasižymintis dideliu veiksmingumu, patogumu ir kokybe. „Push med“ riešo įtvaras didina stabilumą ir mažina skausmą. Šie gaminiai padidina fizinę jėgą, jie efektyvūs todėl, kad suteikia mechaninį atramą, leidžia reguliuoti suspaudimą ir puikiai išlaiko padėtį. „Push med“ gaminiai yra novatoriški ir pagaminti itin kruopščiai. Jie užtikrina didžiausią apsaugą ir judesį laisvę. Juos naudoti yra malonu.

Prieš naudodami „Push med“ riešo įtvara, atidžiai perskaitykite informaciją apie gaminį. Jei kiltų klausimų, pasitarkite su vietiniu pardavėju arba atsiųskite laišką adresu [info@push.eu](mailto:info@push.eu).

##### GAMINIO SAVYBĖS

„Push med“ riešo įtvaras gerai prilauko, apsaugo ir leidžia riešui išsitiesti, nevaržydama rankos judesį. Anatominės formos sustirvinimo elementai riboja palmarinę ir dorsalinę flekziją, judesį visiškai nesuvaržydami. Suspaudimo lygį galima optimizuoti lengvai naudojama elastine juosta. Įvairu aplink apatinę rankos dalį nesunku išsidedti viena ranka.

Aplink jautrias vietas vietas sukurtos paminkštinotos kamforto zonos. Judant įtvaras išsilaiko savo vietoje dėl tinkamo anatominio pritakymo.

Įtvaras pagamintas iš „Sympress™“ – aukštos kokybės patogios medžiagos. Dėl mikropluošto vidinė dalis yra minkšta ir neleidžia odai prakalauti. „Push med“ riešo įtvaras galima skaloti įprastai.

##### INDIKACIJAS

- Riešo skausmas
- Nestabilumas
- Vidutinis arba didelis iškrypimas
- RSI
- Riešo tiesiamųjų raumenų patempimai
- Riešo lūžis be išnirimo
- Gydymas po riešo lūžio
- Artrrozė

Žinomy ligų, kuriomis sergant įtvaro nebūtu galima arba nebūtu rekomenduojama naudoti, nėra. Sutikus galutinai kraujotakai, įtvaras gali sukelti hipermiją. Įtvaro iš pradžių per stipriai neužveržkite. Skausmas visada signalizuoja pavojų. Jei skausmas nepraeina arba simptomai stiprėja, rekomenduojama pasitarti su gydytoju arba terapeutu.

**DYDŽIO NUSTATYMAS IR UŽDĖJIMAS**
Riešo įtvaras galima rinktis iš 4 dydžių. Išmatuokite riešo apimtį, kaip parodytas paveikslėlyje ant pakotės. Ant pakotės esančioje lentelėje nurodomas tinkamas įtvaro dydis pagal riešo dydį.

- Tinkamą uždėjimo seką rodo ant lipukų esantys didėjantys molekules simboliai. Užmaukite pagindą ant rankos iki nykščio.
- Pirspauskite įtvare prie apatinės rankos dalies.
- Užvelkite pamatni roką līdz ikškim.
- Nofiksėjiet ortozį ar apakšdelnių.
- Elastinė juosta apvyniodami aplink ranką, sureguliuokite reikiamą dydį.

C. Juostą vieną kartą apvyniokite aplink riešą, ji tinkamai prispaudami. Juostą viršuje prisikeit.

#### SKALBIMO INSTRUKCIJOS

🧼 🧴 🧼 🧴 🧴

Siekiant palaikyti higieną ir maksimaliai padidinti įtvaro tarnavimo laiką, svarbu reguliariai plauti įtvara, laikantis skalbimo instrukcijų. Jei ketinate kurį laiką nenaudoti įtvaro, rekomenduojama prieš laikant jį nuplauti ir nusausinti.

Prieš skalbdami, įtvaraį ir kitus skalbinius apsaugokite užspausdami lipukus.

Įtvaraį galima skalbti iki 30°C temperatūros vandenyje skalbyklyje, nustatius jautrių audinių programą, arba rankomis. Nenaudokite jokių balinimo priemonių.

Galima jungti švelnią grežimo programą. Po to įtvara padžiaukite, kad išdžiūtų atvirame ore (ne greta šildymo šaltinio, taip pat nedžiovinkite elektrinėje džiovyklyje).

##### SVARBU

- Norint „Push“ įtvaraį naudoti tinkamai, gali reikėti, kad gydytojas arba terapeutas nustatytų diagnozę.
- „Push“ įtvaraį skirti deti ant nepažeistos odos. Jei oda pažeista, ją pirmiausia reikia uždengti tinkama medžiaga.
- Savo funkciją įtvaras gali atlikti tik pasirinkus tinkamą dydį. Prieš naudodami įtvaraį užsidėkite, kad patikrintumėte dydį.
- Profesionalus pardavėjas paaiskins, kaip geriausia išsidedti „Push“ įtvaraį. Gaminio informacijos neišmeskite, kad vėliau galėtumėte peržiūrėti užduojimo nurodymus.
- Jei gaminių reikia pritaikyti individualiai, pasitarkite su įtvaraį specialistu.
- Prieš naudodami patikrinkite, ar „Push“ įtvaraį nėra nusidėvėjęs, ar jo dalys ir siūlės nėra nudilusios. Optimaliai savo funkciją „Push“ įtvaras gali atlikti tik tuo atveju, jei neturi trūkumų.
- Pagal ES reglamento 2017/745 dėl medicinos priemonių reikavimus apie visus su gaminiu susijusius rimtus incidentus naudotojas privalo pranešti gamintojui ir valstybės nariams, kurioje gyvena, kompetentingai institucijai.

„Push®“ yra registruotas „Nea International bv“ prekės ženklas

Informacijos apie jūsų šalyje esančius platintojus ieškokite adresu [www.push.eu/distributors](http://www.push.eu/distributors)

#### PUSH MED PLAUKSTAS LOČITAVAS ORTOZE IEVADS

Push med izstrādājumi nodrošina efektīvus risinājumus balsta un kustību orgānu arstēšanas traumu ārstēšanai un novēršanai. Jūsu jaunā plaukstas ločitavas ortoze ir Push med sērijas izstrādājums ar augstu efektivitāti, komforta un kvalitātes līmeni. Push med plaukstas ločitavas ortoze uzlabo stabilitāti un palīdz samazināt sāpes. Tā arī palieina fizisko spēku. Tās iedarbības pamatā ir mehāniskais atbalsts, regulējams spiediens un labas pozīcijas saglabāšanas spējas. Push med izstrādājumi ir inovatīvi un izstrādāti ļoti rūpīgi. Tādējādi tiek nodrošināta maksimālā drošība un lielāka kustību brīvība. Savukārt tas veicina lielāku apmierinātību.

Pirms Push med plaukstas ločitavas ortozes izmantošanas rūpīgi izlasiet informāciju par izstrādājumu. Ja jums radušies kādi jautājumi, sazinieties ar tālākpardevēju vai rakstiet mums uz e-pasta adresi [info@push.eu](mailto:info@push.eu) adresine bir e-posta gōderin.

#### IZSTRĀDĀJUMA RAKSTURĪGĀS ĪPAŠĪBAS

Push med plaukstas ločitavas ortoze sniedz augsta līmeņa atbalstu, aizsardzību un atpūtu plaukstas ločitavai, neierobežojot rokas funkcionālās spējas. Anatomiskās pielāgotības cietās daļas ierobežo plaukstas un dorsoāl fleksiju bez pilnīga šo spēju pārtraukšanas. Kompresijas pakāpi ir iespējams optimizēt, izmantojot vienkrāši lietojamo elastīgo saiti. Ortozi var viegli aplikt ar apakšdelnu ar vienu roku.