





A.
2.

B.
3.

C.
4.

D.

E.
6.

F.

Material composition	
Polyester	48%
Polyamide	31%
Polyvinylchloride	9%
Others	12%
Contains latex	

ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΑ PUSH MED

ΕΠΙΣΤΡΑΓΗ

Το προϊόν Push med παρέχει αποτελεσματικές λύσεις για τη θεραπεία και την πρόληψη τραυματισμών στο κνήκιο σύστημα.

Η νέα σας επιστραγαλία είναι προϊόν Push med και προσφέρει αποτελεσματική, άνεση και άριστη ποιότητα. Η επιστραγαλία Push med αυξάνει την σταθερότητα του αστραγάλου και συμβάλλει στον περπατήσιο του πόπου. Αυτό αυξάνει τη σταθερότη δύναμη. Η μηχανική υποστήριξη, η ελαφύτητα φορέας και η διατήρηση καλής θέσης αστραγάλου ή βήση της αποδοχής του προϊόντος.

Το προϊόν Push med είναι καινούριο και κατασκευασμένο να εσείς με εξαιρετική φροντίδα. Αυτό εξασφαλίζει μόνιμη ασφαλέια και μεγαλύτερη ελαστικότητα κινήσεων. Για την προώθηση της καινοτομίας από τη χρήση του προϊόντος.

Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση ή επιστραγαλίους Push med. Εάν έχετε ερωτήσεις, συμβουλευτείτε τον μεταπωλητή σας ή στείλετε e-mail στη διεύθυνση info@push.eu.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΤΟΣ

Η επιστραγαλία Push med προσφέρει υψηλό επίπεδο στάρθης και προστασίας κατά τη θεραπεία ή την πρόληψη τραυματισμών του αστραγάλου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά περιπτώσεις και παθήσεις. Ο συνδυασμός φερουρού και δεσμοπού από άνθρακα στο κνήκιο εξασφαλίζει την εύκολη απόσπαση της κλίμακας. Οι μη ελαστικοί μόντες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη ρύθμιση των όρων πληθυσμού και υπακοής, χωρίς να δημιουργείται κανένα πρόβλημα στο περπάτημα. Οι ελαστικοί μόντες με ενσωματωμένο κλειδώμα της πτέρνας, σύμφωνα με την ιδέα των λεωπονητών νατών, προσφέρουν εξαιρετικώς υψηλή απόδοση ενέργειας γύρω από τον αστραγάλο. Η ερασιμική απόλαυση στο κνήκιο από τις επιστραγαλίες διαφέρει από τη δικλωρόνη του αστραγάλου. Αυτό γίνεται με σκοπό την πρόβλεψη επέκτασης τριώνισης.

Η επιστραγαλία έχει άνοση εφαρμογή και τη δυνατότητα να αποσπασθεί απόσπαστο παπούτσι. Ο «έξυπνος άνεση» στο υλικό με ενίσχυση έχουν δημιουργηθεί για ευαισθητές παθήσεις, όπως ο αόητος και η πτέρνα.

Η επιστραγαλία είναι κατασκευασμένη από Sympress™ (να υψηλής ποιότητας υλικό που προσφέρει άνεση. Η χρήση μηχανικών καθίστα το εισαγόμενο μαλακό και διατετατό το δέρμα σταθερό. Η επιστραγαλία Push med παρέφρησε εύκολα και μπορεί να πλυθεί άσφρα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Μέτρια έως σοβαρά οστέαγια
- Όξυ πτέρνακό τραύμα στους συνδέσμους του αστραγάλου
- Σταθερό κάταγμα αστραγάλου
- Συμπτωματική σπηλή για κάταγμα αστραγάλου
- Μετεγχειρητική θεραπεία για τραυματισμούς των συνδέσμων ή κάταγμα
- Εκρήξεις κνήκας
- Tendonitis
- Αρθρίτιδα με οστέαγια
- Δευτερογενής πρόληψη τραυματισμών στους συνδέσμους του αστραγάλου
- Προσπρήξι (ομφαλκήκας κνήκας, πρόσθιας και οπίσθιας)
- Τραυματικό αστραγάλου στο ποδόσφαιρο

Δεν υπάρχουν γνωστές διαταραχές εξάρτης των οποίων δεν μπορεί ή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται νάρθηκας. Σε περίπτωση κάποις κυκλοφορίας του αίματος στα άκρα, η χρήση νάρθηκα μπορεί να προκαλέσει υπεραμία. Αποφύγετε να δάσετε τον νάρθηκα υπερχρόνη σφραγή στην αρχή.

Ο πάνος είναι πάντα ένδειξη προειδοποίησης. Εάν ο πάνος παραμείν ή η ένδειξη επιδεινωθεί, συνιστάται να συμβουλευτείτε τον ιατρό ή τον θεραπευτή σας.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΥΣ/ΠΟΙΟΤΗΤΗΣ

Η επιστραγαλία διατίθεται σε 5 μέγεθη. Τοποθετήστε το πόδι ένω ύπτια να σχηματίσει γωνία 90° με την κνήμη. Στη συνέχεια, μετρήστε την περίμετρο της πτέρνας και του ταρούτο του πόδιού, όπως φαίνεται στην εικόνα της συσκευασίας. Ο πίνακας της συσκευασίας δίνει το σωστό μέγεθος επιστραγαλίας για το πόδι σας.

- Τοποθετήστε τη βάση στο πόδι σας και βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζοι σφραγή. Κρατήστε το πόδι σε γωνία 90° με την κνήμη. Στη συνέχεια, κλείστε το φερουρού και το ελαστικό μπράσιτο.
- Κλείστε το πόδι με ελαστικούς μόντες κατά πλάτος του ποδιού. Η ωστή σφραή τοποθετήσης καθορίζεται από την αυξανόμενη σύσφιξη μπράσιου στα δεξιά από άνωπρος και το άλλο πόλιου.
- Οι ελαστικοί μόντες τυλιγμένα γύρω από το πόδι στο σχήμα της κνήκας θ. Εισαχίστε τον πόνοπόνο το κλειδώμα της πτέρνας. Τοποθετήστε τον μόντα δακτύλου στον ταρό προς την κατεύθυνση του εξωτερικού ποδιού. Στη συνέχεια, τραβήξτε τον μόντα κάτω από το πόδι προς τη έξω και διαγώνια στον ταρόο προς το εξωτερικό της κνήμης.
- Κλείστε τον ελαστικό μόντα τυλιγμένος μια φορά γύρω από την κνήμη.
- Τεντώστε το κλειδώμα της πτέρνας του δεύτερου ποδιού. Τοποθετήστε τον μόντα δακτύλου στον ταρόο προς την κατεύθυνση του εξωτερικού ποδιού.
- Στη συνέχεια, τραβήξτε τον μόντα κάτω από το πόδι προς το μέσο και διαγώνια στον ταρόο προς το εξωτερικό της κνήμης.

Κλείστε τον ελαστικό μόντα τυλιγμένος μια φορά γύρω από την κνήμη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΥΣΜΑΤΟΣ

Για την προώθηση της υγιεινής και μη μεταστομιάση της διάρκειας ζωής του νάρθηκα, είναι σημαντικό να πλένετε τα επιπλέοντα τακάκια, ακολουθώντας τις οδηγίες πλύσης. Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον νάρθηκα να κάποιο διάστημα, συνιστάται να πλύνετε και να στεγνώσετε τον νάρθηκα πριν από την αποθήκευσή του.

Πριν από το πλύσιμο, κλείστε το δεξιάσμα από άνωπρος και θήλικς να να προστατίσετε τον νάρθηκα και το άλλο πόλιου.

Ο νάρθηκας μπορεί να πλυθεί σε θερμοκρασίες έως και 30˚C, σε πρόγραμμα για ευαισθητο υφάσματα ή στο χέρι. Μην χρησιμοποιείτε λεωπονητικές μηχανήσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο πρόληψη της ποροπόης ή ποροπόης ή ποροπόης πρόληψης στον αστραγάλο (όχι άνω από τη στην) άρθρωση ή σε στενωτόμο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Για την όρη χρήση του νάρθηκα Push ενδείχεται να απαιτείται διάγνωση από ιατρό ή θεραπευτή.

Ο νάρθηκας Push είναι σχεδιασμένος να εφαρμόσει σε άτομα χωρίς βάθους. Αν το μέγεος φέρει βάθους, πρέπει να καλύψοι πρώτα με κατάλληλο υλικό.
Η βέλτιστη λειτουργία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την επιλογή του σωστού μέγεθους. Δοκιμάστε τον νάρθηκα προοίον του αγοραστή για να ελαχίστε το μέγεθος του. Το δοκιμάειμο προσωπικό του μεταπωλητή σας θα σας υποδείξει τον καλύτερο τρόπο για την τοποθέτηση του νάρθηκα Push.
Επιστρέφουμε τις πληροφορίες πηροπόρησ πρόληψης σε οποιαδήποτε ομολογή, ώστε να ανακτήσετε τις οδηγίες τοποθέτησης όποτε είναι απαραίτητο.

Συμβουλευτείτε έναν ειδικό για νάρθηκες αν το προϊόν απαιτεί ατομική προσαρμογή.
Ελαχίστε κάθε φορά τον νάρθηκα Push πριν από τη χρήση για σημάδια φθοράς εξεπαρμέντων ή ραυών. Η βέλτιστη απόδοση του νάρθηκα Push μπορεί να είναι εξημενημένη μόνο εάν το προϊόν είναι νέο.

• Στο πλαίσιο του κανονισμού 2017/745 της ΕΕ για το ασφαλισμένο προϊόντα, ο χρήστης πρέπει να αναφέρει τους παράπορα πελάτη για το προϊόν στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εδάφιο ο χρήστης.

Το όημα Push® είναι καταχωρισμένο εμπορικό ήμα της Nea International bv

SLOVENSKY

PUSH MED ORTÉZA ČLENKA

ÚVOD

Yrýchly Push med predstavujú účinné riešenie pri liečbe, ošetrovaní a prevencii úrazov pohybového ústrojenstva.

Vaša nová ortéza členka je výrobkom linie Push med, ktoréj charakteristkou je vysoká efektívnosť, pohodlnosť a kvalita. Push med ortéza členka zjednocuje stabilitu členka a pomáha zmierniť bolesť. Zvyšuje tak telesnú silu. Podstatou jej funkcie je mechanická opora, nastavenie tlakovej a dobrá fixácia polohy.

Yrýchly Push med sú charakteristické svojou pokročilosťou a ich výhobe je venovaná najvyššia starostlivosť. Telo aribný zvyšujú ich maximálnu bezpečnosť a vešku vonhosť pohybu. Cieľom je zabezpečiť čo najvyššie uspokojenie z ich nosenia.

Pred použitím Push med ortézy členka si dobre prečítajte tieto informácie o výrobku. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obráťte sa prosím na svojho predajcu. Prípadne nám svoj dotaz pošlite e-mailom na adresu info@push.eu.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Push med ortéza členka zabezpečuje významnú oporu a ochranu pri liečbe alebo prevencii úrazov členka. Dá sa používať pri širokej škále zranení a ochorení. Vidieť kombináciu pevnostného a suchého zipsu sa dá rovnako ľahko nasuť. Neelastické pásy pomáhajú limitovať možnosť pronicie a kĺpania, pričom nijak neobmedzuujú chodbu. Elastické pásy so zabudovaným rozťahovacím pásmom poskytujú funkčného tapiruu (dokovaniu) umožňujúci individuálne nastavenie kompresie okolo členka. Silikónová aplikácia vnútri bandáže stimuluje proprioceptívnu funkciu, čím sa podporí schopnosť adekvátne dokodovať hrniecovací úraz.

Ortéza členka dokonale sedí a dá sa nosiť prakticky v každej obuvi. Okolo zraniteľných oblastí, ako je prieľahok a páta sú vytvorené tzv. komfortné zóny z výpňového materiálu. Ortéza je vyrobená z vysoko kvalitného a pohodlného materiálu Sympress™.

Vďaka rozličným mikrovláknam je materiál zvlhča námkja na dotyk a udržuje pokožku suchú. Push med ortéza členka sa jednoducho nasadzuje a dá sa bez problémov prať.

INDIKÁCIE

- Stredná až závažná nestabilita
- Akútne zranenia laterálneho väzu členka
- Stabilná zlomenina členka
- Následná liečba zlomeniny členka
- Preoperačná liečba zranení väzov alebo zlomenín
- Kapsulárna itácia
- Prostredníctvom prevencia zranení väzu členka
- Atrózia z nestabilitou
- Sekundárna prevencia zranení väzu členka
- Narazenie (kapsulárne a posteriórne; anteriórne a posteriórne)
- Balvik 부장
- Footbalk členok

Nie je známa žiadna porucha, pri ktorej by sa ortéza nedala alebo nesmela nosiť. Pri zlom prekonvaní končatin môže ortéza spôsobovať hyperémiu (prekvenie). Za začiatku dávajte pozor, aby ste ortézu prili neuhaliu.

Bolesť je vždy varovným znamením. Pokiaľ bolesť pretrváva alebo sa ľahko objavuje, je vhodné poradiť sa s lekárom alebo terapeutom.

ÝBER SPRÁVNEJ VEĽKOSTI / NASADENIE
Ortéza členka sa vyrába v 5 veľkostiach. Násť nastavíte do 90° úhla k predkoleniu. Potom odmerajte podľa obrázku na obale oboje okolo päty a prieľahok. Správnú veľkosť bandáže pre svoju nohu určíte podľa tabuľky na obale.

A. Nasuňte si podkožku okolo nohy tak, aby pohodlne sedela. Násť nastavte do 90° úhla k predkoleniu. Potom zapnite zips a elastické zapínanie vpredu.

B. Neelastické pásy prekrižte cez prieľahok. Správne poradie pri nasadzovaní ukazujú na suchých zipsoch nasadzujúce symboly molekúl.

C. Elastické pásy sa okolo nohy ovijajú tak, aby vytvárali určitú časť B. Zlomte napnutím pántového uzáveru. Položte pás diagonálne cez prieľahok smerom na vnútornú časť predkolenia.

D. Elastický pás uchytte jednoduchým ovínutím okolo predkolenia.

E. Napnite pántový uzáver dnuhého poľu. Položte pás diagonálne cez prieľahok smerom na vonkajšiu stranu nohy.

F. Potom na preláhanie pod chodidlom smerom dnuvrhna a diagonálne cez prieľahok smerom ku vonkajšej strane predkolenia.

Elastický pás uchytte jednoduchým ovínutím okolo predkolenia.

PRÁNIE

V záujme hygieny a maximálnej predĺženia životnosti bandáže je dôležité bandáž pravidelne prať, pričom postupujte v súlade s pokynmi na pranie.

Ac zamýšľajte negatív čas bandáž neprať, osušovať, aťer ste ju pred odložením vyprial a vysušili.

Pred práním na ochranu ortézy a ostanej bielizne uzavrite suchý zips.

Ortéza sa môže prať pri teplote do 30˚C v režime jemných tkanín alebo v rukách. Neodporuje sa bielizeň prípravky.

Možno použiť jemné odstredovanie. Potom nechajte ortézu úplne uschnúť na vzduchu (nie v blízkosti tepelnej izolácie, nesuňte pomocou súkvy).

DŔLEŽITÉ UPOZORNENIE

• Pre správne použitie ortézy Push je vhodné stanovenie diagnózy lekárom alebo neurológom.

• Bandáž Push bol navrhnutý na nosenie na nepokročilých pokožkách.

• Pokročilému pokožku najpry oprieťe vhodným materiálom.

• Ortéza môže fungovať optimálne iba vtedy, ak si vyberiete správnu veľkosť. Preto si ortézu pred zakúpením vyskúšajte, aby ste si overili, že ste si vybrali správnu veľkosť. Násť je spôsob nasadzovania ortézy Push vám vysvetlí odborný personál vášho predajcu. Odporúčame uchovať si tieto informácie o výrobku na bezpečnom mieste, aby ste si mohli použiť ohľadne nasadenia keďkoľvek znovu prečítat.

• Ak si výrobok vyžaduje individuálne prispôbenie, obráťte sa na odborníka na bandáže.

• Ortéza Push si pred každým nasadením najskôr skontrolujte, aby ste vždy postehli prípadné zmeny ortopédie alebo stavu ušobí alebo šlia. Optimálnu podporu ortézy Push môžete zaužívať len vtedy, ak je výrobok neupravený.

• V zmysle nariadenia EÚ 2017/745 o zdravotníckych pomôckach musí používať výrobca a príslušnému štátu poskytnúť informácie, ktorým má používatel bydlisko, nahlasit všetky závažné nehody súvisiace s týmto výrobkom.

Push® je registrovaná známka spoločnosti Nea International bv

한국어

PUSH MED 발목보조대

소개

Push med 제품은 운동기구의 부상을 치료하고 예방하는 효과적인 솔루션입니다.

효과가 높으며, 편안한 사용법, 고품질이며 특이한 Push med 제품은 새로운 발목보조대입니다. Push med 발목보조대는 발목의 안정감을 높이고 통증을 관리하도록 돕습니다. 또한, 체중을 증가시킵니다. 롤러적인 지지력과 조절 가능한 압력, 좋은 자세 유지를 통해 최적의 성능을 제공합니다.

혁신적인 Push med 제품은 최상의 보조 기능을 발휘합니다. 최대한 보호받으려 더 사용자에게 움직일 수 있습니다. 또한, 안락스러운 움직임과 보장을 보장합니다.

Push med 발목보조대를 사용하기 전에 제품 보장을 주의해서 읽어 보세요. 궁금한 점이 있으시면 판매처에 문의하십시오. info@push.eu 이메일로 보내주세요.

제품 특성

Push med 발목보조대는 발목 부상의 치료 또는 예방 방지 지지 및 보조 수준을 높입니다. 다양한 변형의 사용과 상태에 사용하기 쉽습니다. 지지와 후크 및 무트 페이스를 결합하여 압력을 쉽게 산출 수 있습니다. 보행에 방해하지 않으면서 내진과 외진 통증을 해결하기 위해 탄성 지지 구조를 사용할 수 있습니다. 통풍형 힐 장갑창과 함께 기능성 테프론의 유사한 탄성 고정체를 사용하여 개별적으로 조정 가능한 압력을 완벽하게 제공합니다. 브라켓 내부에 실린본은 사용 후 고마유를 살핍니다. 이를 통해 부상 기능을 관리할 수 있습니다.

발목보조대는 완전한 지원과도 여전히 편안하고 착용이 가능합니다. 발목과 발뒤꿈치 등 취약한 부위를 보호하기 위해 세로 락을 사용한 "헬프 토 존"을 만들었습니다.

보조대는 편안한 고품질 소재 Sympress™으로 제조되었습니다. 국제에서 사용하며 내구가 부드러우며 피부를 건조하게 유지합니다. Push med 발목보조대는 사용이 쉬우며 세척이 쉽습니다.

적용증

- 중등중에서 중증의 불안정증
- 급성 측면좌 외측 인대 손상
- 안정적인 발목 골절
- 발목 골절의 후속 치료
- 인대 부상 또는 골절의 수술 후 치료
- 관절낭 자극
- 힘줄염
- 불안정한 관절증
- 발목 인대 외상의 보조적 예방 장치
- 중적(관절낭 클램핑, 전경골근 및 후종인대)
- 발목 부상

보조대를 착용할 수 없는 것으로 알려진 장애가 없습니다. 사지에 되는 혈액 순환이 좋지 않은 경우, 보조대는 충혈증을 유발할 수 있습니다. 보조대를 처음 착용 시 너무 꽉 끼지 않도록 하십시오.

통증이 있다면 주의하십시오 합니다. 통증이 지속되거나 악화되면, 주지사의 물리치료사에게 문의하십시오.

세탁 지침

원상을 계속하고 보조대의 수명을 최대화하기 위해 세탁 지침에 따라 보조대를 정기적으로 세탁해야 합니다.

항만 건조기에 사용하지 않으려하면 보관하기 전에 보조대를 세탁하고 건조하는 것이 좋습니다.

발목보조대 사용 후 주위와 발목 부위에 얼어서 인한 상처를 겪을니다. 무릎 아래에 대해 90°로 발을 유지하십시오.

B. 비탄성 고정체를 발등에서 고쳐야하고 고정합니다. 올바른 핀 위치를 선택 후 무트 페이스를 분자 기어와 중첩하여 따라 결합됩니다.

C. 양기 모양으로 탄성 고정대를 발 주위를 감싼다. 발뒤꿈치 고정장치를 펴لم하게 합니다. 고정장치 발 안쪽으로 발등에서 설치하십시오.

다른 발목으로 발 아래에서 고정장치를 당기고, 하위부 안쪽으로 발등에서 고치시킵니다.

D. 탄성 고정대를 하위부 주위로 한 번 둘러서 고정합니다.

E. 두 번째 고정대를 발뒤꿈치 잠금장치를 펴لم하게 합니다. 고정장치를 발 안쪽으로 발등에서 고치시킵니다.

F. 안쪽으로 발 아래에서 고정장치를 당기고, 하위부 발목으로 발등에서 고치시킵니다. 탄성 고정장치를 하위부 주위와 한 번 둘러서 고정합니다.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Противопоказаны к использованию ортезы Push med Ankle Brace на голеностопный сустав не вывихом. Избегать чрезмерно тугого наложения ортезы Push med Ankle Brace на голеностопный сустав для предотвращения симметричного нарушения периферического кровообращения в ортезе. В случае сохранения боли или ухудшения состояния обязательно обратиться за консультацией к лечащему врачу.

ПОДБОР РАЗМЕРА

Самостоятельный подбор размера определяется окружностью голеностопного сустава: через ленту к подпяточной ступе (см. рисунок на упаковке). Ортезы Push med Ankle Brace на голеностопный сустав выкупаются в пяти размерах раздельно на правую и левую стороны (см. таблицу размеров на упаковке). Чтобы убедиться в правильном выборе размера, рекомендуется примерить ортезу.

ПРАВИЛА УХОДА

Для того чтобы ортеза оставалась гигиеничной и чтобы продлить срок ее службы, важно регулярно ее стирать, соблюдая инструкции по стирке.

Если вы не собираетесь использовать ортезу в течение некоторого времени, рекомендуется вымыть и высушить ортезу перед хранением.

Перед стиркой застегните застежки-липучки «Велкро».

Машинная стирка в шадшем (деликатном) режиме или ручная стирка при температуре не выше +30˚C. Не применять хлоросодержащие моющие и отбеливающие вещества.

Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

🧼 🧴 🧊 🧹 🧻

СОСТАВ

Ортеза изготовлен из высококачественного комфортного материала Sympress™. Использование микроволокон обеспечивает ощущение легкости и поддерживает коду сухости.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

1, 2, 3, 4, 5 (левый, правый)

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие, инструкция по применению.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

90 дней с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие вследствие нарушения инструкции по применению, правил хранения и ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделия должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие утилизируется с бытовым мусором.

Новые ортезы Push med представляют собой медицинскую продукцию, которая характеризуется высокими уровнями эффективности, комфорта и качества. Фиксация сильной степью и регулируемыми компрессия эффективно стабилизируют сустав и снижают болевые ощущения. Процедура Push med является инновационной и производится для Вас с особой тщательностью для максимальной безопасности и комфорта при использовании. Перед использованием ортезы внимательно прочитайте инструкции. Если у Вас имеется какая-либо волдырь, пожалуйста, обратитесь за консультацией к дистрибьютору или отправьте электронное письмо на адресу sales@nikamed.eu

ОРТЕЗА НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ PUSH MED ANKLE BRACE

НАЗНАЧЕНИЕ: 2.20.1

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Остающаяся нестабильность голеностопного сустава умеренной степени (при умеренной нагрузке).

- Лечение острых повреждений латеральных связок голеностопного сустава (апатеритиа бытованого).

- Лечение стабильных переломов лодыжки (Вебера, тип А, с изолированной переломом латеральной лодыжки).

- Послеоперационное лечение травм связок и переломов.

- Бурсит и тендинит, вызванные переломами стопы голени в области лодыжек.

- Артроз с нестабильностью.

- Вторичная профилактика поврежденных связок голеностопного сустава.

- Ушибы и травмы голеностопного сустава.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Изделие предназначено для многократного использования.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ

Перед надеванием ортезы необходимо растегнуть застежку «молнию» и все застежки «Велкро».

Правильная последовательность фиксации ремней ортезы определяется по увеличению количества символов «+» на застежках «Велкро».

- Наденьте основу ортезы на стопу, убедившись, что она плотно прилегает к ступе. Расположите ступу под углом 90° относительно голени. Затем закройте застежку «молнию» и эластичные застежки «Велкро» на верхней части ортезы.
- Закрепите уязвимые неэластичные ленты крест-накрест вокруг лодыжка лодыжки. Правильная последовательность наложения лент определяется по увеличению точечных символов «+» на застежках-липучках «Велкро».
- Эластичные ленты накладываются вокруг стопы в виде «восемерки». Наложение начните с закрепления фиксатора на пятке. Расположите ленту диагонально поверх лодыжки в направлении внутренней стороны стопы.

Затем протяните ленту под нижней стороной стопы в направлении внешней стороны и диагонально через подъем стопы в направлении

ГОМЛІКВОСТОНПНІЙ ОРТЕЗ НАПІВКОРСТКИЙ PUSH MED ANKLE BRACE АРТИКУЛ : 2.20.1	
ВСП	
Ортез артi мед "ортопедичний захист Push – оптимальне рiшення для лiкування та попередження травм опорно-рухового апарату.	
Ваш новий ортез Push Med характеризується високим рiвнем ефективностi, комфорту та якостi. Гомлiквостоний ортез напiвкорсткий Push med Ankle Brace пiдвищує стiйкiсть гомлiквосту та допомагає контролювати бiль, що зiмнює функцiю силу. М'яка внутрiшня компресiя, що регулюється, та гарна здатнiсть зберiгати напiвне положення є основною його характеристикою.	
Продукция Push Med с инновационно та вироблена для Вас і особинно ретельно для максимальної безпеки та більшої свободи руку. Сприяє ортоманно задоволеня від користування.	
Перед застоусованням ортеза уважно ознайомтеся з інструкцією.	
Якщо Ви маєте будь-які питання, будь ласка, зверніться за консультацією до дистриб'ютора або надішліть електронний лист на адресу alkom@alkom.ua чи info@push.eu .	

ВЛАСТИВОСТІ ВИБОРУ

Гомлiквостоний ортез напiвкорсткий Push med Ankle Brace надає високий стiйкiсть та захист пiд час лiкування або попереднього травмирання гомлiквосту i може використовуватися у разi широкого ряду викиратiв та станiв. Комбiнацiя захистiв-бiнсованих та лiпучих «Велкро» забезпечує легку посадку ортеза на шкарпетку. Неестетичнi стрiчки можна застоусовувати, щоб зменшити обмеження для поведінки або стилю, не порушуючи захист. Еластичнi стрiчки з м'ягкою фактурою на п'яти, у подолання i функціональною стрiчкою, забезпечують надовго гомлiквостонного супорта компресiю, що iндивiдуально регулюється. Силіконова апликацiя всерединi ортеза зiдейсно пропорцiйтивну стимуляцію гомлiквосту. Це робить його для передбачення травмирання.

Гомлiквостоний ортез має iдеальну посадку та може носитися у майже будь-якому вузлу. Так само комфортнi зони з м'якого матеріалу були створенi навколо вразливих областей, таких як п'яток та п'ята.

Ортез вироблено з високоефективного та комфортного матеріалу Sympress™. Використання мікрофібри дозволяє відчути м'якість усередині ортезу і зберегти ширку сухою. Гомлiквостоний ортез напiвкорсткий Push med Ankle Brace легко надається та розкриваєий на регулярний гігієнічний догляд (прання).

Ортез вироблено з високоефективного та комфортного матеріалу Sympress™. Використання мікрофібри дозволяє відчути м'якість усередині ортезу і зберегти ширку сухою. Гомлiквостоний ортез напiвкорсткий Push med Ankle Brace легко надається та розкриваєий на регулярний гігієнічний догляд (прання).

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Від середньої до серйозної нестабільності
- Гострі пошкодження латеральних зв'язок гомлiквостонного суглоба
- Стабільні переломи гомлiквостонного суглоба
- Наступне лiкування переломiв гомлiквостонного суглоба
- Постхірургiчне лiкування травм зв'язок або переломiв
- Капсулярне подразнення
- Тендоніт
- Артроз і нестабільність
- Вторинна профілактика травмирання зв'язок гомлiквосту
- Забот та травми гомлiквостонного суглоба

Інформація про такі порушення, коли ортез не можна або варто носити, відсутня. У разі порушення циркуляції крові у нічківних бандах може викликати гіперемію. Уникайте надмірно тугого накладання ортеза на початку використання.

Біль завжди є попереджувальним знаком. Якщо біль не зникає або скарги посилюються, зверніться за консультацією до Вашого лікаря або терапевта.

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ТА ПРАВИЛА НАДЯГАННЯ

Гомлiквостоний ортез напiвкорсткий Push med Ankle Brace випускається в 5 розмірах. Розташуйте стопу під кутом 90° відносно гомліки. Після цього санітарною стрічкою оберніть околицю навколо п'яти та верхньої частини ступи як зображено на упаковці. Тілібною лентою упаковки покажіть правильний розмір ортеза для Вашої стопи.

1. Надягати основу ортеза на стопу, втягнувши наверх, щоб вона щільно прилягала до стопи. Розташуйте стопу під кутом 90° відносно гомліки. Поміт записіть застібок-дискови та еластичні застібки «Велкро» на передній частині ортеза.

- Зафікуйте нееластичні стрічки хрест-навхрест навколо підйому щиколотки. Вірна послідовність накладання стрічок визначається за збільшенням символів-крпиків ☐ на застібках-ліпучках «Велкро».
- Потім протягніть стрічку під нижньою стороною ступи у напрямку зовнішньої сторони та діагонально через підйом ступи у напрямку внутрішньої сторони гомліки.
- Зафікуйте еластичну пов'язку, зробивши один оберт стрічки навколо гомліки.

- Закріпіть фіксатор другої стрічки. Розташуйте стрічку діагонально поверх підйому у напрямку зовнішньої сторони ступи.
- Потім звільніть стрічку під нижньою стороною ступи у напрямку внутрішньої сторони та діагонально через підйом ступи у напрямку зовнішньої сторони гомліки.
- Закріпіть еластичну пов'язку, зробивши один оберт стрічки навколо гомліки.

ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ

Для підтримання гігієни та забезпечення максимального строку експлуатації бандажу, вживайте праги його на регулярній основі, дотримуючись інструкцій щодо прання.

Якщо ви маєте намір не використовувати бандаж протягом певного часу, рекомендується, щоб ви вимити та висушили його перед зберіганням.

Artikul	2.20.1				
Виробник	Nea International bv (Nea International Bv) www.push.eu				
Претензії приймає уповноважений представник України	ТОВ «Торговий дім Алком» Україна, 02217 Київ Вул Т. Драйвера, 8				
Імпортер	ТОВ «Торговий дім Алком» за адресою: Україна, 02217 м. Київ, Вул. Т. Драйвера, 8 Телефон: +38 (044) 548-35-33				

ВАЖЛИВО

- Правильне використання ортезу може вимагати встановлення діагнозу лікарем або терапевтом.
- Бандажі Push були розроблені для носіння на нешокаржений шкірі. Пошкодження шкіри спочатку потрібно покривти відводним матеріалом.
- Оптимальною функціонуванням можливо досягти за допомогою правильного розміру. Приймайте бандаж певний період часу, щоб перевірити його розмір. Професійній персонал вашого торговельного підприємства пояснить як найкраще підбрати бандаж Push. Ми рекомендуємо зберігати цю інформацію про продукт в надійному місці, щоб мгли мовкливо звернутися до неї за інструкціями з організації за необхідності.
- Проконсультайтеся з фахівцем з бандажів, якщо продукт потребує індивідуального адягання.
- Перевіряйте Ваш ортез Push щоразу перед використанням на наявність ознак м'якої або розриваючої шви. Найліпша дія Вашого бандажу Push може бути гарантована лише якщо він цілком непошкоджений.
- У разі крадіжки регламенту ЄС 2017/745 Про медичні вироби, користувач повністю покладатиме відповідальність на компетентний орган держави-члена, в якому користувач зареєстрований, про будь-які серйозні інциденти, пов'язані з продуктом.

Push® є зареєстрованою торговельно-маркною компанією «Nea International Bv» (Nea International Bv)

PUSH MED 踝关节支撑护具	
简介	
Push med 产品为治疗和预防运动器损伤提供了有效的解决方案。	
Push med 踝关节支撑护具是一款全新的产品，具有高效、舒适和高品质的特点。Push med 踝关节支撑护具可增加脚腕稳定性并有助于控制疼痛，可以增加身体强度。机械支撑、可调节压力和良好的位置保持能力构成了其性能的基础。	
Push med 产品具有创新性，专为精心打造。它能够最大程度地确保安全性和行动自由度。提升使用满意度。	
在使用 Push med 踝关节支撑护具之前，请仔细阅读产品信息。如果您有任何疑问,请咨询您的经销商或者发送邮件至 info@push.eu 。	

产品特点

Push med 踝关节支撑护具可以在治疗脚腕受伤期间或为预防脚腕受伤提供高强度的支撑和保护。它可用于各种情况和条件。拉链和魔术贴的组合将不影响袜子的穿戴。非弹性性系带可用于设定内旋和外旋限制，不会对行走造成任何障碍。根据功能性胶带概念，带有一体式脚腕的松紧带可在脚腕周围提供可单侧调节的压力。支撑护具内侧的硅胶可刺激脚腕的肌肉运动知觉，以预防可能发生的创伤。踝关节支撑护具完美贴合您的脚腕，几乎不影响穿着任何鞋子。在脚背和脚跟等易受伤害的区域周围创造了“衬垫材料”的“舒适区”。该支撑护具由 Sympress™（一种高品质的舒适材料）制成。微纤维的使用使其内部触感柔软并能使皮肤保持干燥。Push med 踝关节支撑护具易于使用，可清洗且不会出现任何问题。

适应症

- 中度到严重的不稳定
- 急性踝关节外侧韧带损伤
- 稳定性踝关节骨折
- 踝关节骨折的后续治疗
- 韧带损伤或骨折的术后治疗
- 美踝刺激
- 肌腱炎
- 关节病件不稳定
- 踝关节韧带损伤的二级预防
- 撞击（美踝；前部和后部）
- 足球踝关节损伤

未发现不适合使用支撑护具的病症。在四肢血液循环不良的情况下，支撑护具可能导致充血。避免让支撑护具从一开始贴附过紧。

疼痛始终是警示信号。如果疼痛持续或症状恶化，建议咨询您的医生或治疗师。

确定尺寸 / 贴合度

踝关节支撑护具共有五个尺寸选项。足部与下肢呈 90° 角。然后，如包装上的插图所示，测量脚跟和脚背周围的周长。包装上的表格显示了适合您足部支撑护具的正确尺寸。

- 围绕您的足部缠绕成圈。确保它紧贴皮肤，让足部与下肢保持 90° 角，然后拉上拉链。闭合全部的弹性系带件。
- 在脚背上横向闭合非弹性系带。正确的穿戴顺序由魔术贴上贴附的分子符号决定。
- 松紧带以“8”字形缠绕在脚上。首先拉紧脚腕侧。将条带沿着脚内侧的方向向角地跨过后脚。
- 然后跨下方方的条带向外侧，对角地跨过后脚，到达小腿内侧。
- 绕小腿一圈，闭合松紧带。
- 拉紧第二根条带的脚腕侧。将条带沿着脚外侧的方向向角地跨过后脚。
- 然后将脚下方的条带拉向内侧，对角地跨过后脚，到达小腿外侧。绕小腿一圈，闭合松紧带。

清洗说明

为了确保护具的洁净，以及最大化延长护具的使用寿命，按照以下清洗说明定期清洗护具非常重要。

如您打算将支撑护具闲置一段时间，建议在存放支撑护具之前清洗并干燥。

清洗之前，请闭合魔术贴以保护支撑护具和其他衣物。

可以在最高 30°C 的条件下，按照洗涤精细织物的程序机器清洗或手工清洗支撑护具。请勿使用任何漂白剂。

可以使用温水旋转的洗涤干燥程序。在此之后，将支撑护具悬挂在室外晾干（避免靠近加热器或放置于滚筒式烘干机中）。

重要说明

Push® 是 Nea International bv 的注册商标。

Pour plus de détails concernant votre distributeur national, consultez l'adresse www.push.eu/distributors

CHEVILLÈRE PUSH MED	
INTRODUCTION	
Les produits Push med fournissent des solutions efficaces pour le traitement et la prévention des blessures de l'appareil locomoteur.	
Votre nouvelle chevillère est un produit Push med se caractérisant par un haut niveau d'efficacité, de confort et de qualité. La chevillère physique est assurée une meilleure stabilité de la cheville et soulage la douleur. Elle est de ce fait augmentée.	
Un support mécanique, une pression réglable et un bon maintien de la position constituent la base de son fonctionnement.	
Les produits Push med sont innovateurs et fabriqués pour vous avec un grand soin. Une sécurité maximale et une plus grande liberté de mouvement sont ainsi garanties. L'objectif est en effet d'atteindre la satisfaction de l'utilisateur.	
Lisez attentivement les informations du produit avant d'utiliser la chevillère Push med. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre revendeur ou envoyer un e-mail à info@push.eu .	

CARACTERISTICILELE PRODUSULUI

Votre chevillère Push med offre un haut niveau de soutien et de protection durant le traitement ou la prévention des blessures à la cheville. Elle peut être utilisée dans toute une série de cas et de conditions. Une fermeture éclair combinée à une fermeture à boucles et à crochets permet d'enlever facilement la chaussette. Des bandes non-élastiques peuvent être utilisées pour limiter la pronation et la supination, sans que cela n'empêche en rien la flexion. La bande élastique avec bloque-talon réglable, fonctionnant selon le concept de la bande fonctionnelle, exerce une pression réglable individuellement autour de la cheville. L'application de silicone sur l'intérieur de la chevillère assure la proppriété de la cheville. Son utilité est d'atténuer un trauma imminent.

La chevillère s'adapte parfaitement et peut être utilisée pratiquement n'importe quelle chaussure. Des zones appelées « bandes de confort » en matière rembourrée ont été prévues autour des zones vulnérables telles que le cou-de-pied et le talon.

La chevillère est faite en Sympress™, une matière confortable de haute qualité. L'utilisation de microfibrilles rend l'intérieur doux et maintient le pied au séct. La chevillère Push med est facile à appliquer et se lave sans aucun problème.

INDICATIONS

- Instaibilitate moderată până la gravă
- Traumatisme aiguë des ligaments latéraux de la cheville
- Fracture stable de la cheville
- Traitement de suivi de fractures de la cheville
- Traitement postopératoire des blessures ou des fractures des ligaments
- Irritation capsulaire
- Tendinite
- Arthrose avec instabilité
- Prévention secondaire d'un traumatisme des ligaments de la cheville
- Concurrence (dampage capsulaire ; antérieur et postérieur)
- Cheville du footballeur

Il n'existe aucun trouble connu interférant ou rendant impossible le port de la chevillère.

En cas de faible circulation du sang dans les membres, une chevillère peut provoquer une hyperémie. Evitez de serrer la chevillère trop fort au début.

La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes aggravent, se recommand à consulter votre médecin ou votre thérapeute.

DETERMINATION DE LA TAILLE / AJUSTAGE

- Gleiser la base autour de votre pied, en vous assurant qu'elle vous va bien. Gardez le pied sous un angle de 90° par rapport à la jambe. Ensuite, mesurez la circonférence autour du talon et du cou-de-pied, comme montré sur l'illustration sur l'emballage. Le tableau sur l'emballage vous indique la taille qu convient à votre pied.
- Gleiser la base autour de votre pied, en vous assurant qu'elle vous va bien. Gardez le pied sous un angle de 90° par rapport à la jambe. Ensuite, remontez la fermeture éclair et fermez l'attache élastique à l'avant.
- Fermez les bandes non-élastiques de manière transversale et part d'autre du cou-de-pied. L'ordre d'ajustage correct est déterminé par les symboles de molécule croissants sur les fermetures à boucles et à crochets.
- Les bandes élastiques sont enroulées autour du pied en formant un « 8 ». Commencez par tendre le bloque-talon. Placez la bande diagonalement d'une part et d'autre du cou-de-pied vers l'intérieur du pied.
- Ensuite, tirez la bande sous le pied vers l'extérieur et en diagonale d'une part et d'autre du cou-de-pied vers l'intérieur de la jambe.
- Fermez la bande élastique en ne faisant qu'un seul tour autour de la jambe.
- Tendez le bloque-talon de la deuxième bande. Placez la bande diagonalement d'une part et d'autre du cou-de-pied vers l'intérieur du pied.
- Ensuite, tirez la bande sous le pied vers l'extérieur et diagonalement d'une part et d'autre du cou-de-pied vers l'intérieur de la jambe.
- Fermez la bande élastique en ne faisant qu'un seul tour autour de la jambe.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Pour assurer l'hygiène et prolonger la durée de vie de la chevillère, il importe de la laver régulièrement en respectant les instructions de lavage.

Si la chevillère n'est pas utilisée durant une période prolongée, il est conseillé de la laver et de la faire sécher avant de la ranger.

Avant le lavage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger la chevillère et l'autre linge.

La chevillère peut être lavée à des températures allant jusqu'à 30 °C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. Utilisez aucun agent de blanchissement.

Un cycle d'éclairage doux peut être utilisé. Ensuite, laissez sécher la chevillère à l'air libre (pas près d'une source de chaleur ni, dans un sèche-linge).

IMPORTANT

- L'utilizația apropiată de la chevillere Push peut nécessiter le diagnostic d'un docteur ou d'un thérapeute.
- Les chevillères Push sont prévues pour être portées sur une peau en bonne santé. Si la peau est abîmée, elle doit d'abord être recouverte d'une matière adhésive.
- Pour assurer un fonctionnement optimal, choisissez la taille de chevillère adéquate. Essayez donc la chevillère avant de l'acheter, afin de vérifier que la taille vous convient.
- Le personnel spécialisé de votre revendeur vous expliquera la meilleure manière de placer votre chevillère Push. Nous vous conseillons de conserver ces informations, afin de pouvoir consulter à nouveau les instructions d'ajustement de la chevillère à l'aventir.
- Consultez un spécialiste des chevillères si le produit nécessite une adaptation individuelle.
- Vérifiez votre chevillère Push avant chaque utilisation afin de détecter tout signe d'usure ou de vieillissement des pièces ou des coutures. L'utilisation de votre chevillère Push peut être garantie que si le produit est parfaitement intact.
- Conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, l'utilisateur doit informer le fabricant et l'autorité compétente de la santé municipale dans lequel l'utilisateur est établi de tout incident grave relatif au produit.

Push® este marcă comercială înregistrată a Nea International bv

ORTEZĂ PENTRU LEZIUNI LAZ PUSH MED	
INTRODUCERE	
Produsele Push med oferă soluții eficiente pentru tratamentul și prevenirea leziunilor aparatului locomotor.	
Noua dumneavoastră orteză pentru gleznă este un produs Push med, caracterizat printr-un nivel crescut de eficacitate, confort și calitate. Orteză pentru gleznă Push med este stabilitate, presieune reglabilă și menținerea poziției corespunzătoare reprezintă baza performanțelor sale.	
Produsele Push med sunt inovatoare și produse cu multă atenție pentru dumneavoastră. Această calitate maximă și o libertate mai mare a mișcărilor. Pentru a promova satisfacția în utilizare.	
Citiți cu atenție informațiile referitoare la produs înainte de a utiliza orțeză pentru gleznă Push med. Dacă aveți întrebări, consultați revanzatorul sau trimiteți un e-mail la info@push.eu .	

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Orteză dumneavoastră pentru gleznă Push med oferă un nivel ridicat de susținere și protecție în timpul tratamentului sau pentru prevenirea leziunilor. Aceasta poate fi utilizată într-o gamă largă de cazuri și situații. Combinația dintre fermoar și un sistem de închidere cu arici asigură montarea cu ușurință a șosetei. Chingile neelastice pot fi utilizate pentru a stabili limitările pronate și supinate, fără a împiedica mișcările sensibile. Chingile elastice cu sistem de închidere pe călcâi, conform conceptului de bandă funcțională, oferă o presieune reglabilă individual în jurul gleznei. Aplicația siliconică din interiorul șosetei stimulează propriocepția gleznei. Acesta este realizat pentru a evita un traumatism iminent și atenua un trauma iminent.

Orteză pentru gleznă se potrivește perfect și poate fi purtată practic în orice încălțăminte. În jur zonelor vulnerabile, cum sunt partea superioară a labeli piciorului și călcâiul, au fost create „zone de confort” din material căptușit.

Orteză este realizată din Sympress™, un material confortabil, de calitate.

Utilizarea microfibrilor face ca interiorul să fie moale și să mențină pielea uscată. Orteză pentru gleznă Push med este ușor de aplicat și poate fi spălată fără probleme.

INDICAȚII

- Instabilitate moderată până la gravă
- Traumatisme acute ale ligamentului lateral al gleznei
- Stabilus culkăniei lizis
- Gijimas po culkăniei lizis
- Protopacineis sausugybes suzajomaj ar lizis
- Gijimas po culkăniei lizis
- Artroză cu instabilitate
- Prevenirea secundară a traumatismelor ligamentului gleznei
- Lovire (blocarea capsulei; anterioară și posterioară)
- Susținerea gleznei pentru fotbal

Nu se cunosc afecțiuni în care orțeză nu poate sau nu trebuie să fie purtată. În cazul unei circulații slabe a sângelui în membre, o orteză poate provoca hiperemie. Evitați aplicarea prea strânsă a orteză la început.

Durerea este întotdeauna un avertisment. Dacă durerea persistă sau problema se agravează, se recomandă să vă adresați medicului sau terapeutului.

STABILIREA DIMENSIUNII / PROBABEA

- Trageți baza în jurul piciorului, asigurându-vă că este potrivite perfect. Mențineți laba piciorului într-un unghi de 90° în raport cu gamba. Apoi măsurați circumferința din jurul călcâiului și partea superioară a labeli piciorului, așa cum se arată în ilustrația de pe ambalaj. Tabelul de pe ambalaj indică dimensiunea corectă a ortezei pentru circumferințele dvs.
- Trageți baza în jurul piciorului, asigurându-vă că este potrivite perfect. Mențineți laba piciorului într-un unghi de 90° în raport cu gamba. Apoi închideți fermoarul și elementul de prindere elastic din față.
- Închideți chingia neelastică peste partea superioară a labeli piciorului. Ordinea corectă de montare este determinată de simbolurile crescătoare ale particulelor de pe sistemele de prindere cu arci.
- Chingile elastice sunt înfășurate în jurul piciorului în formă de 8. Începeți prin stângerea sistemului de prindere pe călcâi. Poziționai chingia diagonal peste partea superioară a labeli piciorului spre interior.
- Apoi trageți chingia pe sub picior spre exterior și diagonal peste partea superioară a labeli piciorului spre interiorul gambi.
- Închideți chingia elastică printr-o singură înfășurare în jurul gambi.
- Fermeți le bloque-talon de la deuxième bande. Placez la bande diagonalment d'une part et d'autre du cou-de-pied vers l'extérior du pied.
- Ensuite, tirez la bande sous le pied vers l'extérieur et diagonalment d'une part et d'autre du cou-de-pied vers l'intérieur de la jambe.
- Fermez la bande élastique en ne faisant qu'un seul tour autour de la jambe.

Trageți baza în jurul piciorului, asigurându-vă că este potrivite perfect. Mențineți laba piciorului într-un unghi de 90° în raport cu gamba. Apoi măsurați circumferința din jurul călcâiului și partea superioară a labeli piciorului spre exterior.

Trageți baza în jurul piciorului, asigurându-vă că este potrivite perfect. Mențineți laba piciorului spre exteriorul gambi.

Închideți chingia elastică printr-o singură înfășurare în jurul gambi.

INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE

Pentru a promova igiena și a maximiza durata de viață a ortezei, este important să spălați orteză regulat, respectând instrucțiunile de spălare.

Dacă întrebările dvs. nu vă dizolvă orteză nu o periaoați de timp, se recomandă să o spălați și să o uscați înainte de a o utiliza.

Înainte de spălare, închideți sistemele de prindere cu arci pentru a proteja orteză și cetelealte rufe.

Orteză poate fi spălată la temperatură în partea de 30 °C, cu un program pentru țesături delicate sau de mână. Nu utilizați înălbitor.

Se poate folosi un ciclu ușor de centrifugare; după aceasta, atârnați orteză pentru a se usca în aer liber (nu în apropierea unei surse de căldură sau într-un uscător de rufe).

IMPORTANT

Push® este marcă comercială înregistrată a Nea International bv

„PUSH MED” KULKŪNĖS ĮTVARAS	
ĮVADAS	
„Push med” gaminiai yra puikus lokomotorinės sistemos sužalojimų gydymo ir profilaktikos sprendimas.	
Naugesis jūsų kulkinies įvaras yra „Push med” gaminyis, pasižymintis dideliu veiksmingumu, patogumu ir kokybe. „Push med” kulkinies įvaras didina kulkinies stabilumą ir padeda suvaldyti skausmą. Šie gaminiai padidina fizinę jėgą, efektyvius todėl, kad suteikia mechaninį apsaugimą, leidžia reguliuoti spaudimą ir puikiai išlaiko padėtį.	
„Push med” gaminiai yra novatoriški ir pagaminti itin kruopščiai. Jie užtikrina didžiausią apsaugą ir judesį laisvę. Jus naudoji yra tik.	
Prieš naudodami „Push med” kulkinies įvra, atidžiai perskaitykite informaciją apie gaminį. Jei kiltų klausimų, pasitarkite su vietiniu parduotuvę arba atsiskaitymo laiško adresu info@push.eu .	

GAMINIO SAVYBĖS

„Push med” kulkinies įvaras gerai prikla ir apsaugo gijimo metu arba padeda išvengti galimų kulkinies sužalojimų. Ji galima naudoti įvarias atvejais ir esant įvairioms būklėms. Užtikrinama, kad kulkinies ir kėpa padėdys patogiai užmuoti kojine. Pronacijos ir supinacijos ribas galima nustatyti neskausmingai įjungiant, viešai bei nerandantomis judesiais įkalkinti. Del funkcines juostas kompozicijos elastines juostas su integruotu kulto fiksatoriumi leidžia priklaity kulkinies sausapuoimį tvgi kaip asmeninius įvairus. Jiavo viduje esanti silikoninė medžiaga skatina kulkinies propriocepiją. Taip apsaugoma nuo tiesiogines traumas.

Kulkinies įvaras puikiai prižiūdinamas ir gali būti neiojimas bevaisu bei tokio tipo batus.

Minkšta medžiaga aplink sąrįdas žiamas vietas, pavozyddži, ties keltimi ir kulniui, skurkia komforto zonas.

Įvaras pagamintas iš „Sympress™” – aukštos kokybes patogios medžiagos. Del mikropluošto vidinje dalis yra minkšta ir neeliezdia odai prakaliooti. „Push med” kulkinies įvaras lengva uždėti ir galima skabiti.

INDIKACIJOS

- Vidinės arba didelės nestabilumas
- Ūmi šoninės kulkinies raščio trauma
- Stabilus poties lizums
- Arstėšana pėc poties lizuma
- Arstėšana pėc čiruzgikim manipuliacijm sau su vainojimui va lizumi gadjimui
- Kapsuliro sau su trauma
- Tendinitis
- Artrozė, nelydima nestabilumo
- Poties sau su trauma sekundari novėrsšana
- Ardures sindromas (kapsuliro sau fiksacija, prikėstjėjo an užmuzgerjėjo)
- Futbolinio kulkinis

Žnomy igų, kuriomis sergant įvaru nebūtų galima arba nebūtų rekomenduojama naudoti, nėra. Sutrikus galinių kraujotakai, įvaras gali sukelti hiperemiją. Įvaro iš pradžių per stipriai neužvertkite.

Skausmas visada signalizuoja pavojų. Jei skausmas nepaeria arba simptomai stiprėja, rekomenduojama pasitarti su gydytoju arba terapeutu.

DYDŽIO NUSTATYMAS IR UŽDĖJIMAS

Kulkinies įvaras tinkle iš 5 dydžių. Pėdą nustatykite 90° kampu apatinę kojos dalį. Išmatuokite apimtį ties kulniui ir pėdos kelmiu, kaip parodyta ant fiksatoriaus esančiame paveikslėlyje. Ant pakaitos esančioje lentelėje nurodomas jūsų pėdai tinkamas įvaro dydis. dimensijuna corectă a ortezei pentru circumferințele dvs.