

УКРАЇНСЬКА	УКРАЇНСЬКА
-------------------	-------------------

ОРТЕЗ ШИЙНИЙ НАПІВЖОРСТКИЙ

PUSH MED NECK BRACE
АРТИКУЛ: 2.60.1

PUSH MED NECK BRACE
АРТИКУЛ: 2.60.2

ВСТУП

Ортезі серії Med торговельної марки Push є оптимальним рішенням для лікування та попередження травм опорно-рухового апарата.

Ортез Push Med характеризується високим рівнем ефективності, комфорту та якості. Ортез шийний напівжорсткий Push med Neck Brace забезпечує звільнення від болю завдяки стабілізації хребців шийного відділу хребта. Механічна підтримка та гарна анатомічна посадка є основою його характеристик.

Продукція Push Med є інноваційною та вироблена для Вас із особливю ретельністю для максимальної безпеки та більшої свободи руку. Сприяє задоволенню під час використання.

Перед застосуванням ортеза уважно ознайомтеся з інструкцією.

Якщо Ви маєте будь-які питання, будь ласка, зверніться за консультацією до дистриб'ютора або надішліть електронний лист на адресу avkom@alkom.ua чи info@push.eu.

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

Ортез Push med Neck Brace надає підтримку шийного відділу хребта завдяки анатомічній формі та використанню напівжорсткого спіноного матеріалу. Ортез має знімний елемент для додаткової підтримки, що розташовується між грудною кліткою та шелепою для високоефективної підтримки. Ортез можна застосовувати також без ребра жорсткості у разі, якщо потрібна легша підтримка, наприклад, під час сну або в результаті прогресу лікування. Заглиблення знаходиться зліва від адамова яблука задля підвищення комфорту.

Ортез вироблено із високоякісного та комфортного матеріалу Sympress™. Використання мікрофібри дозволяє відчувти м'якість усередині ортеза і зберести шкіру сухою. Ортез шийний напівжорсткий Push med Neck Brace легко надгається та розрахований на регулярний гігієнічний догляд (прання).

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Наступне лікування травм голови
- Гострі травми шиї
- Постхірургічне лікування
- Цервікальний артроз
- Цервікальний артроз із псевдорадиккулярними скаргами
- Головний біль, пов'язаний з перенапруженням

- Ремінь
- Цервікальний артроз із псевдорадиккулярними скаргами
- Головний біль, пов'язаний з перенапруженням

Інформація про такі порушення, коли ортез не можна або не варто носити, відсутня. Уникайте надмірно тугого накладання ортеза на початку використання.

Біль завжди слугує попередженням. Якщо біль не зникає або скарги посилюються, зверніться за консультацією до Вашого лікаря.

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ТА ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ
Ортез Push med Neck Brace доступний у 2 розмірах та 2 висотах. Тримайте голову рівно та виміряйте окружність шиї на рівні адамова яблука. Таблиця на упакуванні показує правильний розмір бандажа для окружності Вашої шиї. Необхідна висота визначається під час примірки. Голова добре підтримується, коли знаходиться у нейтральному положенні.

1. Тримайте ортез двома руками перед собою так, щоб бачити внутрішню сторону. Крапка у центрі ортеза має вказувати вниз.

2. Застібніть ортез на застібку на задній стороні шиї.

ІНСТРУКЦІ ПО ДОГЛЯДУ

🧼 👕 🧺 🚿 🧺 🚿

Для підтримання гігієни та забезпечення максимального строку експлуатації бандажу, важливо його регулярно прати, дотримуючись інструкцій по догляду.

Якщо ви маєте намір не використовувати бандаж протягом певного часу, рекомендується, щоб ви вимили та висушили його перед зберінняням.

Перед пранням застібніть застібки-ліпучки, щоб захистити ортез та інші речі, що перуться разом із ним, та витягніть ребро жорсткості.

Ортез можна прати у пральній машині на щадному (делікатному) режимі або руками за температури не вище +30 °C. Не застосовуйте хлормісні миючі та відбілюючі засоби.

Можна використовувати цикл віджиму для делікатних речей: після цього ортез висушіть для висушування на відкритому повітрі (**подачі від** джерела нагрівання та не у сушиарі).

Push® є зареєстрованою торговою маркою компанії «Неа Інтернешнл Бісі» (Nea International bv)

За додатковою інформацією про дистриб'ютора у Вашій країні звертайтеся за посиланням: www.push.eu/distributors

УКРАЇНСЬКА

PUSH MED 颈部支撑护具

简介

Push med 产品为运动组织损伤或功能减退提供有效的解决方案。

Push med 颈部支撑护具是一款全新的产品，具有高效、舒适和高品质的特点。Push med 颈部支撑护具通过固定颈椎实现疼痛缓解。机械支撑和良好的解剖结构贴合构成了其性能的基础。

Push med 产品具有创新性，专为您精心打造。它能够最大程度上地确保安全性和行动自由度。提升使用满意度。

在使用 Push med 颈部支撑护具之前，请仔细阅读产品信息。如果您有任何疑问,请咨询您的经销商或者发送邮件至 info@push.eu。

产品特点

您的 Push med 颈部支撑护具通过其符合解剖学的形状和半硬质泡沫材料的使用为颈椎提供支撑。颈部支撑护具包含可拆卸部件，以提供额外支撑。该部件位于胸骨和颈椎上，可提供有效的支撑。如果需要更轻一些，也可以在没有加强部件的情况下使用支撑护具。例如睡觉或者接受治疗时，可以如此操作。啷结处的凹槽可以增强舒适度。

该支撑护具由 Sympress™（一种高品质的舒适材料）制成。微纤维的使用使其内部触感柔和并能使皮肤保持干燥。Push med 颈部支撑护具易于使用，可清洗且不会出现任何间题。

- Проансультуйтеся з фахівцем з бандажів, якщо продукт потребує індивідуальної адаптації.
- Перевіряйте Ваш ортез Push med Neck Brace щоразу перед використанням на наявність ознак зносу або розходження швів. Найвища ефективність ортеза Push med може бути гарантована лише якщо вироб щілько непошкоджений.
- У рамках регламенту СС 2017/745 Про медичні вироби, користувач повинен повідомити виробника та компетентний орган держави-члена, в якій користувач зареєстрований, про будь-який серйозний інцидент, пов'язаний з продуктом.

适应症

- 颈部扭伤的后续治疗
- 急性颈部损伤
- 术后治疗
- 颈椎关节炎
- 颈椎关节炎作假性放射性疼痛
- 紧张性头痛

未发现不适合使用支撑护具的病症。避免让支撑护具在一开始贴附过紧。

疼痛始终是警示信号。如果疼痛持续或症状恶化，建议咨询您的医生或治疗师。

确定尺寸/穿戴

颈部支撑护具分别有 2 种周长和 2 种高度选项。保持头部笔直，测量啷结处的颈部周长。包装上的表格显示了适合您的颈部周长的支撑护具的正确尺寸。在穿戴时确定所需的高度。当头部处于中间位置时，头部将得到适当支持。

A. 双手握住支撑护具，放在面前，使其内部可见。护具中心的点应指向下方。

B. 然后闭合颌后部的魔术贴。

拆卸和穿戴加固部件：

将支撑护具的内侧放在坚固的表面上，使支撑护具中心的圆点指向您。护具的右侧有一个拉环。

打开拉链以移除加固部件。找到加固部件中的孔，紧紧握住支撑护具，然后将加固部件从支撑护具中拉出。要插入加固部件，请按相反的顺序执行操作。

清洗说明

🧼 👕 🧺 🚿 🧺 🚿

为了确保护具的洁净，以及最大化延长护具的使用寿命，按照以下清洗说明定期清洁护具非常重要。

如您打算将支撑护具闲置一段时间，建议在存放支撑护具之前清洗并干燥。

清洗之前，请关闭魔术贴以保护支撑护具和其他衣物。在清洗之前从护具中取下加固部件。

可以在最高 30°C 的条件下，按照洗涤精细织物的程序机器清洗或手工清洗支撑护具。请勿使用任何漂白剂。

可以使用温柔旋转的洗涤干燥程序；在此之后，将支撑护具悬挂在室外晾干（避免靠近加热器或放置于滚筒式烘干机中）。

重要说明

- 正确使用 Push 支撑护具可能需要医生或治疗师的诊断意见。
- Push 支撑护具设计用于穿戴在未受损的皮肤上。如需在受损的皮肤上使用，必须先覆盖一层合适的材料。
- 只有选择合适的大小才能实现最佳功能。购买之前，请穿戴支撑护具以检查其尺寸是否合适。您的经销商的专业技术人员将说明穿戴 Push 支撑护具的最佳方法。我们建议您将本产品信息保存在安全的地方，以便在需要时查阅穿戴说明。
- 如果产品需要适应个体需要，请咨询支撑护具专家。
- 每次使用前检查您的 Push 支撑护具是否有部件或缝线的磨损或老化迹象。只有在产品完好无损的情况下，才能保证 Push 支撑护具的最佳性能。
- 在欧盟医疗器械法规 2017/745 的框架内，用户必须向制造商和用户所在成员国的主管当局报告涉及产品的任何严重事故。

Push® 是 Nea International bv 的注册商标

有关您所在国家/地区的经销商的详细信息，请参阅 www.push.eu/distributors

FRANÇAIS

COLLIER CERVICAL PUSH MED

INTRODUCTION

Les produits Push med fournissent des solutions efficaces en cas de trouble ou de fonctionnement réduit de l'appareil locomoteur.

Votre nouveau collier cervical est un produit Push med se caractérisant par un haut niveau d'efficacité, de confort et de qualité. Le collier cervical Push med soulage la douleur en stabilisant les vertèbres cervicales. Son fonctionnement est basé sur le support mécanique et le bon ajustement anatomique.

Les produits Push med sont innovants et fabriqués pour vous avec le plus grand soin. Une sécurité maximale et une fonctionnalité optimales sont ainsi garanties. L'objectif est en effet de satisfaire l'utilisateur.

Lisez attentivement les informations du produit avant d'utiliser le collier cervical Push med. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre revendeur ou envoyer un e-mail à info@push.eu.

CARACTERISTISQUES DU PRODUIT

Votre collier cervical Push med soutient la colonne cervicale grâce à sa forme anatomique et à l'utilisation d'une mousse semi-rigide. Le collier cervical contient un élément détachable fournissant un soutien complémentaire. Cet élément repose sur le sternum et les machoires pour un soutien efficace. Le collier cervical peut également être utilisé sans élément de renforcement si l'on désire un soutien plus léger. Cela peut être le cas durant le sommeil ou au cours d'un traitement. Une cavité a été prévue pour la pomme d'Adam afin d'optimiser le confort.

Le collier cervical est fabriqué en Sympress™, une matière confortable de haute qualité. L'utilisation de microfibres donne une sensation de douceur à l'intérieur et permet à la peau de rester sèche. Le collier cervical Push med est facile à appliquer et se lave sans précaution particulière.

INDICATIONS

- Traitement de suite du coup de fouet cervical
- Blessures aiguës au cou
- Traitement post-opératoire
- Arthrose cervicale
- Arthrose cervicale avec syndrome pseudoradiculaire
- Céphalée de tension

Il n'existe aucun trouble connu interdisant ou rendant impossible le port du collier cervical. Évitez de serrer le bandage trop fort au début. La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

DETERMINATION DE LA TAILLE / AJUSTAGE

Le collier cervical est disponible en 2 circonférences et en 2 hauteurs. Gardez la tête bien droite et mesurez le tour de cou de la nuque à la pomme d'Adam. Le tableau sur l'emballage vous indique la taille qui convient à votre tour de cou. La hauteur requise se détermine pendant l'ajustement. La tête est correctement soutenue lorsqu'elle est en position neutre.

A. Tenez le collier cervical des deux mains face à vous, de sorte que l'intérieur soit apparent. Le point au centre de la minerve devrait être dirigé vers le bas.

B. Fermez ensuite la fermeture à boucles et à crochets à l'arrière du cou.

Retrait et ajustement de l'élément de renforcement :

Placez l'intérieur du collier cervical sur une surface solide, le point situé au centre du collier cervical étant face à vous. Une fermeture éclair se trouve sur le côté droit.

Ouvrez la fermeture éclair pour retirer l'élément de renforcement. Localisez l'ouverture dans l'élément de renforcement et tirez l'élément hors de la minerve, tout en tenant celle-ci fermement. Pour insérer l'élément de renforcement, effectuez les actions dans l'ordre inverse.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

🧼 👕 🧺 🚿 🧺 🚿

Pour assurer l'hygiène et prolonger la durée de vie du collier cervical, il importe de le laver régulièrement en respectant les instructions de lavage. Si le collier cervical n'est pas utilisé durant une période prolongée, il est conseillé de le laver et de le faire sécher avant de le ranger. Avant le lavage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger l'orthèse et le reste du linge. Enlevez l'élément de renforcement du collier cervical avant de laver ce dernier.

Le collier cervical peut être lavé à des températures allant jusqu'à 30 °C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.

Un cycle d'essorage doux peut être utilisé : ensuite, faites sécher le collier cervical à l'air libre (pas près d'une source de chaleur ni dans un sèche-linge).

ATTENTION

- L'utilisation appropriée du collier cervical Push peut nécessiter le diagnostic d'un médecin ou d'un thérapeute.
- Les colliers cervicaux Push sont prévus pour être portés sur une peau en bonne santé. Si la peau est abîmée, elle doit d'abord être recouverte d'une matière adéquate.
- Pour assurer un fonctionnement optimal, choisissez la taille de collier cervical adéquate. Essayez le collier cervical avant de l'acheter, afin de vérifier que la taille vous convient. Le personnel spécialisé de votre revendeur vous expliquera la meilleure manière de placer votre collier cervical Push. Nous vous conseillons de conserver ces informations, afin de pouvoir consulter à nouveau les instructions d'ajustement du collier cervical à l'avenir.
- Consultez un spécialiste des orthèses si le produit nécessite une adaptation individuelle.
- Vérifiez votre collier cervical Push avant chaque utilisation, afin de détecter tout signe d'usure ou de vieillissement des éléments ou des coutures. L'efficacité de votre collier cervical Push ne peut être garantie que si le produit est parfaitement intact.
- Conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, l'utilisateur doit informer le fabricant et l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur est établi de tout incident grave relatif au produit.

Push® est une marque déposée de Nea International bv

Pour plus de détails concernant votre distributeur national, consultez l'adresse www.push.eu/distributors

ROMÂNĂ

ORTEZĂ CERVICALĂ PUSH MED

INTRODUCERE

Produsele Push med oferă soluții eficiente în cazul unor afecțiuni sau a unei funcționări reduse a aparatului locomotor.

Noua dumneavoastră orteză cervicală este un produs Push med, caracterizat printr-un nivel crescut de eficacitate, confort și calitate. Orteza cervicală Push med contribuie la ameliorarea durerii prin stabilizarea vertebrelor cervicale. Susținerea mecanică și forma anatomică adecvată reprezintă baza performanțelor sale.

Produsele Push med sunt inovatoare și produse cu multă atenție pentru dumneavoastră. Acest lucru asigură o siguranță maximă și o libertate mai mare a mișcărilor. Pentru a promova satisfacția în utilizare.

Citiți cu atenție informațiile referitoare la produs înainte de a utiliza orteza cervicală Push med. Dacă aveți întrebări, consultați furnizorul local sau trimiteți un e-mail la info@push.eu.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Orteza dumneavoastră cervicală Push med susține coloana cervicală prin forma sa anatomică și prin utilizarea spumei semi-rigide. Orteza cervicală conține un element detașabil pentru susținere suplimentară. Acest element se sprijină pe stern și pe maxilar, pentru o susținere extrem de eficientă. Orteza poate fi folosită și fără elementul de armare, dacă se dorește un suport mai ușor. Acest lucru poate fi valabil în timpul somnului sau pe măsură ce tratamentul progresează. Pentru un confort sportiv, există o ancadruță pentru mărul lui Adam.

Orteza este realizată din Sympress™, un material confortabil, de calitate. Utilizarea microfibrilor face ca interiorul să fie moale și să mențină pielea uscată. Orteza cervicală Push med este ușor de aplicat și poate fi spălată fără probleme.

INDICAȚII

- Procesul de monitorizare a traumatismelor cervicale
- Leziuni cervicale acute
- Treatment post-chirurgical
- Artroză cervicală
- Artroză cervicală cu dureri pseudoradiculare
- Migrenă cauzată de tensiune

Nu se cunosc afecțiuni în care orteza nu poate sau nu trebuie să fie purtată. Evitați aplicarea prea strânsă a ortezei la început.

Durerea este întotdeauna un avertisment. Dacă durerea persistă sau problema se agravează, se recomandă să vă adresați medicului sau terapeuului.

STABILIREA DIMENSIUNII / PROBABAREA

Orteza cervicală este disponibilă în 2 circumferințe și 2 înălțimi. Țineți capul drept și măsurați circumferința gâtului din spate peste mărul lui Adam. Tabelul de pe ambalaj indică dimensiunea corectă a ortezei pentru circumferința gâtului dumneavoastră. Înălțimea necesară este stabilită în timpul probării. Capul este susținut corespunzător atunci când se află într-o poziție neutră.

A. Țineți orteza cu ambele mâini în fața dumneavoastră, astfel încât interiorul să fie vizibil. Punctul din centrul ortezei trebuie să fie orientat în jos.

B. După aceea, închideți sistemul de prindere cu arci din partea din spate a ortezei.

Scoaterea și montarea elementului de armare:

Așezați orteza cu interiorul pe o suprafață solidă, cu punctul din centrul ortezei îndreptat spre dumneavoastră. Există un fermoar în partea dreaptă.

Deschideți fermoarul pentru a scoate elementul de armare. Localizați deschizătura din elementul de armare și trageți elementul din orteză.

În timp ce țineți bine orteza. Pentru a introduce elementul de armare, efectuați aceste acțiuni în ordine inversă.

INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE

🧼 👕 🧺 🚿 🧺 🚿

Pentru a promova igiena și a maximiza durata de viață a ortezei, este important să spălați orteza regulat, respectând instrucțiunile de spălare. Dacă intenționați să nu utilizați orteza pentru o perioadă de timp, se recomandă să o spălați și să o uscați înainte de a depozitarea.

Înainte de spălare, închideți sistemle de prindere cu arci pentru a proteja orteza și celelalte rufe. Înainte de spălare, scoateți elementul de armare din orteză.

Orteza poate fi spălată la temperaturi de pana la 30 °C, cu un program pentru țesături delicate sau de mână. Nu utilizați înlăbitori.

Se poate folosi un ciclu ușor de centrifugare; după aceasta, atârnați orteza pentru a se usca în aer liber (nu în apropierea unei surse de căldură sau într-un uscător de rufe).

IMPORTANT

- Utilizarea corectă a ortezei Push poate necesita diagnosticarea de către un medic sau un terapeut.
- Ortezele Push sunt concepute pentru a fi purtate pe pielea fără leziuni. Suprafețele de piele cu leziuni trebuie acoperite mai întâi cu un material cosmetic pozant.
- Funcționarea optimă poate fi obținută doar dacă alegem dimensiunea potrivită. Probați orteza înainte de a cumpăra, pentru a verifica dimensiunea. Personalul profesional st informații și informații laicului laiky saugioie vietoje, kad prireekus galemetuete peržürtėti įvaro uždeėjimo nuordėjimus.
- Jei gaminiį reikia pritaiykiti individualiai, pasitarkite su įvarų specialistu.
- Prieš naudodami patikrinkite, ar „Push“ įtvaras nėra nusidėvėjęs, ar jo dalys ir siūlės nėra nudilusios. Optimaliai savo funkciją „Push“ įtvaras gali atlikti tik tuo atveju, jei neturi trūkumų.
- Pagal ES reglamentą 2017/745 dėl medicinios priemonių reikalavimus apie visus su gaminiu susijusius rimtus incidentus naudotojas privalo pranešti gamintojui ir valstybės nariams, kurioje gyvena, kompetentingai institucijai.

Push® este marcă comercială înregistrată a Nea International bv

Pentru detalii referitoare la distribuitorii comerciali din țara dumneavoastră, consultați www.push.eu/distributors

LIETUVIŲ

„PUSH MED“ KAKLO ĮTVARAS

ĮVADAS

„Push med“ gaminiai yra puikus sprendimas atsikvėrus lokomotorinės sistemos sutrikimui arba supejamais funkcionavimui.

Naujasis jūsų kaklo įtvaras yra „Push med“ gaminys, pasižymintis dideliu veiksmingumu, patogumu ir kokybe. „Push med“ kaklo įtvaras, stabilizuodamas kaklo stankstelius, mažina skausmą. Įtvaras veikia stabilizavimą vertebrelor cervicale. Susijinėra mecanică și forma anatomică adecvată reprezintă baza performanțelor sale.

Produsele Push med sunt inovatoare și produse cu multă atenție pentru dumneavoastră. Acest lucru asigură o siguranță maximă și o libertate mai mare a mișcărilor. Pentru a promova satisfacția în utilizare.

Citiți cu atenție informații referitoare la produs înainte de a utiliza orteza cervicală Push med. Dacă aveți întrebări, consultați furnizorul local sau trimiteți un e-mail la info@push.eu.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Orteza dumneavoastră cervicală Push med susține coloana cervicală prin forma sa anatomică și prin utilizarea spumei semi-rigide. Orteza cervicală conține un element detașabil pentru susținere suplimentară. Acest element se sprijină pe stern și pe maxilar, pentru o susținere extrem de eficientă. Orteza poate fi folosită și fără elementul de armare, dacă se dorește un suport mai ușor. Acest lucru poate fi valabil în timpul somnului sau pe măsură ce tratamentul progresează. Pentru un confort sportiv, există o ancadruță pentru mărul lui Adam.

Orteza este realizată din Sympress™, un material confortabil, de calitate. Utilizarea microfibrilor face ca interiorul să fie moale și să mențină pielea uscată. Orteza cervicală Push med este ușor de aplicat și poate fi spălată fără probleme.

INDIKACIJOS

- Tolesnis gydymas po kaklo traumos
- Ūmūs kaklo sužalojimai
- Gydymas po operacijos
- Kaklo artrozė
- Kakla skriemeļu artroze ar sūdzībai par pseudoradiculāram sāpēm
- Sasprīnguma galvasāpāpes

Žinomy ligų, kuriomis afekcija in care orteza nu poate sau nu trebuie să fie purtată. Evitați aplicarea prea strânsă a ortezei la început.

Durerea este întotdeauna un avertisment. Dacă durerea persistă sau problema se agravează, se recomandă să vă adresați medicului sau terapeuului.

STABILIREA DIMENSIUNII / PROBABAREA

Orteza cervicală este disponibilă în 2 circumferințe și 2 înălțimi. Țineți capul drept și măsurați circumferința gâtului din spate peste mărul lui Adam. Tabelul de pe ambalaj indică dimensiunea corectă a ortezei pentru circumferința gâtului dumneavoastră. Înălțimea necesară este stabilită în timpul probării. Capul este susținut corespunzător atunci când se află într-o poziție neutră.

A. Țineți orteza cu ambele mâini în fața dumneavoastră, astfel încât interiorul să fie vizibil. Punctul din centrul ortezei trebuie să fie orientat în jos.

B. După aceea, închideți sistemul de prindere cu arci din partea din spate a ortezei.

Scoaterea și montarea elementului de armare:

Așezați orteza cu interiorul pe o suprafață solidă, cu punctul din centrul ortezei îndreptat spre dumneavoastră. Există un fermoar în partea dreaptă.

Deschideți fermoarul pentru a scoate elementul de armare. Localizați deschizătura din elementul de armare și trageți elementul din orteză.

În timp ce țineți bine orteza. Pentru a introduce elementul de armare, efectuați aceste acțiuni în ordine inversă.

INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE

🧼 👕 🧺 🚿 🧺 🚿

Pentru a promova igiena și a maximiza durata de viață a ortezei, este important să spălați orteza regulat, respectând instrucțiunile de spălare. Dacă intenționați să nu utilizați orteza pentru o perioadă de timp, se recomandă să o spălați și să o