

ОРТЕЗ ЕПІКОНДИЛІТНИЙ PUSH MED ELBOW BRACE ЕРІ АРТИКУЛ 2.70.1

ВСТУП

Ортези серії Med торговельної марки Push є оптимальним рішенням для лікування та попередження травм опорно-рухового апарата.

Ортез Push Med характеризується високим рівнем ефективності, комфорту та якості. Ортез епіконділітний Push med elbow brace Ері покращує функціонування та забезпечує полегшення больових відчуттів. Це збільшує фізичну силу. Механічна підтримка, компресія, що регулюється, та збереження належного положення є основою його характеристик.

Продукція Push Med є інноваційною та вироблена для Вас із особливого ретельністю для максимальної безпеки та більшої свободи руху. Сприяють ортезам задоволення від користування.

Перед застосуванням ортеза уважно ознайомтеся з інструкцією.

Якщо Ви маєте будь-які питання, будь ласка, зверніться за консультацією до дистриб'ютора або надішліть електронний лист на адресу alkom@alkom.ua чи info@push.eu.

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

Ортез Push med elbow brace Ері створює локальний тиск на м'язи-розгиначі («лікоть тенісиста») або згиначі («лікоть гольфіста») зап'ястка. Це полегшує навантаження на місце кріплення цих м'язів у літковому суглобі. Ортез можна легко відрегулювати і застібнути навколо передпліччя однією рукою. Фіксатор навколо руки забезпечує рівномірний розподіл тиску. Подушка складається з еластичного полімеру сумісного зі шкірою. Правильна анатомічна конструкція, а також матеріал подушки сприяють фіксації ортезу під час рухів.

Ортез виконаний з високоякісного зручного матеріалу Sympress™. Використання мікрофібри дозволяє відчути м'якість усередині ортезу і зберегти шкіру сухою. Ортез епіконділітний Push med elbow brace Ері легко надягається та розрахований на регулярний гігієнічний догляд (прання).

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

- «Лікоть тенісиста» (латеральний епіконділіт);
- «Лікоть гольфіста» (медіальний епіконділіт).

Інформація про такі порушення, коли ортез не можна або не варто носити, відсутня. У разі порушень циркуляції крові у кінцівках бандаж може викликати гіперемію. Уникайте надмірно тугого накладання ортеза на початку використання.

Біль завжди є попереджувальним знаком. Якщо біль не зникає або скарги посилюються, зверніться за консультацією до лікаря.

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ТА ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

Ортез Push med elbow brace Ері випускається в 1 розмірі. Діапазон розміру коливається від 20 до 35 сантиметрів.

Надіньте ортез на руку. Для «ліктя тенісиста» подушечка повинна бути розташована із зовнішньої сторони руки; для «ліктя гольфіста» вона повинна бути розташована з внутрішньої сторони. Не розташовуйте кільце ремня в літковому згині.

Помістіть ортез на м'язи передпліччя приблизно на шість сантиметрів від виступа (зовнішнього виступу на літковому суглобі).

Затягніть ремінь так, щоб під час згинання руки та напруження м'язів відчувався тиск. Ви не повинні відчувати напругу, коли рука розслаблена. Ремінь можна залишити в кільці ремня, коли ортез знімають.

ІНСТРУКЦІЙ ПО ДОГЛЯДУ

☞ ☞ ☞ ☞ ☞

Для підтримання гігієни та забезпечення максимального строку експлуатації бандажу, важливо його регулярно прати, дотримуючись інструкцій по догляду.

Якщо ви маєте намір не використовувати бандаж протягом певного часу, рекомендується, щоб ви вимили та висушили його перед зберіганням.

Перед пранням закріпіть застібку-липучку, щоб захистити ортез та інші речі, що перуться разом із ним.

Ортез можна прати у пральній машині в шадному (делікатному) режимі або руками за температури не вище +30 °C. Не застосовуйте хлорвмісні миючі та відбілюючі засоби.

Можна використовувати цикл віджиму для делікатних речей; після цього ортез висушують для висушування на відкритому повітрі (подали від джерела нагрівання та не у сушарці).

Push® є зареєстрованою торговельною маркою компанії «Неа Інтернешнл Біаі» (Nea International bv)

За додатковою інформацією про дистриб'ютора у Вашій країні звертайтеся за посиланням: www.push.eu/distributors

PUSH MED 肘部支撑护具 EPI

简介

Push med 产品为治疗和预防运动组织损伤提供了有效的解决方案。

Push med 肘部支撑护具是一款全新的产品，具有高效、舒适和高品质的特点。Push med 肘部支撑护具 Epi 可改善肘部功能并缓解疼痛。可以增加身体强度。机械支撑、可调节压力和良好的位置保持能力构成了其性能的基础。

Push med 产品具有创新性，专为您精心打造。它能够最大程度上地确保安全性和行动自由度。提升使用满意度。

肘部支撑护具 Epi 之前，请仔细阅读产品信息。如果您有任何疑问,请咨询您的经销商或者发送邮件至 info@push.eu。

产品特点
Push med 肘部支撑护具 Epi 可以为腕部伸肌（网球肘）或屈肌（高尔夫球手臂）提供局部压力，以减轻肘关节处这些肌肉附着点的应力。可以用单手轻松地围绕前臂穿戴和紧固支撑护具。手臂周围的支撑部件可确保适当的压力分布。衬垫具有皮肤亲和性的弹性聚合物制成。衬垫与解剖结构的良好贴合以及材料有助于支撑护具在运动期间保持在适当位置。

该支撑护具由 Sympress™（一种高品质的舒适材料）制成。微纤维的使用使其内部触感柔和并能使皮肤保持干燥。Push med 肘部支撑护具 Epi 可正常使用。

产品特点

Push med 肘部支撑护具 Epi 可以为腕部伸肌（网球肘）或屈肌（高尔夫球手臂）提供局部压力，以减轻肘关节处这些肌肉附着点的应力。可以用单手轻松地围绕前臂穿戴和紧固支撑护具。手臂周围的支撑部件可确保适当的压力分布。衬垫具有皮肤亲和性的弹性聚合物制成。衬垫与解剖结构的良好贴合以及材料有助于支撑护具在运动期间保持在适当位置。该支撑护具由 Sympress™（一种高品质的舒适材料）制成。微纤维的使用使其内部触感柔和并能使皮肤保持干燥。Push med 肘部支撑护具 Epi 可正常使用。

适应症

- 网球肘（外侧上髁炎）
- 高尔夫球手肘（内侧上髁炎）

未发现不适合使用支撑护具的病症。在四肢血液循环不良的情况下，支撑护具可能导致充血。避免让支撑护具在一开始贴附过紧。

疼痛始终是警示信号。如果疼痛持续或症状恶化，建议咨询您的医生或治疗师。

确定尺寸/穿戴

肘关节支撑护具 Epi 仅有 1 个尺寸选项。测量范围从 20 到 35 厘米。

Push® 是 Nea International bv 的注册商标。

将护具套在手臂上。网球肘患者需将护垫戴在手臂外侧；高尔夫球肘患者则需将护垫戴在内侧。切勿将绑带环系在肘部褶皱处。将护具套在前臂肌肉上，距髁突（肘部外侧突起点）约六厘米处。系牢绑带，使手臂弯曲和肌肉绷紧时可感受到适度压力。手臂放松状态下应无压迫感。取下护具时，绑带可留在绑带环中。

清洗说明

☞ ☞ ☞ ☞ ☞

为了确保护具的洁净，以及最大化延长护具的使用寿命，按照以下清洗说明定期清洁护具非常重要。

如您打算将支撑护具闲置一段时间，建议在存放支撑护具之前清洗并干燥。

清洗之前，请关闭魔术贴以保持支撑护具和其他衣物。

可以在最高 30°C 的条件下，按照洗涤精细织物的程序机器清洗或手工清洗支撑护具。请勿使用任何漂白剂。

可以使用溫柔旋轉的洗涤干燥程序：在此之后，将支撑护具悬挂在室外晾干（避免靠近加热源或放置于滚筒式烘干机中）。

重要说明

- 正确使用 Push 支撑护具可能需要医生或治疗师的诊断意见。
- Push 支撑护具设计用于穿戴在未受损的皮肤上。如需在受损的皮肤上使用，必须先覆盖一层合适的材料。
- 只有选择合适的大小才能实现最佳功能。购买之前，请咨询支撑护具以检查其尺寸是否合适。您的经销商的专业人员将说明穿戴 Push 支撑护具的最佳方法。我们建议您的产品信息信息保存在安全的地方，以便在需要时查阅穿戴说明。
- 如果产品需要适应个体需要，请咨询支撑护具专家。
- 每次使用前检查您的 Push 支撑护具是否有部件或接缝的磨损或老化迹象。只有在产品完好无损的情况下，才能保证 Push 支撑护具的最佳性能。
- 在欧盟医疗器械法规 2017/745 的框架内，用户必须向制造商和用户所在成员国的主管当局报告涉及产品的任何严重事故。

Push® 是 Nea International bv 的注册商标。

有关您所在国家/地区的经销商的详细信息，请参阅 www.push.eu/distributors

PUSH MED של EPI סד למרפק

מבוא

מוצרי Push med מספקים פתרונות יעילים לטיפול ומניעה של פציעות של מערכת התנועה.

הסד החדש שלכם למרפק הוא מוצר מבית Push med, המותאמן ברמה גבוהה של יעילות, תוחלת ויכולת. סד למרפק Push med מופק ליצובת ומקר על הכאב, דבר שמשפר את הכול המיוזי, הביצועי שלו מבוססים על מתכתי מכנית, לחץ ניתן להתאמה ושייבי יציבי בקוסם הנחתה.

מוצרי Push med הם חדשים ומערים עבורכם בתשובת לכ רבה. דבר זה מבטיח תוכיות ברבית וחושפ מנועה רב יותר. למען שימוש משביח רצון.

עיוני הפקידה בביתיד על המוצר לפי שימוש בסד מוספקים על מתכתי מכנית, לחץ ניתן לכנס יאטיות כלשהן, אבר צור קשר עם המשווק שלכם או שלחו דוא"ל לכתובת: info@push.eu.

产品特点

Push med 肘部支撑护具 Epi 可以为腕部伸肌（网球肘）或屈肌（高尔夫球手臂）提供局部压力，以减轻肘关节处这些肌肉附着点的应力。可以用单手轻松地围绕前臂穿戴和紧固支撑护具。手臂周围的支撑部件可确保适当的压力分布。衬垫具有皮肤亲和性的弹性聚合物制成。衬垫与解剖结构的良好贴合以及材料有助于支撑护具在运动期间保持在适当位置。该支撑护具由 Sympress™（一种高品质的舒适材料）制成。微纤维的使用使其内部触感柔和并能使皮肤保持干燥。Push med 肘部支撑护具 Epi 可正常使用。

适应症

- 网球肘（外侧上髁炎）
- 高尔夫球手肘（内侧上髁炎）

未发现不适合使用支撑护具的病症。在四肢血液循环不良的情况下，支撑护具可能导致充血。避免让支撑护具在一开始贴附过紧。

疼痛始终是警示信号。如果疼痛持续或症状恶化，建议咨询您的医生或治疗师。

确定尺寸/穿戴

肘关节支撑护具 Epi 仅有 1 个尺寸选项。测量范围从 20 到 35 厘米。

Push® 是 Nea International bv 的注册商标。

将护具套在手臂上。网球肘患者需将护垫戴在手臂外侧；高尔夫球肘患者则需将护垫戴在内侧。切勿将绑带环系在肘部褶皱处。将护具套在前臂肌肉上，距髁突（肘部外侧突起点）约六厘米处。系牢绑带，使手臂弯曲和肌肉绷紧时可感受到适度压力。手臂放松状态下应无压迫感。取下护具时，绑带可留在绑带环中。

清洗之前，请关闭魔术贴以保持支撑护具和其他衣物。

可以在最高 30°C 的条件下，按照洗涤精细织物的程序机器清洗或手工清洗支撑护具。请勿使用任何漂白剂。

可以使用溫柔旋轉的洗涤干燥程序：在此之后，将支撑护具悬挂在室外晾干（避免靠近加热源或放置于滚筒式烘干机中）。

重要说明
正确使用 Push 支撑护具可能需要医生或治疗师的诊断意见。
Push 支撑护具设计用于穿戴在未受损的皮肤上。如需在受损的皮肤上使用，必须先覆盖一层合适的材料。

只有选择合适的大小才能实现最佳功能。购买之前，请咨询支撑护具以检查其尺寸是否合适。您的经销商的专业人员将说明穿戴 Push 支撑护具的最佳方法。我们建议您的产品信息信息保存在安全的地方，以便在需要时查阅穿戴说明。

如果产品需要适应个体需要，请咨询支撑护具专家。
每次使用前检查您的 Push 支撑护具是否有部件或接缝的磨损或老化迹象。只有在产品完好无损的情况下，才能保证 Push 支撑护具的最佳性能。

在欧盟医疗器械法规 2017/745 的框架内，用户必须向制造商和用户所在成员国的主管当局报告涉及产品的任何严重事故。

Push® 是 Nea International bv 的注册商标。

有关您所在国家/地区的经销商的详细信息，请参阅 www.push.eu/distributors

有关您所在国家/地区的经销商的详细信息，请参阅 www.push.eu/distributors

有关您所在国家/地区的经销商的详细信息，请参阅 www.push.eu/distributors

有关您所在国家/地区的经销商的详细信息，请参阅 www.push.eu/distributors

有关您所在国家/地区的经销商的详细信息，请参阅 www.push.eu/distributors

有关您所在国家/地区的经销商的详细信息，请参阅 www.push.eu/distributors

有关您所在国家/地区的经销商的详细信息，请参阅 www.push.eu/distributors

ORTEZĂ PENTRU COT PUSH MED EPI

INTRODUCERE

Produsele Push med oferă soluții eficiente pentru tratamentul și prevenirea leziunilor aparatului locomotor.

Noua dumneavoastră orteză pentru cot este un produs Push med, caracterizat printr-un nivel crescut de eficacitate, confort și calitate. Orteza pentru cot Push med Epi îmbunătățește funcționarea și contribuie la ameliorarea durerii. Aceasta crește forța fizică. Susținerea mecanică, presiunea regulabilă și menținerea poziției corespunzătoare reprezintă baze performanțelor sale.

Produsele Push med sunt inovatoare și produse cu multă atenție pentru dumneavoastră. Acest lucru asigură o siguranță maximă și o libertate mai mare a mișcărilor. Pentru a promova satisfacția în utilizare.

Citiți cu atenție informațiile referitoare la produs înainte de a utiliza orteza pentru cot Push med Epi. Dacă aveți întrebări, consultați furnizorul local sau trimiteți un e-mail la info@push.eu.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Orteza dumneavoastră pentru cot Push med Epi exercită presiune locală asupra extensorilor (cotul tenismenului) sau flexorilor (brațul jucătorului de golf) încheieturii. Aceasta ameliorază solicitarea zonei de inserție a acestor mușchi în articulația cotului. Orteza poate fi montată ușor și închisă în jurul antebrățului cu o mână. Elementul ortezei din jurul brațului asigură o distribuire adecvată a presiunii. Căptușeala este realizată dintr-un polymer elastic compatibil cu pielea. Forma anatomică adecvată și materialul căptușelii contribuie la fixarea ortezei în poziție în timpul mișcărilor.

Orteza este realizată din Sympress™ – un material confortabil, de calitate. Utilizarea microfibrilor face ca interiorul să fie moale și să mențină pielea uscată. Orteza pentru cot Push med Epi poate fi spălată în mod normal.

INDICAȚII

- Cotul tenismenului (epicondilită laterală)
- Cotul jucătorului de golf (epicondilită medială)

Nu se cunosc afecțiuni în care orteza nu poate sau nu trebuie să fie purtată. În cazul unei circulații slabe a sângelui în membre, o orteză poate provoca hiperemie. Evitați aplicarea prea strânsă a ortezei la început.

Durerea este întotdeauna un avertisment. Dacă durerea persistă sau problema se agravează, se recomandă să vă adresați medicului sau terapeutului.

STABILIREA DIMENSIUNII / PROBA-REA

Orteza pentru cot Epi este disponibilă într-o singură mărime. Dimensiunile variază de la 20 la 35 de centimetri.

Push® este marcă comercială înregistrată a Nea International bv

Trageți orteza pe braț. Pentru cotul tenismenului (epicondilită laterală), porțiunea căptușită trebuie poziționată în exteriorul brațului; pentru cotul jucătorului de golf (epicondilită medială), trebuie poziționată în interiorul brațului. Nu poziționați învel pentru bandă în interiorul cotului (cu cubita).

Orteza are o lățime de 10 cm. Pentru a determina dimensiunea potrivită, măsurați circumferința brațului la nivelul antebrațului, la aprox. șase centimetri de condil (proeminența exterioră a cotului).

Strângeți banda astfel încât să simțiți presiune atenuată când îndoiți brațul, iar mușchii sunt tensionați. Nu ar trebui să simțiți nici tensiune când brațul este relaxat. Când înălțați orteza, puteți să-lăsați în interiorul învelului pentru bandă.

INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE

☞ ☞ ☞ ☞ ☞

Pentru a promova igiena și a maximiza durata de viață a ortezei, este important să spălați orteza regulat, respectând instrucțiunile de spălare.

Dacă intenționați să o utilizați orteza pentru o perioadă de timp, se recomandă să o spălați și să o ușați înainte de depozitare.

Înainte de spălare, închideți sistemele de prindere cu arici pentru a proteja orteza și celelalte rufe.

Orteza poate fi spălată la temperaturi de pana la 30 °C, cu un program pentru țesături delicate sau de mână. Nu utilizați înălbitori.

Se poate folosi un ciclu ușor de centrifugare: după aceasta, atârnați orteza pentru a se usca în aer liber (nu în apropierea unei surse de căldură sau într-un uscător de rufe).

Important
Utilizarea corectă a ortezei Push poate necesita diagnosticarea de către un medic sau un terapeut.

- Ortezele Push sunt concepute pentru a fi purtate pe pielea fără leziuni. Suprafețele de piele cu leziuni trebuie acoperite mai întâi cu un material corespunzător.
- Funcționarea optimă poate fi obținută doar dacă alegeți dimensiunea potrivită. Probați orteza înainte de a cumpăra, pentru a-i verifica dimensiunea. Personalul profesional al furnizorului local vă va explica cea mai bună modalitate de a regla orteza Push. Se recomandă să păstrați informațiile referitoare la acest produs într-un loc sigur, pentru a putea consulta instrucțiunile de reglare când este necesar.

- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă orteza Push prezintă semne de uzură a componentelor sau cusăturilor. Performanțele optime ale ortezei Push pot fi garantate doar dacă produsul este complet intact.
- Conform Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, utilizatorul trebuie să raporteze producătorului și autorității competente din statul membru unde are reședința orice incident grav în legătură cu produsul respectiv.

Push® este marcă comercială înregistrată a Nea International bv

Pentru informații referitoare la distribuitorul comercial din Nea dumneavoastră, consultați

Pentru informații referitoare la distribuitorul comercial din Nea dumneavoastră, consultați

„PUSH MED“ ALKŪNĖS ĮTVARAS „EPI“

ĮVADAS

„Push med“ gaminiai yra puikus lokomotorinės sistemos sužalojimų gydymo ir profilaktikos sprendimas.

Naujas jūsų alkūnės įtvaras yra „Push med“ gaminyis, pasižymintis dideliu veiksmingumu, patogumu ir kokybe. „Push med“ alkūnės įtvaras EPI didina funkcionalumą ir palaidz skausmą. Šie gaminiai padidina fizinę jėgą, jie efektyvūs todėl, kad suteikia mechaninę atramą, leidžia reguliuoti suspaudimą ir puikiai išlaiko padėtį.

„Push med“ gaminiai yra novatoriški ir pagaminti itin kruopščiai. Jie užtikrina didžiulius apsaugą ir judesį laisvę. Juos naudoti yra malonu.

Prieš naudodami „Push med“ alkūnės įtvarus EPI, atidžiai perskaitykite informaciją apie gaminį. Jei kiltų klausimų, pasitarkite su vietiniu pardavėju arba atsiskite laišką adresu info@push.eu.

GAMINIO SAVYBĖS

„Push med“ alkūnės įtvaras EPI prispaudžia riešo tiesiamuosius raumenis (esant tenisininko alkūnei) arba lenkiamuosius raumenis (esant golfo žaidėjo alkūnei). Taip sumažinamas sąj raumenų įtempimas ties alkūnės sąnariu. Įtvara parvegi uždėti ir viena ranka apvynioti aplink apatinę rankos dalį. Aplink ranką einantis sutvirtinomas tolygiai paskirsto suspaudimą. Pamušalo sudaro tinkamas lėstis su oda elastingu polimeras. Judant įvaras išsilaiko savo vietoje dėl tinkamo anatominio pritakymo ir pamušo kokybės.

Orteza pagamintas iš „Sympress™“ – aukštos kokybės patogios medžiagos. Del mikropluošto vidinė dalis yra minkšta ir neleidžia odai prakaituoti. „Push med“ alkūnės įtvaras EPI galima skalbti įprastai.

INDIKACIJOS

- Tenisininko alkūnė (lateralinis epikondilitas)
- Golfo žaidėjo alkūnė (medialinis epikondilitas)

Žinomyti tie, kuriomis sergant įvaro nebūtų galima arba nebūtų rekomenduojama naudoti, nėra. Sutrikus galūnių kraujotakai, įtvaras gali sukelti hiperemiją. Įtvaro iš pradžių per stipriai neužverkite.

Skausmas visada signalizuoja pavojų. Jei skausmas nepraeina arba simptomai stiprėja, rekomenduojama pasitarti su gydytoju arba terapeutu.

DYDŽIO NUSTATYMAS IR UŽDĖJIMAS

Alkūnės įtvaras EPI yra vieno dydžio. Jo matmenys: nuo 20 iki 35 cm.

Push® yra registruotasis „Nea International bv“ prekės ženklas

Užmaukite įtvara ant rankos. Tenisininko alkūnės atveju pamušas turėtų būti išorinėje rankos pusėje, o golfo žaidėjo alkūnės atveju – vidinėje pusėje. Saugokit, kad juostos žiedas nepaslinktų į šalis asinsrte, ortoze var izaisit hiperemiją. Sākumā neuzlieciet ortozī pārāk cieši.

Sāpes vienmēr ir brīdinājums. Ja sāpes neizzūd vai stāvoklis pasliktinās, vēršieties pie sava ārsta vai terapeita.

Uzlieciet ortozī uz apakšdelma muskuļiem apm. sešus centimetrus no kondijas (ārējais izvirzījums uz elkoņa).

Pievēlciiet lenti tā, lai, saliecot roku, varētu sajust spiedienu, un muskuļi būtu nostiepti. Kad roka ir atbrīvota, nostieptumu nevajadzētu sajust. Pēc ortozes noņemšanas lente drīkst palikt lentes gredzenā.

SKALBIMO INSTRUKCIJOS

☞ ☞ ☞ ☞ ☞

Siekiant palaikyti higieną ir maksimaliai padidinti įvaro tarnavimo laiką, svarbu reguliariai plauti įtvara, laikantis mažišanas instrukcijų.

Jei ketinate kurį laiką nenaudoti įvaro, rekomenduojama prieš laikant jį nuplauti ir nusausinti.

Prieš skalbdami, įtvara ir kitus skalbinius apsaugokite užspausdami lipukus.

Įtvara galima skalbti iki 30 °C temperatūros vandenyje skalbyklėje, nustačius jautrių audinių programą, arba rankomis. Nenaudokite jokio balinimo priemonių.

Galima įjungti švelnią gręžimo programą. Po to įtvara padžiaukite, kad išdžiūtų atvirame ore (ne greta šildymo šaltinio ar elektrinėje džiovyklyje).

SVARBU

- Norint „Push“ įtvara naudoti tinkamai, gali reikėti, kad gydytojas arba terapeutas nustatytų diagnozę.
- „Push“ įtvarai skirti dėti ant nepažeistos odos. Jei oda pažeista, ją įapkliai reikia uždengti tinkama medžiaga.
- Savo funkciją įtvaras gali atlikti tik pasirinkus tinkamą jo dydį. Prieš įsigydami, įtvara užsikiškite, kad patikrintumėte dydį. Profesionalum pardavėjas paaiškins, kaip geriausia užsidiėti „Push“ įtvara. Rekomenduojame šią informaciją apie gaminį laikyti saugioje vietoje, kad prireikus galėtumėte peržiūrėti įvaro uždėjimo nurodymus.
- Jei gaminį reikia pritaisyti individualiai, pasitarkite su įtvara specialistu.
- Prieš naudodami patikrinkite, ar „Push“ įtvaras nėra nusidėvėjęs, ar jo dalys ir siūlės nėra nudilusios. Optimaliai savo funkciją „Push“ įtvaras gali atlikti tik tuo atveju, jei neturi trūkumų.
- Pagal ES reguli 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalav