

PUSH CARE ANKLE BRACE

INTRODUCTION

Push care products provide solutions when your freedom of movement is restricted by an injury or disorder.

Your new ankle brace is a Push care product, characterised by a high level of effectiveness, comfort and quality. The Push care ankle brace helps relieve pain and creates a sense of greater stability by means of adjustable pressure.

Push care products are innovative and are manufactured for you with great care. This ensures maximum security and carefree use.

Read the product information carefully before you use the Push care ankle brace. If you have any questions, please consult your retailer or send an e-mail to info@push.eu.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Your Push care ankle brace provides compression around the ankle, improving the sense of stability of the joint. This compression can be adjusted as needed.

The ankle brace has a perfect fit and can be worn in practically any shoe. So-called comfort zones of padded material have been created around vulnerable areas of the ankle.

The brace is made of Sympress™, a high-quality, comfortable material. The use of microfibres makes the inside feel soft and keeps the skin dry. The Push care ankle brace is easy to apply and can be washed without any problem.

INDICATIONS

- Slight distortion
- Slight capsule irritation
- Slight residual instability
- Arthrosis without instability

There are no known disorders where the brace cannot or should not be worn. In the case of poor blood circulation in the limbs, a brace may cause hyperaemia. Avoid applying the brace too tightly at first.

Pain is always a warning sign. If pain persists or symptoms worsen, it is advisable to consult your doctor or therapist.

DETERMINING SIZE / FITTING

The ankle brace is available in 5 sizes. Position the foot at an angle of 90° in relation to the lower leg. Then measure the circumference around the heel and the top of the foot as shown in the illustration on the packaging. The table on the packaging shows the correct brace size for your foot.

- Slide the base around your foot, making sure it fits snugly. Keep the foot at an angle of 90° in relation to the lower leg. Then close the elastic fastening at the front.
- Wrap the long elastic strap around the front part of the foot.
- Close the long elastic strap on the inside of the foot over the short elastic strap just above the ankle bone.

WASHING INSTRUCTIONS



To promote hygiene and to maximise the lifespan of the brace, it is important to wash the brace regularly, following the washing instructions.

If you intend not to use the brace for some time, it is recommended that you wash and dry the brace before storage.

Before washing, close the hook and loop fasteners to protect the brace and other laundry.

The brace can be washed at temperatures up to 30°C, on a delicate fabric cycle or by hand. Do not use any bleaching agents.

A gentle spin-dry cycle can be used: after this, hang the brace up to dry in the open air (not near a heating source or in a tumble drier).

IMPORTANT

- Proper use of the Push brace may require diagnosis by a doctor or therapist.
- Push braces were designed to be worn on an undamaged skin. Damaged skin must first be covered with suitable material.
- Optimal functioning can only be achieved by selecting the right size. Try on the brace before purchasing, to check its size. Your retailer's professional staff will explain the best way to fit your Push brace. We recommend that you keep this product information in a safe place, to consult it for fitting instructions whenever needed.
- Consult a brace specialist if the product requires individual adaptation.
- Check your Push brace before each use for signs of wear or ageing of parts or seams. Optimal performance of your Push brace can only be guaranteed if the product is fully intact.
- In accordance with EU regulation 2017/745 on medical devices, the user must report any serious incident involving the product to the manufacturer and to the appropriate regulatory body in the user's country of residence.

PUSH CARE KNÖCHELBANDAGE

EINLEITUNG

Push care Produkte bieten Lösungen, wenn Ihre Bewegungsfreiheit durch eine Verletzung oder Erkrankung eingeschränkt ist.

Ihre neue Knöchelbandage ist ein Push care Produkt, das sich durch hohe Wirksamkeit, Komfort und Qualität auszeichnet. Die Push care Knöchelbandage bietet Schmerzlinderung und das Gefühl von mehr Stabilität durch einstellbaren Druck.

Push care Produkte sind innovativ und werden mit größter Sorgfalt für Sie hergestellt. Dies gewährleistet größte Sicherheit und eine sorgenfreie Benutzung.

Lesen Sie sorgfältig die Produktinformationen, bevor Sie die Push care Knöchelbandage verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder schicken Sie eine E-Mail an info@push.eu.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ihre Push care Knöchelbandage sorgt für Druck rund um den Knöchel und verbessert so das Stabilitätsgefühl des Gelenks. Dieser Druck kann individuell angepasst werden. Dies gewährleistet größte Sicherheit und kann praktisch in jedem Schuh getragen werden. Rund um empfindliche Stellen des Knöchels wurden sogenannte Komfortzonen aus gepolstertem Material integriert.

Die Bandage ist aus Sympress™, einem hochwertigen, komfortablen Material. Die Verwendung von Mikrofaser sorgt für eine weiche Innenseite und hält die Haut trocken. Die Push care Knöchelbandage ist leicht anzulegen und kann problemlos gewaschen werden.

Die Bandage ist aus Sympress™, einem hochwertigen, komfortablen Material. Die Verwendung von Mikrofaser sorgt für eine weiche Innenseite und hält die Haut trocken. Die Push care Knöchelbandage ist leicht anzulegen und kann problemlos gewaschen werden.

INDIKATIONEN

- Leichte Distorsionen
- Leichte Kapselirritationen
- Leichte Restinstabilitäten
- Arthrose ohne Instabilität

Es sind keine Beschwerden bekannt, bei denen die Bandage nicht getragen werden kann oder sollte. Bei schlechter Durchblutung der Gliedmaßen kann eine Bandage zu Hyperämie führen. Vermeiden Sie es, die Bandage anfänglich zu fest anzulegen.

Schmerz ist immer ein Warnsignal. Wenn der Schmerz anhält oder die Beschwerden sich verschlimmern, ist es ratsam, einen Arzt oder Therapeuten aufzusuchen.

ANMESSEN/ANLEGEN

Die enkelbrace ist in 5 Größen erhältlich. Halten Sie den Fuß in einem 90°-Winkel zum Unterschenkel. Messen Sie anschließend den Umfang um Ferse und Spann des Fußes, wie auf der Packung abgebildet. Anhand der Tabelle auf der Verpackung bestimmen Sie die korrekte Bandengröße für Ihren Fuß.

- Ziehen Sie die Bandage über Ihren Fuß und gewissermaßen Sie sich, dass sie gut sitzt. Halten Sie den Fuß in einem 90°-Winkel zum Unterschenkel. Schließen Sie nun den Klettverschluss auf der Vorderseite.
- Wickeln Sie das lange Elastikband um den vorderen Teil Ihres Fußes.
- Schließen Sie das lange Elastikband auf der Innenseite des Fußes über dem kurzen Elastikband, genau über dem Fußgelenkknochen.

WASCHHINWEISE



Für eine gute Hygiene und eine längere Lebensdauer der Bandage ist es wichtig, die Bandage regelmäßig zu waschen und die Waschanleitung zu befolgen.

Wenn Sie Ihre Bandage über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, empfehlen es sich, sie vor der Lagerung zuerst zu waschen und trocknen zu lassen.

Schließen Sie vor dem Waschen den Klettverschluss, um die Bandage und die restliche Wäsche zu schützen.

Die Bandage kann bei bis zu 30°C im Schonwaschgang oder von Hand gewaschen werden. Keine Bleichmittel verwenden.

Ein leichtes Schleuderprogramm kann angewendet werden. Hängen Sie anschließend die Bandage im Freien zum Trocknen auf (nicht in der Nähe von Heizquellen oder im Wäschetrockner trocknen).

WICHTIG

- Für die richtige Anwendung der Push Bandage kann eine Diagnose eines Arztes oder Therapeuten notwendig sein.
- Push Bandagen sind für das Tragen auf intakter Haut vorgesehen. Sollte die Haut verletzt sein, sollte sie mit einem geeigneten Mittel abgedeckt werden.
- Für eine optimale Funktion ist die Wahl der richtigen Größe entscheidend. Bitte probieren Sie daher Ihre Bandage vor dem Kauf an, um die Größe zu überprüfen. Das Fachpersonal Ihres Fachhändlers wird Ihnen erklären, wie Sie Ihre Push Bandage optimal anlegen. Bewahren Sie die Produktinformationen auf, damit Sie später die Anleitung zum Anlegen der Bandage nachlesen können.
- Wenden Sie sich an einen Spezialisten, wenn das Produkt individuelle Anpassungen erfordert.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ihre Push Bandage auf Anzeichen von Verschleiß oder Alterung der Teile oder Nähte. Eine optimale Funktion Ihrer Push Bandage kann nur gewährleistet werden, wenn sich das Produkt in einem einwandfreien Zustand befindet.
- Gemäß der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte muss der Hersteller jeden schweren Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt dem Benutzer und der zuständigen Behörde in dem EU-Mitgliedsstaat, in dem der Benutzer ansässig ist, melden.

PUSH CARE ENKELBRACE

WOORD VOORAF

Push care producten bieden oplossingen wanneer u door een blessure of aandoening wordt beperkt in uw bewegingsvrijheid.

Uw nieuwe enkelbrace is een Push care product en wordt gekenmerkt door een hoge mate van effectiviteit, comfort en kwaliteit. De Push care Enkelbrace biedt pijnverlichting en een verbeterd stabiliteitsgevoel door middel van instelbare druk.

Push care producten zijn innovatief en worden met zorg voor u gemaakt. Dit met het oog op maximale zekerheid en een zorgeloos gebruik.

Lees de productinformatie voor het gebruik van de Push care Enkelbrace aandachtig door. Met eventuele vragen kunt u terecht bij uw leverancier of kunt u stellen aan info@push.eu.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Uw Push care Enkelbrace biedt compressie rond het enkelgewricht, waardoor het stabiliteitsgevoel in het gewricht wordt verbeterd. Deze compressie kunt u naar eigen behoefte instellen.

De enkelbrace kent een uitstekende pasvorm en past moeiteloos in vrijwel elke schoen. Rond kwetsbare gebieden van de enkel zijn zgn. comfortzones aangebracht door middel van gepolsterd materiaal.

De brace is vervaardigd van Sympress™, een hoogwaardig, comfortabel materiaal. Door het gebruik van microvezels voelt de binnenzijde zacht aan en blijft de huid droog. De Push care Enkelbrace is eenvoudig aan te leggen en kan probleemloos gewassen worden.

INDICATIES

- Lichte distorsie
- Lichte kapselirritatie
- Lichte restinstabiliteit
- Arthrose zonder instabiliteit

Er zijn geen aandoeningen bekend waarbij de brace niet gedragen kan of mag worden. Bij een slechte doorbloeding van de ledematen kan een brace tot stuwing leiden. Leg de brace aanvankelijk niet te strak aan. La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

AANMETEN / AANLEGGEN

De enkelbrace is verkrijgbaar in 5 maten. Plaats de voet in een hoek van 90 graden t.o.v. het onderbeen. Meet vervolgens de omtrek rond de talon en vreef van de voet zoals aangegeven in de tekening op de verpakking. In de tabel op de verpakking vindt u de juiste bracemaat behorende bij uw voetsomtrek.

- Schuif de basis om de voet, zodat deze goed aansluit. De voet dient in 90 graden t.o.v. het onderbeen te worden gehouden. Sluit vervolgens de elastische sluiting aan de voorzijde.
- Wikkel de lange elastische band rond de voorvoet.
- Sluit de lange elastische band aan de binnenzijde van de voet op de korte elastische band net boven de enkelknobbel.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT



Voor een goede hygiëne en een langere gebruiksduur van de brace is het belangrijk om de brace regelmatig te wassen en de wasinstructies te volgen.

In het geval dat u de brace een langere periode niet gebruikt, is het aan te raden de brace eerst te wassen en te laten drogen, alvorens deze op te bergen.

Sluit de klittenbanden voor het wassen ter bescherming van de brace en ander wasgoed.

De brace kan gewassen worden bij maximaal 30°C, fijne was of handwas. Gebruik tijdens het wassen geen bleekwater.

De brace mag licht gecentrifugeerd worden: hang de brace daarna in de open lucht te drogen (niet bij de verwarming of in een droogtrommel).

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Utilisation appropriée de la cheville Push peut nécessiter le diagnostic d'un médecin ou d'un thérapeute.
- Les chevillères Push sont prévues pour être portées sur une peau en bonne santé. Si la peau est abîmée, elle doit d'abord être recouverte d'une matière adéquate.
- Pour assurer un fonctionnement optimal, choisissez la taille de cheville adéquate. Essayez donc la cheville avant de l'acheter, afin de vérifier que la taille vous convient. Le personnel spécialisé de votre revendeur vous expliquera la meilleure manière de placer votre cheville Push. Nous vous conseillons de conserver ces informations, afin de pouvoir consulter à nouveau les instructions d'ajustement de la cheville à l'avenir.
- Raadpleeg de vakspecialist indien het product individuele aanpassingen vereist.
- Controleer vóór elk gebruik van uw Push brace of er geen slijtage of veroudering aan onderdelen of stikken waarnaar aanwijsbaar is. Een optimale functie van uw Push brace is alleen gewaarborgd indien het product volledig intact is.
- In het kader van EU verordening 2017/745 inzake medische hulpmiddelen dient de gebruiker ieder ernstig voorval in verband met het product te melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit in de EU-lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.

CHEVILLÈRE PUSH CARE

INTRODUCTION

Les produits Push care vous apportent des solutions lorsque votre liberté de mouvement a été restreinte par une blessure ou par un trouble.

Votre nouvelle cheville est un produit Push care se caractérisant par un haut niveau d'efficacité, confort et qualité. La cheville Push care soulage la douleur et offre une sensation de stabilité accrue grâce à la compression réglable.

Les produits Push care sont innovants et fabriqués pour vous avec le plus grand soin. Une sécurité maximale et une utilisation sans souci sont ainsi garanties.

Lisez attentivement les informations de produit avant d'utiliser la cheville Push care. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre revendeur ou envoyer un e-mail à info@push.eu.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Votre cheville Push exerce une pression autour de la cheville, améliorant ainsi la stabilité de l'articulation. Cette pression peut être réglée si nécessaire.

La cheville s'adapte parfaitement et peut être portée avec pratiquement n'importe quelle chaussure. Des bandes de confort en matière rembourrée ont été prévues autour des zones fragiles de la cheville.

La cheville est fabriquée en Sympress™, une matière confortable de haute qualité. L'utilisation de microfibres donne une sensation de douceur à l'intérieur et permet à la peau de rester sèche. La cheville Push est facile à appliquer et se lave sans précaution particulière.

INDICATIONS

- Légère distorsion
- Légère irritation capsulaire
- Légère instabilité résiduelle
- Arthrose sans instabilité

Il n'existe aucun trouble connu interdisant ou rendant impossible le port de la cheville. En cas de faible circulation du sang dans les membres, une cheville peut provoquer une hyperémie. Évitez de serrer la cheville trop fort au début. La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

DETERMINATION DE LA TAILLE / AJUSTEMENT

La cheville est disponible en 5 tailles. Placez le pied à un angle de 90° par rapport à la jambe. Ensuite, mesurez la circonférence autour du talon et du cou-de-pied comme le montre l'illustration se trouvant sur l'emballage. Le tableau sur l'emballage vous indique la taille qui convient à votre pied.

- Glissez la base autour de votre pied, en vous assurant qu'elle vous va bien. Tenez le pied à un angle de 90° par rapport à la jambe. Ensuite, fermez l'attache élastique à l'avant.
- Enroulez la longue bande élastique autour de la partie antérieure du pied.
- Cièrre la cinghia elastica larga en la parte interna del piede sopra la cinghia elastica juste au dessus de l'os de la cheville.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



Pour assurer l'hygiène et prolonger la durée de vie de la cheville, il importe de la laver régulièrement en respectant les instructions de lavage.

Si la cheville n'est pas utilisée durant une période prolongée, il est conseillé de la laver et de la faire sécher avant de la ranger.

Avant le lavage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger la cheville et le reste du linge.

La cheville peut être lavée à des températures allant jusqu'à 30°C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.

Un cycle d'essorage doux peut être utilisé : ensuite, faites sécher la cheville à l'air libre (pas près d'une source de chaleur ni dans un sèche-linge).

IMPORTANTE

- Utilisation appropriée de la cheville Push peut nécessiter le diagnostic d'un médecin ou d'un thérapeute.
- Les chevillères Push sont prévues pour être portées sur une peau en bonne santé. Si la peau est abîmée, elle doit d'abord être recouverte d'une matière adéquate.
- Pour assurer un fonctionnement optimal, choisissez la taille de cheville adéquate. Essayez donc la cheville avant de l'acheter, afin de vérifier que la taille vous convient. Le personnel spécialisé de votre revendeur vous expliquera la meilleure manière de placer votre cheville Push. Nous vous conseillons de conserver ces informations, afin de pouvoir consulter à nouveau les instructions d'ajustement de la cheville à l'avenir.
- Nel caso in cui il prodotto dovesse necessitare di un adattamento individuale, le consigliamo di consultare uno specialista.
- Prima di usare il prodotto Push controllate sempre che non presenti segni di usura o invecchiamento di parti o cuciture. Le prestazioni ottimali del prodotto Push possono essere garantite solo se il prodotto è completamente integro.
- Verifiez votre cheville Push avant chaque utilisation, afin de détecter tout signe d'usure ou de vieillissement des pièces ou des coutures. L'efficacité de votre cheville Push ne peut être garantie que si le produit est parfaitement intact.
- Conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, l'utilisateur doit informer le fabricant et l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur est établi de tout incident grave relatif au produit.

CAVIGLIERA PUSH CARE

INTRODUZIONE

I prodotti Push care offrono valide soluzioni quando la vostra libertà di movimento è limitata da una lesione o da un disturbo.

La vostra nuova cavigliera è un prodotto Push care, che si contraddistingue per l'alto livello di efficacia, confort e qualità. La cavigliera Push care aiuta ad alleviare il dolore dando una sensazione di maggiore stabilità grazie alla pressione regolabile.

I prodotti Push care sono innovativi e vengono realizzati per voi con grande cura. Ciò assicura la massima sicurezza ed un uso senza preoccupazioni.

Prima di utilizzare la cavigliera Push care, vi preghiamo di leggere attentamente le informazioni sul prodotto. Per domande e/o osservazioni, vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore di fiducia o di inviare una e-mail a info@push.eu.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La vostra cavigliera Push care esercita una compressione intorno alla caviglia, migliorando il senso di stabilità dell'articolazione. Questa compressione può essere regolata, se necessario.

La cavigliera aderisce alla perfezione e può essere indossata praticamente con qualsiasi scarpa. Attorno alle aree vulnerabili della caviglia sono state create delle cosiddette zone di comfort di materiale imbottito.

Il prodotto è realizzato in Sympress™, un materiale confortevole di alta qualità. L'uso di microfibre rende la parte interna morbida al tatto mantenendo la pelle asciutta. La cavigliera Push care è facile da applicare e può essere lavata senza alcun problema.

APPLICAZIONI

- Leggera distorsione
- Leggera irritazione capsulare
- Leggera instabilità residua
- Artrosi senza instabilità

Non vi sono disturbi noti che sconsigliano l'uso del prodotto. In caso di circolazione sanguigna insufficiente negli arti, il prodotto può causare iperemia. Evitate di applicare il prodotto stringendolo troppo all'inizio.

Il dolore rappresenta sempre un campanello di allarme. Se il dolore persiste o i disturbi peggiorano, è consigliabile consultare il vostro medico o il vostro terapeuta.

COME STABILIRE LA GIUSTA TAGLIA

La cavigliera è disponibile in 5 diverse dimensioni. Posizionare il piede a 90° rispetto alla gamba. Misurate quindi la circonferenza intorno al tallone e al collo, come illustrato nella figura riportata sulla confezione. Nella tabella riportata sulla confezione potrete individuare le dimensioni del prodotto corrispondenti al vostro piede.

- Fate scivolare la base intorno al piede, assicurandovi che calzi comodamente. Tenete il piede a 90° rispetto alla gamba. Poi, chiudete la cinghia elastica nella parte anteriore.
- Avvolgete la cinghia elastica lunga intorno alla parte anteriore del piede.
- Cièrre la cinghia elastica larga en la parte interna del piede sopra la cinghia elastica corta direttamente sopra l'osso della caviglia.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



Per garantire l'igiene e massimizzare la durata del prodotto, è importante lavarlo periodicamente attenendosi alle istruzioni per un corretto lavaggio.

Se non si intende utilizzare il tutore per un periodo di tempo prolungato, si consiglia di lavarlo e asciugarlo prima di riporlo.

Prima del lavaggio, chiudete le chiusure a gancio e occhioello per proteggere il prodotto e gli altri capi da lavare.

Il prodotto può essere lavato fino ad temperatura di 30°C, a mano o utilizzando un ciclo per tessuti delicati. Non utilizzare alcun candeggio.

È possibile utilizzare un ciclo delicato di centrifuga: una volta terminato, stendete il prodotto ad asciugare all'aria aperta (non nelle vicinanze di una fonte di calore né nell'asciugabiancheria).

IMPORTANTE

- Per un corretto uso del prodotto Push, può essere necessaria la diagnosi di un medico o di un terapeuta.
- I tutori Push sono destinati ad essere indossati sulla cute perfettamente integra. La cute eventualmente danneggiata dovrà essere coperta prima dell'applicazione con materiale adeguato.
- Il funzionamento ottimale del prodotto è garantito solo se della taglia giusta. Si consiglia di provare il tutore prima di acquistarlo per verificare che la taglia sia adeguata. Il personale del punto vendita è a sua disposizione per spiegarle in che modo indossare correttamente il tutore Push. Le consigliamo di custodire questa scheda informativa in un luogo sicuro così da poter leggere le istruzioni su come indossare il tutore ogni volta che lo desidera.
- Nel caso in cui il prodotto dovesse necessitare di un adattamento individuale, le consigliamo di consultare uno specialista.
- Prima di usare il prodotto Push controllate sempre che non presenti segni di usura o invecchiamento di parti o cuciture. Le prestazioni ottimali del prodotto Push possono essere garantite solo se il prodotto è completamente integro.
- Nel quadro del regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici, l'utilizzatore è tenuto a segnalare qualsiasi incidente di grave entità occorso durante l'utilizzo del prodotto al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente.

TOBILLERA PUSH CARE

INTRODUCCIÓN

Los productos Push care aportan soluciones allí en donde se ve restringida la libertad de movimientos debido a lesiones o traumatismos.

La nueva tobillera es un producto Push care caracterizado por un alto nivel de eficacia, confort y calidad. El soporte para el tobillo Push care ayuda a aliviar el dolor y crea una sensación de mayor estabilidad ajustando la presión.

Los productos Push care son realmente innovadores y están fabricados para usted con un esmero cuidado. Esto garantiza el máximo de seguridad y un fácil uso.

Antes de usar la tobillera Push care, lea cuidadosamente la información del producto. Si tiene alguna duda, consulte con su distribuidor o envíe un correo electrónico a info@push.eu.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La tobillera Push care proporciona una compresión alrededor del tobillo que mejora la sensación de estabilidad de la articulación. Esta compresión se puede ajustar según sea preciso.

La tobillera se ajusta perfectamente y se puede llevar puesta con prácticamente cualquier calzado. Alrededor de los puntos vulnerables del tobillo se han creado zonas blandas de material acolchado.

La tobillera está hecha de Sympress™, un cómodo material de gran calidad. El uso de microfibras proporciona una sensación suave y mantiene la piel seca. La tobillera Push care es fácil de aplicar y se puede lavar sin problemas.

INDICACIONES

- Entorsión pequeña
- Irritación pequeña de la cápsula
- Inestabilidad residual pequeña
- Artrosis sin inestabilidad

No se conocen trastornos que se puedan producir al dejar de llevar la tobillera. En caso de problemas de circulación en los miembros, la tobillera puede provocar hipermia. Evítese su aplicación excesivamente apretada al principio. El dolor es siempre una señal de aviso. Si el dolor continúa, es aconsejable consultar con el médico o el fisioterapeuta.

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO / AJUSTE

La tobillera se encuentra disponible en 5 tallas. Coloque el pie en un ángulo de 90° en relación con la parte inferior de la pierna. Después mida la circunferencia alrededor del talón y el empeño del pie, como se muestra en la ilustración. El cuadro que viene en el envoltorio muestra la talla correcta de la tobillera para su pie.

- Deslice la base alrededor del pie, asegurándose de que se ajuste cómodamente. Mantener el pie en un ángulo de 90° en relación con la parte inferior de la pierna. Después cierre la fijación elástica en la parte delantera.
- Enrosca la cinta elástica larga alrededor de la parte delantera del pie.
- Cièrre la cinta elástica larga en la parte interior del pie sobre la cinta elástica corta justo por encima del hueso del tobillo.

INSTRUCCIONES DE LAVADO



Para garantizar la higiene e maximizar la vida útil de la tobillera, es importante lavarla regularmente siguiendo las instrucciones de lavado.

Si no va a usar la tobillera en un tiempo, es aconsejable que la lave y la seque antes de guardarla.

Antes de proceder con el lavado, abrahe los cierres de gancho y lazo para proteger la tobillera y otras prendas.

Se puede lavar hasta una temperatura de 30°C en un programa de tejidos delicados o bien a mano. No emplee nunca agentes blanqueadores.

Se puede usar un centrifugado suave. Después tienda la tobillera para que se seque al aire (nunca cerca de una fuente de calor o con una secadora).

IMPORTANTE

- Para un correcto uso de la tobillera, solicite el diagnóstico de un médico o un fisioterapeuta.
- Los protectores Push han sido diseñados para ponérselos sobre una piel sin heridas. En caso de tener alguna herida, primero hay que proteger la piel con material adecuado.
- El rendimiento óptimo solo puede conseguirse eligiendo la talla adecuada. Pruébese el protector antes de comprarlo para asegurarse de la talla. El personal profesional de su distribuidor le explicará la mejor forma de ajustarse la tobillera Push. Recomendamos que guarde estas informaciones relativas al producto num local seguro, para poder consultar las instrucciones de colocación siempre que necesario.
- Consulte a un especialista en este tipo de productos si necesita una adaptación personal.
- Compruebe si hay signos de uso o desgaste en las diferentes partes y costuras de la tobillera cada vez que la use. Sólo se garantiza un rendimiento óptimo de la tobillera si el producto está intacto.
- En el marco del Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios, el usuario debe informar de cualquier incidente grave relacionado con el producto al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que viva.

LIGADURA DE TORNOZELO PUSH CARE

INTRODUÇÃO

Os produtos Push Care oferecem soluções quando a sua liberdade de movimentos está limitada por uma lesão ou desordem.

A sua nova ligadura de tornozelo é um produto Push Care, caracterizado por um elevado nível de eficácia, conforto e qualidade. A ligadura de tornozelo Push Care ajuda a aliviar a dor e cria uma sensação de maior estabilidade por meio de pressão ajustável.

Os produtos Push Care são inovadores e fabricados com todos os cuidados. Tal permite-nos assegurar a máxima segurança e uma utilização simplificada.

Leia atentamente as informações relativas ao produto antes de usar a ligadura de tornozelo Push Care. Em caso de dúvidas, consulte o seu revendedor ou envie um e-mail para info@push.eu.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PUSH CARE足首サポーター

はじめに
Push care製品は、怪我または障害によって動作の自由が制限される場合の解決策を提供し。

新しい足首保護サポーターのPush care製品は、高水準の機能と快適性と品質を特色としています。Push care足首サポーターは、痛みを和らげるのを助け、調可能な圧力によってより大きな安定性を生み出します。

Push care製品は、革新性に富み、利用者のために細心の注意をもって作られています。これにより最大の安全と心配のない使用が確実にになります。

Push care足首サポーターを使う際には、製品情報をよく読んで頂き、ご質問の場合は、販売店にお問い合わせいただくか、info@push.euへ電子メールでご連絡ください。

製品特徴

このPush care足首サポーターは足首の回りに加圧を施し、関節の安定感を改善します。また、この加圧は必要に応じて調節することができます。

足首サポーターは、ピッタリとフィットし実際にどんな靴でも履くことができます。バンド材を入れたいためゆるめやすい部分は足首の弱い部分のまわりにふれます。

サポーターは、Sympress™の高品質の快適な素材で作られており、マイクロファイバーの使用により内部は柔らかく、肌をドライに保ちます。Push care足首サポーターは、使用が簡単で問題なく洗濯ができます。

適応症

- 軽度の捻挫
- 軽度の皮膚炎症
- 軽度の後置不安定症
- 関節症（不安定性はなし）

サポーターを着けることができないか、着けるべきではない既知の障害はあります。四肢の血液循環がよい場合、サポーターは血流を引き起こす場合がありますので、始めはサポーターをあまきつき着用してください。

痛みを感じたらそれは一つの警告であるとお考えください。痛みが持続すると、か、症状が悪化する場合には、医師または理学療法士による診断を受けてください。

サイズの決定・装着

足首サポーターには、5つのサイズがあります。腿にたいし膝下で90度の位置関係になるようにしてください。そして、パッケージの具体例で示すように踵と足の甲のまわりの周囲を測ってください。パッケージ記載の表は、あなたに合うサポーターのサイズの参考になります。

- サポーターに足を入れ、滑らかなそれがぴたりと合うようにしてください。足がすねにたいして直角となるような姿勢で伸縮性のファスナー（留め具）を足の周囲で閉じてください。
- 長い伸縮バンドで足の正面をくるんでください。
- くるぶし（距骨）より少し上の伸縮バンドの上を長い伸縮バンドで足の内側で閉じてください。

洗濯に関して

🧼👉👉👉👉👉

サポーターを清潔に保ち寿命を最大に伸ばすには、指示を守って定期的にサポーターをクリーニングすることが重要です。しばらく使用するつもりがない場合には、保管する前にサポーターを洗って乾燥させることをお勧めします。

洗たくの前には、サポーターと他の洗濯物を保護するために面ファスナーを閉じてください。

サポーターは、温度30℃まで、洗濯機のデリケート洗いコースまたは手で洗濯することができます。どんな漂白剤も使わないでください。

洗濯機のデリケート洗い用の乾燥コースはありませんが、その後、サポーターを風通しのよい場所で（熱源の近くや同式乾燥機以外で）乾かしてください。

重要

- Pushサポーターの適正な使用のため、医師または理学療法士による診断を必要とする場合があります。
- Pushサポーターは、無傷の肌で着用する目的で設計されています。肌に傷がある場合には、まず適切な材料で覆う必要があります。
- 最適な機能を実現するには、適切なサイズを選択する必要があります。購入前にサポーターを試着してサイズを確認してください。販売代理店の専門スタッフが、Pushサポーターを装着する最適な方法を説明します。この製品情報は、安全な場所に保管して、装着の仕方について必要なときにいつでも参照できるようにしてください。
- 製品に個別の調整が必要な場合には、サポーターの専門家に相談してください。
- Pushサポーターを使う前には、損耗や部品または縫い目のほころび等の徴候をチェックしてください。Pushサポーターの最適な効能は、製品が完全に無傷で適切だけに保証されます。
- 医療機器に関する印刷規格2017/745の枠組み内にある場合、利用者は製品に関連する重大な事故について製造業者および利用者の会社のある加盟国の所管官庁に報告しなければなりません。

KOTNÍKOVÁ BANDÁŽ PUSH CARE

ÚVOD

Výrobky Push care představují řešení tam, kde je volnost tělesného pohybu v důsledku úrazy nebo poruchy omezená.

Vaše noha kotníková bandáž je výrobkem řady Push care, jehož charakteristikou je vysoká efektivnost, pohodlnost a kvalita. Kotníková bandáž Push care pomáhá zmírnit bolest a přináší pocit větší stability působením nastavitelného tlaku.

Výrobkům Push care je při jejich výrobě věnována nejvyšší péče a mají moderní konstrukci. Tím je zajištěna jejich maximální bezpečnost a lze je nosit zcela bez obav.

Před použitím kotníkové bandáže Push care si dobře prostudujte informace o výrobku. Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se laskavě na svého prodejce nebo nám zašlete e-mail na adresu: info@push.eu.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Kotníková bandáž působí kolem kotníku kompresí, čímž se zlepšuje pocit stability kloubu. Tlak je možno podle potřeby upravovat.

Kotníková bandáž dokonale sedí a dá se nosit prakticky v každé obuvi. Kolem zranitelných míst kotníku byly vytvořeny tzv. zóny pohodlnosti podložního materiálu.

Je vyrobená z vysoce kvalitního a pohodlného materiálu Sympress™. Díky tomu, že obsahuje mikrovlnáka, je materiál uvnitř měkký a udržuje pokožku suchou. Kotníková bandáž Push care se snadno nasazuje a dá se bez problémů práť.

INDIKACE

- Lekkie skręcenie
- Miła distorze
- Słabé podráżnienie pouzdra
- Słabá reziduální nestabilita
- Artroza bez nestability

Nejsou známy žádné poruchy, při kterých by ortéza nemohla či neměla být použita. V případě nedostatečného krevního oběhu v končetinách může ortéza způsobit hyperémii. Způsobit ortézu příliš neutuhleje. Bolest je vždy varovným znamením. Pokud bolest přetrvává nebo se obtěž zhoršuje, je vhodné poradit se s lékařem nebo terapeutem.

STANOVENÍ SPRÁVNÉ VELIKOSTI / NASAZOVÁNÍ

Kotníková bandáž se dodává v 5 velikostech. Postavte chodidlo tak, aby s holení svíralo úhel 90°. Potom si podle obrázku na obalu změřte obvod kolem paty a ránu. Správnou velikost bandáže pro svou nohu odečtete v tabulce na obalu.

- Nasaňte si podklat kolem nohy tak, aby dobře seděl. Postavte chodidlo tak, aby s holení svíralo úhel 90°. Potom vepředu zapněte elastické zapínání.
- Dlouhý elastický pás ovítně kolem přední části chodidla.
- Sepněte dlouhý elastický pás uvnitř chodidla přes krátký elastický pás těsně nad kotníkovou kostí.

PRÁNÍ

🧼👉👉👉👉👉

Je důležité ortézu pravidelně práť dle příslušných pokynů. Zlepšíte tak hygienu a maximálně prodloužíte životnost ortézy.

Máte-li v úmyslu bandáž po nějakou dobu nepoužívat, doporučujeme ji před uložením vyprat a usušit.

Před praním zapněte suchý zip, abyste ochránili ortézu i ostatní prádo.

Bandáž se dá práť při teplotách do 30°C v režimu jemných tkanin nebo v ruce. Bělici přípravky nepoužívejte.

Lze použít jemné odstředivování. Potom bandáž nechte uschnout volně na vzduchu (nikoli poblíž zdroje tepla; rovněž ji nedávejte do bubnové sušičky).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Ke správnému používání bandáže Push může být zapotřebí, aby lékař nebo terapeut nejprve stanovil diagnózu.
- Ortézy Push jsou určeny k nošení na nepoškozené pokožce. Poškozenou pokožku je třeba nejprve zakrýt vhodným materiálem.
- Optimální funkčnosti je možné dosáhnout pouze při použití správné velikosti. Před nákupem si ortézu vyzkoušejte a vyberte správnou velikost. Správné nasazení ortézy Push vám vysvětlí odborný personál v prodejně. Doporučujeme, abyste si tyto informace o výrobku uchovávali na bezpečném místě a měli tak možnost si přečíst pokyny k nasazení ortézy, kdykoli bude třeba.
- Pokud výrobek vyžaduje individuální úpravu, kontaktujte specialistu na ortézy.
- Než si bandáž Push nasadíte, vždy si ji prohlédněte, abyste vás postrehli případné známky poškození nebo stárnutí součástí nebo švů. Optimální funkci lze u bandáže Push zaručit jen tehdy, její výrobce zcela neporuší.
- V rámci nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích musí uživatel ohlásit jakoukoli závažnou nežádoucí příhodu týkající se produktu výroci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém uživatel sídlí.

ORTEZA STAWU SKOKOWEGO PUSH CARE

WPROWADZENIE

Produkty Push care oferują rozwiązania dla problemów związanych z przewlekłymi bólami pourazowymi.

Orteza stawu skokowego Push care jest produktem charakteryzującym się wysoką skutecznością, jakością oraz dającym wygodę pacjentowi. Orteza stawu skokowego Push care pomaga w łagodzeniu bólu, a dzięki regulowanemu stopniowi ucisku daje poczucie większej stabilności.

Produkty Push care są innowacyjne i wytwarzane z niezwykłą dokładnością. Zapewnia to swobodę ruchów przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa. Przed użyciem ortęzy stawu skokowego Push care należy uważnie przeczytać informacje dotyczące tego produktu. W razie pytań proszę kontaktować się ze sprzedawcą lub wysłać wiadomość na adres e-mail: info@push.eu.

Před použitím kotníkové bandáže Push care si dobře prostudujte informace o výrobku. Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se laskavě na svého prodejce nebo nám zašlete e-mail na adresu: info@push.eu.

OPIS PRODUKTU

Orteza stawu skokowego Push care zapewnia ucisk wokół kostki, co zwiększa poczucia stabilności całego stawu. Ucisk ten można dostosowywać w miarę potrzeb.

Orteza stawu skokowego jest doskonale dopasowana i może być noszona praktycznie w każdych butach. W szczególnie wrażliwych miejscach kostki znajdują się tzw. strefy komfortu wykonane z miękkiego materiału.

Orteza jest wykonana z wysokiej jakości tworzywa Sympress™, które zapewnia komfort noszenia. Zastosowanie mikrowłókien sprawia, że jej wewnętrzna strona jest miękka, a znajdujące się pod nią skóra nie poci się. Ortezę stawu skokowego Push care łatwo się zakłada i można ją.

WSKAZANIA

- Lekkie skręcenie
- Lekkie podrażnienie torebki stawowej
- Lekka niestabilność reztkowa
- Artroza bez niestabilności

Nie są znane żadne schorzenia, które stanowiłyby przeciwwskazanie do używania ortęzy. W przypadku słabego krążenia krwi w kończynach ortęza może spowodować przekrwienie. Na początku stosowania należy unikać zbyt cięsnego dopasowania ortęzy.

Ból jest zawsze sygnałem ostrzegawczym. W przypadku utrzymywania się dolegliwości bólowych lub ich nasilenia należy zgłosić się do lekarza lub rehabilitanta.

WYBÓR ROZMIARU/ DOPASOWANIA

Orteza stawu skokowego jest dostępna w 5 rozmiarach. Ustaw stopę pod kątem 90° w stosunku do dolnej części nogi. Następnie zmierz obwód dookoła pięty i podcięcia, w sposób podany na ilustracji na opakowaniu. Właściwy rozmiar ortęzy można znaleźć w tabeli na opakowaniu.

- Wsuń ortęze na stopę, sprawdzając, czy jest ona dobrze dopasowana. Trzymaj stopę pod kątem 90° w stosunku do dolnej części nogi. Następnie zapnij mocowanie elastyczne z przodu.
- Owiń duży pasek elastyczny wokół przedniej części stopy.
- Zapnij duży pasek elastyczny po wewnętrznej części stopy nad krótkim paskiem elastycznym, tuż nad kostką.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRANIA

🧼👉👉👉👉👉

Aby zapewnić odpowiedni poziom higieny i wydłużyć okres używalności ortęzy, należy ją regularnie prać, przestrzegając odpowiednich instrukcji.

Jeśli planujesz nie używać ortęzy przez pewien czas, należy ją wyprać i wysuszyć przed odłożeniem do przechowywania.

Aby ochronić ortęzy i pozostałe prane rzeczy, przed praniem zapnij mocowania na zępy.

Prac w pralce w programie dla tkanin delikatnych lub ręcznie w temperaturze nie przekraczającej 30 °C. Nie stosować wybielaczy.

Można zastosować delikatne odwirowanie. Po wypraniu produkt należy suszyć na wolnym powietrzu (nie przy użyciu suszarki ani w pobliżu grzejnika).

WAŻNE!

- Właściwe korzystanie i ortęzy Push może wymagać porady lekarza lub rehabilitanta.
- Ortezy Push są przeznaczone do noszenia na nieuszkodzonej skórze. Uszkodzoną skórę należy najpierw zabezpieczyć odpowiednim materiałem.
- Optymalne funkcjonowanie można osiągnąć tylko poprzez wybór odpowiedniego rozmiaru. Przed zakupem należy przemyśleć ortęzę w celu dopasowania rozmiaru. Profesjonalny personel sprzedawcy wskaze najlepszy sposób dopasowania ortęzy Push. Zalecamy przechowanie tych informacji o produkcie w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było się z nimi zapoznać przed ponownym użyciem.
- Jeżeli produkt wymaga indywidualnego dopasowania, należy skonsultować się ze specjalistą zajmującym się ortezami.
- Każde użycie ortęzy Push powinno być poprzedzone sprawdzeniem, czy nie pojawiły się przetarcia jej elementów lub szwów. Optymalne działanie ortęzy Push może być zagwarantowane tylko wtedy, kiedy produkt jest w pełni nienaruszony.
- W ramach rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych użytkownik musi zgłosić każdy poważny incydent dotyczący produktu producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma siedzibę.

PUSH CARE BOKARÖGZÍTŐ

BEVEZETÉS

A Push care termék megoldást kínálhat, ha az Ön mozgásának szabadságát egy sérülés vagy rendellenesség korlátozza.

Az Ön új bokarögzítője egy olyan Push care termék, melyet magas szintű hatékonyaság, kényelem és kímélősség jellemez. A Push care bokarögzítő fájdalomcsökkentést, valamint az állítható nyomás révén nagyobb stabilitást biztosít.

A Push care termék innovatív, és a legnagyobb gondossággal készültek az Ön részére. Ez elősegíti a legnagyobb biztonságot és a gondtalan használatot.

A Push care bokarögzítő használatá előtt gondosan olvassa el a termékátjékoztatót. Amennyiben bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon viszonteladójához, vagy küldjön e-mailt az info@push.eu címre.

TERMÉKJELLEMZŐK

Az Ön Push care bokarögzítője kompressziót biztosít a boka körül, megnövelve az izület stabilitásának érzését. A kompresszió a kívánt mértékre beállítható.

A bokarögzítő tökéletesen illeszkedik, és gyakorlatilag bármilyen cipőben viselhető. Kiprámázott anyagból úgynevezett komfort zónákat alakítottunk ki a boka sérülékeny területei körül.

A rögzítő Sympress™-ből, egy jó minőségű, kényelmes anyagból készül.

A mikroszálak használatá a belső részét lágy tapintású teszi, és szárazon tartja a bőrt. A Push care bokarögzítő könnyű használni, és minden probléma nélkül mosható.

JAVALLATOK

- Enyhe torzítás
- Enyhe izületi knt irritáció
- Enyhe reziduális instabilitás
- Arthrosis instabilitás nélkül

Nincs olyan ismert rendellenesség, amelynek fennállása esetén a rögzítő nem lehetne egy nem ajánlott viselés. Csökkent vérellátású végtagok esetében a rögzítő verbőesedést okozhat. Kezdetben ne húzza túl szorosa a rögzítőt.

Ból jest zawsze sygnałem fgyelmeztető jel. Amennyiben a fájdalom nem múlik, vagy a panaszok rosszabbodnak, ajánlatos felkeresnie kezelőorvost.

A MÉRET MEGHATÁROZÁSA / ILLESZKEDÉS

A bokarögzítő 5 méretben kapható. Tartsa a lábfejet a lábészárhöz képest 90°-os helyzetben. Ezután mérje meg a keuletet a lábon a sarok és a rüst körül, amint az alba mutatja. A dobozon lévő táblázat mutatja az Ön lábának megfelelő rögzítő méretét.

- Húzza a rögzítőt a lábra, és ellenőrizze, hogy szorosan illeszkedik-e. Tartsa a bokaját merőlegesen a lábszár tengelyére. Majd rögzítse elől a rugalmas pákát.
- Tekerje körbe a hosszú rugalmas pántot a láb előlő részén.
- Rögzítse a láb belső oldalán lévő, hosszú, rugalmas pántot a köztüvenli a bokacont felett lévő rövid, rugalmas pánt felett.

TISZTÍTÁSI ELŐIRÁSOK

🧼👉👉👉👉👉

A higiénikus használat érdekében és a rögzítő maximális élettartamának eléréséhez a mosásra vonatkozó utasításokat betartva rendszeresen mossa ki a rögzítőt.

Ha hosszabb ideig nem használja a rögzítőt, a tárolás előtt ajánlott kimosni és megszárazni. Mosás előtt zárja a tépőzárát, hogy védje a rögzítőt és a többi szennyezt. A rögzítő legfeljebb 30 °C-on mosható, lágy textil programmal vagy kézzel. Ne használjon fehérítőt.

Egy óvatoss centrifuga programot használhat: ezután akassza fel a rögzítőt, hogy a szabad levegőn száradjon (ne forráros közelében vagy szárítógépben).

FONTOS

- A Push rögzítő megfelelő használatához orvos diagnóza szükséges.
- A Push rögzítő csak sértetlen bőrfelületen használhatóak. A rögzítőket használatá előtt a sérült bőrfelületeket megfelelő anyaggal le kell fedni.
- A rögzítő akkor működik a leghatékonyabban, ha a megfelelő méretet választja. Válasán előtt próbálja fel a rögzítőt, és ellenőrizze a méretet. A Push rögzítő felhelyezésének módját a viszonteladó szakértői személyzetje ismerheti. Őmnel. Javasoljuk, hogy ezt a termékátjékoztatót tárolja biztonságos helyen, hogy szükség esetén megtekinthesse a felhelyezésre vonatkozó utasításokat.
- Ha a termék egyéni átalakítást igényel, keressen fel a rögzítőket foglalkozó szakembert.
- Használat előtt minden alkalommal ellenőrizze az Ön Push rögzítőjét, hogy nem látszanak-e kopás, vagy előregedés jelei az alkotórészekben vagy a varráásokon. Az Ön Push rögzítője csak akkor tudja a legkedvezőbb teljesítményt nyújtani, ha a termék teljesen sértetlen.
- Inom ramen for EU-forordning 2017/745 om medicintekniska produkter ska användaren rapportera om alla allvariga tillbud i samband med produkten, både till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat där användaren har sitt säte.

A Push® a Nea International bv regisztrált védjegye

PUSH CARE-FOTSTÖD

INLEDNING

Push care-produkterna löser dina problem när din rörelsefrihet är begränsad efter en skade eller en idelse.

Ditt nya fotstöd är en Push care-produkt. Karakteristiskt för Push care-produkterna är höggångad effektivitet, komfort och kvalitet. Push care-fotstödsstödet ger smärtlindring och en känsla av ökad stabilitet genom att trycket kan ökas eller minskas.

Push care-produkterna är innovativa och tillverkas med stor omsorg. Det säkerställer maximal säkerhet och bekymmerslös användning.

Läs produktinformationen noga innan du använder ditt Push care-fotstöd. Kontakta återförsäljaren eller skicka ett e-postmeddelande till info@push.eu om du undrar över någonting.

PRODUKTKARAKTERISTIKA

Ditt fotstöd anbringat ett tryck kring fotleden som ger dig en ökad känsla av stabilitet i leden. Du kan öka och minska trycket efter behov.

Fotstödet har en perfekt passform och kan användas i så gott som alla skor. Så kallade komfortzoner, med dämpande material, har byggts upp kring de känsligaste delarna av fotleden.

Bandet är tillverkat av Sympress™ - ett komfortabelt material av hög kvalitet. De mikrofiber som används ger en mjuk innersida och håller dessutom huden torr. Push care-fotstödet är enkelt att sätta på sig och lätt att tatta.

INDIKATIONER

- Smärre snedvridning
- Smärre kapselirritation
- Begränsad restinstabilitet
- Artros utan instabilitet

Det finns inga kända rubningar för vilka stödet inte ska eller bör användas. Vid dålig blodcirkulation i lemarna kan ett stöd ge upphov till hyperemi. Undvik att ha stödet för långt spånt i början. Smärta är alltid en varningssignal. Om smärtan inte går över, eller problemet förvärras, bör du kontakta din läkare eller terapeut.

BESTÄMMA STORLEK/PASSFORM

Fotstödet finns i fem olika storlekar. Håll foten i 90 graders vinkel mot underbenet. Mät sedan omkretsen kring hälen och vristen. Se illustrationen på förpackningen. Välj ett fotstöd av rätt storlek med hjälp av tabellen på förpackningen.

- Trä underdelen över foten. Se till att den ligger an ordentligt. Håll kvar foten i 90 graders vinkel mot underbenet. Förslut sedan det elastiska fastet famrill.
- Linda det långa elastiska bandet runt fotens framsida.
- Förslut det långa elastiska bandet på fotens insida över det korta elastiska bandet precis ovanför ankeln.

TVÄTTANVISNINGAR

🧼👉👉👉👉👉

For hygienens skull och för att förlänga stödets livslängd är det viktigt att du tvättar stödet regelbundet och att du följer tvättanvisningarna.

Om du inte ska använda stödet under en längre period rekommenderar vi att du först tvättar stödet och låter det torka, innan du lägger undan det

Stäng korbordbandsforslutningen innan du tvättar stödet för att skydda både det och den övriga tvätten.

Stödet kan tvättas vid temperaturer på upp till 30 °C – antingen med ett program för känsliga material eller för hand. Använd inte blekmedel.

Lättare centrifugering är OK. Häng sedan stödet på tork – helst utomhus (häng det inte nära en värmekälla och torka det inte i en torktumlare).

VIKTIGT

- Korrekt användning av Pushstödet kan kräva diagnos av en läkare eller terapeut.
- Push-bandager är designat til att blive anvendt på ubeskadiget hud. Beskadiget hud skal først dækkes med et passende materiale.
- Bandagens optimale funktionsdygtighed kan kun opnås ved at vælge den rigtige størrelse. Prøv bandagen, før du køber den, for å kontrollere størrelsen. Fagligt personale hos forhandleren kan forklare, hvordan du bedst tilpasser Push-bandagen. Vi anbefaler, at du gemmer denne produktvejledning, så du senere kan konsultere tilpassningsanvisningerne efter behov.
- Konsulter en specialist i bandager, hvis produktet kræver individuel tilpasning.
- Kontroller Pushstödet varje gång du ska använda det med avseende på eventuella tecken på slitage eller förändring av delar eller sömmar. Det är bara om Pushstödet är i helt felfritt skick som du får optimala prestanda.
- Ifrøje retningens ierne i EU-forordningen 2017/745 om medicinsk udstyr skal brugeren indberette enhver alvorlig hændelse i forbindelse med brug af produktet til producenten og den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor brugeren er bosiddende.

Push® är ett registrerat varumärke av Nea International bv

PUSH CARE-ANKELBANDAGE

INDLEDNING

Push care-produkter tilbyder løsninger, når din bevægelsesfrihed er begrænset af en skade eller en idelse.

Din nye ankelstøttebandasje er et Push care-produkt, der er kendetegnet ved et effektivt, komfort og kvalitet. Push care-ankelstøttebandasje bidrar til smertelindring og gir en følelse af ekstra stabilisering af knæet vha. det justerbare tryk.

De innovative Push care-produkter er produsert med største omhu for din velvære. Dette sikrer maksimal sikkerhet og problemfri bruk.

Læs produktvejledningen grundigt, før du bruger Push care-ankelbandagen. Hvis du har nogen spørgsmål, kan du kontakte forhandleren eller sende en e-mail til info@push.eu hvis du har spørgsmål.

PRODUKTBESKRIVELSE

Push care-ankelbandagen skaber et tryk rundt om anklen, hvilket eger følelsen af stabilitet i leddet. Kompressionen kan justeres efter behov.

Ankelbandagen har en perfekt pasform og kan bruges i praktisk talt enhver sko. Der er såkaldte komfortzoner i polstret materiale omkring de sårbare steder på ankelen.

Bandagen er fremstillet af Sympress™, et behageligt materiale af høy kvalitet. Bruken av mikrofiber giver inder siden blødt og holder huden tørt. Push care-ankelbandagen er let at anvende og kan uden problemer vaskes.

INDIKATIONER

- Mindre forvridning
- Mindre kapselirritation
- Mindre postoperativ instabilitet
- Artrose uden instabilitet

Der er ingen kjente sykdommer der støttebandasjen ikke kan eller bør brukes. Ved dårlig blodcirkulasjon i armer og ben kan en støttebandasje forårsake hyperemi. Unngå å ta på deg støttebandasjen for stramt til å begynne med. Smerte er alltid et varselssymptom. Hvis smerten vedvarer eller symptomene forverres, bør du oppsøke legen eller bandasjisten.

STØRRELSE/TILPASNING

Ankelbandasjen finnes i 5 størrelser. Plasser foten i en 90 graders vinkel i forhold til underbenet. Mål deretter omkretsen af hælen og vristen, som vist i illustrationen på pakken. Tabellen på pakken viser den korrekte størrelse for en bandage til din fod.

- Træk hoveddelen om foten, og sørg for at få den til at sidde nøjagtigt. Hold foten i en 90 graders vinkel i forhold til underbenet. Luk derefter elastiklukkningen foran.
- Rul det lange elastiske bånd rundt om foden.
- C. Fæst det lange elastiske bånd på indersiden af foten oven over det korte elastiske bånd lige over ankelbeinet.

VASKEANVISNING

🧼👉👉👉👉👉

For at fremme hygiejnen og forlænge bandagens levetid er det vigtigt at vaske støttebandasjen ofte og følge vaskeanvisningene.

Hvis du ikke skal bruge bandagen i noget tid, anbefales det, at du vasker og tørrer bandagen før opbevaring.

Luk burrebåndene før vask for at beskytte bandagen og evt. andet vasketøj.

Bandagen kan vaskes