

PUSH CARE ANKLE BRACE

INTRODUCTION

Push care products provide solutions when your freedom of movement is restricted by an injury or disorder.

Your new ankle brace is a Push care product, characterised by a high level of effectiveness, comfort and quality. The Push care ankle brace helps relieve pain and creates a sense of greater stability by means of adjustable pressure.

Push care products are innovative and are manufactured for you with great care. This ensures maximum security and carefree use.

Read the product information carefully before you use the Push care ankle brace. If you have any questions, please consult your reseller or send an e-mail to info@push.eu.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Your Push care ankle brace provides compression around the ankle, improving the sense of stability of the joint. This compression can be adjusted as needed.

The ankle brace has a perfect fit and can be worn in practically any shoe. So-called comfort zones of padded material have been created around vulnerable areas of the ankle.

The brace is made of Sympress™, a high-quality comfortable material. The use of microfibres makes the inside feel soft and keeps the skin dry. The Push care ankle brace is easy to apply and can be washed without any problem.

INDICATIONS

- Slight distortion
- Slight capsule irritation
- Slight residual instability
- Arthrosis without instability

There are no known disorders where the brace cannot or should not be worn. In the case of poor blood circulation in the limbs, a brace may cause hyperaemia. Avoid applying the brace too lightly in the beginning.

Pain is always a sign of warning. If the pain persists or complaints deteriorate, it is advisable to consult your doctor or therapist.

DETERMINING SIZE / FITTING

The ankle brace is available in 5 sizes. Position the foot at an angle of 90° in relation to the lower leg. Then measure the circumference around the heel and the top of the foot as shown in the illustration on the packaging. The table on the packaging shows the correct brace size for your foot.

- Slide the base around your foot, making sure it fits snugly. Keep the foot at an angle of 90° in relation to the lower leg. Then close the elastic fastening at the front.
- Wrap the long elastic strap around the front part of the foot.
- Close the long elastic strap on the inside of the foot over the short elastic strap just above the ankle bone.

WASHING INSTRUCTIONS



To promote hygiene and to maximise the lifespan of the brace, it is important to wash the brace regularly, observing the washing instructions.

If you intend not to use the brace for some time, it is recommended that you wash and dry the brace before storage.

Before washing, close the hook and loop fasteners to protect the brace and other laundry.

The brace can be washed at temperatures up to 30°C, on a delicate fabrics cycle or by hand. Do not use any bleaching agents.

A gentle spin-dry cycle can be used: after this, hang the brace up to dry in the open air (not near a heating source or in a tumble drier).

IMPORTANT

- For the correct use of the Push brace may require diagnosis by a doctor or therapist.
- Push braces were designed to be worn on an undamaged skin. Damaged skin must first be covered with suitable material.
- Optimal functioning can only be achieved by selecting the right size. Fit the brace before purchasing, to check its size. Your reseller's professional staff will explain the best way to fit your Push brace. We recommend that you keep this product information in a safe place, to be able to consult it for fitting instructions whenever needed.
- Consult a brace specialist if the product requires individual adaptation.
- Check your Push brace each time before using for signs of wear or ageing of parts or seams. Optimal performance of your Push brace can only be guaranteed if the product is fully intact.
- Within the framework of EU regulation 2017/745 on medical devices, the user must report any serious incident involving the product to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user is established.

Push® is a registered trademark of Nea International bv

PUSH CARE KNÖCHELBANDAGE

EINLEITUNG

Push Care Produkte bieten Lösungen bei Einschränkung Ihrer Bewegungsfreiheit durch Verletzung oder Funktionsstörung.

Ihre neue Knöchelbandage ist ein Push Care Produkt, das sich durch hohe Wirksamkeit, Komfort und Qualität auszeichnet. Die Push Care Knöchelbandage bietet Schmerzlinderung und das Gefühl von mehr Stabilität durch einstellbaren Druck.

Push Care Produkte sind innovativ und werden mit größter Sorgfalt für Sie hergestellt. Dies gewährleistet größte Sicherheit und sorgenlose Benutzung.

Lesen Sie sorgfältig die Produktinformationen, bevor Sie die Push Care Knöchelbandage verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder schicken Sie eine E-Mail an info@push.eu.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ihre Push Care Knöchelbandage sorgt für Druck rund um den Knöchel und verbessert so das Stabilitätsgefühl des Gelenks. Dieser Druck kann individuell angepasst werden. Die Knöchelbandage sitzt perfekt und kann praktisch in jedem Schuh getragen werden. Sogenannte Komfortzonen aus gepolstertem Material wurden um empfindliche Stellen des Knöchels herum eingebaut.

Die Bandage ist aus Sympress™, einem hochqualitativen komfortablen Material. Die Verwendung von Mikrofaser sorgt für eine weiche Innenseite und hält die Haut trocken. Die Push Care Knöchelbandage ist leicht anzulegen und kann problemlos gewaschen werden.

INDIKATIONEN

- Leichte Distorsionen
- Leichte Kapselirritationen
- Leichte Restinstabilitäten
- Arthrose ohne Instabilität

Es sind keine Beschwerden bekannt, bei denen die Bandage nicht getragen werden kann oder sollte. Bei schlechter Durchblutung der Glieder kann eine Bandage zu Hyperämie führen. Vermeiden Sie es, die Bandage anfänglich zu fest anzulegen.


Schmerz ist immer ein Warnsignal. Wenn der Schmerz anhält oder die Beschwerden sich verschlimmern, ist es ratsam, einen Arzt oder Therapeuten aufzusuchen.

ANMESSEN

Die Knöchelbandage ist in 5 Größen erhältlich. Halten Sie den Fuß in einem 90°-Winkel zum Bein. Messen Sie anschließend den Umfang um Ferse und Spann des Fußes, wie auf der Packung abgebildet. Anhand der Tabelle auf der Verpackung bestimmen Sie die korrekte Bandagengröße für Ihren Fuß.

- Ziehen Sie die Bandage über Ihren Fuß und vergewissern Sie sich, dass sie gut sitzt. Halten Sie den Fuß in einem 90°-Winkel zum Bein. Schließen Sie nun den Klettverschluss auf der Vorderseite.
- Wickeln Sie das lange Elastikband um den vorderen Teil Ihres Fußes.
- Schließen Sie das lange Elastikband auf der Innenseite des Fußes über dem kurzen Elastikband, genau über dem Fußgelenknocken.

WASCHHINWEISE



Für eine gute Hygiene und eine längere Lebensdauer der Bandage ist es wichtig, die Bandage regelmäßig zu waschen und die Waschanleitung zu befolgen.

Wenn Sie Ihre Bandage über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, empfehlen es sich, sie vor der Lagerung zuerst zu waschen und trocken zu lassen.

Schließen Sie vor dem Waschen den Klettverschluss, um die Bandage und andere Wäsche zu schützen.

Die Bandage kann bei bis zu 30°C im Schonwaschgang oder von Hand gewaschen werden. Keine Bleichmittel verwenden.

Ein leichtes Schleuderprogramm kann angewendet werden. Hängen Sie anschließend die Bandage im Freien zum Trocknen auf (nicht in der Nähe von Heizquellen oder im Wäschetrockner trocken).

WICHTIG

- Für die richtige Anwendung der Push Bandage kann eine Diagnose eines Arztes oder Therapeuten notwendig sein.
- Push Bandagen sind für das Tragen auf intakter Haut vorgesehen. Sollte die Haut verletzt sein, sollte sie mit einem geeigneten Mittel abgedeckt werden.
- Für eine optimale Funktion ist die richtige Wahl der Größe entscheidend. Bitte passen Sie daher Ihre Bandage vor dem Kauf an, um die Größe zu überprüfen. Das Fachpersonal an Ihrer Verkaufsstelle wird Ihnen erklären, wie Sie Ihre Push Bandage optimal anlegen. Bewahren Sie die Produktinformationen auf, damit Sie später die Anleitung zum Anlegen der Bandage nachlesen können.
- Wenden Sie sich an den Spezialisten, wenn das Produkt individuelle Anpassungen erfordert.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ihre Push Bandage auf Anzeichen von Verschleiß oder Alterung der Teile oder Nähte. Optimale Leistung Ihrer Push Bandage kann nur gewährleistet werden, wenn sich das Produkt in einem einwandfreien Zustand befindet.
- Gemäß der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte muss der Benutzer jeden schweren Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde in dem EU-Mitgliedstaat, in dem der Benutzer ansässig ist, melden.

Push® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Nea International bv

PUSH CARE ENKELBRACE

WOORD VOORAF

Push care producten bieden oplossingen wanneer u door een blessure of aandoening wordt beperkt in uw bewegingsvrijheid.

Uw nieuwe enkelbrace is een Push care product en wordt gekenmerkt door een hoge mate van effectiviteit, comfort en kwaliteit. De Push care Enkelbrace biedt pijnverlichting en een verbeterd stabiliteitsgevoel door middel van instelbare druk.

Push care producten zijn innovatief en worden met zorg voor u gemaakt. Dit met het oog op maximale zekerheid en een zorgeloos gebruik.

Lees de productinformatie voor het gebruik van de Push care Enkelbrace aandachtig door. Met eventuele vragen kunt u terecht bij uw leverancier of kunt u stellen aan info@push.eu.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Uw Push care Enkelbrace biedt compressie rond het enkelgewricht, waardoor het stabiliteitsgevoel in het gewricht wordt verbeterd. Deze compressie kunt u naar eigen behoefte instellen.

De enkelbrace kent een uitstekende pasvorm en past moeiteloos in vrijwel elke schoen. Rond kwetsbare gebieden van de enkel zijn zgn. comfortzones aangebracht door middel van gepolstert materiaal.

De brace is vervaardigd van Sympress™, een hoogwaardig, comfortabel materiaal. Door het gebruik van microvezels voelt de binnenzijde zacht aan en blijft de huid droog. De Push care Enkelbrace is eenvoudig aan te leggen en kan probleemloos gewassen worden.

INDICATIES

- Lichte distorsie
- Lichte kapselirritatie
- Lichte restinstabiliteit
- Artrose zonder instabiliteit

Er zijn geen aandoeningen bekend waarbij de brace niet gedragen kan of mag worden. Bij een slechte doorbloeding van de ledematen kan een brace tot stuwung leiden. Leg de brace aanvankelijk niet te strak aan.

Pijn is altijd een waarschuwingstekst. Bij aanhoudende pijn of verergering van de klachten is het raadzaam uw behandelend arts of therapeut te raadplegen.

AANMETEN / AANLEGGEN

De enkelbrace is beschikbaar in 5 maten. Plaats de voet in een hoek van 90 graden t.o.v. het onderbeen. Meet vervolgens de omtrek rond de hak en vreef van de voet zoals aangegeven in de tekening op de verpakking. In de tabel op de verpakking vindt u de juiste bracemaat behorende bij uw voetontrek.

- Schuif de basis om de voet, zodat deze goed aansluit. De voet dient in 90 graden t.o.v. het onderbeen te worden gehouden. Sluit vervolgens de elastische sluiting aan de voorzijde.
- Wikkel de lange elastische band rond de voorvoet.
- Sluit de lange elastische band aan de binnenzijde van de voet op de korte elastische band net boven de enkelknobbel.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT



Voor een goede hygiëne en een langere gebruiksduur van de brace is het belangrijk om de brace regelmatig te wassen en de wasinstructies te volgen.

In het geval dat u de brace een langere periode niet gebruikt, is het aan te raden de brace eerst te wassen en te laten drogen, alvorens deze op te bergen.

Sluit de klittenbanden voor het wassen ter bescherming van de brace en ander wasgoed.

De brace kan gewassen worden bij maximaal 30°C, fijne was of handwas. Gebruik tijdens het wassen geen bleekwater.

De brace mag licht gecentrifugeerd worden: hang de brace daarna in de open lucht te drogen (niet bij de verwarming of in een droogtrommel).

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Voor een juist gebruik van uw Push brace kan een diagnose door een arts of therapeut noodzakelijk zijn.
- Push braces zijn bedoeld om op de intacte huid te dragen. Mocht de huid beschadigd zijn, dan dient de huid met een daartoe geschikt middel afgedekt te zijn.
- Voor een optimale functie is een juiste maatkeuze essentieel. Past u daarom vóór aankoop uw brace om de maat te controleren. Het vakkundige personeel van uw verkooppunt legt u uit hoe u uw Push brace optimaal aanlegt. Bewaar de productinformatie zodat u later de aanleginstructies kunt nalezen.
- Raadpleeg de vakspecialist indien het product individuele aanpassingen vereist.
- Controleer vóór elk gebruik van uw Push brace of er geen slijtage of veroudering aan onderdelen of stiknaden waarneembaar is. Een optimale functie van uw Push brace is alleen gewaarborgd indien het product volledig intact is.
- In het kader van EU verordening 2017/745 inzake medische hulpmiddelen dient de gebruiker ieder ernstig voorval in verband met het product te melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit in de EU-lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.

Push® is een geregistreerde merknaam van Nea International bv

CHEVILLÈRE PUSH CARE

INTRODUCTION

Les produits Push care vous apportent des solutions lorsque votre liberté de mouvement a été restreinte par une blessure ou par un trouble.

Votre nouvelle chevillère est un produit Push care se caractérisant par un haut niveau d'efficacité, confort et de qualité. La chevillère Push care permet de soulager la douleur et crée une sensation de plus grande stabilité grâce à la compression réglable.

Les produits Push care sont innovateurs et fabriqués pour vous avec un grand soin. Une sécurité maximale et une utilisation sans souci sont ainsi garanties.

Lisez attentivement les informations de produit avant d'utiliser la chevillère Push care. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre revendeur ou envoyer un e-mail à info@push.eu.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Votre chevillère Push exerce une pression autour de la cheville, améliorant ainsi la stabilité de l'articulation. Cette pression peut être réglée si nécessaire.

La chevillère s'adapte parfaitement et peut être portée avec pratiquement n'importe quelle chaussure. Des bandes de confort en matière rembourrée ont été prévues autour des zones vulnérables de la cheville.

La chevillère est faite en Sympress™, une matière confortable de haute qualité. L'utilisation de microfibrres rend l'intérieur doux et maintient la peau sèche. La chevillère Push est facile à appliquer et se lave sans aucun problème.

INDICATIONS

- Légère déformation
- Légère irritation capsulaire
- Légère instabilité résiduelle
- Artrosi senza instabilità

Il n'existe aucun trouble connu interdisant ou rendant impossible le port de la chevillère. En cas de faible circulation du sang dans les membres, une chevillère peut provoquer une hyperémie. Evitez de serrer la chevillère trop fort au début. La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

DETERMINATION DE LA TAILLE / AJUSTAGE

La chevillère est disponible en 5 tailles. Placez le pied sous un angle de 90° par rapport à la jambe. Ensuite, mesurez la circonférence autour du talon et du cou-de-pied comme le montre l'illustration se trouvant sur l'emballage. Le tableau sur l'emballage vous indique la taille qui convient à votre pied.

- Glissez la base autour de votre pied, en vous assurant qu'elle vous va bien. Tenez le pied sous un angle de 90° par rapport à la jambe. Ensuite, fermez l'attache élastique à l'avant.
- Enroulez la longue bande élastique autour de la partie antérieure du pied.
- Fermez la longue bande élastique à l'intérieur du pied sur la courte bande élastique juste au dessus de l'os de la cheville.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE



Pour assurer l'hygiène et prolonger la durée de vie de la chevillère, il importe de la laver régulièrement en respectant les instructions de lavage.

Si la chevillère n'est pas utilisée durant une période prolongée, il est conseillé de la laver et de la faire sécher avant de la ranger.

Avant le lavage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger la chevillère et l'autre ligne.

La chevillère peut être lavée à des températures allant jusqu'à 30°C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.

Un cycle d'essorage doux peut être utilisé : ensuite, faites sécher la chevillère à l'air libre (pas près d'une source de chaleur ni, dans un sèche-linge).

IMPORTANT

- L'utilisation appropriée de la chevillère Push peut nécessiter le diagnostic d'un docteur ou d'un thérapeute.
- Les orthèses Push sont prévus pour être portés sur une peau en bonne santé. Si la peau est abîmée, elle doit d'abord être recouverte d'une matière adéquate.
- Pour assurer un fonctionnement optimal, choisissez la taille d'orthèse adéquate. Essayez donc l'orthèse avant de l'acheter, afin de vérifier que la taille vous convient. Le personnel spécialisé de votre revendeur vous expliquera la meilleure manière de placer votre orthèse Push. Nous vous conseillons de conserver ces informations, afin de pouvoir consulter à nouveau les instructions d'ajustement de l'orthèse à l'avenir.
- Consultez un spécialiste des orthèses si le produit nécessite une adaptation individuelle.
- Contrôlez votre chevillère Push avant chaque utilisation, pour vérifier qu'il n'y a pas de signes d'usure ou de vieillissement des ses éléments ou de ses coutures. Votre chevillère Push ne peut fonctionner de manière optimale que s'il est entièrement intact.
- Conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, l'utilisateur doit informer le fabricant et l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur est établi de tout incident grave relatif au produit.

Push® est une marque déposée de Nea International bv

CAVIGLIERA PUSH CARE

INTRODUZIONE

I prodotti Push care offrono valide soluzioni quando la vostra libertà di movimento è limitata da una lesione o da un disturbo.

La vostra nuova cavigliera è un prodotto Push care, che si contraddistingue per l'alto livello di efficacia, confort e qualità. La cavigliera Push care aiuta ad alleviare il dolore dando una sensazione di maggiore stabilità grazie alla pressione regolabile.

I prodotti Push care sono innovativi e vengono realizzati per voi con grande cura. Ciò assicura la massima sicurezza ed un uso senza preoccupazioni.

Prima di utilizzare la cavigliera Push care, vi preghiamo di leggere attentamente le informazioni sul prodotto. Per domande e osservazioni, vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore di fiducia o di inviare una e-mail a info@push.eu.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La vostra cavigliera Push care esercita una compressione intorno alla caviglia, migliorando il senso di stabilità dell'articolazione. Questa compressione può essere regolata, se necessario.

La cavigliera aderisce alla perfezione e può essere indossata praticamente con qualsiasi scarpa. Attorno alle aree vulnerabili della caviglia sono state create delle cosiddette "zone di comfort" di materiale imbottito.

Il prodotto è realizzato in Sympress™, un materiale confortevole di alta qualità. L'uso di microfibre rende la parte interna morbida al tatto mantenendo la pelle asciutta. La cavigliera Push care è facile da applicare e può essere lavata senza alcun problema.

APPLICAZIONI

- Leggera distorsione
- Leggera irritazione capsulare
- Leggera instabilità residua
- Artrosi senza instabilità

Non vi sono disturbi noti che sconsigliano l'uso del prodotto. In caso di circolazione sanguigna insufficiente negli arti, il prodotto può causare iperemia. Evitate di applicare il prodotto stringendolo troppo all'inizio.

Il dolore rappresenta sempre un campanello di allarme. Se il dolore persiste o i disturbi peggiorano, è consigliabile consultare il vostro medico o il vostro terapista.

COME STABILIRE LE GIUSTE TAGLIE

La cavigliera è disponibile in 5 diverse dimensioni. Posizionare il piede a 90° rispetto alla gamba. Misurate quindi la circonferenza intorno al tallone e al collo, come illustrato nella figura riportata sulla confezione. Nella tabella riportata sulla confezione potrete individuare le dimensioni del prodotto corrispondenti al vostro piede.

- Fate scivolare la base intorno al piede, assicurandovi che calzi comodamente. Tenete il piede sotto un angolo di 90° rispetto alla gamba. Poi, chiudete la cinghia elastica nella parte anteriore.
- Avvolgete la cinghia elastica lunga intorno alla parte anteriore del piede.
- Chiudete la cinghia elastica lunga sulla parte interna del piede sopra la cinghia elastica corta direttamente sopra l'osso della caviglia.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



Per garantire l'igiene e massimizzare la durata di tutore, è importante lavarla periodicamente attenendosi alle istruzioni per un corretto lavaggio.

Se non si intende utilizzare il tutore per un periodo di tempo prolungato, si consiglia di lavarlo e asciugarlo prima di riporlo.

Prima del lavaggio, chiudere le chiusure a gancio e occhioello per proteggere il prodotto e gli altri capi da lavare.

Il prodotto può essere lavato fino ad temperatura di 30°C, a mano o utilizzando un ciclo per tessuti delicati. Non utilizzare alcun candeggino.

È possibile utilizzare un ciclo delicato di centrifuga: una volta terminato, stendete il prodotto ad asciugare all'aria aperta (non nelle vicinanze di una fonte di calore né nell'asciugabiancheria).

IMPORTANTE

- Per un corretto uso del prodotto Push, può essere necessaria la diagnosi di un medico o di un terapista.
- I tutori Push sono destinati ad essere indossati sulla cute perfettamente integra. La cute eventualmente danneggiata dovrà essere coperta prima dell'applicazione con materiale adeguato.
- Il funzionamento ottimale del prodotto è garantito solo se della taglia giusta. Si consiglia di provare il tutore prima di acquistarlo per verificare che la taglia sia adeguata. Il personale del punto vendita è a sua disposizione per spiegarle in che modo indossare correttamente il tutore Push. Le consigliamo di custodire questa scheda informativa in un luogo sicuro così da poter leggere le istruzioni su come indossare il tutore ogni volta che lo desidera.
- Nel caso in cui il prodotto dovesse necessitare di un adattamento individuale, le consigliamo di consultare uno specialista.
- Prima di usare il prodotto Push controllate sempre che non presenti segni di usura o un invecchiamento di parti o cuciture. Le prestazioni ottimali del prodotto Push possono essere garantite solo se il prodotto è completamente integro.
- Nel quadro del regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici, l'utilizzatore è tenuto a segnalare qualsiasi incidente di grave entità o durante l'utilizzo del prodotto al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente.

Push® è un marchio registrato di Nea International bv

TOBILLERA PUSH CARE

INTRODUCCIÓN

Los productos Push care aportan soluciones allí en donde se ve restringida la libertad de movimientos debido a lesiones o traumatismos.

La nueva tobillera es un producto Push care caracterizado por un alto nivel de eficacia, confort y calidad. El soporte para tobillo Push care ayuda a aliviar el dolor y crea una sensación de mayor estabilidad ajustando la presión.

Los productos Push care son realmente innovadores y están fabricados para usted con un esmerado cuidado. Esto garantiza el máximo de seguridad y un fácil uso.

Antes de usar la tobillera Push care, lea cuidadosamente la información del producto. Si tiene alguna duda, consulte con su distribuidor o envíe un correo electrónico a info@push.eu.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La tobillera Push care proporciona una compresión alrededor del tobillo que mejora la sensación de estabilidad de la articulación. Esta compresión se puede ajustar según se precise.

La tobillera se ajusta perfectamente y se puede llevar puesta con prácticamente cualquier calzado. Alrededor de los puntos vulnerables del tobillo se han creado las conocidas como zonas blandas de material acolchado.

La tobillera está hecha de Sympress™, un cómodo material de gran calidad. El uso de microfibras proporciona una sensación suave y mantiene la piel seca. La tobillera Push care es fácil de aplicar y se puede lavar sin problemas.

INDICACIONES

- Distorsión pequeña
- Irritación pequeña de la cápsula
- Instabilidad residual pequeña
- Artrosis sin inestabilidad

No se conocen trastornos que se puedan producir al dejar de llevar la tobillera. En caso de problemas de circulación en los miembros, la tobillera puede provocar hipermia. Evite su aplicación excesivamente apretada al principio.

El dolor es siempre una señal de aviso. Si el dolor continúa, es aconsejable consultar con el médico o el fisioterapeuta.

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO / AJUSTE

La tobillera se encuentra disponible en 5 tallas. Coloque el pie en un ángulo de 90° en relación con la parte inferior de la pierna. Después mida la circunferencia alrededor del talón y el empeine del pie, como se muestra en la ilustración. El cuadro que viene en el envoltorio muestra la talla correcta de la tobillera para su pie.

- Deslice la base alrededor del pie, asegurándose de que se ajuste cómodamente. Mantenga el pie en un ángulo de 90° en relación con la parte inferior de la pierna. Después cierre la fijación elástica en la parte delantera.
- Enrosca la cinta elástica larga alrededor de la parte delantera del pie.
- Cierre la cinta elástica larga en la parte interior del pie sobre la cinta elástica corta justo por encima del hueso del tobillo.

INSTRUCCIONES DE LAVADO



Para fomentar y optimizar la vida útil de la tobillera, es importante lavarla regularmente siguiendo las instrucciones de lavado.

PUSH足首保護サポーター）

はじめに
Push保護製品は、怪我または障害によって動作の自由が制限される場合の解決策を提供し、

新しい足首保護サポーターのPush保護製品は、高水準の効能と快適性と品質を特色としています。Push care ankle brace（足首補強具）は、痛みを和らげるのを助け、調節可能な圧力によってより大きな安定性の感覚を生み出します。

Push保護製品は、革新的で、ユーザーのために大きな配慮をして製造されていますので、これにより最大の安全と心地よい使用が確保になります。

Push足首保護サポーターを使う際には、製品情報をもよく読んで頂くでき、ご質問の場合は、販売店にお問い合わせいただくか、**info@push.eu**へ電子メールでご連絡ください。

製品特徴

このPush足首保護サポーターは足首の回りに加圧を施し、関節の安定感を改善します。また、この加圧は必要に応じて調節することができます。

足首保護サポーターは、ベッタリとフィットし実際にどんな靴でも履くことができます。パッド材を入れたいかなる柔らかい部分は足首の弱い部分のまわりにあれます。サポーターは、*Sympress™*の高級質の快適な素材で作れており、マイクロ繊維の使用により内部が柔らかく感じて皮膚が蒸れません。Push足首保護サポーターは、使用が簡単に問題なく洗濯ができます。

効能

- 軽度の捻挫
- 軽度の皮膚炎症
- 軽度の後遺的不安定
- 関節症（不安定はなし）

サポーターを着けることができなにか、着けるべきではない障害というものは先ずありません。四肢の血液循環がよくない場合、サポーターは充血を引き起こす場合がありますので、始めはサポーターをあまりきつく着用することを避けてください。

痛みは常に警告の徴候ですから、痛みが持続するか病状が悪化する場合には、医者または理学療法士と相談されることをおすすめします。

サイズ/適合の決定

足首サポーターには、5つのサイズがあります。願いたいし膝下90度の位置関係になるようにしてください。そして、パッケージの具体例で示すように踵と足の甲のまわりの周囲を測ってください。パッケージに表示された表は、あなたに合うサポーターのサイズの参考になります。

- サポーターに足を入れ、押さながらそれがぴったりと合うようにしてください。足がすねたいして直角となるような姿勢で伸縮性のファスナー（留め具）を足の正面で閉じてください。
- 長い伸縮バンドを足の正面をくるんでください。
- くるぶし（距骨）よりちょっと上の伸縮バンドの上を長い伸縮バンドで足の内側で閉じてください。

洗たくに関して

🧺 🧺 🧺 🧺 🧺

ブレースの衛生を保ち、寿命を最大に伸ばすには、クリーニングの指示を守って定期的にブレースをクリーニングすることが重要です。

しばらくそれを使用するつもりがない場合には、保管する前にブレースを洗って乾燥させることをお勧めします。

洗たくの前には、サポーターと他の洗濯物を保護するために面ファスナーを閉じてください。

サポーターは、温度30度以下で 注意を必要とする洗濯機の繊織サイクルまたは手で洗濯することができます。どんな漂白剤も使わないでください。

洗濯機のゆるやかな回転乾燥サイクルを使っても大丈夫はありませんが、その後、サポーターを大気中で（熱源の近くや筒式乾燥機以外で）乾かしてください。

重要

- Pushサポーターの適正な使用のため、医師または理学療法士による診断を必要とする場合があります。
- フッシュブレースは、無傷の皮膚に着用する目的で設計されています。皮膚に傷がある場合には、まず適切な材料で覆う必要があります。
- 最適な効能を実現するには、適切なサイズを選択する必要があります。購入前にブレースを取り付けて、サイズを確認してください。販売代理店の専門スタッフが、フッシュブレースを取り付ける最適な方法を説明します。この製品情報は、安全な場所に保管して、取り付ける仕方がいつでも必要なときにいつでも参照できるようにしてください。
- 製品に個別の調整が必要な場合には、ブレースの専門家に相談してください。
- Pushサポーターを使う際には、損耗部品または縫い目のほころび等の徴候をチェックしてください。Pushサポーターの最適な効能は、製品が完全に無傷である場合に保証されます。
- 医療機器に関するEU規制2017/745の枠組み内にある場合、ユーザーは製品に関連する重大な事故について製造業者およびユーザーの会社のある加盟国の所管官庁に報告しなければなりません。

Push®は、オランダのNea International by 社

<p>当社の国の販売店について詳しい情報を得たい場合には、次のサイトをご覧ください。 www.push.eu/distributors</p>

KOTNÍKOVÁ BANDÁŽ PUSH CARE

ÚVOD

Výrobky Push care představují řešení tam, kde je volnost tělesného pohybu v důsledku úrazu nebo poruchy omezená.

Vaše nová kotníková bandáž je výrobkem řady Push care, jehož charakteristikou je vysoká efektivnost, pohodlnost a kvalita. Kotníková bandáž Push care pomáhá zmírnit bolest a přináší pocit větší stability působením nastavitelného tlaku.

Výrobkům Push care je při jejich výrobě věnována nejvyšší péče a mají moderní konstrukci. Tím je zajištěna jejich maximální bezpečnost a lze je nosit zcela bez obav.

Před použitím kotníkové bandáže Push care si dobře prostudujte informace o výrobku. Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se laskavě na svého prodejce nebo nám zašlete e-mail na adresu: **info@push.eu**.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Kotníková bandáž působí kolem kotníku kompresí. Čímž se zlepšuje pocit stability kloubu. Tlak je možno podle potřeby upravovat.

Kotníková bandáž dokonale sedí a dá se nosit prakticky v každé obuvi. Kolem zranitelných míst v zápleti byly vytvořeny tzv. zóny pohodlnosti podložního materiálu.

Je vyrobená z vysoce kvalitního a pohodlného materiálu Sympress™. Díky tomu, že obsahuje mikrovlnákna, je materiál uvnitř měkký a udržuje pokožku suchou.

Kotníková bandáž Push care se snadno nasazuje a dá se bez problému práť.

INDIKACE

- Mírná distorze
- Lekkie skřepění
- Slabě poddráždění pouzdra
- Slabá reziduílní nestabilita
- Artróza bez nestability

Nejsou známy žádné poruchy, při kterých by ortéza nemohla či neměla být použita. V případě nedostatečného krevního oběhu v končetinách může ortéza způsobit hyperémii. Zpochkň ortézu příliš neuzateju.

Bolest je vždy varovným znamením. Pokud bolest přetrvává nebo se obtíže zhoršují, je vhodné poradit se s lékařem nebo terapeutem.

STANOVENÍ SPRÁVNÉ VELIKOSTI / NASAZOVÁNÍ

Kotníková výztuha se dodává v 5 velikostech. Postavte chodidlo tak, aby s holení svíralo úhel 90°. Potom si podle obrázku na obalu změřte obvod kolem paty a nártu. Správnou velikost výztuchy pro svou nohu odečtete v tabulce na obalu.

- Nasaňte si podkakt kolem nohy tak, aby dobře seděl. Postavte chodidlo tak, aby s holení svíralo úhel 90°. Potom vepředu zapněte elastické zapínání.
- Dlouhý elastický pás ovíňte kolem přední části chodidla.
- Septejte dlouhý elastický pás uvnitř chodidla přes krátký elastický pás těsně nad kotníkovou kostí.

PRÁNÍ

🧺 🧺 🧺 🧺 🧺

Je důležité ortézu pravidelně práť dle příslušných pokynů. Zlepšete tak hygienu a maximálně prodloužte životnost ortézy.

Máte-li v úmyslu bandáž po nějakou dobu nepoužívat, doporučujeme ji před uloženiem vyprat a usušit.

Před praním zapněte suchý zip, aby jste ochránili ortézu i ostatní prádlo.

Bandáž se dá práť při teplotách do 30°C v režimu jemných tkanin nebo v ruce. Bělici přípravky nepoužívejte.

Lze použít jemné odšťavňovači. Potom bandáž nechte uschnout volně na vzduchu (nikoli poblíž zdrojů tepla; rovněž ji nedávejte do bubnové sušičky).

DŮLEŽITÉ ZPOZORNĚNÍ

- Ke správnému používání bandáže Push může být zapotřebí, aby lékař nebo terapeut nejprve stanovil diagnózu.
- Ortézy Push jsou určeny k nošení na nepoškozené pokožce. Poškozenou pokožku je třeba nejprve zakrýt vhodným materiálem.
- Optimální funkcionie je možné dosáhnout pouze při použití správné velikosti. Před nákupem si ortézu vyzkoušejte a vyberte správnou velikost. Správné nasazení ortézy Push vám vysvětlí odborný personál v prodejně. Doporučujeme, abyste si tyto informace o výrobku uschovali na bezpečném místě a měli tak možnost si přečíst pokyny k nasazení ortézy, kdykoli budete třeba.
- Pokud výrobek vyžaduje individuální úpravu, kontaktujte specialistu na ortézy.
- Než si bandáž Push nasadíte, vždy si ji prohlédněte, abyste vás postřehli případné známky poškození nebo stárnutí součástí nebo švů. Optimální funkci lze u bandáže Push zaručit jen tehdy, její výrobek zcela neporušený.
- V rámci nařízení EU 2017/745 z zdravotnických prostředků musí uživatel ohlásit jakoukoli závažnou nežádoucí příhodu týkající se produktu výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém uživatel sídlí.

Push® je registrovaná známka společnosti Nea International bv

<p>Dane dystrybutora w Państwie kraju można znaleźć na stronie www.push.eu/distributors</p>

ORTOPEDYCZNA OPASKA OCHRONNA STAWU SKOKOWEGO

WSTĘP

Produkty ochronne stanowią jedno z rozwiązań problemów związanych z przewlekłymi bólami porażymymi. Stanowią zabezpieczenie przed urazami u osób bawo aktywnych.

Opaska ochronna stawu skokowego jest produktem charakteryzującym się wysoką skutecznością, jakością oraz dającą wygodę pacjentowi. Opaska stawu skokowego Push care pomaga zmniejszyć ból i dzięki regulowanemu stopniowi ucisku daje poczucie większego stabilizógot i a gotdantal na wygodę.

Uciskowe produkty ochronne wytwarza się z ogromną dokładnością. Aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów, opaska zapewnia masbodé ruchów przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.

Przed użyciem opaski należy uwanie przeczytać informację dotyczącą tego produktu. Wszelkie zapytania proszę kierować do sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: **info@push.eu**

OPIS PRODUKTU

Opaska uciskowa stawu skokowego poprzez swoje działanie zapewnia zwiększenie pozycja stabilizógot stawu. Ucisk może być regulowany w miarę potrzeb. Opaska jest doskonale dopasowana i może być noszona do każdego butów. W szczególności wrażliwych miejscach kostki znajdują się wykonane z miękkiego materiału tzw. elementy zwiększające wygodę.

Jej wyrobena z wysoce kvalitního a pohodlného materiálu Sympress™. Díky tomu, že obsahuje mikrovlnákna, je materiál uvnitř měkký a udržuje pokožku suchou.

Zastosowanie mikro-włókien sprawia, że wewnętrzna jej strona jest miękka i skóra pod nią nie poci się. Opaska jest łatwa w użyciu. Można ją prać.

WSKAZANIA

- Lekkie skřepění
- Lekkie podrážnienie tobeki
- Lekka niestabilność resztkowa
- Artróza bez niestabilności

Nie są znane żadne schorzenia, które stanowiłyby przeciwwskazanie do używania opaski. W przypadku słabego krążenia krwi w kończynach opaska może spowodować przekrwienie. Na początku stosowania należy wystrzegać się zbyt ciasnego dopasowania opaski.

Ból zawsze stanowi ostrzeżenie. W przypadku utrzymywania się dolegliwości bólowych lub ich nasilenia należy zgłosić się do lekarza lub rehabilitanta.

WYBÓR ROZMIARU/DOPASOWANIE

Opaska na kostkę dostępna jest w 5 rozmiarach. Ustawić stopę pod kątem 90° w stosunku do nogi. Następnie zmierzyć obwód dookoła pięty i podcięcia, w sposób podany na ilustracji na opakowaniu. Właściwy rozmiar opaski znaleźć można w tabeli na opakowaniu.

- Wsuwać opaskę na stopę, sprawdzając, czy jest dobrze dopasowana. Trzymać stopę pod kątem 90° w stosunku do nogi. Następnie zapiąć elastyczne mocowanie z przodu.
- Owinąć długi elastyczny pasek wokół przedniej części stopy.
- Zapiąć długi pasek elastyczny po wewnętrznej części stopy nad krótkim paskiem elastycznym, tuż nad kostką.

KONSERWACJA

🧺 🧺 🧺 🧺 🧺

Aby zapewnić odpowiedni poziom higieny i wydłużyć żywotność opaski ortopedycznej, należy ją regularnie prać, przestrzegając odnośnych instrukcji.

Jesli orteza ma nie być używana przez pewien czas, zaleca się wypranie jej i wysuszenie przed odłożeniem do przechowywania.

Aby ochronić opaskę i pozostałe pranie, przed praniem zapnij rzepy.

Prac w temperaturze nie przekraczającej 30°C w pralce lub ręcznie. Nie należy używać środków wybielających.

Można zastosować delikatne odwirowanie. Po upraniu produkt należy suszyć na mokrym powietrzu (nie przy użyciu suszarki lub w pobliżu grzejnika).

UWAGA

- Właściwe korzystanie z ortozy może wymagać porady lekarza lub rehabilitanta.
- Opaski Push są przeznaczone do noszenia na nieuszkodzonej skórze. Uszkodzoną skórę należy najpierw zabezpieczyć odpowiednim materiałem.
- Optymalne funkcjonowanie można osiągnąć tylko poprzez wybór odpowiedniego rozmiaru. Przed zakupem należy przemierzyć opaskę w celu dopasowania rozmiaru. Profesjonalny personel dystrybutora wskaze najlepszy sposób dopasowania opaski Push. Zalecamy zachowywanie tych informacji o produkcie w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było się z nimi zapoznać przed ponownym użyciem.
- Jeżeli produkt wymaga indywidualnego dopasowania, należy skonsultować się ze specjalistą zajmującym się opaskami uciskowymi.
- Każde użycie ortozy powinno być poprzedzone sprawdzeniem, czy nie pojawiły się przetrzacia elementów ortozy lub jej szwów. Jedyne nieuszkodzony produkt daje gwarancję optymalnego działania.
- W ramach rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych użytkownik musi zgłosić każdy powazny incydent dotyczący produktu producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma siedzibę.

PUSH CARE BOKARÖGZÍTŐ

BEVEZETÉS

A Push care termék megoldást kínálhat, ha az Ön mozgásának szabadságát egy sérülés vagy rendellenesség korlátozza.

Az Ön új bokarögzítő egy olyan Push care termék, melyet magas szintű hatékonyaság, kényelem és minőség jellemez. A Push care bokarögzítő az állítható nyomás révén nagyobb stabilitásérzést hoz létre.

A Push care termékék újítást hoznak, és a legnagyobb gondossággal készültek az Ön részére. Ez elősegíti a legnagyobb biztonságát és gondatlan használatot.

A Push care bokarögzítő használatá előtt gondosan olvassa el a termékajánlatot. Amennyiben bármilyen kérdése van, kérjük forduljon viszonteladóhoz, vagy küldjön e-mail-t az **info@push.eu** internet címre.

TERMÉK ISMERTETŐJEGYEK

Az Ön Push care bokarögzítője kompressziót biztosít a boka körül, megnevelve az izület stabilitásának érzését. A kompresszió a kívánt mértékre beállítható.

A bokarögzítő tökéletesen illeszkedik, és gyakorlatilag bármilyen cipőben viselehető. Kiprámázott anyagból úgynevezett komfort zónákat alakítottunk ki a boka sérülékeny területei körül.

A rögzítő Sympress™-ből, egy jó minőségű, kényelmes anyagból készül.

A mikrozálak használatá a belső lágy tapintatávó tesztí és szárazon tartja a bőrt. A Push care bokarögzítő könnyű használni, és minden probléma nélkül mosható.

JAVALLATOK

- Enyhe ficam
- Enyhe izületi tok irritáció
- Enyhe reziduílis instabilitás
- Arthrosis instabilitás nélkül

Nincs olyan ismert rendellenesség, amelynek fennállása esetén a rögzítő nem lehet vagy nem ajánlott viselni. Csökkent véráramlású végtagok esetében a rögzítő vérbőséget okozhat. Kezelészet nem hűzza túl szorosa a rögzítő.

A fájdalom mindig figyelmeztet je! Amennyiben a fájdalom nem múlik, vagy a panaszok rosszabbodnak, ajánlott felkeresnie kezelőorvosát vagy.

A MÉRET MEGHATÁROZÁSA / ILLESZKEDÉS

A bokarögzítő 5 méretben kapható. Állítsa a lábát az alsó végtaghoz képest 90°-os helyzetbe. Ezután mérje meg a kerületet a lábán a sarok és a rüszk körül, amint az ábra mutatja. A dobozon lévő címke mutatja az Ön lábának megfelelő rögzítő méretét.

- Húzza a rögzítőt a lábra, és ellenőrizze, hogy szorosan illeszkedik-e. Tartsa a bokaját merőlegesen a lábszár tengelyére. Majd rögzítse elől a rugalmas pántot.
- Tekerje körbe a hosszú rugalmait a láb alülső részén.
- Rögzítse a láb belső oldalán lévő, hosszú, rugalmas pántot a kövvetlenül a bokacsont felett lévő rövid, rugalmas pánt felett.

TISZTÍTÁSI ELŐRÁSOROK

🧺 🧺 🧺 🧺 🧺

A higiénikus használat érdekében és a rögzítő maximális élettartamának eléréséhez a mosásra vonatkozó utasításokat betartva rendszeresen mossa ki a rögzítőt.

Ha hosszabb ideig nem használja a rögzítőt, a tárolás előtt ajánlott kimosni és megszáritani.

Mosás előtt zárja a tépőzárát, hogy védje a rögzítőt és a többi szennyezst.

Prac w temperaturze nie przekraczającej 30°C w pralce lub ręcznie. Nie należy używać środków wybielających.

Można zastosować delikatne odwirowanie. Po upraniu produkt należy suszyć na mokrym powietrzu (nie przy użyciu suszarki lub w pobliżu grzejnika).

FONTOS

- Korrektt brug af Push-banden kan kræve, at der stilles diagnose af en læge eller behandler.
- Push braces ska bäras på intakt hud. Om huden är skadad måste den först täckas över med något lämpligt medel.
- Storleken måste vara korrekt för en optimal funktion. Prova därför stödet innan du köper det, så att storleken blir rätt. Den professionella personalen i butik/en förklarar hur du sätter på dig ditt Pushstöd på bästa sätt. Spara produktinformationen så att du kan läsa igenom anvisningarna på nytt vid ett senare tillfälle om du vill.
- Ta kontakt med en specialist om produkten behöver individuell anpassning.
- Kontrollera Pushstödet varje gång du ska använda det med avseende på eventuella tecken på slitage eller förändring av delar eller sömmar. Det är bara om Pushstödet är i helt felfritt skick som du får optimala prestanda.
- Inom ramen för EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter ska användaren rapportera om alla allvariga tillbud i samband med produkten, både till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat där användaren har sitt säte.

A Push® a Nea International bv regisztrált védjegye

<p>Amennyiben a forgalmazó országban a termék eladóit szeretné megtalálni, látogasson el a következő oldalra: www.push.eu/distributors</p>

PUSH CARE-FOTSTÖD

INLEDNING

Push care-produkterna löser dina problem när din rörelsefrihet är begränsad efter en skade eller en rubbing.

Ditt nya fotstöd är en Push care-produkt. Karakteristik för Push care-produkterna är höggradig effektivitet, komfort och kvalitet. Push care-fotstödet ger smärtelindring och en fölelse av ökad stabilitet genom att trycket kan ökas eller minska.

Push care-produkterna är innovativa och tillverkas med stor omsorg. Det säkerställer maximal säkerhet och bekymmerslös användning.

Läs produktinformationen noga innan du använder ditt Push care-fotstöd. Kontakta återförsäljaren eller skicka ett e-postmeddelande till **info@push.eu** om du undrar över någoting.

PRODUKTKARAKTERISTIKA

Ditt fotstöd anbringat ett tryck fotleden som ger dig en ökad känsla av stabilitet i leden. Du kan öka och minska trycket efter behov.

Fotstödet har en perfekt passform och kan användas i så gott som alla skor. Så kallade komfortzoner, med dämpande material, har byggts upp kring de känsligaste delarna av fotleden.

Bandet är tillverkat av Sympress™ - ett komfortabelt material av hög kvalitet. De mikrofibrer som används ger en mjuk innersida och håller dessutom huden torr. Push care-fotstödet är enkelt att sätta på sig och lätt att tvätta.

INDIKATIONER

- Smärre snedvidning
- Mindre kapselirritation
- Mindre postoperativ instabilitet
- Artrose utan instabilitet

Det finns inga kända rubbingar för vilka stödet inte ska eller bör användas. Vid dålig blodcirkulation i lemmarna kan ett stöd ge upphov till hyperemi. Undgå att påföra bandagen för stramt i begynnelsen. Smerte är alltid ett varselstecken. Hvis smerten vedvarer, eller symptomerne forværes, bør du konsultere din læge eller behandler.

BESTÄMMA STORLEK/PASSFORM

Mät sedan omkrets i fem olika storlekar. Håll foten i 90 graders vinkel mot underbenet. Mät det område kring hälen och vristen. Se illustrationen på förpackningen. Väj ett fotstöd av rätt storlek med hjälp av tabellen på förpackningen.

- Trä underdelen över foten. Se till att den ligger an ordentligt. Håll kvar foten i 90 graders vinkel mot underbenet. Förslut bandet det elastiska fastet framill.
- Linda det långa elastiska bandet runt fotens farsida.
- Förslut det långa elastiska bandet på fotens insida över det korte elastiska bandet precis ovanför ankelbenet.

TVÅTTANVISNINGAR

🧺 🧺 🧺 🧺 🧺

För hygienens skull och för att förlänga stödets livslängd är det viktigt att du tvättar stödet regelbundet och att du följer tvättanvisningarna.

Om du inte ska använda stödet under en längre period rekommenderar vi att du först tvättar stödet och låter det torka, innan du lägger undan det

Stång karborbåndsförslutningen innan du tvättar stödet för att skydda både det och den övriga tvätten.

Stödet kan tvättas vid temperaturer på upp till 30 °C – antingen med ett program för känsliga material eller för hand. Använd inte blekmedel.

Lättare centrifugering är OK. Häng sedan stödet på tork – helst utomhus (häng det inte nära en värmekälla och torka det inte i en torktumlare).

VIKTIGT

- Korrektt använing av Pushstödet kan kræva diagnos af en læge eller behandler.
- Push braces ska bäras på intakt hud. Om huden är skadad måste den först täckas över med något lämpligt medel.
- Storleken måste vara korrekt för en optimal funktion. Prova därför stödet innan du köper det, så att storleken blir rätt. Den professionella personalen i butik/en förklarar hur du sätter på dig ditt Pushstöd på bästa sätt. Spara produktinformationen så att du kan läsa igenom anvisningarna på nytt vid ett senare tillfälle om du vill.
- Ta kontakt med en specialist om produkten behöver individuell anpassning.
- Kontrollera Pushstödet varje gång du ska använda det med avseende på eventuella tecken på slitage eller förändring av delar eller sömmar. Det är bara om Pushstödet är i helt felfritt skick som du får optimala prestanda.
- Inom ramen för EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter ska användaren rapportera om alla allvariga tillbud i samband med produkten, både till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat där användaren har sitt säte.

Push® är ett registrerat varumärke av Nea International bv

<p>Amennyiben a forgalmazó országban a termék eladóit szeretné megtalálni, látogasson el a következő oldalra: www.push.eu/distributors</p>

PUSH CARE-ANKELBANDAGE

INDLEDNING

Push care-produkter tilbyder løsninger, når din bevægelsesfrihed er begrænset af en skade eller en lidelse.

Din nye ankelbandage er et Push care-produkt, der er kendetegnet ved et højt effektivtets-, komfort- og kvalitetsniveau. Push care-ankelbandagen giver smertelindring og en følelse af ekstra stabilisering af knæet vha. det justerbare tryk.

Push care-produkterne er nyskabende og fremstilles med stor omhu. Herved garanteres maksimal sikkerhet og problemfri bruk.

Læs produktvejledningen grundigt, før du bruger Push care-ankelbandagen. Hvis du har nogen spørgsmål, kan du kontakte forhandleren eller sende en e-mail til **info@push.eu** hvis du har spærsmål.

PRODUKTBESKRIVELSE

Push care-ankelstøtbandage skaber et tryk rundt om anklen, hvilket eger følelsen af stabilitet i ledet. Kompression kan justeres efter behov.

Ankelstøtbandagen har en perfekt pasform og kan bruges i praktisk talt enhver sko. Der er såkaldte komfortzoner i polstret materiale omkring de sårbare steder på anklen.

Bandagen er fremstillet af Sympress™, et behageligt materiale i høj kvalitet. Brugen af mikrofibre gør indersten blød og er nyk følelse og holder huden tarr. Ankelstøtbandagen er let at anvende og kan uden problemer vaskes.

INDIKATIONER

- Mindre forvridning
- Mindre kapselirritation
- Mindre postoperativ instabilitet
- Artrose uden instabilitet