

PUSH CARE KNEE BRACE

INTRODUCTION

Push care products provide effective solutions when your freedom of movement is restricted by an injury or disorder.

Your new knee brace is a Push care product, characterised by a high level of effectiveness, comfort and quality. The Push care knee brace provides pain relief and a sense of additional stability by means of adjustable compression.

Push care products are innovative and are manufactured for you with great care. This ensures maximum security and carefree use.

Read this product information carefully before you use the Push care knee brace.

If you have any questions, please consult your retailer. Alternatively, ask your question through info@push.eu.

PRODUCT CHARACTERISTICS

The Push care knee brace provides compression around the knee joint, improving the sense of stability of the joint.

The brace supports the patella on both sides. The compression and patella support can be adjusted as needed. The horseshoe-shaped patella element stabilises and relieves the patellofemoral joint. The open construction of the brace's upper part allows the brace to be fitted easily. A proper anatomic fit and silicone lining contribute to the brace remaining in position during waking.

The brace is made of Sympress™, a high-quality, comfortable material.

The microfiber used makes the inside soft to the touch and keeps the skin dry.

The Push care knee brace is easy to apply and can be washed without any problem.

INDICATIONS

- Osteoarthritis of the knee joint
- Patellofemoral osteoarthritis
- Retropatellar pain complaints
- Patellofemorales Schmerzsyndrom
- Patellofemorale pain syndrome
- Patella instability
- Rheumatisches Beschwerden
- Rheumatoid complaints
- Residual functional instability

There are no known disorders where the brace cannot or should not be worn.

In the case of poor blood circulation in the limbs, a brace may cause hyperaemia.

Avoid applying the brace too tightly at first, in particular at the back of the knee.

Pain is always a warning sign. If the pain persists or symptoms worsen, it is advisable to consult your doctor or therapist.

FITTING / SETTING

The knee brace is available in 5 sizes. Position the upper leg at an angle of 90° in relation to the lower leg. Then measure the circumference at the narrowest section underneath the knee joint. The table on the packaging shows the correct brace size for your knee circumference.

Loosen all hook and loop fasteners to facilitate fitting.

A. Pull the brace over the knee joint, until the preformed patella element encloses the knee. Secure the brace by closing the hook and loop fasteners 1 and 2.

B. Close the straps 3 and 4 diagonally across the upper part. Adjust to the most comfortable pressure, by tightening or loosening the straps.

CARE AND MAINTENANCE



To promote hygiene and to maximise the lifespan of the brace, it is important to wash the brace regularly, following the washing instructions.

If you intend not to use the brace for some time, it is recommended that you wash and dry the brace before storage.

Before washing, close the hook and loop fasteners to protect the brace and other laundry.

The brace can be washed at temperatures up to 30°C, on a delicate fabric cycle or by hand. Do not use any bleaching agents.

A gentle spin-dry cycle can be used; after this, hang the brace up to dry in the open air (not near a heating source or in a tumble drier).

IMPORTANT

- Proper use of the Push brace may require diagnosis by a doctor or therapist.
- Push braces were designed to be worn on an undamaged skin. Damaged skin must first be covered with suitable material.
- Optimal functioning can only be achieved by selecting the right size. Try on the brace before purchasing, to check its size. Your retailer's professional staff will explain the best way to fit your Push brace. We recommend that you keep this product information in a safe place, to consult it for fitting instructions whenever needed.
- Consult a brace specialist if the product requires individual adaptation.
- Check your Push brace before each use for signs of wear or ageing of components or seams. Optimal performance of your Push brace can only be guaranteed if the product is fully intact.
- In accordance with EU regulation 2017/745 on medical devices, the user must report any serious incident involving the product to the manufacturer and to the appropriate regulatory body in the user's country of residence.

PUSH CARE Kniebandage

EINLEITUNG

Push care Produkte bieten Lösungen, wenn Ihre Bewegungsfreiheit durch eine Verletzung oder Erkrankung eingeschränkt ist.

Ihre neue Kniebandage ist ein Push care Produkt, das sich durch hohe Wirksamkeit, Komfort und Qualität auszeichnet. Die Push care Kniebandage bietet Schmerzinderung und das Gefühl von mehr Stabilität durch einstellbaren Druck.

Push care Produkte sind innovativ und werden mit größter Sorgfalt für Sie hergestellt. Dies gewährleistet größte Sicherheit und eine sorgentfreie Benutzung.

Lesen Sie sorgfältig diese Produktinformationen, bevor Sie die Push care Kniebandage verwenden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder schicken Sie eine E-Mail mit Ihrer Frage an info@push.eu.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Die Push care Kniebandage sorgt für Kompression rund um das Knie und verbessert so das Stabilitätsgefühl des Gelenks. Dieser Druck kann individuell angepasst werden.

Die Bandage unterstützt die Knieachse bei beiden Seiten. Das hülsenförmige Patella-Element stabilisiert und entlastet das patellofemorale Gelenk. Durch die offene Konstruktion des oberen Bandageanteils kann die Bandage mühelos angelegt werden. Eine gute anatomische Passform und Anti-Rusch-Applikationen aus Silikon fördern einen sicheren Halt der Bandage während des Gehens.

Die Bandage ist aus Sympress™, einem hochwertigen, komfortablen Material.

Die Verwendung von Mikrofaser sorgt für eine weiche Innenseite und hält die Haut trocken. Die Push care Kniebandage ist leicht anzulegen und kann problemlos gewaschen werden.

INDIKATIONEN

- Gonarthrose
- Patellofemorale Arthrose
- Retropatellare Schmerzbeschwerden
- Retropatellare Schmerzsyndrom
- Patellofemorales Schmerzsyndrom
- Lateralisationstendenz der Patella
- Rheumatische Beschwerden
- Funktionale Restinstabilität

Es sind keine Beschwerden bekannt, bei denen die Bandage nicht getragen werden kann oder sollte.

Bei schlechter Durchblutung der Gliedmaßen kann eine Bandage zu Hyperämie führen. Vermeiden Sie es, die Bandage anfanglich zu fest anzulegen.

Schmerz ist immer ein Warnsignal. Wenn der Schmerz anhält oder die Beschwerden sich verschlimmern, ist es ratsam, einen Arzt oder Therapeuten aufzusuchen.

ANMESSEN/ANLEGEN

Die Kniebrace ist verfügbar in 5 Größen. Positionieren Sie den Unterschenkel in einem 90°-Winkel zum Oberschenkel. Messen Sie anschließend den Umfang an der engsten Stelle unterhalb des Kniegelenks. Anhand der Tabelle auf der Verpackung bestimmen Sie die korrekte Bandagröße für Ihr Knie.

Lösen Sie alle Klettverschlüsse, um ein einfaches Anlegen zu ermöglichen.

A. Ziehen Sie die Kniebandage über Ihr Kniegelenk, bis das vorgeformte Patella-Element die Knieachse umschließt. Schließen Sie die Bandage, indem Sie die Klettverschlüsse 1 und 2 schließen.

B. Schließen Sie am oberen Teil der Bandage die Bänder 3 und 4 überkreuz. Stellen Sie den bestmöglichen Druck ein, indem Sie die Bänder mehr oder weniger spannen.

WASCHHINWEISE



Vor eine gute Hygiene und eine längere Lebensdauer der Bandage ist es wichtig, die Bandage regelmäßig zu waschen und die Waschanleitung zu befolgen.

Wenn Sie Ihre Bandage über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, empfiehlt es sich, sie vor der Lagerung zuerst zu waschen und trocknen zu lassen.

Schließen Sie vor dem Waschen die Klettverschlüsse, um die Bandage und die restliche Wäsche zu schützen.

Die Bandage kann bei bis zu 30°C im Schonwaschgang oder von Hand gewaschen werden. Keine Bleichmittel verwenden.

Ein leichtes Schleudersprogramm kann angewendet werden. Hängen Sie anschließend die Bandage im Freien zum Trocknen auf (nicht in der Nähe von Heizquellen oder im Wäschetrockner trocknen).

WICHTIG

- Für die richtige Anwendung der Push Bandage kann eine Diagnose eines Arztes oder Therapeuten notwendig sein.
- Push Bandagen sind für das Tragen auf intakter Haut vorgesehen. Sollte die Haut verletzt sein, sollte sie mit einem geeigneten Mittel abgedeckt werden.
- Für eine optimale Funktion ist die Wahl der richtigen Größe entscheidend. Bitte probieren Sie daher Ihre Bandage vor dem Kauf an, um die Größe zu überprüfen. Das Fachpersonal Ihres Fachhändlers wird Ihnen erklären, wie Sie Ihre Push Bandage optimal anlegen. Bewahren Sie die Produktinformationen auf, damit Sie später die Anleitung zum Anlegen der Bandage nachlesen können.
- Wenden Sie sich an einen Spezialisten, wenn das Produkt individuelle Anpassungen erfordert.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ihrer Push Bandage, dass keine Abnutzung oder Alterung von Teilen oder Nähten erkennbar ist. Eine optimale Funktion Ihrer Push Bandage ist nur dann gewährleistet, wenn das Produkt vollständig intakt ist.
- Gemäß der EU Verordnung 2017/745 aus Medizinprodukte muss der Benutzer jeden schweren Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde in der EU-Lidstaat, in dem der Benutzer ansässig ist, melden.

PUSH CARE Kniebrace

WOORD VOORAF

Push care producten bieden oplossingen wanneer u door een blessure of aandoening wordt beperkt in uw bewegingsvrijheid.

Uw nieuwe kniebrace is een Push care product en wordt gekenmerkt door een hoge mate van effectiviteit, comfort en kwaliteit. De Push care Kniebrace zorgt voor pijnverlichting en een verbeterd stabiliteitsgevoel door middel van instelbare compressie.

Push care producten zijn innovatief en worden met zorg voor u gemaakt. Dit met het oog op maximale zekerheid en een zorgeloos gebruik.

Lees deze productinformatie voor het gebruik van de Push care Kniebrace aandachtig door.

Met eventuele vragen kunt u terecht bij uw leverancier. Ook kunt u uw vraag stellen via info@push.eu.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

De Push care Kniebrace biedt compressie rondom het kniegewricht, waardoor het stabiliteitsgevoel in het gewricht wordt verbeterd. Deze compressie kunt u naar eigen behoeften instellen.

De brace steunt aan weerszijden de patella. Het hooftzervormige patella-element stabiliseert en ontlast het patellofemorale gewricht. Door de open constructie van het bovenste gedeelte van de brace kan de brace eenvoudig worden aangetrokken. Tenslotte bevordert een goede anatomische pasvorm het positiebehoud van de brace tijdens het lopen.

De brace is vervaardigd van Sympress™, een hoogwaardig, comfortabel materiaal.

Door het gebruik van microvezels voelt de binnenzijde zacht aan en blijft de huid droog. De Push care Kniebrace is eenvoudig aan te leggen en kan probleemloos gewassen worden.

INDICATIES

- Gonarthrose
- Patellofemorale artrose
- Retropatellaire pijnklachten
- Patellofemorale pijn syndroom
- Instabiliteit patellaire
- Affecties rheumatoides
- Instabiliteit fonctionnelle résiduelle
- Functionele restinstabiliteit

Er zijn geen aandoeningen bekend waarbij de brace niet gedragen kan of mag worden.

Bij een slechte doorbloeding van het been kan een brace tot stuwung leiden. Leg de brace aanvankelijk niet te strak aan, zeker niet aan de achterzijde van de knie.

Pijn is altijd een waarschuwingstekst. Bij aanhoudende pijn of verergering van de klachten is het raadzaam uw behandelend arts of therapeut te raadplegen.

AANMETEN / AANLEGGEN

De kniebrace is verkrijgbaar in 5 maten. Plaats het bovenbeen t.o.v. onderbeen in een hoek van 90 graden. Meet vervolgens de omtrek op het smalste gedeelte onder het kniegewricht. In de tabel op de verpakking vindt u de juiste bracemaat behorende bij uw knieomtrek.

Maak alle klittenbandsluitingen los om een gemakkelijke instap mogelijk te maken.

A. Trek de brace over het kniegewricht, totdat het voorgevormde patella-element de knieschijf omsluit. Sluit de brace door de klittenbanden 1 en 2 te sluiten.

B. Sluit de banden 3 en 4 kruislings op het bovenste gedeelte. Stel de meest comfortabele druk in door de banden meer of minder te spannen.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT



Voor een goede hygiëne en een langere gebruiksduur van de brace is het belangrijk om de brace regelmatig te wassen en de wasinstructies te volgen.

In het geval dat u de brace een langere periode niet gebruikt, is het aan te raden de brace eerst te wassen en te laten drogen, alvorens deze op te bergen.

Sluit de klittenbanden voor het wassen ter bescherming van de brace en ander wasgoed.

De brace kan gewassen worden bij maximaal 30°C, fijne was of handwas. Gebruik tijdens het wassen geen bleekwater.

De brace mag licht gecentrifugeerd worden: hang de brace daarna in de open lucht te drogen (niet bij de verwarming of in een droogtrommel).

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Voor een juist gebruik van de Push Brace kan een diagnose door een arts of therapeut noodzakelijk zijn.
- Push braces zijn bedoeld om op de intacte huid te dragen. Mocht de huid beschadigd zijn, dan dient de huid met een daarop geëigend middel afgedekt te zijn.
- Voor een optimale functie is een juiste maatkeuze essentieel. Past u daarom vóór aankoop uw brace om de maat te controleren. Het vakkundige personeel van uw verkooppunt legt u uit hoe u uw Push brace optimaal aanlegt. Bewaar de productinformatie zodat u later de aanleginstructies kunt nalezen.
- Raadpleeg de vakspeciaalisten indien het product individuele aanpassingen vereist.
- Controleer vóór elk gebruik van uw Push brace of er geen slijtage of veroudering aan onderdelen of stikken waarneembaar is. Een optimale functie van uw Push brace is alleen gewaarborgd indien het product volledig intact is.
- In het kader van EU verordening 2017/745 inzake medische hulpmiddelen dient de gebruiker ieder ernstig voorval in verband met het product te melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit in de EU-lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.

GENOUILLÈRE PUSH CARE

INTRODUCTION

I prodotti Push care vous apportent des solutions efficaces lorsque votre liberté de mouvement a été restreinte par une blessure ou par un trouble.

Votre nouvelle genouillère est un produit Push care se caractérisant par un haut niveau d'efficacité, de confort et de qualité. Les genouillères Push care soulagent la douleur et offrent une sensation de stabilité accrue grâce à la compression réglable.

Les produits Push care sont innovants et fabriqués pour vous avec le plus grand soin. Une sécurité maximale et une utilisation sans souci sont ainsi garanties.

Lisez attentivement les présentes informations du produit avant d'utiliser la genouillère Push care.

Si vous avez des questions, veuillez consulter votre revendeur. Vous pouvez également poser votre question à l'adresse info@push.eu.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

La genouillère Push care exerce une pression autour de l'articulation du genou, améliorant ainsi sa stabilité. Cette pression peut être réglée si nécessaire.

La genouillère soutient la rotule de chaque côté. La compression et le soutien de la rotule peuvent être réglés selon le besoin. L'élément en forme de fer à cheval au niveau de la rotule stabilise et soulage l'articulation fémoro-patellaire. La conception ouverte de la partie supérieure de la genouillère facilite sa mise en place. Cet ajustement anatomique, associé au revêtement en silicone, permet à la genouillère de rester bien en place pendant la marche. La genouillère est fabriquée en Sympress™, un matériau confortable de haute qualité.

La microfibre utilisée donne une sensation de douceur à l'intérieur et permet à la peau de rester sèche. La genouillère Push care est facile à appliquer et se lave sans précaution particulière.

INDICAZIONI

- Osteoartrite de l'articulation du genou
- Osteoartrite fémoro-patellaire
- Douleurs rétro-patellaires
- Disturbi dolorosi retropatellari
- Syndrome fémoro-patellaire
- Instabilité patellaire
- Affections rhumatoïdes
- Instabilité fonctionnelle résiduelle

Il n'existe aucun trouble connu interdisant ou rendant impossible le port de la genouillère.

En cas de mauvaise circulation sanguine dans les membres, une genouillère peut provoquer une hyperémie. Ne serrez pas excessivement la genouillère, au début.

La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

DÉTERMINATION DE LA TAILLE / AJUSTEMENT

La genouillère est disponible en 5 tailles. Placez le haut de la jambe perpendiculaire au bas de la jambe. Mesurez ensuite la circonférence de la section la plus étroite sous l'articulation du genou. Le tableau se trouvant sur l'emballage vous indique la taille qui convient à votre tour de genou. Desserrez toutes les fermetures à boucles et à crochets pour faciliter la mise en place.

A. Enfilez la genouillère sur l'articulation du genou, jusqu'à ce que l'élément préformé de rotule entoure le genou. Fixez la genouillère en fermant les fermetures à boucles et à crochets 1 et 2.

B. Fermez les bandes 3 et 4 en diagonale à travers la partie supérieure. Réglez la pression la plus confortable, en serrant ou en desserrant les bandes.

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



Per garantire l'igiene e massimizzare la durata di tutore, è importante lavarlo periodicamente attenendosi alle istruzioni per un corretto lavaggio.

Se la genouillère n'est pas utilisée durant une période prolongée, il est conseillé de la laver et de la faire sécher avant de la ranger.

Avant le lavage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger la genouillère et le reste du linge.

La genouillère peut être lavée à des températures allant jusqu'à 30°C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.

Un cycle d'essorage doux peut être utilisé : ensuite, faites sécher la genouillère à l'air libre (pas près d'une source de chaleur ni dans un sèche-linge).

IMPORTANTE

- L'utilisation appropriée de la genouillère Push peut nécessiter le diagnostic d'un médecin ou d'un thérapeute.
- Les genouillères Push sont prévues pour être portées sur une peau en bonne santé. Si la peau est éventuellement endommagée, il est recommandé de couvrir la peau avec un matériel adéquat.
- Pour assurer un fonctionnement optimal, choisissez la taille de la genouillère adéquate. Essayez la genouillère avant de l'acheter, afin de vérifier que la taille vous convient. Le personnel spécialisé de votre revendeur vous expliquera la manière de placer votre genouillère Push. Nous vous conseillons de conserver ces informations, afin de pouvoir consulter à nouveau les instructions d'ajustement de la genouillère à l'avenir.
- Consultez un spécialiste des orthèses si le produit nécessite une adaptation individuelle.
- Vérifiez votre genouillère Push avant chaque utilisation, afin de détecter tout signe d'usure ou de vieillissement des pièces ou des coutures. L'efficacité de votre genouillère Push ne peut être garantie que si le produit est parfaitement intact.
- Conformément au Règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux, l'utilisateur doit informer le fabricant et l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur est établi de tout incident grave relatif au produit.

Push® est une marque déposée de Nea International bv

GINOCCHIERA PUSH CARE

INTRODUZIONE

I prodotti Push care offrono soluzioni efficaci quando la vostra libertà di movimento è limitata da una lesione o da un disturbo.

La vostra nuova ginocchiera è un prodotto Push Care, che si contraddistingue per l'alto livello di efficacia, comfort e qualità. La ginocchiera Push Care fornisce sollievo dal dolore e un senso di maggiore stabilità grazie alla compressione regolabile.

I prodotti Push care sono innovativi e vengono realizzati per voi con la massima cura possibile. Ciò assicura la massima sicurezza ed un uso senza preoccupazioni.

Prima di utilizzare la ginocchiera Push Care, vi preghiamo di leggere attentamente queste informazioni.

Per eventuali domande, vi invitiamo a rivolgervi al vostro rivenditore di fiducia oppure, in alternativa, a inoltrare la vostra domanda via e-mail all'indirizzo info@push.eu.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La ginocchiera Push Care esercita una compressione intorno all'articolazione del ginocchio migliorandone il senso di stabilità.

La ginocchiera sostiene la rotula ad ambo i lati. Sia il grado di compressione che il supporto rotuleo sono regolabili, se necessario. L'elemento di supporto rotuleo a forma di ferro di cavallo stabilizza e attenua la tensione a cui è soggetta l'articolazione femoro-rotulea. La struttura aperta della ginocchiera consente di indossarla facilmente. La linea anatomica corretta e il rivestimento in silicone consentono al prodotto di restare in posizione mentre camminati.

Il prodotto è realizzato in Sympress™, un materiale confortevole di alta qualità.

La microfibra utilizzata rende la parte interna morbida al tatto mantenendo la pelle asciutta. La ginocchiera Push Care è facile da applicare e può essere lavata senza alcun problema.

INDICAZIONI

- Osteoartrite dell'articolazione del ginocchio
- Osteoartrite femoro-rotulea
- Dolores rótulo-femorales
- Disturbi dolorosi retropatellari
- Síndrome dolorosa femoro-rotulea
- Inestabilidad de la rótula
- Dolencias reumatoides
- Inestabilidad funcional residual

Non vi sono disturbi noti per cui il prodotto non può/deve essere indossato.

In caso di circolazione sanguigna insufficiente negli arti, il tutore può causare iperemia. Evitare di applicare il tutore stringendolo eccessivamente all'inizio.

Il dolore è sempre un campanello di allarme. In caso di dolore persistente o di peggioramento del disturbo, è consigliabile consultare il proprio medico o fisioterapista di fiducia.

COME INDOSSARE/REGOLARE LA GINOCCHIERA

La ginocchiera è disponibile in 5 diverse taglie. Posizionate la coscia a 90° rispetto alla gamba. Misurate quindi la circonferenza in corrispondenza della sezione più stretta sotto l'articolazione del ginocchio. Nella tabella riportata sulla confezione potete individuare la taglia adatta alla circonferenza del vostro ginocchio.

Allentare tutte le chiusure a ganccio e occhioello per facilitare l'applicazione.

A. Applicare la ginocchiera sull'articolazione finché l'elemento rotuleo preformato non racchiude il ginocchio. Fissare la ginocchiera correttamente con le chiusure a ganccio e occhioello 1 e 2.

B. Chiusure le fascette 3 e 4 in diagonale sulla coscia. Regolare serrando o allentando le fascette fino a raggiungere una pressione ideale.

CURA E MANUTENZIONE



Per fomentare e ottimizzare la vita utile di la rodillera, es importante lavarla con regolaridad, siguiendo las instrucciones de lavado.

Se non si intende utilizzare il tutore per un periodo di tempo prolungato, si consiglia di lavarlo e asciugarlo prima di riporlo.

Prima del lavaggio, chiudere le chiusure a ganccio e occhioello per proteggere il prodotto e gli altri capi da lavare.

Se puede lavar hasta una temperatura de 30°C en un programa de tejidos delicados o bien a mano. No emplee nunca agentes blanqueadores.

Se puede usar un centrifugado suave. Después de lavar la rodillera para que se seque al aire (nunca cerca de una fuente de calor o con una secadora).

Il prodotto ad asciugare all'aria aperta (non nelle vicinanze di una fonte di calore né nell'asciugabiancheria).

IMPORTANTE

- Per un corretto uso del prodotto Push, potrebbe rendersi necessaria la diagnosi di un medico o di un fisioterapeuta.
- I tutori Push sono destinati ad essere indossati sulla cute perfettamente integra. La cute eventualmente danneggiata dovrà essere coperta prima dell'applicazione con materiale adeguato.
- Il funzionamento ottimale del prodotto è garantito solo se della taglia giusta. Si consiglia di provare il tutore prima di acquistarlo per verificare che la taglia sia adeguata. Il personale del punto vendita è a sua disposizione per spiegarle in che modo indossare correttamente il tutore Push. Le consigliamo di custodire questa scheda informativa in un luogo sicuro così da poter leggere le istruzioni su come indossare il tutore ogni volta che lo desidera.
- Nel caso in cui il prodotto dovesse necessitare di un adattamento individuale, le consigliamo di consultare uno specialista.
- Prima di utilizzare il tutore Push, verificare sempre che non presenti segni di usura o di invecchiamento di componenti o cuciture. Le prestazioni ottimali del tutore Push sono garantite solo se il prodotto è completamente integro.
- Nel quadro del regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici, l'utilizzatore è tenuto a segnalare qualsiasi incidente di grave entità occorso durante l'utilizzo del prodotto al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente.

Push® es una marchio registrato di Nea International bv

RODILLERA PUSH CARE

INTRODUCCIÓN

Los productos Push care aportan soluciones eficaces allí en donde se ve restringida la libertad de movimientos debido a lesiones o traumatismos.

La nueva rodillera es un producto Push care caracterizado por un alto nivel de eficacia, confort y calidad. La rodillera Push care proporciona alivio del dolor y sensación de mayor estabilidad gracias a una compresión ajustable.

Los productos Push care son realmente innovadores y están fabricados para usted con un esmerado cuidado. Esto garantiza el máximo de seguridad y un fácil uso.

Lea atentamente la información sobre este producto antes de utilizar la rodillera Push care.

Si tiene alguna duda, consulte con su distribuidor. También puede enviarnos sus preguntas a través de la dirección de correo electrónico info@push.eu.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La rodillera Push care proporciona una compresión alrededor de la articulación de la rodilla que mejora la sensación de estabilidad de la articulación.

La rodillera sostiene la rótula por ambos lados. La compresión y el apoyo de la rótula pueden ajustarse según sea necesario. El elemento para la rótula en forma de herradura estabiliza y alivia la articulación rótulo-femoral. La estructura abierta de la parte superior de la rodillera permite ajustarla fácilmente. El ajuste anatómico correcto y el forro de silicona permiten que la rodillera permanezca en su lugar al caminar.

La rodillera está hecha de Sympress™, un cómodo material de gran calidad.

La parte interior de microfibra proporciona un tacto suave y mantiene la piel seca. La rodillera Push Care es fácil de aplicar y se puede lavar sin problemas.

IND

PUSH CARE膝サポーター

はじめに

Push care製品は、怪我や病気のために運動の自由が制限されたような場合に、効果的な解決法を提供します。

新製品の膝サポーターは、高レベルの機能と快適さ、高品質を特徴とするPush care製品です。このPush care膝サポーターは、痛みを和らげると共に、調整可能な圧縮機能によってさらに一種の安定感をもてられています。

革新性に富み、利用者のために細心の注意をって作られています。このため、安全で何の気遣いもなくお使いいただくことができます。

Push care膝サポーターをご使用になる前に、細心の注意を払って製品に関する説明をお読み下さい。

販売店にお問い合わせいただくか、info@push.eu.

製品特徴

Push care膝サポーターは、膝関節の周りを圧縮することで、関節の安定性を改善します。

膝サポーターは両面で膝腹を支えます。圧縮と膝蓋支持の度合いは、必要に応じて調整が可能です。男婦形の膝蓋部分が膝蓋大腿関節の安定性を高め、痛みを和らげます。サポーター上部のオープン構造により、サポーターは簡単に装着できるようになっています。解剖学的な適応性とシリコンの裏張りによって、サポーターは歩行中もずれることがありません。

サポーターは高品質の快適な素材であるSympress™でできています。

マイクロファイバーが使用されているため、肌触りがソフトで、肌をドライに保ちます。Push care膝サポーターは簡単に着用で、クリーニングも問題なくできます。

適応症

- ・ 膝関節痛
- ・ 膝蓋大腿関節痛
- ・ 後膝蓋 疼痛
- ・ 膝蓋大腿関節痛緩解群
- ・ 膝腹の不安定性
- ・ リュウマチ性疼痛
- ・ 後遺症機能障害

サポーターを着用できないか、着用すべきではない既知の障害はありません。手足の血液循環が悪いと、サポーターのために充血が生じることがあります。最初サポーターをきつく締めすぎないように注意してください。痛みが持続するとか、症状が悪化する場合には、医師または理学療法士による診断を受けてください。

サイズの設定・装着

膝サポーターにはサイズが5つあります。上脚部では、下脚部に対して 90° の角度に置いて下さい。それから、膝関節の下の狭い部分の周囲を測定して下さい。パッケージに記載の表に、あなたの膝の円周に合ったサポーターのサイズが表示されています。

面ファスナーの止め具を緩めて、装着しやすいようにして下さい。

A. 予め定められた膝蓋部分が膝を囲むようになる所で、膝関節の上にサポーターを引いてください。面ファスナーの  及び  を締めて、サポーターを固定してください。

B. 上部に対して斜めにストラップ  及び  を締めて下さい。ストラップを緩めたり、締めたりしながら、最も快適になるように圧縮度を調整して下さい。

ケアとメンテナンス

   

サポーターを清潔に保ち、寿命を最大に伸ばすには、指示を守って定期的にサポーターをクリーニングすることが重要です。しばらく使用するつもりがない場合には、保管する前にサポーターを洗って乾燥させることをお勧めします。

洗う前の前には、サポーターと他の洗濯物を保護するために面ファスナーを閉じてください。

サポーターは、温度30℃まで、洗濯機のリネート洗いコースまたは手で洗濯することができます。どんな漂白剤も使用しないでください。

洗濯機のリネート洗い用の乾燥コースは使っても差支えはありませんが、その後、サポーターを風通しのよい場所（熱源の近くや回転式乾燥機以外で）乾かしてください。

重要事項

- ・ Pushサポーターを適切に使用するには、医師が療法士による診断が必要となるかもしれません。
- ・ Pushサポーターは、無傷の肌で着用する目的で設計されています。肌に傷がある場合には、まず適切な材料で覆う必要があります。
- ・ 最適な機能を実現するには、適切なサイズを選択する必要があります。購入前にサポーターを試着して、サイズを確認してください。販売代理店の専門スタッフが、Pushサポーターを装着する最適な方法を説明します。この製品情報は、安全な場所に保管して、装着の仕方について必要とときにいつでも参照できるようにしてください。
- ・ 肌に個別の調整が必要な場合には、サポーターの専門家に相談してください。
- ・ コンポーネントや縫い目に摩耗や老化の兆候がないかどうか、使用前に毎回Pushサポーターをチェックしてください。Pushサポーターの最適なパフォーマンスは、製品が全く損傷していない場合にのみ保証されます。
- ・ 医療機器に関する法規制2017/745の枠組み内にある場合、利用者は製品に関連する重大な事故について製造業者および利用者の会社のある加盟国の所管官庁に報告しなければならない。

Push®は、オランダのNea International bv社の登録商標です。

KOLENNÍ BANDÁŽ PUSH CARE

ÚVOD

Výrobky Push care představují efektivní řešení tam, kde je volnost tělesného pohybu v důsledku úrazu nebo poruchy omezená.

Vaše nové kolenní bandáž je výrobkem řady Push care, jehož charakteristikou je vysoká efektivnost, pohodlnost a kvalita. Kolenní bandáž Push care zajišťuje úlevu od bolesti a pocit větší stability působením nastavitelného tlaku.

Výrobkům Push care je při jejich výrobě věnována nejvyšší péče a mají moderní konstrukci. Tím je zajištěna jejich maximální bezpečnost a lze je nosit zcela bez obav.

Před použitím zdravotní kolenní bandáže Push care si doře prostudujte tyto informace o výrobku.

Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se laskavě na svého prodejce. Nebo nám svůj dotaz zašlete e-mailem na adresu info@push.eu.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Tato kolenní bandáž Push care stahuje oblast kolem kolenního kloubu, čímž se zvyšuje pocit jeho stability.

Bandáž zpevňuje šlásku z obou stran. Velikost tlaku i oporu děšky lze dle potřeby upravít. Opěrka děšky ve tvaru podkovy stabilizuje a uvolňuje patellofemorální kloub. Otevřená konstrukce horní části bandáže umožňuje její snadné nasazení. K tomu, že bandáž zůstává během chůze ve své poloze, přispívá dobré anatomické tvarování a silikonový materiál z vnitřní strany bandáže.

Artyza je vykonaná z vysokéj jakostí tvorčiva Sympress™, ktoré zaručuje komfort noszenia.

Je vyrobená z vysoko kvalitního a pohodlného materiálu Sympress™. Díky použitým mikrovlnkům je materiál uvnitř měkký na dotek a udržuje pokožku suchou. Kolenní bandáž Push care se snadno nasazuje a dá se bez problémů prát.

INDIKACE

- Osteoartrida kolenního kloubu
- Patellofemorální osteoartrida
- Retropatelární bolestivost
- Syndrom patellofemorální bolesti
- Nestabilita děšky
- Revmatické potíže
- Reziiduální funkční nestabilita

Nejsou přímé žádné poruchy, při kterých by ortéza nemohla či neměla být použita. V případě nedostatečného krvního oběhu v končetinách může ortéza způsobit hyperémii. Zpočátku ortézu přiláží neutahujte. Bolest je vždy varovným znamením. Pokud bolest přetrvává nebo se obtiže zhoršují, je vhodné poradit se s lékařem nebo terapeutem.

NASAZENÍ / NASTAVENÍ

Kolenní bandáž se dodává v 5 velikostech. Postavte se tak, aby stehno svíralo s holní úhel 90°. Potom si změřte obvod kolem nejúžšího místa pod kolenním kloubem. Umístěte horní část nohy do úhlu 90° k dolní části nohy. Poté si změřte obvod kolem nejúžšího místa pod kolenním

kloubem. Správnou velikost bandáže vyhovující obvodu vašeho kolena odečtěte v tabulce na straně 1.

Rozepteňte všechny suché zipy pro snadnější nasazení.

A. Nasuňte si bandáž přes kolenní kloub, až předtvarovaný díl pro děšku objevíme koleno. Bandáž uzavřete upnutím suchých zipů  a .

B. Pásky  a  zapněte úhlopříčně přes horní část. Utážením nebo uvolněním pásků si nastavíte co nepohodlnější tlak.

PRÁNÍ

   

Je důležité ortézu pravidelně prát dle příslušných pokynů. Zlepšete tak hygienu a maximálně prodloužíte životnost ortézy.

Máte-li v úmyslu bandáž po nějakou dobu nepoužívat, doporučujeme ji před uložním vyprat a usušit.

Před praním zapněte suchý zip, abyste ochránili ortézu i ostatní prádlo. Bandáž se dá prát při teplotách do 30°C v režimu jemných tkanin nebo v ruce. Bělici přípravky nepoužívejte.

Ze požití jemné odférování. Potom bandáž nechte uschnout volně na vzduchu (nikoli poblíž zdroje tepla, rovněž ji nedávajte do bubnové sušičky).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Ke správnému používání bandáže Push může být zapotřebí, aby lékař nebo terapeut nejprve stanovil diagnózu.
- Ortézy Push jsou určeny k nošení na nepoškozené pokožce. Poškozenou pokožku je třeba nejprve zakrýt vhodným materiálem.
- Optimální funkčnosti je možné dosáhnout pouze při použití správné velikosti. Před nákupem si ortézu vyzkoušejte a vyberte správnou velikost. Správné nasazení ortézy Push vám vysvětlí odborný personál v prodejně. Doporučujeme, abyste si tyto informace o výrobku uschovali na bezpečném místě a měli tak možnost si přečíst pokyny k nasazení ortézy, kdykoli budete třeba.
- Pokud výrobek vyžaduje individuální úpravu, kontaktujte specialistu na ortézy.
- Před každým použitím ortézy Push zkontrolujte, zda nejvíe známky opotřebení či štárnutí materiálu jednotlivých součástí nebo švů. Ortéza Push poskytuje správnou funkcišnost, pouze pokud není výrobek žádným způsobem poškozen.
- V rámci nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích musí uživatel ohlásit jakoukoli závažnou nežádoucí příhodu týkající se produktu výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém užíváte sídli.

Push® je registrovaná známka společnosti Nea International bv

ORTEZA KOLANA PUSH CARE

WPROWADZENIE

Produkty Push care oferują rozwiązania dla problemów związanych z przewlekłymi bólami porażkowymi.

Orteza kolana Push care jest produktem charakteryzującym się wysoką skutecznością, jakością oraz dobą wygodę pacjentowi. Orteza kolana Push care pomaga w łagodzeniu bólu, a dzięki regulowanemu stopniowi ucisku daje poczucie większej stabilności.

Produkty Push care są innowacyjne i wytwarzane z niezwykłą dokładnością. Zapewnia to swobodę ruchów przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.

Przed użyciem ortczy kolana Push care należy uważnie przeczytać informacje dotyczące tego produktu.

W razie pytań proszę kontaktować się ze sprzedawcą. Można również wysłać wiadomość na adres e-mail: info@push.eu.

OPIS PRODUKTU

Orteza kolana Push care zapewnia ucisk wokół kolana, co zwiększa poczucia stabilności całego stawu.

Orteza zapewnia obustronne podparcie rzepki stawu kolanowego. Stopień ucisku oraz podparcie rzepki można regulować w miarę potrzeb. Element podpierający w kształcie podkowy stabilizuje oraz odciąża staw rzekpowo-udowy. Otwarta konstrukcja górnej części ortczy ułatwia jej dopasowanie. Odpowiednie dopasowanie anatomiczne sprawia, że orteza pozostaje na swoim miejscu nawet podczas ruchu.

Artyza jest wykonana z wysokiej jakości tworzywa Sympress™, które zapewnia komfort noszenia.

Zastosowanie mikrowłókien sprawia, że jej wewnętrzna strona jest miękkia, a znajdująca się pod nią skóra nie poci się. Ortęze kolana Push care łatwo się zakłada i można ją bez trudu prać.

WSKAZANIA

- Zwyrwienie stawu kolanowego
- Zwyrwienie stawu rzekpowo-udowego
- Dolegliwości bólowe w obrębie tylnej powierzchni rzepki
- Konflikt rzekpowo-udowy
- Niestabilność rzepki
- Dolegliwości reumatyczne
- Resztkowa niestabilność funkcjonalna stawu

Nie są znane żadne schorzenia, które stanowiłyby przeciwwskazanie do używania ortczy.

W przypadku słabego krążenia krwi w kończynach orteza może spowodować przekrwienie. Na początku stosowania należy unikać zbyt cięsnego dopasowania ortczy, w szczególności w tylnej części stawu kolanowego. Ból jest zawsze sygnałem ostrzegawczym. W przypadku utrzymywania się dolegliwości bólowych lub ich nasilenia należy zgłosić się do lekarza lub rehabilitanta.

WYBÓR ROZMIARU/ DOPASOWANIA

Orteza kolana jest dostępna w 5 rozmiarach. Ustaw stopę pod kątem 90° w stosunku do dolnej części nogi. Następnie zmierz obwód najwęższej części podkowy stawu kolanowego. Właściwy rozmiar ortczy można znaleźć w tabeli na opakowaniu.

Poluży wszystkie mocowania rzepowe, aby umożliwić dopasowanie.

A. Wsuń ortęze na kolano, aż obejmie je element podtrzymujący rzepkę. Ustaw pozycję ortczy za pomocą mocowań rzepowych  i .

Rozepteń wszystkie suche zipy pro snadnější nasazení. A. Nasuňte si bandáž přes kolenní kloub, až předtvarovaný díl pro děšku objevíme koleno. Bandáž uzavřete upnutím suchých zipů  a .

B. Pásky  a  zapněte úhlopříčně přes horní část. Utážením nebo uvolněním pásků si nastavíte co nepohodlnější tlak.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

   

Aby zapewnić odpowiedni poziom higieny i wydłużyć okres używalności ortczy, należy ją regularnie prać, przestrzegając odpowiednich instrukcji.

Jeśli planujecie nie używać ortczy przez pewien czas, należy ją wyprać i wysuszyć przed odłożeniem do przechowywania.

Aby ochronić ortęze i pozostałe rzeczy, przed praniem zapnij mocowania na rzepy.

Prac w pralce w programie dla tkanin delikatnych lub ręcznie w temperaturze nie przekraczającej 30 °C on mosható, lágy texti programmal vagy kézzel. Ne használjon fehérítőt.

Mosás előtt zárja a tépőzárát, hogy védje a rögzítést és a többi szennyezt. A rögzítő legfeljebb 30 °C-on mosható, lágy texti programmal vagy kézzel. Ne használjon fehérítőt.

Mocno zastosować delikatne odżywianie. Po wypraniu produktu należy suszyć na wolnym powietrzu (nie przy użyciu suszarki ani w pobliżu grzejnika).

Ze požití jemné odférování. Potom bandáž nechte uschnout volně na vzduchu (nikoli poblíž zdroje tepla, rovněž ji nedávajte do bubnové sušičky).

WAŻNE!

- Właściwe korzystanie z Push może wymagać porady lekarza lub rehabilitanta.
- Ortęzy Push są przeznaczone do noszenia na nieuszkodzonej skórze. Uszkodzoną skórę należy najpierw zabezpieczyć odpowiednim materiałem.
- Ortęzy Push jsou určeny k nošení na nepoškozené pokožce. Poškozenou pokožku je třeba nejprve zakrýt vhodným materiálem.
- Optimální funkčnosti je možné dosáhnout pouze při použití správné velikosti. Před nákupem si ortézu vyzkoušejte a vyberte správnou velikost. Správné nasazení ortézy Push vám vysvětlí odborný personál v prodejně. Doporučujeme, abyste si tyto informace o výrobku uschovali na bezpečném místě a měli tak možnost si přečíst pokyny k nasazení ortézy, kdykoli budete třeba.
- Každé użycie ortczy Push powinno być poprzedzone sprawdzeniem, czy nie pojawiły się przetarcia jej elementów lub szwów. Optymalne działanie ortczy Push może być zagwarantowane tylko wtedy, kiedy produkt jest w pełni nienaruszony.
- W ramach rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych użytkownik musi zgłosić każdy poważny incydent dotyczący produktu producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma siedzibę.

Push® je registrovaným znakom telowarom firmy Nea International bv

PUSH CARE TÉRDÖRGÖZÍTŐ

BEVEZETÉS

A Push care termékek hatékony megoldást kínálnak, ha az Ön mozgásának szabadságát egy sérülés vagy rendellenesség korlátozza.

Az Ön új térdrögzítő egy olyan Push care termék, melyet magas szintű hatékonyság, kényelem és minőség jellemez. A Push care térdrögzítő fájdalomcsökkentést, valamint az állítható nyomás révén nagyobb stabilitást biztosít.

A Push care termékek innovatívak, és a legnagyobb gondossággal készültek az Ön részére. Maximális biztonságot és nagyobb mozgásszabadságot biztosítanak.

A Push care térdrögzítő használatá előtt gondosan olvassa el jelen termékajánlókat.

Amennyiben bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon viszonteladójához, vagy küldjön e-mailt az info@push.eu címre.

TERMÉKJELLEMZŐK

A Push care térdrögzítő kompressziót biztosít a térdízület körül, megnövelve az ízület stabilitásának érzését.

A rögzítő mindkét oldalán megtámasztja a térdkalácsot. A kompresszió és a térdkalács támasztása igény szerint állítható. A patkó alakú térdkalácsaelem stabilizálja és tehermentesíti a patellofemorális ízületet. A rögzítő felső részének nyílott felépítése lehetővé teszi a könnyű felszerelést. A pontos anatómiai illeszkedés és a szilikonbetét hozzájárul, hogy a rögzítő járás közben is a helyén maradjon.

A rögzítő Sympress™-ből, egy jó minőségű, kényelmes anyagból készül.

A mikroszálak használatá a belső rész lágy tapintású teszt, és szárazon tartja a bört.A Push care térdrögzítő könnyű használni, és minden probléma nélkül mosható.

JAVALLATOK

- A térdízület osteoarthritisis gyaluladása
- Patellofemorális osteoarthritis
- Retropateláris fájdalmak
- Patellofemorális fájdalomszindróma
- Patella instabilitás
- Reumás panaszok
- Reziiduális funkcionális instabilitás

Nincs olyan ismert rendellenesség, amelynek fennállása esetén a rögzítőt nem lehet vagy nem ajánlatos viselni.

Csökkent vérellátású végtagok esetében a rögzítő vérbeszűrést okozhat. Kezdetben ne húzza túl szorosra a rögzítőt.

Ból jest zawsze sygnałem ostrzegawczym. W przypadku utrzymywania się dolegliwości bólowych lub ich nasilenia należy zgłosić się do lekarza lub rehabilitanta.

ILLESZTÉS/BEÁLLÍTÁS

A térdrögzítő 5 méretben kapható. Hajlítsa be a térdet derékszögben. Ezután mérje meg a térdízület alatt a legkeskenyebb rész kerületét. A dobozon lévő táblázat az Ön térdkerületének megfelelő rögzítő méretét mutatja.

Lazítsa meg a tépőzárakat az illesztés elősegítéséhez.

A Húzza fel a rögzítőt a térdízületre, amíg a kalakított térdkalácsaelem körül nem veszi a térdet. Rögzítse a rögzítőt az  és  jelű tépőzárral.

B. Rögzítse a  és  jelű pántot keresztben a felső részen. A pántok meghúzásával vagy meglazításával állítsa be a legkényelmesebb nyomást.

TISZTÍTÁSI ELŐÍRÁSOK

   

A higiénikus használat érdekében és a rögzítő maximális élettartamának előéréséhez a mosásra vonatkozó utasításokat betartva rendszeresen mossa ki a rögzítőt.

Ha hosszabb ideig nem használja a rögzítőt, a tárolás előtt ajánlott kimosni és megszáritani.

Aby ochronić ortęze i pozostałe rzeczy, przed praniem zapnij mocowania na rzepy.

Mosás előtt zárja a tépőzárát, hogy védje a rögzítést és a többi szennyezt. A rögzítő legfeljebb 30 °C-on mosható, lágy texti programmal vagy kézzel. Ne használjon fehérítőt.

Egy óvatos centrifuga programot használhat: ezután akassza fel a rögzítőt, és szabad levegőn szárítson (ne hőforrás közelében vagy szárítógépben).

Ze požití jemné odférování. Potom bandáž nechte uschnout volně na vzduchu (nikoli poblíž zdroje tepla, rovněž ji nedávajte do bubnové sušičky).

FONTOS

- A Push rögzítő megfelelő használatához orvos diagnóza szükséges.
- Push rögzítők csak sértetlen bőrfelületen használhatóak. A rögzítők használatá előtt a sérült bőrfelületet megfelelő anyaggal le kell fedni.
- A rögzítő akkor működik a leghatékonyabban, ha a megfelelő méretet választja. Vasárás előtt próbálja fel a rögzítőt, és ellenőrizze a méretét. A Push rögzítő felhelyezésének módját a viszonteladó szakértői személyezet ismerteti Önnel. Javasoljuk, hogy ezt a termékajánlókat tárolja biztonságos helyen, hogy szükség esetén megtekinthesse a felhelyezésre vonatkozó utasításokat.
- Ha a termék egyéni átalakítását igényel, keresse fel a rögzítőket foglalkozó szakembert.
- Használat előtt minden alkalommal ellenőrizze, hogy a Push rögzítő részein vagy varrásain nem látszanak-e a kopás vagy az elöregedés jelei. A Push rögzítőt csak akkor tud optimális teljesítményt nyújtani, ha a termék teljesen sértetlen.
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) orvostechnikai eszközökről szóló 2017/745 rendlete szerint a felhasználók jelentenie kell a gyártó, illetve a viszonteladó lakóhelye szerint a felhasználó feloldás hatósága felé a termékkel kapcsolatos minden súlyos váratlan eseményt.

A Push® e a Nea International bv regisztrált védjegye

PUSH CARE-KNÄSTÖD

INLEDNING

Push care-produkterna ger effektiva lösningar när din rörelsefrihet är begränsad efter en olycka eller en rubbing.

Ditt nya knästöd är en Push care-produkt. Karakteristiskt för Push care-produkterna är högrgradig effektivitet, komfort och kvalitet. Push care-knästödet ger smärtlindring och ger en känsla av ökad stabilitet genom att trycket kan ökas eller minskas. Push care-produkterna är innovativa och tillverkas med stor omsorg. Det säkerställer maximal säkerhet och bekymmerslös användning. Läs denna produktinformation nogra innan du använder ditt Push care-knästöd. Kontakta återförsäljaren eller mejla oss på info@push.eu om du undrar över någonting.

PRODUKTKARAKTERISTIKA

Push care-knästödet anbringar ett tryck kring knäleden som ger dig en ökad känsla av stabilitet i leden.

Stödet stöttar knäskålen på båda sidorna. Trycket och stödet kan ställas in efter behov. Det hästskoformade knäskålelementet stabiliserar och avlastar den patellofemorala leden. Den öppna konstruktionen på stödet övre del gör det lätt att sätta på. Korrekt anatomisk passform och silikonfoder bidrar till att hålla kvar stödet på plats när du går.

Stödet är tillverkat av Sympress™ - ett komfortabelt material av hög kvalitet. De mikrofibrer som används ger en mjuk innersida och håller dessutom huden torr. Push care-knästödet är enkelt att sätta på sig och lätt att tvätta.

INDIKATIONER

- Artros i knäleden
- Patellofemoral artros
- Smärta bakom knäskålen
- Patellofemoralt smärt syndrom
- Patella instabilitet
- Reumatisk besvär
- Kvarvarande funktionell instabilitet

Det finns inga kända rubbningar för vilka stödet inte ska eller bör användas. Vid dålig blodcirkulation i lemarna kan det stöd ge upphov till hyperemi. Undvik att ha stödet för långt spånt i början. Smärta är alltid ett varselssignal. Hvis smerten vedvarer eller symptomene forverres, bør du konsultere den læge eller behandler.

STÖRELK/PASSFORM

Knästödet finnes i fem olika storlekar. Håll läret i 90° graders vinkel mot underbenet. Mät därefter omkretsen på det smalaste delen nedarför knäleden. Välj ett stöd av rätt storlek, utifrån omkretsen, med hjälp av tabellen på förpackningen.

Lossa alla kardborreband så går det lättare att ta på stödet.

A. Skjut stödet över knäleden tills det formade elementet täcker knäet. Fäst stödet genom att stänga kardborrebanden  och .

B. Förslut remarna  och  diagonalt över den övre delen. Anpassa så att trycket känns bekvämt genom att dra åt eller lossa på remarna.