

PUSH MED WRIST BRACE

INTRODUCTION

Push med products provide effective solutions for the treatment and prevention of injuries of the locomotor apparatus.

Your new wrist brace is a Push med product, characterised by a high level of effectiveness, comfort and quality. The Push med wrist brace improves stability and provides pain relief. This increases physical strength. Mechanical support, adjustable pressure and good position retention constitute the basis of its performance.

Push med products are innovative and are manufactured for you with great care. This ensures maximum security and more freedom of movement. To promote satisfied use.

Read the product information carefully before you use the Push med wrist brace. If you have any questions, please consult your reseller or send an e-mail to info@push.eu.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Your Push med wrist brace offers a high level of support, protection and rest of the wrist, without restricting the functionality of the hand. The anatomically shaped stiffeners limit palmary and dorsal flexion without obstructing it completely. The level of compression can be optimised by an easy-to-apply elastic strap. The brace is easily fitted with one hand around the lower arm.

So-called comfort zones of padded material have been created around vulnerable areas of the wrist. A proper anatomical fit contribute to the brace remaining in position during movements.

The brace is made of Sypress™, a high-quality comfortable material. The use of microfibrres makes the inside feel soft and keeps the skin dry. The Push med wrist brace can be washed normally.

INDICATIONS

- Anspannungsbeschwerden im Handgelenk
- Strain complaints in the wrist
- Instability
- Moderate to serious distortion
- RSI
- Strain complaints in the wrist extensors
- Wrist fracture without dislocations
- Follow-up treatment of wrist fractures
- Arthrosis

There are no known disorders where the brace cannot or should not be worn. In the case of poor blood circulation in the limbs, a brace may cause hyperaemia. Avoid applying the brace too lightly in the beginning.

Pain is always a sign of warning. If the pain persists or the complaint deteriorates, it is advisable to consult your doctor or therapist.

DETERMINING SIZE / FITTING

The wrist brace is available in 4 sizes. Measure the circumference of the wrist, as shown in the illustration on the packaging. The table on the packaging shows the correct brace size for your wrist size.

- The correct fitting sequence is determined by the increasing molecule symbols on the hook and loop fasteners. Slide the base around the hand until it reaches the thumb. Close the brace around the lower arm.
- Use the elastic strap to set the correct measurement range around the hand.
- Wrap the strap around the wrist once, to apply the required compression to the wrist and close it at the top.

WASHING INSTRUCTIONS



To promote hygiene and to maximise the lifespan of the brace, it is important to wash the brace regularly, observing the washing instructions.

If you intend not to use the brace for some time, it is recommended that you wash and dry the brace before storage.

Before washing, close the hook and loop fasteners to protect the brace and other laundry.

The brace can be washed at temperatures up to 30°C, on a delicate fabrics cycle or by hand. Do not use any bleaching agents.

A gentle spin-dry cycle can be used: after this, hang the brace up to dry in the open air (not near a heating source or in a tumble drier).

IMPORTANT

- Proper use of the Push brace may require diagnosis by a doctor or therapist.
- Push braces were designed to be worn on an undamaged skin. Damaged skin must first be covered with suitable material.
- Optimal functioning can only be achieved by selecting the right size. Fit the brace before purchasing, to check its size. Your reseller's professional staff will explain the best way to use your Push brace. We recommend that you keep this product information in a safe place, to be able to consult it for fitting instructions whenever needed.
- Consult a brace specialist if the product requires individual adaptation.
- Check your Push brace each time before use for signs of wear or ageing of components or seams. Optimal performance of your Push brace can only be guaranteed if the product is fully intact.
- Within the framework of EU regulation 2017/745 on medical devices, the user must report any serious incident involving the product to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user is established.

PUSH MED HANDGELENKBANDAGE

EINLEITUNG

Push med Produkte bieten wirksame Lösungen zur Behandlung und Vorbeugung von Verletzungen des Bewegungsapparates.

Ihre neue Handgelenkbandage ist ein Push Med Produkt, das sich durch hohe Wirksamkeit, Komfort und Qualität auszeichnet. Die Push Med Handgelenkbandage bietet verbesserte Stabilität und Schmerzinderung. Dies steigert die Körperkraft. Mechanische Unterstützung, einstellbarer Druck und gute Stabilität bilden die Grundlage dieser Bandage.

Push Med Produkte sind innovativ und werden mit größter Sorgfalt für Sie hergestellt. Dies gewährleistet größte Sicherheit und mehr Bewegungsfreiheit. Zur Förderung einer zufriedenen Verwendung.

Lesen Sie sorgfältig die Produktinformationen, bevor Sie die Push Med Handgelenkbandage verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder schicken Sie eine E-Mail an info@push.eu.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ihre Push Med Handgelenkbandage bietet hohe Unterstützung, Schutz und Ruhe des Handgelenks, ohne Einschränkung der Funktionalität der Hand. Die anatomisch geformte Verstellungen schränken die hohhandseitige und dorsale Flexion ein, ohne die Hand komplett zu behindern. Der Kompressionsgrad kann durch ein einfach anzusetzendes elastisches Band optimiert werden. Die Bandage ist leicht mit einer Hand am Unterarm anzulegen.

Sogenannte Komfortzonen aus gepolstertem Material wurden um empfindliche Stellen des Handgelenks herum angebracht. Eine gute anatomische Passform trägt dazu bei, dass die Bandage bei Bewegungen nicht verrutscht.

Die Bandage ist aus Sypress™, einem hochqualitativen komfortablen Material. Die Verwendung von Mikrofasern sorgt für eine weiche Innenseite und hält die Haut trocken. Die Push Med Handgelenkbandage kann normal gewaschen werden.

INDIKATIONEN

- Anspannungsbeschwerden im Handgelenk
- Instabilität
- Mäßige bis schwerwiegende Distorsion
- RSI
- Anspannungsbeschwerden in den Streckmuskeln des Handgelenks
- Handgelenkbrüche ohne Dislokationen
- Nachbehandlung bei Handgelenkfrakturen
- Arthrose

Es sind keine Beschwerden bekannt, bei denen die Bandage nicht getragen werden kann oder sollte. Bei schlechter Durchblutung in den Gliedern kann eine Bandage zu Hyperämie führen. Vermeiden Sie es, die Bandage anfänglich zu fest anzulegen.

Schmerz ist immer ein Warnsignal. Wenn der Schmerz anhält oder die Beschwerden sich verschlimmern, ist es ratsam einen Arzt oder Therapeuten aufzusuchen.

ANMESSEN/ANLEGEN

Die Handgelenkbandage ist in 4 Größen erhältlich. Messen Sie den Umfang Ihres Handgelenks wie abgebildet. Die Tabelle auf der Verpackung zeigt Ihnen die richtige Größe für Ihre Hand.

- Der korrekte Reihenfolge wird durch die zunehmende Molekülsymbole auf dem Klettverschluss festgelegt. Schieben Sie die Bandage über Ihre Hand bis zum Daumen. Schließen Sie die Bandage um den Unterarm. Close the brace around the lower arm.
- Verwenden Sie das elastische Band, um die korrekte Abmessung um die Hand zu bestimmen.
- Wickeln Sie das Band einmal um das Handgelenk herum, um die gewünschte Kompression auf das Handgelenk zu erreichen und schließen Sie es oben.

WASCHHINWEISE



Für eine gute Hygiene und eine längere Lebensdauer der Bandage ist es wichtig, die Bandage regelmäßig zu waschen und die Waschanleitung zu befolgen.

Wenn Sie Ihre Bandage über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, empfiehlt es sich, sie vor der Lagerung zuerst zu waschen und trocknen zu lassen.

Schließen Sie vor dem Waschen den Klettverschluss, um die Bandage und andere Wäsche zu schützen.

Die Bandage kann bei bis zu 30°C im Schonwaschgang oder von Hand gewaschen werden. Keine Bleichmittel verwenden.

Ein leichtes Schleuderverfahren kann angewendet werden. Hängen Sie anschließend die Bandage im Freien zum Trocknen auf (nicht in der Nähe von Heizquellen oder im Wäschetrockner trocknen).

WICHTIG

- Für die richtige Anwendung der Push Bandage kann eine Diagnose eines Arztes oder Therapeuten notwendig sein.
- Push Bandagen sind für das Tragen auf intakter Haut vorgesehen. Sollte die Haut verletzt sein, sollte sie mit einem geeigneten Mittel abgedeckt werden.
- Für eine optimale Funktion ist die richtige Wahl der Größe entscheidend. Bitte passen Sie daher Ihre Bandage vor dem Kauf an, um die Größe zu überprüfen. Das Fachpersonal an Ihrer Verkaufsstelle wird Ihnen erklären, wie Sie Ihre Push Bandage optimal anlegen. Bewahren Sie die Produktinformationen auf, damit Sie später die Anleitung zum Anlegen der Bandage nachlesen können.
- Wenden Sie sich an den Spezialisten, wenn das Produkt individuelle Anpassungen erfordert.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ihrer Push Bandage, dass keine Abnutzung oder Alterung von Teilen oder Nähten erkennbar ist. Eine optimale Funktion Ihrer Push Bandage ist nur dann gewährleistet, wenn das Produkt vollständig intakt ist.
- Gemäß der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte muss der Benutzer jeden schweren Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde in dem EU-Mitgliedstaat, in dem der Benutzer ansässig ist, melden.

PUSH MED POLSBRACE

WOORD VOORAF

Push med producten bieden oplossingen binnen de behandeling en het voorkomen van letsels van het bewegingsapparaat.

Uw nieuwe polsbrace is een push med product en wordt gekenmerkt door een hoge mate van effectiviteit, comfort en kwaliteit. De Push med Polsbrace biedt verbeterde stabiliteit en eventuele pijn. De fysieke belastbaarheid wordt hierdoor vergroot. Mechanische steun, instelbare druk en een goed positiebehoud staan hiervoor aan de basis.

Push med producten zijn innovatief en worden met zorg voor u gemaakt. Dit met het oog op maximale zekerheid en meer bewegingsvrijheid. In het belang van een tevreden gebruik.

Lees de productinformatie voor het gebruik van de Push med Polsbrace aandachtig door. Met eventuele vragen kunt u terecht bij uw leverancier of kunt u stellen aan info@push.eu.

PRODUCTEIGENSCHAPEN

Uw Push med Polsbrace biedt een hoge mate van ondersteuning, bescherming en rust aan het polsgewricht, zonder daarbij de handfunctie te beperken. De anatomisch gevormde banden limiteren de palmair en dorsaal flexie, zonder deze volledig te blokkeren. Door middel van een eenvoudig aan te leggen elastische band kan de mate van compressie optimaal worden ingesteld. De brace is eenvoudig met één hand rond de onderarm te sluiten.

Rond kwetbare gebieden van de pols zijn zgn. comfortzones aangebracht door middel van gepolstert materiaal. De goede anatomische pasvorm bevordert het positiebehoud van de brace tijdens beweging.

De brace is vervaardigd met Sypress™, een hoogwaardig, comfortabel materiaal. Door het gebruik van microvezels voelt de binnenzijde zacht aan en blijft de huid droog. De Push med Polsbrace kan probleemloos gewassen worden.

INDICATIES

- Overbelastingsklachten in het polsgewricht
- Instabiliteit
- Matige tot ernstige distorsie
- RSI
- Overbelastingsklachten van de polsxtensoren
- Polsfractuur zonder dislocaties
- Nabehandeling van polsfracturen
- Arthrose

Er zijn geen aandoeningen bekend waarbij de brace niet gedragen kan of mag worden. Bij een slechte doorbloeding van de ledematen kan een brace tot stuwings leiden. Leg de brace aanvankelijk niet te strak aan.

Pijn is altijd een waarschuwingstekst. Bij aanhoudende pijn of verergering van de klachten is het raadzaam uw behandelend arts of therapeut te raadplegen.

AANMETEN / AANLEGGEN

De polsbrace is verkrijgbaar in 4 maten. Meet de omtrek van de pols zoals aangegeven in de tekening op de verpakking. In de tabel op de verpakking vindt u de juiste bracemaat behorende bij uw polsometrk.

- De juiste aanlegvolgorde wordt bepaald door de oplopende moleculuysymbolen op het klettenband. Schuif de basis om de hand tot deze aansluit op de duim. Sluit de brace rond de onderarm.
- Stel het juiste maatbereik in rond de hand met behulp van de elastische band.
- Wikkel de band eenmaal rond de pols zodat de gewenste compressie op het polsgewricht wordt geboden en sluit deze vervolgens op de bovenzijde.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT



Voor een goede hygiëne en een langere gebruiksduur van de brace is het belangrijk om de brace regelmatig te wassen en de wasinstructies te volgen.

In het geval dat u de brace een langere periode niet gebruikt, is het aan te raden de brace eerst te wassen en te laten drogen, alvorens deze op te bergen.

Sluit de klettenbanden voor het wassen ter bescherming van de brace en ander wasgoed.

De brace kan gewassen worden bij maximaal 30°C, fine was of handwas.

Gebruik tijdens het wassen geen bleekwater. De brace mag licht gecentrifugeerd worden: hang de brace daarna in de open lucht te drogen (niet bij de verwarming of in een droogtrommel).

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Voor een juist gebruik van uw Push brace kan een diagnose door een arts of therapeut noodzakelijk zijn.
- Push braces zijn bedoeld om op de intacte huid te dragen. Mocht de huid beschadigd zijn, dan dient de huid met een daartoe geschikt middel afgedekt te zijn.
- Voor een optimale functie is een juiste maatkeuze essentieel. Past u daarom vóór aankoop uw brace om de maat te controleren. Het vakkundige personeel van uw verkooppunt legt u uit hoe u uw Push brace optimaal aanlegt. Bewaar de productinformatie zodat u later de aanleginstructies kunt nalezen.
- Raadpleeg de vakspecialist indien het product individuele aanpassingen vereist.
- Controleer vóór elk gebruik van uw Push brace of er geen slijtage of veroudering aan onderdelen of stekbanden waarneembaar is. Een optimale functie van uw Push brace is alleen gewaarborgd indien het product volledig intact is.
- In het kader van EU verordening 2017/745 inzake medische hulpmiddelen dient de gebruiker ieder ernstig voorval in verband met het product te melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit in de EU-Idstaat waar de gebruiker is gevestigd.

BANDAGE DE POIGNET PUSH MED

INTRODUCTION

Les produits Push med fournissent des solutions efficaces pour le traitement et la prévention des blessures de l'appareil locomoteur.

Uovr nouvelle attelle de poignet est un produit Push med se caractérisant par un haut niveau d'efficacité, de confort et de qualité. Le bandage de poignet Push med assure une meilleure stabilité et soulage la douleur. La résistance physique en est de ce fait augmentée. Un support mécanique, une pression réglable et un bon maintien de la position constituent la base de son fonctionnement.

Les produits Push med sont innovateurs et fabriqués pour vous avec un grand soin. Une sécurité maximale et une plus grande liberté de mouvement sont ainsi garanties. L'objectif est en effet d'atteindre la satisfaction de l'utilisateur.

Lisez attentivement les informations du produit avant d'utiliser le bandage de poignet Push med. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre revendeur ou envoyer un e-mail à info@push.eu.

CARACTERISTICHE DU PRODUIT

Votre bandage de poignet Push med offre un soutien, une protection et un repos de haut niveau au poignet, sans limiter la fonctionnalité de la main. Les bandes de renforcements formées anatomiquement limitent la flexion palmaire et dorsale sans la bloquer complètement. Le degré de pression peut être optimisé par une bande élastique facile à appliquer. Le bandage de poignet peut facilement s'ajuster d'une seule main autour de l'avant-bras.

Des bandes de confort en matière rembourrée ont été prévues autour des zones vulnérables du poignet. Un ajustement anatomique approprié fait que l'attelle de poignet reste en position quand vous êtes en mouvement.

Le produit est réalisé en Sypress™, un matériau confortable de haute qualité. L'utilisation de microfibrres rend l'intérieur doux et maintient la peau sèche. Le bandage de poignet Push med se lave normalement.

INDICATIONS

- Douleurs lancinantes au poignet
- Instabilité
- Déformation modérée à grave
- LMR (lésions dues aux mouvements répétitifs)
- Froissements dans les extenseurs de poignet
- Fracture du poignet sans luxation
- Traitement secondaire de fractures du poignet
- Arthrose

Il n'existe aucun trouble connu interdisant ou rendant impossible le port du bandage. En cas de faible circulation du sang dans les membres, un bandage peut provoquer une hyperémie. Évitez de serrer le bandage trop fort au début.

La douleur représente toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

DETERMINATION DE LA TAILLE / AJUSTAGE

L'attelle de poignet est disponible en 4 tailles. Mesurez la circonférence du poignet, comme montré dans l'illustration sur l'emballage. Le tableau sur l'emballage vous indique celle qui convient à votre tour de poignet.

- L'ordre d'ajustage correct est déterminé par les symboles de molécule croissantes sur les fermetures à boucles et à crochets. Glissez la base autour de la main jusqu'à ce qu'elle atteigne le pouce. Fermez le bandage de poignet autour de l'avant-bras.
- Utilisez la bande élastique pour régler la gamme de mesure correcte autour de la main.
- Enroulez la bande autour du poignet une fois pour exercer la pression requise sur le poignet et fermez-la sur le dessus.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE



Pour assurer l'hygiène et prolonger la durée de vie du bandage de poignet, il importe de le laver régulièrement en respectant les instructions de lavage. Si le bandage de poignet n'est pas utilisé durant une période prolongée, il est conseillé de le laver et de le faire sécher avant de le ranger.

Avant le lavage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger le bandage de poignet et l'autre ligne.

Le bandage de poignet peut être lavé à des températures allant jusqu'à 30°C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.

Un cycle d'essorage doux peut être utilisé: ensuite, faites sécher le bandage de poignet à l'air libre (pas près d'une source de chaleur ni, dans un sèche-linge).

ATTENTION

- L'utilisation appropriée du bandage Push peut nécessiter le diagnostic d'un médecin ou d'un thérapeute.
- Les bandages Push sont prévus pour être portés sur une peau en bonne santé. Si la peau est abîmée, elle doit d'abord être recouverte d'une matière adéquate.
- Pour assurer un fonctionnement optimal, choisissez la taille de bandage adéquate. Essayez donc le bandage avant de l'acheter, afin de vérifier que la taille vous convient. Le personnel spécialisé de votre revendeur vous expliquera la meilleure manière de placer votre bandage Push. Nous vous conseillons de conserver ces informations, afin de pouvoir consulter à nouveau les instructions d'ajustement du bandage à l'avenir.
- Consultez un spécialiste des bandages si le produit nécessite une adaptation individuelle.
- Contrôlez votre bandage Push avant chaque utilisation, pour vérifier qu'il n'y a pas de signes d'usure ou de vieillissement de ses éléments ou de ses coutures. Votre bandage Push ne peut fonctionner de manière optimale que s'il est entièrement intact.
- Conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, l'utilisateur doit informer le fabricant et l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur est établi de tout incident grave relatif au produit.

POLSIERA PUSH MED

INTRODUZIONE

I prodotti Push Med offrono soluzioni efficaci per il trattamento e la prevenzione di lesioni all'apparato locomotor.

La vostra nuova polsiera è un prodotto Push Med, che si contraddistingue per l'alto livello di efficacia, confort e qualità. La polsiera Push Med migliora la stabilità fornendo sollievo dal dolore. Ciò consente di accrescere la forza fisica. Gli elementi essenziali alla base delle prestazioni del prodotto sono il supporto meccanico, la pressione regolabile e il buon mantenimento della postura.

I prodotti Push Med sono innovativi e vengono realizzati per voi con grande cura. Ciò assicura la massima sicurezza ed una maggiore libertà di movimento. Ciò allo scopo di garantire un uso senza preoccupazioni.

Prima di utilizzare la polsiera Push Med, vi preghiamo di leggere attentamente le informazioni sul prodotto. Per domande e/o osservazioni, vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore di fiducia o di inviare una e-mail a info@push.eu.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La vostra polsiera Push Med offre un alto livello di sostegno, protezione e riposo del polso, senza limitare la funzionalità della mano. I rinforzi a forma anatomica limitano la flessione palmare e dorsale senza ostacolarla completamente. Il livello di compressione può essere ottimizzato da una cinghia elastica di facile applicazione. Il prodotto può essere facilmente indossato intorno all'avambraccio con una sola mano.

Attorno alle aree vulnerabili del polso sono state create delle cosiddette «zone di confort» o di materiale imbottito. La forma anatomica corretta consente al prodotto di restare in posizione durante i movimenti.

Il prodotto è realizzato in Sypress™, un materiale confortevole di alta qualità. L'uso di microfibre rende la parte interna morbida al tatto mantenendo la pelle asciutta. La polsiera Push Med può essere lavata normalmente.

INDICAZIONI

- Distrazione del polso
- Instabilità
- Distorsione da moderata a grave
- RSI
- Disturbi distorsivi negli estensori del polso
- Frattura del polso senza slogature
- Trattamento secondario di fratture del polso
- Artrosi

Non vi sono disturbi noti che sconsigliano l'uso del prodotto. In caso di circolazione sanguigna insufficiente negli arti, il prodotto può causare iperemia. Evitate di applicare il prodotto stringendolo troppo all'inizio.

Il dolore rappresenta sempre un campanello di allarme. Se il dolore persiste o i disturbi peggiorano, è consigliabile consultare il vostro medico o il vostro fisioterapista.

COME STABILIRE LE GIUSTE DIMENSIONI/LA GIUSTA TAGLIA

La polsiera è disponibile in 4 diverse taglie. Misurate la circonferenza del polso, come illustrato nella figura riportata sulla confezione. Nella tabella riportata sulla confezione potete individuare le dimensioni corrispondenti al vostro polso.

- La corretta sequenza di applicazione è determinata dai simboli di valore crescente stampigliati sulla chiusura a gancho e occhio. Fate scivolare la base intorno alla mano fino a raggiungere il pollice. Chiusete la polsiera intorno all'avambraccio.
- Utilizzate la cinghia elastica per regolare la corretta tensione intorno alla mano.
- Avvolgete la cinghia intorno al polso una volta, per applicare la compressione adeguata al polso e chiudetela nella parte superiore.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



Per garantire l'igiene e massimizzare la durata di tutore, è importante lavarla periodicamente attenendosi alle istruzioni per un corretto lavaggio.

Se non si intende utilizzare il tutore per un periodo di tempo prolungato, si consiglia di lavarlo e asciugarlo prima di riporlo.

Prima del lavaggio, chiudete le chiusure a gancho e occhioello per proteggere il prodotto e gli altri capi da lavare.

Il prodotto può essere lavato fino ad temperatura di 30°C, a mano o utilizzando un ciclo per tessuti delicati. Non utilizzare alcun candeggiante.

È possibile utilizzare un ciclo delicato di centrifuga: una volta terminato, stendete il prodotto ad asciugare all'aria aperta (non nelle vicinanze di una fonte di calore né nell'asciugabiancheria).

IMPORTANTE

- Per un corretto uso del prodotto Push, può essere necessaria la diagnosi di un medico o di un fisioterapista.
- I tutori Push sono destinati ad essere indossati sulla cute perfettamente integra. La cute eventualmente danneggiata dovrà essere coperta prima dell'applicazione con materiale adeguato.
- Il rendimento ottimale del prodotto è garantito solo se della taglia giusta. Prubéase el protector antes de comprarlo para asegurarse de la talla. El personal profesional de su distribuidor le explicará la mejor forma de ajustarse la muñequera Push. Es recomendable guardar la información de este producto en un lugar seguro, para poder consultar las instrucciones de ajuste cuando lo necesite.
- Nel caso in cui il prodotto dovesse necessitare di un adattamento individuale, le consigliamo di consultare uno specialista.
- Prima di utilizzare il tutore Push, verificate sempre che non presenti segni di usura o di invecchiamento di componenti o cuciture. Le prestazioni ottimali del tutore Push sono garantite solo se il prodotto è completamente integro.
- Nel quadro del regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici, l'utilizzatore è tenuto a segnalare qualsiasi incidente di grave entità occorso durante l'utilizzo del prodotto al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente.

MUÑEQUERA PUSH MED

INTRODUCCIÓN

Los productos Push Med proporcionan soluciones para el tratamiento y la prevención de lesiones del aparato locomotor.

La nueva muñequera es un producto Push med caracterizado por un alto nivel de eficacia, confort y calidad. El soporte para muñeca Push med aumenta la estabilidad y alivia el dolor. Esto sirve para aumentar la resistencia física. El soporte mecánico, la presión ajustable y una buena retención de la posición constituyen la base de su rendimiento.

Los productos Push Med son realmente innovadores y están fabricados para usted con un esmero cuidado. Esto asegura el máximo de seguridad y una mayor libertad de movimientos. Para un mejor aprovechamiento de su uso antes de usar la muñequera Push med, le cuidadosamente las instrucciones del producto.

Si tiene alguna duda, consulte con su distribuidor o envíe un correo electrónico a info@push.eu.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La muñequera Push med ofrece un gran nivel de apoyo, protección y descanso de la muñeca sin reducir la funcionalidad de la mano. Los refuerzos conformados anatómicamente limitan la flexión hacia la palma y el dorso de la mano sin obstruirla por completo. Se puede optimizar el nivel de compresión por medio de una banda elástica de fácil aplicación. La muñequera se puede ajustar cómodamente con una mano en redor del brazo.

Alrededor de los puntos vulnerables de la muñeca se han creado zonas blandas de material acolchado. Un correcto ajuste anatómico contribuye a que la muñequera se mantenga en su posición mientras se realizan movimientos.

La muñequera está hecha de Sypress™, un cómodo material de gran calidad. El uso de microfibras proporciona una sensación suave y mantiene la piel seca. La muñequera Push med se puede lavar de forma normal.

INDICACIONES

- Dolencias por distensiones en la muñeca
- Inestabilidad</

PUSH手首医療サポーター

はじめに

Push医療製品は、運動器官の損傷の処置や有効な解決策を提供します。新しい手首サポーターのPush 医療製品は、高水準の機能と快適性と品質を特色としています。Push med wrist brace（手首補強具）は、安定性を高めて、痛みを和らげます。機械的抵抗と可調圧力と良い位置の保持は、良いパフォーマンスの基礎となります。

Push医療製品は革新的で、ユーザーのために大きな配慮をして製造されています。これにより動作における最大の安全とより多くの自由を確かなものとし、確実な使用を促進することができます。

Push手首医療サポーターを使う際には、製品情報をよく読んでください。ご質問の場合は、販売店にお問い合わせいただくか、info@push.euへ電子メールでご連絡ください。

製品特徴

手首医療サポーターは、手の機能性を制限することなく高水準の手首の相対、保護そして休息を与えてくれます。解剖学的に形づくられた補強材は、手のひらや背面の筋肉の動きを完全に妨げることなしに制限します。加圧のレベルは、適用が容易な伸縮性バンドで最適化することができます。サポーターは、下腕の厚りに片手で容易に付けることができます。

バンド材を入れた柔らかい部分は、手首の弱い部分の周りを囲みます。適切な解剖学的整合性は動作中、ここにあるサポーターを助けます。

サポーターは、高品質で快適な材料であるSympress™でできています。ミクロ繊維の使用で内部はソフトで皮膚の黒れを防ぎます。Push手首医療サポーターは、普通に洗うことができます。

功能

- 手首性傷の予防
- 不安定
- 軽・重度の捻挫
- 頸肩腕症（RSI）
- 手首伸筋の筋違えの誘発
- 手関節骨折（脱臼はなし）
- 手首骨折の継続処置
- 関節症

サポーターを着けることができないか、着けるべきでないと言う 障害のケースはありません。四肢の血液循環がよくなる場合、サポーターは充血を引き起こす場合があります。始めは、サポーターをあまりきつく着用することを避けてください。

痛みは常に警告の徴候です。痛みが持続するかその病状が悪化する場合には、医師または理学療法士と相談されることをおすすめします。

サイズ・整合の決定

Push手首医療サポーターには、4つのサイズがあります。包装容器上の説明のように手首の周りを計ります。包装容器上の表には、手首の正しいサポーター寸法があります。

- 正しい整合の順序は、面ファスナー上の増加する分子シンボルにより決定されます。ベースを視覚に進ずるまで手のまわりですべて合わせてください。下腕の回りでサポーターを締めてください。

- 伸縮性バンドを使い、手の回りの正しい測定範囲を決めてください。
- 手首に必要な加圧を適用して最高のところでそれを締めるため、手首を一旦バンドでくるんでください。

洗濯に関して

- 🧼

🧺

🧴

🧻

🧴

ブレースの衛生を保ち、寿命を最大に伸ばすには、クリーニングの指示を守って定期的にブレースをクリーニングすることが重要です。

しばらくそれを使用するつもりがない場合には、保管する前にブレースを洗って乾燥させることをお勧めします。

洗うの前には、サポーターと他の洗濯物を保護するために面ファスナーを閉じてください。

サポーターは、温度30度以下で 注意を必要とする洗濯機の繊維サイクルまたは手で洗うすることができます。どんな漂白剤も使わないでください。

洗濯機のゆるやかな回転乾燥サイクルは使っても差支えはありませんが、その後、サポーターを大気中で（熱源の近くや回転式乾燥機以外で）乾かしてください。

重要

- Pushサポーターの適正使用には、医師または理学療法士による診断を必要とする場合があります。
- ブレースプレースは、無傷の皮膚に着用する目的で設計されています。皮膚に傷がある場合には、まず適切な材料で覆う必要があります。
- 最適な機能を実現するには、適切なサイズを選択する必要があります。購入前にブレースを取り付けて、サイズを確認してください。販売代理店の専門スタッフが、ブレースプレースを取り付ける最適な方法を説明します。この製品情報は、安全な場所に保管して、取り付ける仕方について必要なときいつでも参照できるようにしてください。
- 製品に顕微鏡の調整が必要な場合には、ブレースの専門家に相談してください。コンピュータや織い目と摩擦や老化の兆候がいかなどから、使用前に毎回ブレースプレースをチェックしてください。ブレースプレースの最適なパフォーマンスは、製品が全く損傷していない場合にのみ保証されます。
- 医療機器に関する印刷物2017745の特権組み内にある場合、ユーザーは製品に関連する重大な事故について製造業者およびユーザーの会社のある加盟国の所管官庁に報告しなければならないとします。

Push®は、オランダのNea International bv 社
🇺🇸 Push®は、登録商標のNea International bv 社

ZÁPĚSTNÍ BANDÁŽ ŘADY PUSH MED

ÚVOD

Povybky ochrone staznec sklutecne rozviavanie problemov zviazaných z przewleklymi bólamy porazowymi. Stanowią zabezpieczenie przed urazami u osób bdkarzo aktywnych.

Vaše nova zápeštní bandáž je výrobkem Push med, který je charakterizován vysokou efektivitou, pohodlností a kvalitou. Zápeštní bandáž Push med zlepšuje mechaniku a pomáhá zmírnit bolest. Zvyšuje tak tělesnou sílu. Podstatou její funkce je stabilizace opaku, nastavitelná tlak a dobrá fixace polohy.

Výrobkům Push med je při jejich výrobě věnována nejvyšší péče a mají moderní konstrukci. Tím je zaručena maximální bezpečnost a větší volnost pohybu. Cílem je, přinést vám co nejlépeť uspokojení z jejich nošení.

Před použitím zápeštní bandáže Push med si dohle prostudujte informace o výrobku. Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se laskavě na svého prodejce nebo nám zašlete e-mail na adresu: info@push.eu.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Zápeštní bandáž Push med zajišťuje výraznou oporu, ochranu a zklidnění zápešti, aniž by přitom omezovala funkčnost ruky. Anatomicky tvarovaná výtžte umožňuje palminám a dorzální flexi, ale úpně jí neblokuje. Míru komprese je možno optimalizovat pomocí elastického pásu. Jehož použití je velmi snadné. Bandáž se snadno nasazuje jednou rukou kolem předloktí paže.

Kolem zranitých míst je bandáž vyvířeno tvz. zóny pohodnosti podložno materiálu. K tomu, že bandáž zůstává během pohybu ve své poloze, přispívá správné volné anatomické tvarování.

Kolem zranitých míst je bandáž vyvířeno tvz. zóny pohodnosti podložno materiálu. K tomu, že bandáž zůstává během pohybu ve své poloze, přispívá správné volné anatomické tvarování. Je vyrobená z vysoce kvalitního a pohodlného materiálu Sympress™. Díky tomu, že obsahuje mikrovlnáka, je materiál uvnitř měkký a udržuje pokožku suchou. Zápeštní bandáž Push se dá normálně práť.

INDIKACE

- Námahové obtíže v zápešti
- Nestabilita
- Lež・重度の捻挫
- 頸肩腕症（RSI）
- 手首伸筋の筋違えの誘発
- 手関節骨折（脱臼はなし）
- 手首骨折の継続処置
- 関節症

Není známa žádná porucha, při které by se bandáž nedala nebo nesměla nosit. Při špatném provržování končetin může bandáž způsobovat hyperémii (překvení). Zpočátku dávejte pozor, abyste bandáž příliš neutohvali.

Bolest je vždy varovným znamením. Pokud bolest přetrvává nebo se obtíže zhoršují, je vhodné poradit se s lékařem nebo terapeutem.

STANOVENÍ SPŘÁVNÉ VELIKOSTI / NASAZOVÁNÍ

Zápeštní bandáž se dodává ve 4 velikostech. Podle obrázku na obalu si změřte obvod zápešti. Správnou velikost bandáže podle obvodu zápešti určíte pomocí tabulky na obalu výrobku.

- Správné pořadí při nasazování ukazuje na suchém žípů vzrůstající symboly molekul. Podklad posouvajte kolem ruky, dokud nedosáhne palce. Zapněte bandáž kolem předloktí paže.
- K nastavení správného rozsahu měření kolem ruky použijte elastický pás.
- Omotejte jej jednou kolem zápešti, utahujte jej na požadovanou kompresi a nahleďte jej zapnête.

PRANÍ

- 🧼

🧺

🧴

🧻

🧴

Je důležité ortézu pravidelně práť dle příslušných pokynů. Zlepšete tak hygienu a maximálně prodlužte životnost ortézy.

Máte-li v úmyslu bandáž po nějakou dobu nepoužívat, doporučujeme ji před uložčením vyprat a usušit.

Před praním zapněte suchý žíp, abyšete ochránili ortézu i ostatní prádro.

Bandáž se dá práť při teplotách do 30°C v režimu jemných tkanin nebo v ruce. Bělici přípravky nepoužívejte.

Lze použít jemně odtěšdňovací. Potom bandáž nechte uschnout volně na vzduchu (nikoli poblíž zdroje tepla, rovněž jí nedávajte do buďnové sušičky).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Ke správnému používání bandáže Push může být zapotřebí, aby lékař nebo terapeut nejprve stanovil diagnózu.
- Ortézy Push jsou určeny k nošení na nepoškozené pokožce. Poškozenou pokožku je třeba nejprve zakryť vhodným materiálem.
- Optimální funkčnost je možné dosáhnout pouze při použití správné velikosti. Před nákupem si ortézu vyzkoušejte a vyberte správnou velikost. Doporučujeme, abyste si lyfo informace o výrobku uschovali na bezpečném místě a měli tak možnost si předtisk poskytnout v nasezení ortézy, kdykoli bude třeba.
- Ježeli produkt vyžaduje individuální úpravu, kontaktujte specialistu na ortézy.
- Před každým užičem należy opaskami uszkowyk. Push pod kątem oznak zużyucz lub zezastzenia się elementem lub szwy. Optymalne działanie opaski Push może być zagwarantowane tylko wtedy, gdy produkt jest nienaruszony.
- W ramach rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych użytkownik musi zgłosić każdy powazny incydent dotyczący produktu producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma siedzibę.
- Před každým použitím ortézy Push zkontrolujte, zda nejvje známky optebnění či stárnutí materiálu jednotlivých součástí nebo švů. Ortézy Push poskytuje správnou funkčnost, pouze pokud není výrobek žádným způsobem poškozen.
- V rámci nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích musí uživatel ohlásit jakoukoli závažnou nežádoucí příhodu týkající se produktu výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém uživatel sídlí.

ORTEZA NADGARSTKA

WSTRP

Produkty ochrone staznec sklutecne rozviavanie problemov zviazaných z przewleklymi bólamy porazowymi. Stanowią zabezpieczenie przed urazami u osób bdkarzo aktywnych.

Orteza szynowo-opaskowa nadgarstka jest produktem usztywniająco-zwierzającym staw nadgarstkowy, charakteryzującym się wysoką skutecznością i jakością. Jest wygodna w użyciu. Opaska nadgarstka Push med zwiększa stabilność i zmniejsza ból. Jej działanie opiera się na zwiększeniu zwężenia ścięgna i ograniczeniu skrajnych ruchów co uzyskano przez dokładne dopasowanie ortęzy. Lecznice skrajnych uśkowce wytwarza się z ogromną dokładnością. Aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów, ortęza daje pewną swobodę ruchów przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.

Przed użyciem ortęzy należy uważnie przeczytać informację dotyczącą tego produktu. Wszelkie zapytania proszę kierować do sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: info@push.eu

OPIS PRODUKTU

Orteza nadgarstka zapewnia znaczny stopień wzmoocnienia, ochronę dającą wygnacze, bez ograniczenia funkcjonalności dłoni. Dopasowujące się usztywnienie ogranicza ruchy zgjęcia dloniowego i zgłebotawego nadgarstka bez całkowitego ich zmieszenia. Stopień uśkowce może być regulowany dzięki elastycznej łatwiej w użyciu taśmie. Orteży można zakłócyć samodzielnie jedną ręką.

W szczególności wrażliwych miejscach nadgarstka znajdują się wyknane z miękkiego materiału tzw. elementy zwiększające wygode. Odpowiednie anatomiczne dopasowanie zapewnia pozostanie ortęzy na właściwym miejscu nawet podczas poruszania się.

Orteza została wykonana z tworzywa wysokiej jakości o nazwie Sympress™. Zastosowanie mikro-włókien sprawia, że wewnętrzna jej strona jest miękkia i skóra pod nią nie podrażnia się. Orteza jest łatwa w użyciu. Można ją prać.

JAVALLATOK

- Megerőltetéses panaszok a csuklóknál
- Nestabilitás
- Közepesen súlyos vagy súlyos ficam
- RSI
- Náciagnęciene prostowników nadgarstka
- Złamanie nadgarstka bez przemieszczenia
- Doleczanie po złamaniach nadgarstka
- Artróza

Nie są znane żadne schorzenia, które stanowiąłyby przeciwwskazanie do używania opaski. W przypadku słabego nadgarstka krwi w kończynach opaska może spowodować przekrwienie. Na początku stosowania należy wystrzegać się zbyt ciasnego dopasowania opaski.

Ból zawsze stanowi ostrzeżenie. W przypadku utrzymywania się dolegliwości bólówych lub ich nasilenia należy zgłosić się do lekarza lub rehabilitanta.

WYBÓR ROZMIARU/DOPASOWANIE

Orteza jest dostępna w 4 rozmiarach. Obwód nadgarstka należy zmierzyć w sposób przedstawiony na ilustracji na opakowaniu. W tabeli zamieszczonej na opakowaniu znajdują się rozmiary ortez podane w zależności od wielkości nadgarstka.

- Prawidłowe dopasowanie ułatwiają znaki na „rzepie”. Dłoń należy wsunąć do ortęzy aż do wysokości kołku. Następnie należy zapiąć opaskę wokół przedramienia oraz dłoni.
- Elastyczna taśma służy do dopięcia ortęzy.
- Taśmę należy owinać raz wokół dłoni ustalając odpowiedni nacisk, a następnie zapiąć ją na wierzchniej części dłoni.

KONSERWACJA

- 🧼

🧺

🧴

🧻

🧴

Aby zapewnić odpowiedni poziom higieny i wydłużyć żywotność opaski ortopedycznej, należy ją regularnie prać, przestrzegając odnosnych instrukcji. Jeśli ortęza ma nie być używana przez pewien czas, zaleca się wypranie jej i wysuszenie przed odłożeniem do przechowywania.

Aby ochronić opaskę i pozostałe pranie, przed praniem zapnij rzepy.

Prac w temperaturze nie przekraczającej 30°C w pracie lub ręcznie. Nie należy używać środków wybielających.

Można zastosować delikatne odwródnio. Po upraniu produkt należy suszyć na wolnym powietrzu (nie przy użyciu suszarki lub w poblizu grzejnika).

UWAGA

- Właściwe korzystanie z ortęzy może wymagać porady lekarza lub rehabilitanta.
- Opaski Push są przeznaczane do noszenia na nieuszkodzonej skórze. Uszkodzoną skórę należy najpierw zabezpieczyć odpowiednim materiałem.
- Optymalne funkcjonowanie można osiągnąć tylko poprzez wybór odpowiedniego rozmiaru. Przed zakupem należy zmierzyć opaskę w celu dopasowania rozmiaru. Profesjonalny personel dystrybutora wskaze najlepszy sposób dopasowania opaski Push. Zalecamy przechowywanie tych informacji o produkcie w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było się z nimi zapoznać przed ponownym użyciem.
- Jeżeli produkt wymaga indywidualnego dopasowania, należy skonsultować się ze specjalistą zajmującym się opaskami uszkowymi.
- Przed każdym użyciem należy opaskami uszkowyk Push pod kątem oznak zużyucz lub zezastzenia się elementem lub szwy. Optymalne działanie opaski Push może być zagwarantowane tylko wtedy, gdy produkt jest nienaruszony.
- W ramach rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych użytkownik musi zgłosić każdy powazny incydent dotyczący produktu producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma siedzibę.
- Před každým užičem należy opaskami uszkowyk Push pod kątem oznak zużyucz lub zezastzenia się elementem lub szwy. Optymalne działanie opaski Push może być zagwarantowane tylko wtedy, gdy produkt jest nienaruszony.
- W rámci rozporządzenia UE 2017/745 o zdravotnických prostředcích musí uživatel ohlásit jakoukoli závažnou nežádoucí příhodu týkající se produktu výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém uživatel sídlí.

PUSH MED CSUKLÓRÖGZÍTŐ

BEVEZETÉS

A Push med termékék a mozgató szervrendszer sérüléseinek hatékony megelőzésére és kezelésére nyújtanak megoldást.

Az Ön új csuklórögzítője egy Push med termék, melyet magas szintű hatékonyság, kényelem és minőség jellemz. A Push med csuklórögzítő javítja a stabilitást és csökkenti a fájdalmat. Megnöveli a fizikai erőt, hatáskénak alapját a mechanikus támasztás, állhatatló nyomás, és jó helyzet-megőrzés képezi.

A Push med termékék újítást hoznak, és a legnagyobb gonddalással készültek az Ön részére. Maximális biztonságot és nagyobb mozgásszabadságot biztosítanak. Célnk, hogy Ön elégedett legyen.

A Push med csuklórögzítő használatá előtt gondosan olvassa el a termékétájékoztatót. Amennyiben bármilyen kérdése van, kérjük forduljon Ön viszonteladóhoz, vagy küldjön e-mail-t az info@push.eu internet címre.

TERMÉK ISMERTETŐJEGYEK

Az Ön Push csuklórögzítője magas szintű támasztást, védelmet és a csukló phizetétesét biztosítja, anélkül, hogy korlátozná a kéz működését. Az anatómiai alakú merevítők korlátozzák a pálmár és dorzál flexiót, anélkül, hogy teljesen meggátolják azokat. A kompresso szintje optimalizálható egy könnyen használható rugalmas pánt segítségével. A rögzítő egy kézzel, könnyen feltehető az alkara.

Kipárnított anyagból úgynevezett komfort zónákat alakítottunk ki a csukló sérülékeny területei körül. A pontos anatómiai illeszkedés hozzájárul ahhoz, hogy a rögzítő a helyén maradjon a mozgások során.

A rögzítő Sympress™-ből, egy jó minőségű, kényelmes anyagból készül. A mikroszálak használata a belső lágy tapintatúvá teszi és szárazon tartja a bőrt. A Push med csuklórögzítő egyszerűen mosható.

JAVALLATOK

- Megerőltetéses panaszok a csuklóknál
- Nestabilitás
- Közepesen súlyos vagy súlyos ficam
- RSI
- Megerőltetés által okozott panaszok a csukló extensoraiban
- Elmozdulással nem járó csuklótörés
- Csuklótörés utókezelése
- Artrózis

Nincs olyan ismert rendellenesség, amelynek fennállása esetén a rögzítőt nem lehet olyan módon ajánlani viselni. Csökkent vérellátású végtagok esetében a rögzítő vérbőleget okozhat. Kezdetben ne húzza túl szorosa a rögzítőt.

A fájdalom mindig figyelmeztető jel. Amennyiben a fájdalom nem múlik, vagy a panaszok rosszabbodnak, ajánlatos felkeresnie kezelőorvost.

A MÉRET MEGHATÁROZÁSA / ILLESZKEDÉS

A csuklórögzítő 4 méretben kapható. MÉRje meg a csukló körfogát, amit azt az ábra mutatja. A dobozon lévő címke mutatja az Ön csuklójának megfelelő rögzítő méretét.

- A felhelyezés helyes sorrendjét a tépőzáron lévő növekvő jelek mutatják. Csúsztassa az alapot a kézre, míg el nem éri a hüvelykujjat. Szárja a rögzítőt az alkar körül.
- A kéz körül pontos mérési intervallum beállításához használja a rugalmas pántot.
- Tásmé należy owinać raz wokół dłoni ustalając odpowiedni nacisk, a następnie zapiąć ją na wierzchniej części dłoni.

TISZTÍTÁSI ELŐIRÁŠOK

- 🧼

🧺

🧴

🧻

🧴

A higienikus használat érdekében és a rögzítő maximális élettartamának eléréséhez a mosásra vonatkozó utasításokat betartva rendszeresen mossa ki a rögzítőt.

Ha hosszabb ideig nem használja a rögzítőt, a tárolás előtt ajánlott kimosni és megszárlítani.

Mosás előtt zárja a tépőzárát, hogy védje a rögzítőt és a többi szennyezt.

A rögzítő 30°C-ig mosható, lágy textíli programmal vagy kézzel. Ne használjon fehérítőt.

Egy óvatos centrifuga program használható: ezután akassza fel a rögzítőt, hogy a szabad levegős szárlóján (ne hofórás közelében vagy szárítógépgépn).

FONTS

- A Push rögzítő megfelelő használatához orvos kórsímeje szükséges.
- A Push rögzítő csak sértetlen bőrfelületen használhatóak. A rögzítők használatá előtt a sérült bőrfelületet megfelelő anyaggal le kell fedni.
- A rögzítő akkor működik a leghatékonyabban, ha a megfelelő méretet választja. Vásárlás előtt próbálja fel a rögzítőt, és ellenőrizze a méretét. A Push rögzítő felhelyezésének módját a viszonteladó szakértői személyzete ismereti. Őnnel. Javasoljuk, hogy ezt a termékétájékoztatót tárolja biztonságos helyen, hogy később esetlén megtekinthesse a felhasználó utasításokat.
- Ha a termék egyéni átalátékútlást igényel, keressen fel a rögzítőkkel foglalkozó szakembert.
- Használat előtt mindig alkalmalm ellenőrizze, hogy a Push rögzítő részén vagy varrásán nem látszanak-e a kopás vagy az elöregedés jelei. A Push rögzítő csak akkor tud optimális teljesítményt nyújtani, ha a termék teljesen sértetlen.
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) orvostechnikai eszközökkel szülő 2017/745 rendelete szerinti a felhasználónak jelentenie kell a gyártó, illetve a felhasználó lakóhelye szerint tagállam felelős hatósága felé a termékkel kapcsolatos minden súlyos vártatlan eseményt.

A Push® a Nea International bv regisztrált védjegye
🇺🇸 A Push® a Nea International bv regisztrált védjegye

PUSH MED-ARMLEDSSTÖD

INLEDNING

Push med-produkterna tillgodoser effektiva lösningar för behandling och förebyggelse af skador i bevægelsesapparatet.

Ditt nye håndledsstöd är en Push med-produkt. Karakteristiskt för Push careprodukterna är högradig effektivitet, komfort och kvalitet. Push med-håndledsstødet fortråtter stabiliteten og giver smertelindring. Det okar den fysiske styrken. Mekanisk støt, justerbar tryk og god positionshållning ligger til grund for dess prestanda.

Push med-produkterna är innovativa og tillverkas med stor omsorg. Det ger dig maximal säkerhet og okad rörelsefrihet. Allt för din belätnenhet.

Läs produktinformalonen noga innan du använder ditt Push med-håndledsstødet. Kontakta återförsäljaren eller skicka ett e-postmeddelande till info@push.eu om du undrar över någonting.

PRODUKTKARAKTERISTIK

Ditt Push med-håndledsstødet ger handleden utmärkt stöd, skydd og avlastning, utan att begränsa handens funktionalitet. De anatomisk formade inlägg begränsar den palmars og dorsala flexionen utan att hindra den helt og hållet. Tryckknäven kan optimeras og ett lättapplicerat elastiskt band. Det är lätt att sätta på stødet på underarmen med bara en hand.

Så kallade komfortzoner, med dämpande material, har byggts upp kring de känsligaste delarna av handleden. Korrekt anatomisk passform bidrar till att hålla kvar stødet på plats när du rör på dig.

Stødet är tillverkat af Sympress™, ett behagligt materiale i høy kvalitet. De mikrofibrer som anvands ger en mjuk følelse og holder huden tørr. Push med-håndledsstødet vttåttas på normal sätt.

INDIKATIONER

- Sträckningsbesvär i handleden
- Instabilitet
- Medelsvår till svåra snedvridningar
- Repetitiv sträckningskada (RSI)
- Sträckningsproblem i handledensextensorena
- Håndledsfrakturer utan luxationer
- Opplagøende behandling af håndledsfrakturer
- Artrøse

Det finns inga kända biverkningar för vilka stødet inte ska eller bör användas. Vid dålig blodcirkulation i lemmerna kan en stånd ge upphov till hyperemi. Undvik att stå stødet för hårt spånt i början.

Smårta är alltid en varningsignal. Om smårten inte går över, eller problemen förvärras, bör du konsultera din läkare eller terapeut.

BESTÅMMÅ STORLEK/PASSFORM

Håndledsstødet finns i fyra olika storlekar. Måt handledens omkrets. Se illustrationen på förpackningen. Välj ett håndledsstødet av rätt storlek med hjälp av tabellen på förpackningen.

- Den korrekta tillpångningsrækkefølge kan ses på de tilføgende molekylsymbolene på burrebåndet. Skjut ut underdelen over handen tills stødet fastnar i tumvecket. Førslut stødet kring underarmen.
- Anvånd det elastiske båndet for åt anpassa stødet korrekt kring handen.
- Linda båndet rett varv kring håndledet for åt anbringsa rett trykk mot håndleden og stång sedan båndet uppåt.

TVÅTTANVISNINGAR

- 🧼

🧺

🧴

🧻

🧴

För hygienens skull og for ått förånggå stødets livslångd är det viktigt ått du tvåttar stødet regelbundet og ått du följer tvåttanvisningarna.

Om du inte ska anvåndgå stødet under en längre period rekommenderar vi ått du tvåttar stødet og låter det torka, innan du lågger undan det. Slång kardborrbåndet/forørløsningen innan du tvåttar stødet for ått skydda både det og den övriga tvåttan.

Stødet kan tvåttas ved temperaturer på upp till 30 °C – åntingen med ett program for känsligaste materiale eller for hånd. Anvånd inte blekemiddel.

Låttare centrifugering er OK. Hång sedan stødet på tork – helst utomhus (hång det inte nåra en varmekålle og torka det inte i en torktumlare).

VIGTIGTI