

PUSH MED KNEE BRACE

INTRODUCTION

Push med products provide solutions in the case of a disorder or reduced functioning of the locomotor apparatus.

Your new knee brace is a Push med product, characterised by a high level of effectiveness, comfort and quality. The Push med knee brace increases knee stability and helps control pain. This increases physical strength. Mechanical support, adjustable compression and multiple features that keep the brace in place are the foundation of its performance.

Push med products are innovative and are manufactured for you with great care. This ensures maximum security and greater freedom of movement. To promote satisfied use.

Read the product information carefully before you use the Push med knee brace. If you have any questions, please consult your retailer or send an e-mail to info@push.eu.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Your Push med knee brace offers a high level of excellent support and protection to the knee joint.

The knee joint is supported in the medial-lateral direction by innovative leaf spring joints hinges and static straps. This allows for unobstructed flexion and extension of the knee. The hinges follow the natural bending point of the knee.

The silicone application stimulates the proprioception of the knee joint, to adequately anticipate any imminent trauma.

So-called "comfort zones" of padded material have been created around vulnerable areas of the knee. A proper anatomic fit and the silicone inlays contribute to keep the brace in place during movement. Its small volume enables the brace to be worn underneath clothing without being noticed.

The brace is made of Sympress™, a high-quality comfortable material. The use of microfibres makes the inside feel soft and keeps the skin dry. The Push med knee brace can be washed normally.

INDICATIONS

- Arthrosis with instability
- Rheumatoid complaints
- Collateral ligament trauma
- Residual instability after collateral ligament trauma
- Postoperative follow-up treatment

There are no known disorders where the brace cannot or should not be worn. In the case of poor blood circulation in the limbs, a brace may cause hyperaemia. Avoid applying the brace too tightly at first.

Pain is always a warning sign. If the pain persists or symptoms worsen, it is advisable to consult your doctor or therapist.

DETERMINING SIZE / FITTING

The knee brace is available in 5 sizes. Sit with your knee bent at 90°. Then measure the circumference around the narrowest part of your leg below the knee joint. The chart on the packaging shows the correct brace size for your knee.

- Slide the brace over the knee joint. To do this, hold the brace by the plastic tabs above the hinges and pull it up the leg. Ensure that all the straps are loose. Fit the circular buttress properly around the patella (knee cap).
- Close the straps at the back and the front of the thigh. Varying the length at the back and the front allows you to optimally position the stiffeners on the side of the leg, so that the brace fits snugly and works perfectly.
- Then close the straps that crisscross at the front of the shin.

WASHING INSTRUCTIONS



To promote hygiene and to maximise the lifespan of the brace, it is important to wash the brace regularly, following the washing instructions.

If you intend not to use the brace for some time, it is recommended that you wash and dry the brace before storage.

Before washing, close the hook and loop fasteners to protect the brace and other laundry.

The brace can be washed at temperatures up to 30 °C, on a delicate fabric cycle or by hand. Do not use any bleaching agents.

A gentle spin-dry cycle can be used; after this, hang the brace up to dry in the open air (not near a heating source or in a tumble drier).

IMPORTANT

- Proper use of the Push brace may require diagnosis by a doctor or therapist. Please be aware that an ill-fitting brace does not function properly.
- Push braces were designed to be worn on undamaged skin. Damaged skin must first be covered with suitable material.
- Optimal functioning can only be achieved by selecting the right size. Try on the brace before purchasing, to check its size. Your retailer's professional staff will explain the best way to fit your Push brace. We recommend that you keep this product information in a safe place, to consult it for fitting instructions whenever needed.
- Consult a brace specialist if the product requires individual adaptation.
- Check your Push brace before each use for signs of wear or ageing of components or seams. Optimal performance of your Push brace can only be guaranteed if the product is fully intact.
- In accordance with EU regulation 2017/745 on medical devices, the user must report any serious incident involving the product to the manufacturer and to the appropriate regulatory body in the user's country of residence.

PUSH MED KNEEBANDAGE

EINLEITUNG

Push Med Produkte bieten Lösungen bei Funktionsstörung oder Einschränkungen des Bewegungsapparates.

Ihre neue Kniebandage ist ein Push Med Produkt, das sich durch hohe Wirksamkeit, Komfort und Qualität auszeichnet. Die Push Med Kniebandage bietet verbesserte Stabilität und Schmerzlinderung. Mechanische Unterstützung, einstellbarer Druck und hohe Stabilität bilden die Grundlage dieser Bandage.

Push Med Produkte sind innovativ und werden mit größter Sorgfalt für Sie hergestellt. Dies gewährleistet größte Sicherheit und mehr Bewegungsfreiheit. Zur Förderung einer zufriedenstellenden Anwendung.

Lesen Sie sorgfältig die Produktinformationen, bevor Sie die Push Med Kniebandage verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder schicken Sie eine E-Mail an info@push.eu.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ihre Push Med Kniebandage bietet hohe Unterstützung und Schutz bei der Behandlung oder Vorbeugung von Knieverletzungen.

Das Kniegelenk wird in medial-lateraler Richtung durch eine mechanische Konstruktion unterstützt, die aus Blättfedern und unelastischen Verbindungen besteht. Dies behindert nicht die Flexion oder Extension des Knies. Die Verstellungsgerlecke folgen dem natürlichen Drehpunkt des Knies.

Der Silikoneinsatz stimuliert die Propriozeption rund um das Kniegelenk, um angemessen einen möglichen Trauma vorzubereiten.

Rund um empfindliche Stellen des Knies wurden sogenannte Komfortzonen aus gepolstertem Material integriert. Eine gute anatomische Passform, das Material und der Silikoneinsatz tragen dazu bei, dass die Bandage beim Laufen nicht verrutscht. Aufgrund ihres geringen Volumens kann die Bandage unbemerkt unter der Kleidung getragen werden.

Die Bandage ist mit Sympress™, einem hochwertigen, komfortablen Material, hergestellt. Die Verwendung von Mikrofasern sorgt für eine weiche Innenseite und hält die Haut trocken. Die Push Med Kniebandage kann normal gewaschen werden.

INDIKATIONEN

- Arthrose mit Instabilität
- Rheumabeschwerden
- Verletzungen der Kollateralländer
- Restinstabilität nach Verletzungen der Kollateralländer
- Collateraalbandeisel
- Postoperative Nachbehandlung

Es sind keine Beschwerden bekannt, bei denen die Bandage nicht getragen werden kann oder sollte. Bei schlechter Durchblutung der Gliedmaßen kann eine Bandage zu Hyperämie führen. Vermeiden Sie es, die Bandage anfanglich zu fest anzulegen.

Schmerz ist immer ein Warnsignal. Wenn der Schmerz anhält oder die Beschwerden sich verschlimmern, ist es ratsam, einen Arzt oder Therapeuten aufzusuchen.

ANMESSEN/ANLEGEN

Die Kniebandage ist in 5 Größen erhältlich. Positionieren Sie den Unterschenkel in einem 90°-Winkel zum Oberschenkel. Messen Sie anschließend den Umfang an der dünnsten Stelle unterhalb des Kniegelenks. Anhand der Tabelle auf der Verpackung bestimmen Sie die korrekte Bandagegröße für Ihr Knie.

- Streifen Sie die Kniebandage über Ihr Kniegelenk. Ziehen Sie dazu die Bandage am oberen Kunststoffteil der Blattfedergerlecke über das Bein. Achten Sie darauf, dass alle Bänder lose sind. Vergeewissen Sie sich, dass der Ring rund um die Kniesehne anliegt und gut sitzt.
- Schließen Sie nun die Bänder auf der Vorder- und Rückseite oberhalb des Kniegelenks. Die Einstellbarkeit der Bänder erlaubt eine optimale Positionierung der Stäbe, so dass die Kniebandage komfortabel sitzt und optimal funktioniert.
- Schließen Sie nun die kreuzweise verlaufenden Bänder unterhalb des Kniegelenks.

WASCHHINWEISE



Für eine gute Hygiene und eine längere Lebensdauer der Bandage ist es wichtig, die Bandage regelmäßig zu waschen und die Waschanleitung zu befolgen.

Wenn Sie Ihre Bandage über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, empfiehlt es sich, sie vor der Lagerung zuerst zu waschen und trocken zu lassen.

Schließen Sie vor dem Waschen die Klettverschlüsse, um die Bandage und die restliche Wäsche zu schützen.

Die Bandage kann bei bis zu 30 °C im Schowwaschgang oder von Hand gewaschen werden. Keine Bleichmittel verwenden.

Ein leichtes Schleudersprogramm kann angewendet werden. Hängen Sie anschließend die Bandage im Freien zum Trocknen auf (nicht in der Nähe von Heizquellen oder im Wäschetrockner trocknen).

WICHTIG

- Für die richtige Anwendung der Push Bandage kann eine Diagnose eines Arztes oder Therapeuten notwendig sein.
- Push Bandagen sind für das Tragen auf intakter Haut vorgesehen. Sollte die Haut verletzt sein, sollte sie mit einem geeigneten Mittel abgedeckt werden.
- Für eine optimale Funktion ist die Wahl der richtigen Größe entscheidend. Bitte probieren Sie daher Ihre Bandage vor dem Kauf an, um die Größe zu überprüfen. Das Fachpersonal Ihres Fachhändlers wird Ihnen erklären, wie Sie Ihre Push Bandage optimal anlegen. Bewahren Sie die Produktinformationen auf, damit Sie später die Anleitung zum Anlegen der Bandage nachlesen können.
- Wenden Sie sich an einen Spezialisten, wenn das Produkt individuelle Anpassungen erfordert.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ihrer Push Bandage, dass keine Abnutzung oder Alterung von Teilen oder Nähten erkennbar ist. Eine optimale Funktion Ihrer Push Bandage ist nur dann gewährleistet, wenn das Produkt vollständig intakt ist.
- Gemäß der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte muss der Benutzer jeden schweren Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde in dem EU-Mitgliedstaat, in dem der Benutzer ansässig ist, melden.

PUSH MED KNEEBRACE

WOORD VOORAF

Push Med producten bieden oplossingen bij een aandoening of verminderde functie van het bewegingsapparaat.

Uw nieuwe kniebrace is een Push Med product en wordt gekenmerkt door een hoge mate van effectiviteit, comfort en kwaliteit. De Push med Kniebrace biedt een verbeterde stabiliteit en verlicht eventuele pijn. De fysieke belastbaarheid wordt hierdoor vergroot. Mechanische steun, instelbare druk en een goed positiebehoud staan hiervoor aan de basis.

Push med producten zijn innovatief en worden met zorg voor u gemaakt. Dit met het oog op maximale zekerheid en meer bewegingsvrijheid. In het belang van een tevreden gebruiker.

Lees de productinformatie voor het gebruik van de Push med Kniebrace aandachtig door. Met eventuele vragen kunt u terecht bij uw leverancier of kunt u stellen aan info@push.eu.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Uw Push med Kniebrace biedt een hoge mate van ondersteuning en bescherming aan het kniegewricht.

Door middel van een mechanische constructie, bestaand uit bladveerschamieren en niet-elastische verbindingen, wordt het kniegewricht in medio-laterale richting ondersteund. Hierbij wordt flexie en extensie van de knie niet gehinderd. De baleschamieren volgen het natuurlijke scharnierpunt van de knie.

De siliconen applicatie prikkel de proprioceptie van het kniegewricht, opdat er alert op een dreigend trauma geanticipeerd kan worden.

Rond kwetsbare gebieden van de knie zijn zgn. comfortzones aangebracht door middel van gepolsterd materiaal. De goede anatomische pasvorm en de siliconenapplicatie bevorderen het positiebehoud van de brace tijdens het lopen. Door het beperkte volume wordt de brace onopgemerkt onder de kleding gedragen.

De brace is vervaardigd van Sympress™, een hoogwaardig, comfortabel materiaal. Door het gebruik van microvezels voelt de binnenzijde zacht aan en blijft de huid droog. De Push Med Kniebrace kan probleemloos gewassen worden.

INDICATIONS

- Arthrose avec instabilité
- Affections rhumatoïdes
- Disturbi reumatoides
- Traumatisme collatéral des ligaments
- Instabilité résiduelle après blessures ligamentaires
- Instabilité résidua dopo una lesione ai legamenti del ginocchio
- Traitement de suivi postchirurgical

Il n'existe aucun trouble connu interdisant ou rendant impossible le port de la genouillère. En cas de faible circulation du sang dans les membres, une genouillère peut provoquer une hyperémie. Evitez de serrer la genouillère trop fort au début.

La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

AANMETEN / AANLEGGEN

De kniebrace is verkrijgbaar in 5 maten. Plaats het bovenbeen t.o.v. onderbeen in een hoek van 90 graden. Meet vervolgens de omtrek op het smalste gedeelte onder het kniegewricht. In de tabel op de verpakking vindt u de juiste braconmaat behorende bij uw knieomtrek.

- Schuif de brace over het kniegewricht. Trek hiervoor de brace aan het bovenste kunststof deel van de bladveerschamieren over het been. Zorg ervoor dat alle banden los zijn. Zorg dat de ring aansluit rond de knieschijf.
- Sluit de banden aan de achter- en voorzijde van het bovenbeen. Het variëren van de lengte maakt het mogelijk de banden te positioneren voor een goede pasvorm en functie.
- Sluit vervolgens de kruisrijse banden rond het onderbeen op elkaar.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT



Voor een goede hygiëne en een langere gebruiksduur van de brace is het belangrijk om de brace regelmatig te wassen en de wasinstructies te volgen.

In het geval dat u de brace een langere periode niet gebruikt, is het aan te raden de brace eerst te wassen en te laten drogen, alvorens deze op te bergen.

Sluit de klinktenbanden voor het wassen ter bescherming van de brace en ander wasgoed.

De brace kan gewassen worden bij maximaal 30 °C, fline was of handwas. Gebruik tijdens het wassen geen bleekwater.

De brace mag licht gecentrifugeerd worden: hang de brace daarna in de open lucht te drogen (niet bij de verwarming of in een droogtrommel).

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Voor een juist gebruik van uw Push brace kan een diagnose door een arts of therapeut noodzakelijk zijn.
- Push braces zijn bedoeld om op de intacte huid te dragen. Mocht de huid beschadigd zijn, dan dient de huid met een daartoe geleigend middel afgedekt te zijn.
- Voor een optimale functie is een juiste maatkeuze essentieel. Laat u daarom vóór aankoop uw brace om de maat te meten. Het vakpersoneel van uw verkooppunt legt u uit hoe u uw Push brace optimaal aanlegt. Bewaar de productinformatie zodat u later de aanleginstructies kunt nalezen.
- Raadpleeg de vakspecialist indien het product individuele aanpassingen vereist.
- Consultez un spécialiste des orthèses si le produit nécessite une adaptation individuelle.
- Vérifiez votre genouillère Push avant chaque utilisation, afin de détecter tout signe d'usure ou de vieillissement des éléments ou des coutures. Le confort de votre genouillère Push ne peut être garanti que si le produit est parfaitement intact.
- In het kader van EU verordening 2017/745 inzake medische hulpmiddelen dient de gebruiker ieder ernstig voorval in verband met het product te melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit in de EU-lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.

GENOUILLÈRE PUSH MED

INTRODUCTION

Les produits Push med fournissent des solutions en cas de trouble ou de fonctionnement réduit de l'appareil locomoteur.

Votre nouvelle genouillère est un produit Push med se caractérisant par un haut niveau d'efficacité, de confort et de qualité. La genouillère Push med assure une meilleure stabilité et soulage la douleur. La résistance physique en est de ce fait augmentée. Son fonctionnement est basé sur le soutien mécanique, la pression réglable et le bon maintien de la position.

Les produits Push med sont innovants et fabriqués pour vous avec le plus grand soin. Une sécurité maximale et une plus grande liberté de mouvement sont ainsi garanties. L'objectif est en effet de satisfaire de l'utilisateur.

Prima di utilizzare la genouigliera Push Med, vi consigliamo di leggere attentamente le informazioni sul prodotto. Per domande o osservazioni, vi preghiamo di rivolgerci al vostro rivenditore di fiducia o di inviare una e-mail a info@push.eu.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

La genouillère Push med procure un support et une protection de haut niveau à l'articulation du genou.

L'articulation du genou est soutenue dans le sens médio-latéral au moyen d'une structure mécanique se composant de charnières de renforcement et de raccords non élastiques. La flexion ou l'extension du genou ne s'en trouvent pas gênées. Les charnières de renforcement suivent le mouvement de rotation naturel du genou.

L'application de silicone stimule la proprioception de l'articulation du genou afin d'anticiper de manière adéquate tout traumatisme imminent.

Des bandes de confort en matière rembourrée ont été prévues autour des zones sensibles du genou. Le bon ajustement anatomique, associé à une application de silicone, permet à la genouillère de rester en place lorsque vous marchez. Grâce à son petit volume, la genouillère se porte sous les vêtements de manière invisible.

La genouillère est fabriquée en Sympress™, une matière confortable de haute qualité. L'utilisation de microfibres l'intérieur et permet à la peau de rester sèche. La genouillère Push med se lave normalement.

INDICATIONS

- Arthrose avec instabilité
- Affections rhumatoïdes
- Disturbi reumatoides
- Traumatisme collatéral des ligaments
- Instabilité résiduelle après blessures ligamentaires
- Instabilité résidua dopo una lesione ai legamenti del ginocchio
- Traitement de suivi postchirurgical

Il n'existe aucun trouble connu interdisant ou rendant impossible le port de la genouillère. En cas de faible circulation du sang dans les membres, une genouillère peut provoquer une hyperémie. Evitez de serrer la genouillère trop fort au début.

La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

DETERMINATION DE LA TAILLE / AJUSTEMENT

La kniebrace est disponible en 5 tailles. Fléchissez le genou à 90° par rapport à la jambe. Ensuite, mesurez la circonférence sur la partie la plus étroite en dessous de l'articulation du genou. Le tableau se trouvant sur l'emballage vous indique la taille qui convient à votre genou.

- Faites glisser la genouillère sur l'articulation du genou. Pour cela, tirez la genouillère par la partie plastique supérieure des charnières à ressort à lames, pour la faire passer sur la jambe. Veillez à ce que toutes les bandes soient détachées. Veillez à ce que l'anneau se referme bien autour de la rotule.
- Fermez les bandes à l'arrière et à l'avant de la cuisse. La variation de la longueur permet de positionner les bandes afin que la genouillère épouse bien la forme et fonctionne parfaitement.
- Fermez ensuite les bandes croisées l'une sur l'autre autour de la jambe.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



Pour assurer l'hygiène et prolonger la durée de vie de la genouillère, il importe de la laver régulièrement en respectant les instructions de lavage.

Si la genouillère n'est pas utilisée durant une période prolongée, il est conseillé de la laver et de la faire sécher avant de la ranger.

Avant le lavage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger la genouillère et le reste du linge.

La genouillère peut être lavée à des températures allant jusqu'à 30 °C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.

Un cycle d'essorage doux peut être utilisé : ensuite, faites sécher la genouillère à l'air libre (pas près d'une source de chaleur ni dans un sèche-linge).

IMPORTANTE

- L'utilisation appropriée de la genouillère Push peut nécessiter le diagnostic d'un médecin ou d'un thérapeute.
- Les genouillères Push sont prévues pour être portées sur une peau en bonne santé. Si la peau est abîmée, elle doit d'abord être recouverte d'une matière adéquate.
- Pour assurer un fonctionnement optimal, choisissez la taille de la genouillère adéquate. Essayez la genouillère avant de l'acheter, afin de vérifier que la taille vous convient. Le personnel spécialisé de votre revendeur vous expliquera la meilleure manière de placer votre genouillère Push. Nous vous conseillons de conserver ces informations, afin de pouvoir consulter à nouveau les instructions d'ajustement de la genouillère à l'avenir.
- Consultez un spécialiste des orthèses si le produit nécessite une adaptation individuelle.
- Vérifiez votre genouillère Push avant chaque utilisation, afin de détecter tout signe d'usure ou de vieillissement des éléments ou des coutures. L'efficacité de votre genouillère Push ne peut être garantie que si le produit est parfaitement intact.
- Conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, l'utilisateur doit informer le fabricant et l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur est établi de tout incident grave relatif au produit.

GINOCCHIERA PUSH MED

INTRODUZIONE

I prodotti Push Med offrono valide soluzioni in caso di disturbi o di deficit funzionale dell'apparato locomotore.

La vostra nuova ginocchiera è un prodotto Push Med, che si contraddistingue per l'alto livello di efficacia, comfort e qualità. La ginocchiera Push Med aumenta la stabilità del ginocchio aiutando a controllare il dolore. Ciò consente di accrescere la forza fisica. Gli elementi essenziali alla base delle prestazioni del prodotto sono il supporto meccanico, la pressione regolabile e il buon mantenimento della postura.

I prodotti Push Med sono innovativi e vengono realizzati per voi con grande cura. Ciò assicura la massima sicurezza ed una maggiore libertà di movimento. Ciò allo scopo di garantire un uso senza preoccupazioni.

Prima di utilizzare la ginocchiera Push Med, vi consigliamo di leggere attentamente le informazioni sul prodotto. Per domande o osservazioni, vi preghiamo di rivolgerci al vostro rivenditore di fiducia o di inviare una e-mail a info@push.eu.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La vostra ginocchiera Push Med offre un alto livello di sostegno e protezione alla articolazione del ginocchio.

L'articolazione del ginocchio è sorretta in direzione medio-laterale da una struttura meccanica formata da cerniere di rinforzo e da collegamenti non elastici. Ciò non ostacola la flessione né l'estensione del ginocchio. Le cerniere di rinforzo seguono il punto di rotazione naturale del ginocchio.

L'applicazione di silicone stimola la propriocezione dell'articolazione del ginocchio, per prevenire adeguatamente qualsiasi trauma imminente.

Attorno alle aree vulnerabili del ginocchio sono state create delle cosiddette "zone di comforto di materiali imbottiti. Grazie alla corretta forma anatomica, al materiale ed all'applicazione di silicone, il prodotto resta in posizione mentre camminata. Grazie al suo volume ridotto, potrete indossarla sotto l'abbigliamento senza che essa venga notata.

Il prodotto è realizzato in Sympress™, un materiale confortevole di alta qualità. L'uso di microfibre rende la parte interna morbida al tatto mantenendo la pelle asciutta. La ginocchiera Push Med può essere lavata normalmente.

INDICAZIONI

- Artrosi con instabilità
- Molestias reumáticas
- Trauma collaterale ai legamenti
- Instabilidad residual después de un trauma de los ligamentos colaterales
- Tratamiento secundario post-quirúrgico

Non vi sono disturbi noti che sconsigliano l'uso del prodotto. In caso di circolazione sanguigna insufficiente negli arti, il prodotto può causare ipermia. Evitate di applicare il prodotto stringendolo troppo all'inzio.

Il dolore rappresenta sempre un campanello di allarme. Se il dolore persiste o i disturbi peggiorano, è consigliabile consultare il vostro medico o il vostro fisioterapista.

COME STABILIRE LA GIUSTA TAGLIA

La ginocchiera è disponibile in 5 diverse taglie. Dispono la coscia a 90° rispetto alla gamba. Poi, misurate la circonferenza intorno alla parte più stretta sotto l'articolazione del ginocchio. Nella tabella riportata sulla confezione potrete individuare le dimensioni corrispondenti al vostro ginocchio.

- Fate scivolare il prodotto sull'articolazione del ginocchio. Per fare ciò, tirare la ginocchiera sopra la gamba dalla parte sintetica superiore delle cerniere di rinforzo. Assicuratevi che tutte le cinghie siano allentate. Assicuratevi che l'anello si adatti correttamente intorno alla rotula.
- Chiudete le cinghie dietro e davanti la coscia. La variazione di lunghezza vi consente di posizionare i rinforzi in modo che il prodotto si adatti comodamente e funzioni perfettamente.
- Coi, chiudete le cinghie incrociate intorno alla gamba.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



Per garantire l'igiene e massimizzare la durata del tutore, è importante lavarlo periodicamente attenendosi alle istruzioni per un corretto lavaggio.

Se non si intende utilizzare il tutore per un periodo di tempo prolungato, si consiglia di lavarlo e asciugarlo prima di riporlo.

Prima del lavaggio, chiudere le chiusure a gancio e occhio per proteggere il prodotto e gli altri capi da lavare.

Il prodotto può essere lavato fino ad una temperatura di 30 °C, a mano o utilizzando un ciclo per tessuti delicati. Non utilizzare alcun candeggio.

È possibile utilizzare un ciclo delicato di centrifuga: una volta terminato, stendete il prodotto ad asciugare all'aria aperta (non nelle vicinanze di una fonte di calore né nell'asciugabiancheria).

IMPORTANTE

- Per un corretto uso del prodotto Push, può essere necessaria la diagnosi di un medico o di un fisioterapista.
- I tutori Push sono destinati ad essere indossati sulla cute perfettamente integra. La cute eventualmente danneggiata dovrà essere coperta prima dell'applicazione con materiale adeguato.
- Il funzionamento ottimale del prodotto è garantito solo se della taglia giusta. Si consiglia di provare il tutore prima di acquistarlo per verificare che la taglia sia adeguata. Il personale del punto vendita è a sua disposizione per spiegarle in che modo indossare correttamente il tutore Push. Le consigliamo di custodire questa scheda informativa in un luogo sicuro così da poter leggere le istruzioni su come indossare il tutore ogni volta che lo desidera.
- Nel caso in cui il prodotto dovesse necessitare di un adattamento individuale, le consigliamo di consultare uno specialista.
- Prima di utilizzare il tutore Push, verificare sempre che non presenti segni di usura o di invecchiamento di componenti o cuciture. Le prestazioni ottimali del tutore Push sono garantite solo se il prodotto è completamente integro.
- Nel quadro del regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici, l'utilizzatore è tenuto a segnalare qualsiasi incidente di grave entità occorso durante l'utilizzo del prodotto al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente.

RODILLERA PUSH MED

INTRODUCCIÓN

Los productos Push med aportan soluciones para los casos de lesiones o limitaciones del aparato locomotor.

La nueva rodillera es un producto Push med caracterizado por un alto nivel de eficacia, confort y calidad. El soporte para rodilla Push med aumenta la estabilidad de la rodilla y ayuda a controlar el dolor. El soporte mecánico, la presión ajustable y una buena retención de la posición constituyen la base de su rendimiento.

Los productos Push med son realmente innovadores y están fabricados para usted con un esmerado cuidado. Esto garantiza el máximo de seguridad y una mayor libertad de movimientos. Para un mejor aprovechamiento de su uso lea atentamente la información del producto antes de utilizarlo. Si tiene alguna duda, consulte con su distribuidor o envíe un correo electrónico a info@push.eu.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La rodillera Push med ofrece un gran nivel de apoyo y protección para la articulación de la rodilla.

Esta se apoya en dirección medio-lateral por medio de una construcción mecánica consistente en unas bisagras de refuerzo y unas uniones que no son elásticas. Con ello no se obstruye la flexión o extensión de la rodilla. Las bisagras de refuerzo siguen el punto de giro natural de la rodilla.

La aplicación de silicona estimula la propiocepción de la articulación de la rodilla, para anticiparse a cualquier posible trauma imminente.

Alrededor de los puntos vulnerables de la rodilla se han creado zonas blandas de material acolchado. Un adecuado ajuste anatómico, junto con el material y la aplicación de silicona, contribuyen a que la rodillera no se desplace al caminar. Su pequeño volumen permite llevar la rodillera bajo la ropa sin que se note.

La rodillera está hecha de Sympress™, un cómodo material de gran calidad. El uso de microfibras proporciona una sensación suave y mantiene la piel seca. La rodillera Push med se puede lavar de forma normal.

INDICACIONES

- Artrosis con inestabilidad
- Molestias reumáticas
- Traumatismo de ligamento colateral
- Instabilidad residual após traumatismo dos ligamentos colaterais
- Tratamiento de seguimiento posquirúrgico

