

PUSH MED KNEE BRACE**INTRODUCTION**

Push med products provide solutions in the case of a disorder or reduced functioning of the locomotor apparatus.

Your new knee brace is a Push med product, characterised by a high level of effectiveness, comfort and quality. The Push med knee brace increases knee stability and helps control pain. This increases physical strength. Mechanical support, adjustable pressure and good positional retention constitute the basis of its performance.

Push med products are innovative and are manufactured for you with great care. This ensures maximum security and more freedom of movement. To promote satisfied use.

Read the product information carefully before you use the Push med knee brace. If you have any questions, please consult your reseller or send an e-mail to info@push.eu.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Your Push med knee brace offers a high level of support and protection to the knee joint.

The knee joint is supported in the medio-lateral direction by means of a mechanical construction consisting of leaf spring joints and non-elastic connections. This does not obstruct flexion or extension of the knee. The stiffener hinges follow the natural pivoting point of the knee.

The silicone application stimulates the proprioception of the knee joint, to adequately anticipate any imminent trauma.

So-called comfort zones of padded material have been created around vulnerable areas of the knee. A proper anatomic fit and the material and the silicone application contribute to the brace remaining in place during walking. Its small volume enables the brace to be worn underneath clothing without being noticed.

The brace is made of Sympress™, a high-quality comfortable material. The use of microfibras makes the inside feel soft and keeps the skin dry. The Push med knee brace can be washed normally.

INDICATIONS

- Arthrose mit Instabilität
- Rheumatoid complaints
- Collateral ligament trauma
- Residual instability after collateral ligament trauma
- Postsurgical follow-up treatment

There are no known disorders where the brace cannot or should not be worn. In the case of poor blood circulation in the limbs, a brace may cause hyperaemia. Avoid applying the brace too lightly in the beginning.

Pain is always a sign of warning. If the pain persists or complaints deteriorate, it is advisable to consult your doctor or therapist.

DETERMINING SIZE / FITTING

The knee brace is available in 5 sizes. Place the thigh at an angle of 90° in relation to the lower leg. Then measure the circumference around the narrowest part below the knee joint. The table on the packaging shows the correct brace size for your knee.

- Slide the brace over the knee joint. To this end, pull the brace by the upper synthetic part of the leaf spring hinges over the leg. Ensure that all the straps are loose. Ensure that the ring fits round the patella properly.
- Close the straps at the back and front of the thigh. The variation in the length allows you to position the stiffeners so that the brace fits snugly and works perfectly.
- Close then the overlapping straps around the leg.

WASHING INSTRUCTIONS

- 🧼 🧴 🛁 🚰 🚰

To promote hygiene and to maximise the lifespan of the brace, it is important to wash the brace regularly, observing the washing instructions.

If you intend not to use the brace for some time, it is recommended that you wash and dry the brace before storage.

Before washing, close the hook and loop fasteners to protect the brace and other laundry.

The brace can be washed at temperatures up to 30 °C, on a delicate fabrics cycle or by hand. Do not use any bleaching agents.

A gentle spin-dry cycle can be used; after this, hang the brace up to dry in the open air (not near a heating source or in a tumble drier).

IMPORTANT

- Proper use of the Push brace may require diagnosis by a doctor or therapist. Please be aware that an ill-fitting brace does not function properly.
- Push braces were designed to be worn on an undamaged skin. Damaged skin must first be covered with suitable material.
- Optimal functioning can only be achieved by selecting the right size. Fit the brace before purchasing, to check its size. Your reseller's professional staff will explain the best way to fit your Push brace. We recommend that you keep this product information in a safe place, to be able to consult it for fitting instructions whenever needed.
- Consult a brace specialist if the product requires individual adaptation.
- Check your Push brace each time before use for signs of wear or ageing of components or seams. Optimal performance of your Push brace can only be guaranteed if the product is fully intact.
- Within the framework of EU regulation 2017/745 on medical devices, the user must report any serious incident involving the product to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user is established.

PUSH MED KNIEBANDAGE**EINLEITUNG**

Push Med Produkten bieten Lösungen bei Funktionsstörung oder Einschränkungen des Bewegungsapparates.

Ihre neue Kniebandage ist ein Push Med Produkt, das sich durch hohe Wirksamkeit, Komfort und Qualität auszeichnet. Die Push Med Kniebandage bietet verbesserte Stabilität und Schmerzlinderung. Mechanische Unterstützung, einstellbarer Druck und hohe Stabilität bilden die Grundzüge dieser Bandage.

Push Med Produkte sind innovativ und werden mit größter Sorgfalt für Sie hergestellt. Dies gewährleistet größte Sicherheit und mehr Bewegungsfreiheit. Zur Förderung einer zufriedenstellenden Verwendung.

Lesen Sie sorgfältig die Produktinformationen, bevor Sie die Push Med Kniebandage verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder schicken Sie eine E-Mail an info@push.eu.

Lees de productinformatie voor het gebruik van de Push med Kniebrace aandachtig door. Met eventuele vragen kunt u terecht bij uw leverancier of kunt u stellen aan info@push.eu.

PRODUKTEIGENSCHAPEN

Uw Push Med Kniebandage biedt hoge ondersteuning en bescherming bij de behandeling of vorbeuging van Knieverlettingen.

Das Kniegelenk wird in medial-lateraler Richtung durch eine mechanische Konstruktion unterstützt, die aus Blattfedern und unelastischen Verbindungen besteht. Dies behindert nicht die Flexion oder Extension des Kniees. Die Versteifungsgelenke folgen dem natürlichen Schwerenpunkt des Kniees. Der Silikoneinsatz stimuliert die Propriozeption rund um das Kniegelenk, um angemessen einem drohenden Trauma vorzubeugen.

Sogenaannte Komfortzonen aus gepolstertem Material wurden um empfindliche Stellen des Knies herum eingebaut. Eine gute anatomische Passform, das Material und der Silikoneinsatz tragen dazu bei, dass die Bandage beim Laufen nicht verrutscht. Aufgrund ihres kleinen Umfangs kann die Bandage unbemerkt unter der Kleidung getragen werden.

Die Bandage ist mit Sympress™, einem hochqualitativen komfortablen Material hergestellt. Die Verwendung von Mikrofasern sorgt für eine weiche Innenseite und hält die Haut trocken. Die Push Med Kniebandage kann normal gewaschen werden.

INDIKATIONEN

- Arthrose mit Instabilität
- Rheumabeschwerden
- Verletzungen der Kollateralebänder
- Restinstabilität nach Verletzungen der Kollateralebänder
- Postoperative Nachbehandlung

Es sind keine Beschwerden bekannt, bei denen die Bandage nicht getragen werden kann oder sollte. Bei schlechter Durchblutung der Glieder kann eine Bandage zu Hyperämie führen. Vermeiden Sie es, die Bandage anfänglich zu fest anzulegen.

Schmerz ist immer ein Warnsignal. Wenn der Schmerz anhält oder die Beschwerden sich verschlimmern, ist es ratsam, einen Arzt oder Therapeuten aufzusuchen.

ANMESSEN/ANLEGEN

Die Kniebandage ist in 5 Größen erhältlich. Positionieren Sie den Unterschenkel in einem 90°-Winkel zum Oberschenkel. Messen Sie anschließend den Umfang an der engsten Stelle unterhalb des Kniegelenks. Anhand der Tabelle auf der Verpackung bestimmen Sie die korrekte Bandagengröße für Ihr Knie.

- Schulft de brace over het kniegewricht. Trek hiervoor de brace aan het bovenste kunststof deel van de bladvesschamieren over het been. Zorg ervoor dat alle banden los zijn. Zorg dat de ring aansluit rond de kniechijf.
- Schließen Sie nun die kreuzweise verlaufenden Bänder unterhalb der Kniegelenks. Die Elastizität der Bänder erlaubt eine optimale Positionierung der Stäbe, so dass die Kniebandage komfortabel sitzt und perfekt funktioniert.
- Schließen Sie nun die Bänder auf der Vorder- und Rückseite oberhalb des Kniegelenks.

WASCHINWEIFE

- 🧼 🧴 🛁 🚰 🚰

Für eine gute Hygiene und eine längere Lebensdauer der Bandage ist es wichtig, die Bandage regelmäßig zu waschen und die Waschanleitung zu befolgen.

Wenn Sie Ihre Bandage über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, empfiehlt es sich, sie vor der Lagerung zuerst zu waschen und trocken zu lassen.

Schließen Sie vor dem Waschen den Klettverschluss, um die Bandage und andere Wäsche zu schützen.

Die Bandage kann bei bis zu 30 °C im Schowwaschgang oder von Hand gewaschen werden. Keine Bleichmittel verwenden.

Ein leichtes Schleudrogramm kann angewendet werden. Hängen Sie anschließend die Bandage im Freien zum Trocknen auf (nicht in der Nähe von Heizquellen oder im Wäschetrockner trocken).

WICHTIG

- Für die richtige Anwendung der Push Bandage kann eine Diagnose eines Arztes oder Therapeuten notwendig sein.
- Push Bandagen sind für das Tragen auf intakter Haut vorgesehen. Sollte die Haut verletzt sein, sollte sie mit einem geeigneten Mittel abgedeckt werden.
- Für eine optimale Funktion ist die richtige Wahl der Größe entscheidend. Bitte passen Sie daher Ihre Bandage vor dem Kauf an, um die Größe zu überprüfen. Das Fachpersonal an Ihrer Verkaufsstelle wird Ihnen erklären, wie Sie Ihre Push Bandage optimal anlegen. Bewahren Sie die Produktinformationen auf, damit Sie später die Anleitung zum Anlegen der Bandage nachlesen können.
- Wenden Sie sich an den Spezialisten, wenn das Produkt individuelle Anpassungen erfordert.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ihrer Push Bandage, dass keine Abnutzung oder Alterung von Teilen oder Nähten erkennbar ist. Eine optimale Funktion Ihrer Push Bandage ist nur dann gewährleistet, wenn das Produkt vollständig intakt ist.
- Gemäß der EU-Verordnung 2017/745 inzake medische hulpmiddelen dient de gebruiker ieder ernstig voorval in verband met het product te melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit in de EU-lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.

PUSH MED KNIEBRACE**WOORD VOORAF**

Uw producten bieden oplossingen bij een aandoening of verminderde functie van het bewegingsapparaat.

Uw nieuwe kniebrace is een Push med product en wordt gekenmerkt door een hoge mate van effectiviteit, confort en kwaliteit. De Push med Kniebrace biedt een meilleure stabiliteit en verlicht eventuele pijn. De ystke de ce fait augmentée. Un support mécanique, une pression réglable et un bon maintien de la position constituent la base de son fonctionnement.

Les produits Push med sont innovateurs et fabriqués pour vous avec un grand soin. Une sécurité maximale et une plus grande liberté de mouvement sont ainsi garanties. L'objectif est en effet d'atteindre la satisfaction de l'utilisateur.

Lees de productinformatie voor het gebruik van de Push med Kniebrace aandachtig door. Met eventuele vragen kunt u terecht bij uw leverancier of kunt u stellen aan info@push.eu.

PRODUCTEIGENSCHAPEN

Uw Push med Kniebrace biedt een hoge mate van ondersteuning en bescherming aan het kniegewricht.

Door middel van een mechanische constructie, bestaand uit bladveerschamieren en niet-elastische verbindingen, wordt het kniegewricht in medio-laterale richting ondersteund. Hierbij wordt flexie en extensie van de knie niet gehinderd.

De baleschamieren volgen het natuurlijke scharnierpunt van de knie. Het silikoneinsatz stimuleert de Propriozeption rond om het kniegewricht, opdat er alert op een dreigend trauma geanticipeerd kan worden.

Rond kwetsbare gebieden van de knie zijn zgn. comfortzones aangebracht door middel van gepolstert materiaal. De goede anatomische pasvorm en de silikoneapplicatie bevordert het positiebehoud van de brace tijdens het lopen. Door het beperkte volume wordt de brace onopgemerkt onder de kleding gedragen.

De brace is vervaardigd van Sympress™, een hoogwaardig, comfortabel materiaal. Door het gebruik van microvezels voelt de binnenzijde zacht aan en blijft de huid droog. De Push med Kniebrace kan probleemloos gewassen worden.

INDICATIES

- Artrose met instabiliteit
- Reumatische klachten
- Collateraalbandietel
- Restinstabiliteit na bandietel
- Postoperatieve nabehandeling

Er zijn geen aandoeningen bekend waarbij de brace niet gedragen kan of mag worden. Bij een slechte doorbloeding van de ledematen kan een brace tot stuwung leiden. Leg de brace aanvankelijk niet te strak aan.

Pijn is altijd een waarschuwingsteken. Bij aanhoudende pijn of verergering van de klachten is het raadzaam uw behandelend arts of therapeut te raadplegen.

AANMETEN / AANLEGGEN

De kniebrace is verkrijgbaar in 5 maten. Plaats het bovenbeen l.o.v. onderbeen in een hoek van 90 graden. Meet vervolgens de omtrek op de juiste gedeelte onder het kniegewricht. In de tabel op de verpakking vindt u de maten braemaet behorende bij uw knieoemter.

- Schulft de brace over het kniegewricht. Trek hiervoor de brace aan het bovenste kunststof deel van de bladvesschamieren over het been. Zorg ervoor dat alle banden los zijn. Zorg dat de ring aansluit rond de kniechijf.
- Sluit de banden aan de achter- en voorzijde van het bovenbeen. Het variëren van de lengte maakt het mogelijk de balenposities te positioneren voor een goede pasvorm en functie.
- Sluit vervolgens de kruislinge banden rond het onderbeen op elkaar.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

- 🧼 🧴 🛁 🚰 🚰

Voor een goede hygiëne en een langere gebruiksduur van de brace is het belangrijk om de brace regelmatig te wassen en de wasinstructies te volgen.

In het geval dat u de brace een langere periode niet gebruikt, is het aan te raden de brace eerst te wassen en te laten drogen, alvorens deze op te bergen.

Sluit de klittenbanden voor het wassen ter bescherming van de brace en ander wasgoed.

De brace kan gewassen worden bij maximaal 30 °C, fije was of handwas. Gebruik tijdens het wassen geen bleekwater.

De brace mag licht geentrufgeroed worden; hang de brace daarna in de open lucht te drogen (niet bij de verwarming of in een droogtrommel).

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Voor een juist gebruik van uw Push brace kan een diagnose door een arts of therapeut noodzakelijk zijn.
- Push braces zijn bedoeld om op de intacte huid te dragen. Mocht de huid beschadigd zijn, dan dient de huid met een daarop geëigend middel afgedekt te zijn.
- Voor een optimale functie is een juiste maatkeuze essentieel. Past u daarom vóór aankoop uw brace om de maat te controleren. Het vakkundige personeel van uw verkooppunt legt u uit hoe u uw Push brace optimaal aanlegt. Bewaar de productinformatie zodat u later de aanleinstrucies kunt nalezen.
- Raadpleeg de vakspecialist indien het product individuele aanpassingen vereist.
- Controleer vóór elk gebruik van uw Push brace of er geen slijtage of veroudering aan onderdelen of stiknaden waarneembaar is. Een optimale functie van uw Push brace is alleen gewaarborgd indien het product volledig intakt is.
- In het kader van EU verordening 2017/745 inzake medische hulpmiddelen dient de gebruiker ieder ernstig voorval in verband met het product te melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit in de EU-lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.

GENOUILLÈRE PUSH MED**INTRODUCTION**

Les produits Push Med fournissent des solutions en cas de trouble ou de fonctionnement réduit de l'appareil locomoteur.

Votre nouvelle genouillère est un produit Push med se caractérisant par un haut niveau d'efficacité, de confort et de qualité. La genouillère Push med assure une meilleure stabilité et soulage la douleur. Une résistance physique en est de ce fait augmentée. Un support mécanique, une pression réglable et un bon maintien de la position constituent la base de son fonctionnement.

Les produits Push med sont innovateurs et fabriqués pour vous avec un grand soin. Une sécurité maximale et une plus grande liberté de mouvement sont ainsi garanties. L'objectif est en effet d'atteindre la satisfaction de l'utilisateur.

Lisez attentivement les informations du produit avant d'utiliser la genouillère Push med. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre revendeur ou envoyer un e-mail à info@push.eu.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Votre genouillère Push med procure un support et une protection de haut niveau à l'articulation du genou.

L'articulation du genou est soutenue dans le sens médio-latéral au moyen d'une structure mécanique se composant de charnières de renforcement et de raccords non-élastiques. La flexion ou l'extension du genou ne s'en trouvent pas gênés. Les charnières de renforcement suivent le point de rotation naturel du genou. L'application de silicone stimule la proprioception de l'articulation du genou afin d'anticiper adéquatement tout trauma imminent.

Des bandes de confort en matière rembourrée ont été prévues autour des zones vulnérables du genou. Un ajustement anatomique approprié, associé à une application de silicone, permet à la genouillère de rester en place lorsque vous marchez. Son petit volume permet à la genouillère d'être portée sous les vêtements de manière invisible.

La genouillère est faite en Sympress™, une matière confortable de haute qualité. L'utilisation de microfibras rend l'intérieur doux et maintient la peau sèche.

La genouillère Push med se lave normalement.

INDICATIONS

- Arthrose avec instabilité
- Affections rhumatoïdes
- Traumatisme collatéral des ligaments
- Instabilité résiduelle après blessures ligamentaires
- Traitement de suivi postchirurgical

Il n'existe aucun trouble connu interdisant ou rendant impossible le port de la genouillère. En cas de faible circulation du sang dans les membres, une genouillère peut provoquer une hyperémie. Évitez de serrer la genouillère trop fort au début.

La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

DETERMINATION DE LA TAILLE / AJUSTAGE

De kniebrace est disponible en 5 tailles. Fléchez le genou à 90° par rapport à la jambe. Ensuite, mesurez la circonférence sur la partie la plus étroite in dessous de l'articulation du genou. Le tableau se trouvant sur l'emballage indique la taille qui convient à votre genou.

- Fate scivolare il prodotto sull'articolazione del ginocchio. Per fare ciò, tirare la ginocchiera sopra la gamba dalla parte sintetica superiore delle cerniere di rinforzo. Assicuratevi che tutte le cinghie siano allentate. Assicuratevi che l'anello si adatti correttamente intorno alla rotula.
- Fermez les bandes à l'arrière et sur le devant de la cuisse. La variation de la longueur permet de positionner les bandes afin que la genouillère épouse bien la forme et fonctionne parfaitement.
- Col, chiudete le cinghie incrociate intorno alla gamba.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

- 🧼 🧴 🛁 🚰 🚰

Pour assurer l'hygiène et prolonger la durée de vie de la genouillère, il importe de la laver régulièrement en respectant les instructions de lavage.

Si non si intende utilizzare il tutore per un periodo di tempo prolungato, si consiglia di lavare e di fare sécher avant di de la ranger.

Avant le lavage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger la genouillère et l'autre ligne.

La genouillère peut être lavée à des températures allant jusqu'à 30°C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.

Un cycle d'essorage doux peut être utilisé; ensuite, faites sécher la genouillère à l'air libre (pas près d'une source de chaleur ni, dans un sèche-linge).

IMPORTANT

- L'utilisation appropriée de la genouillère Push peut nécessiter le diagnostic d'un docteur ou d'un thérapeute.
- Les genouillères Push sont prévus pour être portés sur une peau en bonne santé. Si la peau est abîmée, elle doit d'abord être recouverte d'une matière adéquate.
- Pour assurer un fonctionnement optimal, choisissez la taille de la genouillère adéquate. Essayez donc la genouillère avant de l'acheter, afin de vérifier que la taille vous convient. Le personnel spécialisé de votre revendeur vous expliquera la meilleure manière de placer votre genouillère Push. Nous vous conseillons de conserver ces informations, afin de pouvoir consulter à nouveau les instructions d'ajustement de la genouillère à l'avenir.
- Nel caso in cui il prodotto dovesse necessitare di un adattamento individuale, le consigliamo di consultare uno specialista.
- Prima di utilizzare il tutore Push, verificare sempre che non presenti segni di usura o di invecchiamento di componenti o cuture. Le prestazioni ottimali del tutore Push sono garantite solo se il prodotto è completamente integro.
- Nel quadro del regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici, l'utilizzatore è tenuto a segnalare qualsiasi incidente di grave entità occorso durante l'utilizzo del prodotto al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente.

GINOCCHIERA PUSH MED**INTRODUZIONE**

I prodotti Push Med offrono valide soluzioni in caso di disturbi o deficit funzionale dell'apparato locomotore.

La vostra nuova ginocchiera è un prodotto Push Med, che si contraddistingue per l'alto livello di efficacia, confort e qualità. La ginocchiera Push Med aumenta la stabilità ed allevia il dolore. Ció consente di accrescere la forza fisica. Gli elementi essenziali alla base delle prestazioni del prodotto sono il supporto meccanico, la pressione regolabile e il buon mantenimento della postura.

I prodotti Push Med sono innovativi e vengono realizzati per voi con grande cura. Ció assicura la massima sicurezza ed una maggiore libertà di movimento. Ció allo scopo di garantire un uso senza preoccupazioni.

Prima di utilizzare la ginocchiera Push Med, vi consigliamo di leggere attentamente le informazioni sul prodotto. Per domande o osservazioni, vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore di fiducia o di inviare una e-mail a info@push.eu.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La vostra ginocchiera Push Med offre un alto livello di sostegno e protezione all'articolazione del ginocchio.

L'articolazione del ginocchio è sostenuta in direzione medio-laterale da una struttura meccanica formata da cerniere di rinforzo e da collegamenti non elastici. Ció non ostacola la flessione né l'estensione del ginocchio. Le cerniere di rinforzo seguono il punto di rotazione naturale del ginocchio.

L'applicazione di silicone stimola la propriocezione dell'articolazione del ginocchio, per prevenire adeguatamente qualsiasi trauma imminente.

Attorno alle aree vulnerabili del ginocchio sono state create delle cosiddette "zone di confort" di materiale imbottito. Grazie alla corretta forma anatomica, al materiale ed all'applicazione di silicone, il prodotto resta in posizione mentre camminata. Grazie al suo volume ridotto, potrebbe indossarla sotto l'abbigliamento senza che essa venga notata.

Il prodotto è realizzato in Sympress™, un materiale confortevole di alta qualità. L'uso di microfibre rende la parte interna morbida al tatto mantenendo la pelle asciutta. La ginocchiera Push Med può essere lavata normalmente.

INDICAZIONI

- Artrosi con instabilità
- Molestias reumatóidis
- Trauma collaterale ai legamenti
- Instabilidade residual después de un trauma de los ligamentos colaterales
- Tratamiento secundario post-chirúrgico

Non vi sono disturbi noti che sconsigliano l'uso del prodotto. In caso di circolazione sanguigna insufficiente negli arti, il prodotto può causare iperemia. Evitate di applicare il prodotto stringendolo troppo all'incio.

Il dolore rappresenta sempre un campanello di allarme. Se il dolore persiste o i sintomi peggiorano, è consigliabile consultare il vostro medico o il vostro fisioterapista.

COME STABILIRE LE GIUSTE TAGLIA

La ginocchiera è disponibile in 5 diverse taglie. Dispone la coscia a 90° rispetto alla gamba. Poi, misurate la circonferenza intorno alla parte più stretta sotto l'articolazione del ginocchio. Nella tabella riportata sulla confezione potete individuare le dimensioni corrispondenti al vostro ginocchio.

- Fate scivolare il prodotto sull'articolazione del ginocchio. Per fare ciò, tirare la ginocchiera sopra la gamba dalla parte sintetica superiore delle cerniere di rinforzo. Assicuratevi che tutte le cinghie siano allentate. Assicuratevi che l'anello si adatti correttamente intorno alla rotula.
- Chiusete le cinghie dietro e davanti la coscia. La variazione di lunghezza vi consente di posizionare i rinforzi in modo che il prodotto si adatti comodamente e funzioni perfettamente.
- Col, chiudete le cinghie incrociate intorno alla gamba.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

- 🧼 🧴 🛁 🚰 🚰

Per garantire l'igiene e massimizzare la durata di tutore, è importante lavarla periodicamente attentandosi alle istruzioni per un corretto lavaggio.

Se non si intende utilizzare il tutore per un periodo di tempo prolungato, si consiglia di lavare e di farlo seccare prima di riporlo.

Prima del lavaggio, chiudete le chiusure a gancio e occhioello per proteggere il prodotto e gli altri capi da lavare.

Il prodotto può essere lavato fino ad temperatura di 30°C, a mano o utilizzando un ciclo per tessuti delicati. Non utilizzate alcun candeggiante.

È possibile utilizzare un ciclo delicato di centrifuga; una volta terminato, stendete il prodotto ad asciugare all'aria aperta (non nelle vicinanze di una fonte di calore né nell'asciugabiancheria).

IMPORTANTE

- Per un corretto uso del prodotto Push, può essere necessaria la diagnosi di un medico o un fisioterapista.
- I tutori Push sono destinati ad essere indossati sulla cute perfettamente integra. La cute eventualmente danneggiata dovrà essere coperta prima dell'applicazione con materiale adeguato.
- Il funzionamento ottimale del prodotto è garantito solo se della taglia giusta. Si consiglia di provare il tutore prima di acquistarlo per verificare che la taglia sia adeguata. Il personale del punto vendita è a sua disposizione per spiegare in che modo indossare correttamente il tutore Push. Le consigliamo di custodire questa scheda informativa in un luogo sicuro così da poter leggere le istruzioni su come indossare il tutore ogni volta che lo desidera.
- Nel caso in cui il prodotto dovesse necessitare di un adattamento individuale, le consigliamo di consultare uno specialista.
- Prima di utilizzare il tutore Push, verificare sempre che non presenti segni di usura o di invecchiamento di componenti o cuture. Le prestazioni ottimali del tutore Push sono garantite solo se il prodotto è completamente integro.
- Nel quadro del regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici, l'utilizzatore è tenuto a segnalare qualsiasi incidente di grave entità occorso durante l'utilizzo del prodotto al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente.

RODILLERA PUSH MED**INTRODUCCIÓN**

Los productos Push med aportan soluciones para los casos de lesiones o limitaciones del aparato locomotor.

La nueva rodillera es un producto Push med caracterizado por un alto nivel de eficacia, confort y calidad. El soporte para rodilla Push med aumenta la estabilidad de la rodilla y ayuda a controlar el dolor. El soporte mecánico, la presión ajustable y una buena retención de la posición constituyen la base de su rendimiento.

Los productos Push med son realmente innovadores y están fabricados para usted con un esmerado cuidado. Esto garantiza el máximo de seguridad y una mayor libertad de movimientos. Para un mejor aprovechamiento de su uso lea atentamente la información del producto antes de utilizarlo. Si tiene alguna duda, consulte con su distribuidor o envíe un correo electrónico a

PUSH医療膝サポーター

はじめに

PUSH医療製品は、運動器官の障害や機能低下にたいし解決策を提供します。

新しい膝サポーターのPush医療製品は、高水準の効能と快適性と品質を特色としています。Push med knee brace（膝補強具）は、膝の安定性を高め、痛みをコントロールを助けます。機械的な圧力と可変強度力、良い位置の保持は、良いパフォーマンスの基礎となります。

Push医療製品は、革新的で、ユーザーのために大きな配慮を込めて製造されています。これは、動作における最大の安全とより多くの自由を兼ねたものとし、確実な使用の連続です。

Push医療膝サポーターをお使いになる前には、製品情報をよくお読みください。ご質問の場合は、販売店にお問い合わせいただくか、info@push.eu〜電子メールへご連絡ください。

製品特徴

Push医療膝サポーターは、膝関節に高水準の担保と保護を提供します。

膝関節は、リーフスプリング関節と非伸縮性連結からなる機械的な構造により、中・横方向で支持します。これは、膝の曲曲または伸張を妨げません。リーフスプリング関節は、膝の自然な回転点に従います。

シミュロの適用により膝関節の固有感覚を刺激し、差二郎トラウマを事前に防じます。

パッド材を入れたいわゆる柔らかい部分は、膝の弱い部分のみをとり囲んでいます。適切な解剖学的整合と材料とシリコンの適用は、歩行中その場にあるサポーターを助けます。蒸らぬたいもの、サポーターを衣服の上から気づかれない着ることができます。

サポーターは、高品質で快適な材料であるSympress™でできています。マイクロ繊維の使用で内部は柔らかく感じ、皮膚の荒れを防ぎます。Push医療膝サポーターは、普通に洗濯することができます。

効能

- 不安定を伴う関節症
- リウマチ性膝痛
- 付帯的膝帯外傷
- 側副韧带障害後の残留不安定性
- 術後のフォロアップ治療

サポーターを着けることができないか、着けるべきでないか、着ける際はおきいてください。四肢の血液循環がよくない場合、サポーターは充血を引き起こす場合があります。始めは、サポーターをあまきつく適用することを避けてください。

痛みは常に警告の徴候です。痛みが持続するか病訴が悪化する場合には、医師または理学療法士と相談されることをおすすめします。

サイズ・適合の決定

膝サポーターには、5つのサイズがあります。腰にたいし膝下が90度の位置関係になるようにして膝下の最も長い部分の周囲を測ってください。パッケージに表示された表は、あなたに合うサポーターのサイズの参考となります。

- サポーターは膝関節の上を滑らせるようにして引き上げてください。これは、股はねのヒンジの上部になる合成部分によってブレースを脚の向こう側に向けてください。その時バンドは緩めておいてください。リングが膝がしら（膝蓋骨）のまわりにつきんと合うようにしてください。
- バンドは膝の前と後で閉じてください。長さの調節により補強材の位置を調整すると、サポーターがぴったりと完全に機能ようになります。
- そして、重なり合ったバンドは足のまわりで閉じます。

洗たくに関して

🧺 🧻 🚰 🧴 🧼 🧯 🔋

ブレースの衛生を保ち、寿命を最大に伸ばすには、クリーニングの指示を守って定期的なブレースをクリーニングすることが重要です。

しばらくそれを使用するつもりがない場合には、保管する前にブレースを洗って乾燥させることをお勧めします。

洗たくの前には、サポーターと他の洗濯物を保護するために面ファスナーを閉じてください。

サポーターは、温度30℃までで 注意を必要とする洗濯機の繊維サイクルまたは手で洗濯することができます。どんな漂白剤も使わないでください。

洗濯機のゆるやかな回転乾燥サイクルは近くで差支えはありませんが、その後、サポーターを大気中で（乾燥の速くや回転式乾燥機以外で）乾かしてください。

重要

- Pushサポーターの適正使用には、医師または理学療法士による診断を必要とする場合があります。
- ブレースブレースは、無傷の皮膚に着用する目的で設計されています。皮膚に傷がある場合には、まず適切な材料で覆う必要があります。購入前にブレースを実現するには、適切なサイズを選択する必要があります。購入前にブレースを取り付けて、サイズを確認してください。販売代理店の専門スタッフが、ブレースブレースを取り付ける最適な方法を説明します。この製品情報は、安全な場所に保管して、取り付けの仕方について必要なときいつでも参照できるようにしてください。
- 製品に個別の調整が必要な場合には、ブレースの専門家に相談してください。コラーゲントングや繻い目な織物や老朽化の兆候がないかほか、使用前に毎回チェックリストをチャックしてください。ブレースブレースの最適なパフォーマンスは、製品が全く損傷していない場合にのみ保証されます。
- 医療機器に関するEU規制2017/745の枠組み内にある場合、ユーザーは製品に関連する重大な事故について製造業者およびユーザーの会社の加盟国のある官庁に報告しなければならない。

Push®は、オランダのNea International bv 社

ČESKY

KOLENNÍ BANDÁŽ PUSH MED

ÚVOD

Výrobky Push med představují řešení při poruchách nebo snížené funkciosti pohybového ústrojí.

Všechno kolenní bandáž je výrobkem Push med, který je charakterizován vysokou efektivností, pohodlností a kvalitou. Kolenní bandáž Push med zlepšuje stabilitu a pomáhá zmírnit bolesti. Zvyšuje tak tělesnou sílu. Podstatou její funkce je mechanická opora, nastavitelní tlak a dobrá fixace polohy.

Push lékařské výrobky jsou, pro uživatele, užitečné i proto, že jsou navrženy s cílem je přinést vám co největší uspokojení z jejich nošení.

Před použitím zdravotní kolenní bandáže Push med si doře pročtete informace o výrobku. Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se laskavě na svého prodejce nebo nám zašlete e-mail na adresu: info@push.eu.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Kolenní bandáž Push med poskytuje vašemu kolennímu kloubu velkou podporu a ochranu.

Kolenní kloub je podepřen medio-laterálním směrem prostřednictvím mechanické konstrukce bandáže s vyztužujícími závěsy a neelastickým zaplněním. Tím nemí omezena flexe ani extenze v koleni. Vyztužující závěsy se dříí přirozeno otáčlivého bodu kolene.

Použitím silikonu se stimuluje propriocepce kolenního kloubu, čímž je podpořena schopnost adekvátně předcházet zraněním traumatu.

Kolem zranitelných míst v koleni byly vytvořeny tzv. zóny pohodlnosti podložního materiálu. Díky anatomické formě tvarování, materiálu a použití silikonu setrvává bandáž na místě i při chůzi. Díky malým rozměrům závěsů je lze nosit pod oděvem, aniž by byla nápadná.

Použitím silikonu se stimuluje propriocepce kolenního kloubu, čímž je podpořena schopnost adekvátně předcházet zraněním traumatu.

Kolem zranitelných míst v koleni byly vytvořeny tzv. zóny pohodlnosti podložního materiálu. Díky anatomické formě tvarování, materiálu a použití silikonu setrvává bandáž na místě i při chůzi. Díky malým rozměrům závěsů je lze nosit pod oděvem, aniž by byla nápadná.

U výrobená z vysoce kvalitního a pohodlného materiálu Sympress™. Díky tomu, že obsahuje mikrovlnáku, je materiál uvnitř měkký a udržuje pokožku suchou.

Kolenní bandáž Push med Epi lze běžně práť.

INDIKACE

- Artróza z nestabilitou
- Revmatická potřže
- Poranění postranních vazů
- Reziduální nestabilita po poraněních postranních vazů
- Doléčení po operaci

Není známa žádná porucha, při které by se bandáž nedaovala nebo nesměla nosit. Při špatném prokrvování končetin může bandáž způsobovat hyperémii (překrevní). Zpočátku dvějte pozor, abyste bandáž příliš neutahovali.

Bolest je vždy varovným znamením. Pokud bolest přetrvává nebo se obtíže zhoršují, je vhodné poradit se s lékařem nebo terapeutem.

STANOVENÍ SPRÁVNÉ VELIKOSTI / NASAZOVÁNÍ

Kolenní výtžna se dotává v 5 velikostech. Postavte se tak, aby stehno svíralo s holení úhel 90°. Potom si změřte obvod kolene nejúžším místa pod kolenním kloubem. Správnou velikost výrobku pro své koleno odečtete v tabulce na obalu.

- Nasautte si výtžhu na kolenní kloub. Přitom držte bandáž za horní syntetickou část vyztužujících pružinových závěsů a přetáhněte ji přes nohu. Všechny pásy musejí být přitom volné. Dbejte, aby kroužek správně seděl kolem čéšky.
- Zapněte pásy na zadní i přední straně stehna. Změnu úhlů můžete vyztužovací díly usadit tak, aby výtžhu doře sedla a dokonale přinlva svou funkci.
- Nakonec upnuté překřivají se pásy kolem lýka.

PRANÍ

🧺 🧻 🚰 🧴 🧼 🧯 🔋

Je důležité otřezt pravidelně práť die příslušných pokrůků. Zlepšete tak hygienu a maximálně prodloužte životnost ortězy.

Máte-li v úmyslu bandáž po nějakou dobu nepoužívat, doporučujeme ji před uložčením vyprat a usušit.

Před praním zapněte suchý zip, abyste ochránili ortězu i ostatní prádo.

Bandáž se dá práť při teplotách do 30°C v režimu jemných tkanin nebo v ruce.

Bělicí přípravky nepoužívejte.

Lze použít jemné odšedřování. Potom bandáž nechte uschnout volně na vzduchu (nikoli poblíž zdrojů tepla, rovníž v nedávěto do buňnové sušičky).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Ke správnému používání bandáže Push může být zapotřebí, aby lékář nebo terapeut nejprve stanovil diagnózu.
- Ortězy Push jsou určeny k nošení na nepoškozené pokožce.
- Použitínou pokožku je třeba nejprve zakrýt vhodným materiálem.
- Optimální funkčnosti je možné dosáhnout pouze při použití správné velikosti. Před nákupem si ortězu vyzkoušejte a vberte správnou velikost. Správné nasazení ortězy Push vám vysvětlí odborný personál v prodejní. Doporučujeme, abyste si tyto informace o výrobku uschovali na bezpečném místě a měli tak možnost si přečíst pokyny k nasazení ortězy, kdykoli bude třeba.
- Jestli produkt vyžmaá individuální uspořádání, nalezty skonsultovat se specialistou zabývajícím se ortězami a doporčením.
- Pokud výrobek vyžaduje individuálí úpravu, kontaktujte specialistu na ortězy.
- Před každým použitím ortězy Push zkontrolujte, zda nejen známky optfební a štěrnutí materiálu jednotlivých součástí nebo švů. Ortěza Push poskytuje správnou funkciost, pouze pokud není výrobek žádným způsobem poškozen.
- V rámci nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích musí uživatel obtáhní jakoukoli závažnou nežádoucí příhodu týkající se produktu výrobci a příslušnému orgánu čenského státu, ve kterém uživatel sídlí.

Push® je registrovaná známka společnosti Nea International bv

POLSKI

ORTEZA KOLANA ZE STABILIZACJĄ BOCZNA

WSTRĘP

Ortęzy stawu kolanowego są propozycją na terapię i jej wzbogacenie przy urazach i schorzeniach narządów ruchu.

Ortęza lecznicza kolana jest „produktum uciążkowym” charakteryzującym się wysoką skutecznością i jakością, stwarza choremu warunki pełnego komfortu. Ortopedyczna ortęza usitkowa kolana Push med zwiększa stabilność stawu kolanowego i pomaga kontrolować ból. Jej działaniem oparte jest na zwiększeniu zwartości stawu, poprawie ułożeniowców i czynności ruchowej, stabilizacji w uzyskanej korekcy oraz odciążeniu okręśłych struktur stawu, co w znacznym stopniu uzyskano dzięki dołkiem odciążeniom doposażeniu podłoża do ciała.

Lecznicze produkty usitkowe wytwarza się z ogromną dokładością. Aby sprostać oczekiwaniom wszystkich klientów, ortęza daje pewną wygodę ruchów przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.

Przed użyciem ortęzy należy uważnie przeczytać informację dotyczącą tego produktu. Wszelkie zapytania proszę kierować do sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: info@push.eu.

OPIS PRODUKTU

Ortęza usitkowa kolana gwarantuje doskonałe wsparcie oraz ochronę stawu. Kolano jest stabilizowane w pozycji bocznej przez konstrukcję składającą się z mocowania usztynwiającego oraz nieelastycznych elementów łączących. Równocześnie ortęza nie utrudnia zginańa oraz prostowania nogi w kolanie. Usztynwiająca mocowania współdziałają z naturalnymi ruchami kolana.

Aby zabezpieczyć staw przed urazem, ortęza wyposażona jest w silikon znajdujący się po wewnętrznej stronie umocnienia, który amortyzuje ewentualne uderzenia.

Odpowiednie anatomiczne dopasowanie, rodzaj materiału oraz silikon zapewniający pozostawanie ortęzy na właściwym miejscu nawet podczas intensywnego ruchu. Dzięki temu, iż jest ona nieznanczą grubości, noszona pod ubraniem pozostaje niewidoczna.

Ortęza została wykonana z tworzywa wysokiej jakości o nazwie Sympress™. Zastosowanie mikro-włókien sprawia, że wewnętrzna jej strona jest miękka i skóra pod nią nie piecze się. Ortęza jest łatwa w użyciu. Można ją prać.

WSKAZANIA

- Artroza z niestabilnością
- Dolegliwości reumatyczne
- Uraz więzadła poboczowego
- Niestabilność stawu kolanowego
- Kontynuacja leczenia pooperacyjnego
- Doleżeni po operaci

Nie są znane żadne schorzenia, które stanowiąby przeciwwskazanie do używania ortęzy. W przypadku złobnego kręzenia krwi w kręciwnych osłkach może spowodować przekrwienie. Na początku stosowania należy wystrzeżać się zbyt ciasnego doposażenia opaski.

Ból zawsze stanowi ostrzeżenie. W przypadku utrzymywania się dolegliwości bólowych lub ich nasilenia należy zgłosić się do lekarza lub rehabilitanta.

WYBÓR ROZMIARU/DOPOSAŻENIA

Ortęza na kolano dostępna jest w 5 rozmiarach. Zgąę nogę pod kątem 90°. Następnie zmierzyc obwód nógwiczęj części poniżej stawu kolanowego. Właściwy rozmiar ortęzy znaleźć można w tabeli na opakowaniu.

- Wsuwać ortęzy na kolano. W tym celu należy nacisnąć ortęzy na nogę, trzymając za górny czpę elementów usztynwiających z materiału syntetycznego. Sprawdzić czy wszystkie paski są luźne. Sprawdzić, czy pierścienie ortęzy właściwie przylegają do rzepki kolanowej.
- Zapiąć pásy po spodniej i wierzchniej stronie uda. Regulowana długość pozwala na umieszczenie usztynwicy, w taki sposób, aby ortęzy dobrze leżała i właściwie spełniała swoją rolę.
- Następnie zapiąć zachodzące na siebie paski wokół nogi.

KONSERWACJA

🧺 🧻 🚰 🧴 🧼 🧯 🔋

Aby zapewnić odpowiedni poziom higieny i wydłużyt żywotność opaski ortopedycznej, należy ją regularnie prać, przestrzegając odnośnych instrukcji.

Jestli ortęza ma nie być używana przez pewien czas, zaleca się wypranie jej i wysuszenie przed odłożeniem do przechowywania.

Aby ochronić opaskę i pozostałe pranie, przed praniem zapiń czyepy.

Prać w temperaturze nie przekraczającej 30°C w pralce lub ręcznie. Nie należy używać środków wybielających.

Lze použít jemné odšedřování. Potom bandáž nechte uschnout volně na vzduchu (nikoli poblíž zdrojů tepla, rovněž v nedávěto do buňnové sušičky).

UWAGA

- Właściwe korzystanie z ortęzy może wymagać porady lekarza lub rehabilitanta.
- Opaski Push są przeznaczone do noszenia na nieuszkodzonej skórze. Uszkodzoną skórę należy najpierw zabezpieczyć odpowiednim materiałem.
- Ortęzy Push jsou určeny k nošení na nepoškozené pokožce.
- Použitínou pokožku je třeba nejprve zakrýt vhodným materiálem.
- Optimální funkčnosti je možné dosáhnout pouze při použití správné velikosti. Před nákupem si ortězu vyzkoušejte a vberte správnou velikost. Správné nasazení ortězy Push vám vysvětlí odborný personál v prodejní. Doporučujeme, abyste si tyto informace o výrobku uschovali na bezpečném místě a měli tak možnost si přečíst pokyny k nasazení ortězy, kdykoli bude třeba.
- Jestli produkt wymaga indywidualnego uspořádania, należy skonsultować się ze specjalistą zajmującym się ortezami i doporčením.
- Pokud výrobek vyžaduje individuálí úpravu, kontaktujte specialistu na ortězy.
- Před každým použitím ortězy Push zkontrolujte, zda nejen známky optfební a štěrnutí materiálu jednotlivých součástí nebo švů. Ortěza Push poskytuje správnou funkciost, pouze pokud není výrobek žádným způsobem poškozen.
- V rámci nařízení UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych użytkownik musi zgłosić każdy poważny incydent dotyczący produktu producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma siedzibę.

Push® jest zarejestrowaną marką firmy Nea International bv

MAGYAR

PUSH MED TÉRDRŐGŰZÍTŐ

BEVEZETÉS

A Push med termékek megoldást kínálnak a mozgató szervrendszer rendellenessége vagy csökkent működése esetén.

Az Ön új térdörgőtűje egy olyan Push med termék, melyet magas szintű hatékonyasá, kényelem és minőség jellemez. A Push med térdörgőtű főközosa a térdízület stabilitását és csökkenté a fájdalom. Megnövelé a fizikai erőt, hatásának alapját a mechanikus támaszás, állítáto nyomás, és jó helyzet-megőrzés képezi a

A Push med termék újítást hoznak, és a legnagyobb gondossággal vannak az Ön számára elkészítve. Maximális biztonságot és nagybto mozgásszabadságot biztosítanak. Célnk, hogy Ön elégedett legyen.

A Push med térdörgőtű használata előtt gondosan olvassa el a termékútájékoztatót. Amennyiben bármilyen kérdése van, kérjük forduljon vizszoelőadójához, vagy küldjön e-mail-t az info@push.eu internet címre.

TERMÉK ISMERTETŐJEGYEK

Az Ön Push med térdörgőtűje magas szintű támaszást és védelmet nyújt a térdízület számára.

A térdízület támaszása medio-laterális irányban történik egy merevítő csuklót és egy nem rugalmas kötést tartalmazó mechanikai szerkezet révén. Ez nem gátolja meg a térd hajlítást és fesztétét. A merevítő csuklók követik a térd természetes forgáspontját.

A szilikon betét serkenti a térdízület propriocepcióját, hogy megfelelően megelőzön bármilyet sérülést.

Kipánázott anyagból úgynevezett konkrét zónákat alakítottunk ki a térd sérülékeny területei körül. A megfelelő anatómiai jellemzők, és alapanyag és a szilikon betét biztosítja, hogy a rögzítő a járás során a helyén maradjon. Kis térfogatú miatt észrevehetően viselhető a ruha alatt.

A rögzítő Sympress™-ből, egy jó minőségű, kényelmes anyagból készült. A mikroszálak használata a béisőt lágy tapintatú teszi és szárazon tartja a bőrt. A Push med térdörgőtű egyszerűen mosható.

JAVALLATOK

- Instabilitással társuló arthrosis
- Reumátoida bcsavár
- Kollaterala ligamentskádor
- Kvadránde instabilitat efter kollaterál ledbandtrauma
- Efterbehandling efter operationer

Nincs olyan ismert rendellenesség, amelynek felléaalása esetén a rögzítő nem lehet vagy nem ajánlható viselés. Csökkent vérellátáú végtagok esetében a rögzítő vérbőséget okozhat. Kezdetben ne húzza túl szorosa a rögzítőt.

A fájdalom mindig figyelemztető jel. Amennyiben a fájdalom nem múlik, vagy a panaszok rosszabbodnak, ajánlatos felkérésre kezelőorvosát.

A MÉRÉTE MEGHATÁROZÁSA / ILLESZKEDÉS

A térdörgőtű 5 méretben kapható. Hajlítsa be a térdet derékszögben. Ezután mérje meg a térdízület alát a legkeskenyebb részef korátat. A dobozon lévő címke mutatja az Ön térdének megfelelő rögzítő méretét.

- Húzza fel a rögzítőt a térd ízletre. Ehhez húzza fel a rögzítőt a lábra a merevítő felső sztetikus részénél fogva. Ellenőrizze, hogy mindegyik pánt meg-e van oldva. Ellenőrizze, hogy a gyűrű megfelelően illeszkedik-e a térdkálcsra.
- Forlást bandagen på lárets fram- och baksida. Med de olika längderna kan du placera inläggan så att det passar ordentligt och fungerar perfekt.
- Forlåt sedan de överlappande bandena runt benet.
- Ezután rögzítse a fedőpántokat a comb körül.

TISZTÍTÁSI ELŐÁRSOK

🧺 🧻 🚰 🧴 🧼 🧯 🔋

A higienikus használát érdekében és a rögzítő maximális élettartamának eléréséhez a mosásra vonatkozó utasításokat betartva rendszeresen mossza ki a rögzítőt.

Ha hosszabb idejé nem használja a rögzítőt, a tárolás előtt ajánlott kimosni és megszártani.

Mosás előtt zárja a tépőzárat, hogy védje a rögzítőt és a többi szennyezst.

A rögzítő 30°C-ig mosható, lágy texti programmal vagy kézzel. Ne használjon fehérítőt.

Ugy óvatost centrifuga programot használhat: ezután akassza fel a rögzítőt, hogy a szabal levegőn száradjon (ne forrássz közeleben vagy szárítógépben).

FONTOS

- A Push rögzítő megfelelő használatahoz orvos kórszámolye szükségés.
- A Push rögzítők csak sérteleten bőrfelületen használhatóak. A rögzítők használata előtt a sérült bőrfelületet megfelelő anyaggal le kell fedni.
- A rögzítő akkor működik, amolyen a hughzet anyagában, ha a megfelelő méretet választja. Választás előtt próbálja fel a rögzítőt, és ellenőrizze a méretét. A Push rögzítő felhészésének célja a vizszoelőadó szakértői személyzete ismertelt Önnel. Javasságok, hogy ezt a termékútájékoztató tartóto buszhangos helyen, hogy szükség esetén megtekinthesse a felhasználásra vonatkozó utasításokat.
- Ha a termék egyéni átalakítást igényel, keressen fel a rögzítőikkel foglalkozó szakembert.
- Jestli produkt wymaga indywidualnego uspořádania, należy skonsultować się ze specjalistą zajmującym się ortezami i doporčením.
- Pokud každý výrobek vyžaduje individuálí úpravu, kontaktujte specialistu na ortězy lub zavřasném inštanzak-e a kopás vagy az előregészés jelei. A Push rögzítő csak akkor tud optimális teljesítményt nyújtani, ha a termék teljeseen sérteleten.
- W ramach rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych użytkownik musi zgłosić każdy poważny incydent dotyczący produktu producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma siedzibę.
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) orvostechikai eszközökról szóolt 2017/745 rendeletét szerint a felhasználónak jelenítenie kell a gyártó, illetve a felhasználó lakohelye szerinti tagállam illetékes hatóságá felé a termékkel kapcsolatos minden súlyos válsáran eseményt.

A Push® a Nea International bv regisztrált védjegye

SVENSKA

PUSH MED-KNÅSTÖD

INLEDNING

Push med-produkterna löser behoven vid rubningar eller reducerad funktion hos bevägsapparaten.

Ditt nya knåstöd är en Push med-produkt. Karakteristiskt för Push med-produkterna är högrädig effektivitet, komfort och kvalitet. Push med-knåstödet förbättrar stabiliteten i knät och ger smärtlindning. Det ökar den fysiska styrkan. Mekaniskt stöd, justerbar tryck och god positionshållning ligger till grund för dess prestanda.

Push med-produkterna är innovativa och tillverkas med stor omsorg. Det ger dig maximal säkerhet och ökad rörelsefrihet. Allt för din bekvähet. Läs produktinformationen nogra innan du använder ditt Push med-knåstöd. Kontakta återförsäljaren eller skicka ett e-postmeddelande till info@push.eu om du undrar över någonting.

PRODUKTKARACTERISTIKA

Ditt Push med-knåstöd stöder och skyddar knäledet i omfattande grad.

Knäledets stöd i den mediolaterala riktningen är en mekanisk konstruktion som består av fastlände inlägg och icke-elastiska anslutningar. Det hindrar inte knäts böjning eller sträckning. De ledade inläggan följer knäts naturliga vidrikt. Silikonuppbyggnaden stimulerar knäledens proprioception, vilket förbygger risken för ytterligare komplikationer.

Så kallade komfortzoner, med dämpande material, har byggt upp kring de känsligaste delarna av knät. Tillammans med den korrekta anatomiska passformen bidrar silikonmaterialet till att stödet stannar kvar på plats när du går. Stödet är tillräckligt litet för att kunna användas under kläder utan att synas. Stödet är tillverkat av Sympress™ - ett komfortabla material av hög kvalitet.

De mikrofibrer som används ger en mjuk innersida och håller dessutom huden torr. Push med-knåstödet tvättas på normalt sätt.

INDIKATIONER

- Artrös med instabilitet
- Reumatoida smärter
- Kollaterala ligamentskador
- Kvadrángande instabilitet efter kollaterál ledbandtrauma
- Efterbehandling efter operationer

Det finns ingen kända rubningar för vilka stödet inte ska eller bör användas. Vid dålig blodcirkulation i lemmarna kan ett stöd ge upphov till hyperemi. Undvik att ha stödet för hårt spänt i början.

Smärta är alltid en varningssignal. Hvis smerten vedvarer, eller symptomen förvärras, bör du konsultera din läkare eller behandler.

BESTÄMMA STÖRLE/PASSFORM