



LIGADURA DE RÓTULA PUSH MED

INTRODUÇÃO

Os produtos Push Med oferecem soluções eficazes no caso de uma desordem ou limitação de funcionamento do aparelho locomotor.

A sua nova ligadura de rótula é um produto Push Med, caracterizado por um elevado nível de eficácia, conforto e qualidade. A ligadura de rótula Push Med Epi melhora o funcionamento e proporciona alívio da dor. Isso aumenta a resistência física. O apoio mecânico, a pressão ajustável e uma boa posição de retenção constituem a base do seu desempenho.

Os produtos Push Med são inovadores e fabricados com todos os cuidados. Isso assegura a máxima segurança e maior liberdade de movimentos. Para promover uma utilização satisfatória.

Leia atentamente a informação do produto antes de usar a ligadura de rótula Push Med. Em caso de dúvidas, consulte o seu revendedor ou envie um e-mail para info@push.eu.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

A ligadura de rótula Push med aplica pressão local no tendão do jarrete e apoia a rótula. Isso alivia a inserção do músculo da coxa e reduz a força de tração na perna.

A almofada é constituída por polímero elástico e compatível com a pele. O elemento sintético por baixo da almofada assegura uma distribuição uniforme de pressão.

Um ajustamento anatómico conveniente e o material da almofada contribuem para que a ligadura permaneça no lugar durante o andar. A ligadura é feita de Sympress™, um material confortável de alta qualidade. A utilização de microfibras faz sentir o interior macio e conserva a pele seca.

A ligadura de rótula Push Med é fácil de aplicar e pode ser usada sem qualquer problema.

INDICAÇÕES

- Tendinite do tendão do jarrete
- Doença de Osgood-Schlatter
- Síndrome dolorosa patelo-femoral
- Subluxação/hipermobilidade proximal

Não há desconhecidas em que a ligadura não possa ou não deva ser usada. No caso de má circulação nos membros, uma ligadura pode causar hipermia. Evite apertar demasiado a ligadura no início.

A dor é sempre um sinal de aviso. Se a dor persistir ou as queixas se agravarem, é aconselhável consultar o seu médico ou terapeuta.

DETERMINAÇÃO DO TAMANHO / APLICAÇÃO

A ligadura de rótula é fornecida em 1 tamanho. As medidas variam de 28 a 45 centímetros.

Assure-se que o ponto de pressão da ligadura (ao nível do logótipo) fica imediatamente por baixo da rótula.

Aperte a faixa ajustável e feche-a.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



Para garantir a higiene e maximizar a vida útil da ligadura, é importante lavá-la regularmente seguindo as instruções de lavagem.

Se não quiser utilizar a ligadura durante algum tempo, recomenda-se que lave e seque a ligadura antes de a guardar.

Antes de lavar, aperte as faixas autocolantes para proteger a ligadura e as outras peças de roupa.

A ligadura pode ser lavada a temperaturas até 30 °C, num programa para tecidos delicados ou à mão. Não utilize agentes branqueadores.

Pode ser usado um ciclo de centrifugação moderado: em seguida, pendure a ligadura para secar ao livre (não nas proximidades de uma fonte de calor nem num secador).

IMPORTANTE

- Para um correcto uso del soporte patelar, solicite el diagnóstico de un médico o un fisioterapeuta.
- Los protectores Push han sido diseñados para ponerse sobre una piel sin heridas. En caso de tener alguna herida, primero hay que proteger la piel con material adecuado.
- El rendimiento óptimo solo puede conseguirse eligiendo la talla adecuada. Pruébese el protector antes de comprarlo para asegurarse de la talla. El personal profesional de su distribuidor le explicará la mejor forma de ajustarse el soporte patelar Push. Es recomendable guardar la información de este producto en un lugar seguro, para poder consultar las instrucciones de ajuste cuando lo necesite.
- Consulte a un especialista en este tipo de productos si necesita una adaptación personal.
- Revise su soporte patelar Push cada vez que vaya a ponerse, por si tuviera indicios de desgaste o envejecimiento de los componentes o las costuras. El rendimiento óptimo de su soporte patelar Push solo puede garantizarse si el producto está completamente intacto.
- En el marco del Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios, el usuario debe informar de cualquier incidente grave relacionado con el producto al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que viva.

Push® é uma marca registrada pela Nea International bv

SOPORTE PATELAR PUSH MED

INTRODUCCIÓN

Los productos Push med aportan soluciones en el caso de lesiones o limitaciones del aparato locomotor.

El nuevo soporte patelar es un producto Push med caracterizado por un alto nivel de eficacia, confort y calidad. El soporte para rótula Push med mejora el funcionamiento y alivia el dolor. Esto sirve para aumentar la resistencia física. El soporte mecánico, la presión ajustable y una buena retención de la posición constituyen la base de su rendimiento.

Los productos Push med son realmente innovadores y están fabricados para usted con un esmerado cuidado. Esto asegura el máximo de seguridad y una mayor libertad de movimientos.

Para un mejor aprovechamiento de su uso lea atentamente la información del producto. Si tiene alguna duda, consulte con su distribuidor o envíe un correo electrónico a info@push.eu.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

El soporte patelar Push med aplica una presión local sobre la parte de atrás de la rodilla apoyando la rótula. Con esto se alivia la inserción del músculo del muslo, reduciéndose la fuerza traicera que se ejerce sobre la pierna.

El almohadillado está formado un polímero elástico compatible con la piel. El elemento de soporte sintético que se encuentra bajo el almohadillado asegura una distribución uniforme de la presión.

Un adecuado ajuste anatómico, junto con el material que sirve de almohadillado, contribuyen a que el soporte patelar no se mueva al caminar. El soporte patelar está hecho de Sympress™, un cómodo material de gran calidad. El uso de microfibras proporciona una sensación suave y mantiene la piel seca.

El soporte patelar Push med es fácil de colocar y se puede lavar sin problemas.

INDICACIONES

- Tendinitis en el tendón rotuliano.
- Enfermedad de Osgood-Schlatter.
- Síndrome de dolor femororrotuliano.
- Articulación tibiofemoral proximal por subluxación/hipermovilidad.

No se conocen trastornos que impidan el uso del soporte patelar. En caso de problemas de circulación en los miembros, el soporte puede provocar hipermia. Evítese su aplicación excesivamente apretado al principio.

El dolor es siempre una señal de aviso. Si el dolor continúa, es aconsejable consultar con el médico o el fisioterapeuta.


DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO / AJUSTE

El soporte patelar se encuentra disponible en 1 talla. La gama de medidas va de 28 a los 45 centímetros.

Asegúrese de que el punto de presión del soporte (al nivel del logo) está situado inmediatamente debajo de la rótula.

Tense la banda ajustable y ciérrala.

INSTRUCCIONES PER IL LAVAGGIO



Per garantire l’igiene e massimizzare la durata di vita, è importante lavarla periodicamente attenendosi alle istruzioni per un corretto lavaggio.

Se non va a usar el soporte patelar en un tiempo, es aconsejable que la lave y seque antes de guardarla.

Antes de proceder con el lavado, abrahe los cierres de gancho y lazo para proteger el soporte patelar y otras prendas.

Se puede lavar hasta una temperatura de 30 °C en un programa de tejidos delicados o bien a mano. No emplee nunca agentes blanqueadores.

Se puede usar un centrifugado suave. Después de terminada, pendure el producto para secar al aire (nunca cerca de una fuente de calor o con una secadora).

IMPORTANTE

- Per un corretto uso del prodotto Push, può essere necessaria la diagnosi di un medico o di un fisioterapista.
- I tutori Push sono destinati ad essere indossati sulla cute perfettamente integra. La cute eventualmente danneggiata dovrà essere coperta prima dell'applicazione con materiale adeguato.
- L'utilizzazione ottimale del prodotto è garantita solo se della taglia giusta. Si consiglia di provare il tutore prima di acquistarlo per verificare che la taglia sia adeguata. Il personale del punto vendita è a sua disposizione per spiegarle in che modo indossare correttamente il tutore Push. Le consigliamo di custodire questa scheda informativa in un luogo sicuro così da poter leggere le istruzioni su come indossare il tutore ogni volta che lo desidera.
- Nel caso in cui il prodotto dovesse necessitare di un adattamento individuale, le consigliamo di consultare uno specialista.
- Prima di utilizzare il tutore Push, verificare sempre che non presenti segni di usura o di invecchiamento di componenti o cuciture. Le prestazioni ottimali del tutore Push sono garantite solo se il prodotto è completamente integro.
- Nel quadro del regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici, l'utilizzatore è tenuto a segnalare qualsiasi incidente di grave entità occorso durante l'utilizzo del prodotto al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente.

Push® è un marchio registrato di Nea International bv

STABILIZZATORE DI ROTULA PUSH MED

INTRODUZIONE

Les produits Push Med offrent des solutions efficaces en cas de trouble ou de fonctionnement réduit de l'appareil locomoteur.

Il vostro nuovo stabilizzatore di rotula è un prodotto Push Med, che si contraddistingue per l'alto livello di efficacia, comfort e qualità. Lo stabilizzatore di rotula Push Med migliora la funzionalità fornendo sollievo dal dolore. Ciò consente di accrescere la forza fisica. Gli elementi essenziali alla base delle prestazioni del prodotto sono il supporto meccanico, la pressione regolabile e il buon mantenimento della postura.

I prodotti Push Med sono innovativi e vengono realizzati per voi con grande cura. Ciò assicura la massima sicurezza ed una maggiore libertà di movimento. Ciò allo scopo di garantirne un uso senza preoccupazioni.

Prima di utilizzare lo stabilizzatore di rotula Push Med, vi preghiamo di leggere attentamente le informazioni sul prodotto. Per domanda e/o osservazioni, vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore di fiducia o di inviare una e-mail a info@push.eu.

CARACTERISTIQES DU PRODUIT

La bande patellaire Push med applique une pression locale sur le tendon rotulien et soutient la rotule. Elle soulage l’insertion du muscle de la cuisse et réduit la force de traction sur la jambe.

Le rembourrage est polymère élastique compatible avec la peau. L'élément de soutien synthétique sous le rembourrage assure une répartition égale de la pression.

Un ajustement anatomique approprié, associé à la matière du rembourrage, permet à la bande de rester en place lorsque vous marchez. La bande patellaire est faite en Sympress™, une matière confortable de haute qualité. L'utilisation de microfibras rend l'intérieur doux et maintient la peau sèche. La bande patellaire Push med est facile à appliquer et se lave sans aucun problème.

La bande patellaire Push med est facile à appliquer et se lave sans aucun problème.

INDICATIONS

- Tendinite du tendon rotulien
- Maladie d'Osgood-Schlatter
- Syndrome de douleur fémoro-patellaire
- Subluxation / hypermobilité de l'articulation tibio-fibulaire proximale

Il n'existe aucun trouble connu intéressant ou rendant impossible le port de la bande patellaire. En cas de faible circulation du sang dans les membres, une bande patellaire peut provoquer une hyperémie. Evitez de serrer la bande patellaire trop fort au début.

La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

DETERMINATION DE LA TAILLE / AJUSTAGE

La bande patellaire est disponible en une seule taille. Les mesures varient de 28 à 45 centimètres.

Assurez-vous que le point de pression de la bande patellaire (au niveau du logo) est situé directement sous la rotule.

Tendez la bande réglable et fermez-la.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE



Pour assurer l'hygiène et prolonger la durée de vie de la bande patellaire, il importe de la laver régulièrement en respectant les instructions de lavage.

Si la bande patellaire n'est pas utilisée durant une période prolongée, il est conseillé de la laver et de la faire sécher avant de la ranger.

Avant le lavage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger la bande patellaire et l'autre linge.

La bande patellaire peut être lavée à des températures allant jusqu'à 30 °C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.

Un cycle d'essorage doux peut être utilisé : ensuite, faites sécher la bande patellaire à l'air libre (pas près d'une source de chaleur ni, dans un sèche-linge).

ATTENTION

- L'utilisation appropriée de la bande patellaire Push peut nécessiter le diagnostic d'un docteur ou d'un thérapeute.
- Les bandes patellaire Push sont prévus pour être portés sur une peau en bonne santé. Si la peau est abîmée, elle doit d'abord être recouverte d'une matière adéquate.
- Pour assurer un fonctionnement optimal, choisissez la taille de bande patellaire adéquate. Essayez donc la bande patellaire avant de l'acheter, afin de vérifier que la taille vous convient. Le personnel spécialisé de votre revendeur vous expliquera la meilleure manière de placer votre bande patellaire Push. Nous vous conseillons de conserver ces informations, afin de pouvoir consulter à nouveau les instructions d'ajustement de la bande patellaire à l'avenir.
- Consultez un spécialiste des orthèses si le produit nécessite une adaptation individuelle.
- Contrôlez votre bande patellaire Push avant chaque utilisation, pour vérifier qu'il n'y a pas de signes d'usure ou de vieillissement de ses éléments ou de ses coutures. Votre bande patellaire Push ne peut fonctionner de manière optimale que s'il est entièrement intact.
- Conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, l'utilisateur doit informer le fabricant et l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur est établi de tout incident grave relatif au produit.

Push® est une marque déposée de Nea International bv

PUSH MED PATELLABRACE

WOORD VOORAF

Los productos Push med ofrecen soluciones bij een aandoening of verminderde functie van het bewegingsapparaat.

Uw nieuwe patellabrace is een product Push med met product en wordt gekenmerkt door een hoge mate van effectiviteit, comfort en kwaliteit. De Push med Patellabrace biedt verbeterde functie en verlicht eventuele pijn. De fysieke belastbaarheid wordt hierdoor vergroot. Mechanische steun, instelbare druk en een goed postiebehoud staan hiervoor aan de basis. Push med producten zijn innovatief en worden met zorg voor u gemaakt.

Di het met oog op maximale zekerheid en meer bewegingsvrijheid. In het belang van een tevreden gebruik.

Lees de productinformatie voor het gebruik van de Push med Patellabrace aandachtig door. Met eventuele vragen kunt u terecht bij uw leverancier of kunt u stellen aan info@push.eu.

PRODUCEIEIGENSCHAPPEN

De Push med Patellabrace biedt lokale druk op de kniepees en ondersteunt de patella. Op deze manier wordt de aanhechting van de bovenbeenspier ontlast en verminderd de trekkracht op het onderbeen.

De pelote bestaat uit een huidvriendelijk en veerkrachtig polymeer. Het verstevigingselement van kunststof onder de pelote zorgt voor een juiste drukverdeling.

De goede anatomische pasvorm en het materiaalsoort van de pelote bevorderen het postiebehoud van de brace tijdens het lopen. De brace is vervaardigd met Sympress™, een hoogwaardig, comfortabel materiaal. Door het gebruik van microfaser zorgt für eine weiche Innenseite und hält die Haut trocken.

Die Push Med Patellabandage ist leicht anzubringen und kann problemlos gewaschen werden.

INDICATIONEN

- Tendinitis der Kniesehne
- Maladie d'Osgood-Schlatter
- Patella-Femorallsyndrom
- Patellofemorale pijn Syndroom
- Subluxatie/hypermobiliteit proximale tibiofibulaire gewricht

Er zijn geen aandoeningen bekend waarbij de brace niet gedragen kan of mag worden. Bij een slechte doorbloeding van de ledematen kan een brace tot stuwung leiden. Leg de brace aanvankelijk niet te strak aan.


Pijn is altijd een waarschuwingstekn. Bij aanhoudende pijn of verergering van de klachten is het raadzaam uw behandelend arts of therapeut te raadplegen.

AANMETEN / AANLEGGEN

De Patellabrace is verkrijgbaar in 1 maat. Het maatbereik loopt van 28 tot 45 centimeter. Zorg ervoor dat het drukpunt van de brace (ter hoogte van het logo) direct onder de knieschijf wordt aangelegd.

Breng de instelbare band op de juiste spanning en sluit deze.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT



Voor een goede hygiëne en een langere gebruiksduur van de brace is het belangrijk om de brace regelmatig te wassen en de wasinstructies te volgen.

In het geval dat u de brace een langere periode niet gebruikt, is het aan te raden de brace eerst te wassen en te laten drogen, alvorens deze op te bergen.

Sluit de klittenbanden voor het wassen ter bescherming van de brace en ander wasgoed.

De brace kan gewassen worden bij maximaal 30 °C, fñje was of handwas. Gebruik tijdens het wassen geen bleekwater.

De brace mag licht gecentrifugeerd worden: hang de brace daarna in de open lucht te drogen (niet bij de verwarming of in een droogtrommel).

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Voor een juist gebruik van uw Push brace kan een diagnose door een arts of therapeut noodzakelijk zijn.
- Push braces zijn bedoeld om op de intacte huid te dragen. Geëcht de huid beschadigd zijn, dan dient de huid met een daartoe goeiende middel afgedekt te zijn.
- Voor een optimale functie is een juiste maatkeuze essentieel. Past u daarom vóór aankoop uw brace om de maat te controleren. Het vakkundige personeel van uw verkooppunt legt u uit hoe u uw Push brace optimaal aanlegt. Bewaar de productinformatie zodat u later de aanleginstructies kunt nalezen.
- Raadpleeg de vakspecialist indien het product individuele aanpassingen vereist.
- Controleer vóór elk gebruik van uw Push brace of er geen slijtage of veroudering aan onderdelen of stiknaeden waarneembaar is. Een optimale functie van uw Push brace is alleen gewaarborgd indien het product volledig intact is.
- In het kader van EU-verordening 2017/745 inzake medische hulpmiddelen dient de gebruiker zóder ernstig voorval in verband met het product te melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit in de EU-lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.

Push® is een geregistreerde merknaam van Nea International bv

PUSH MED PATELLABANDAGE

Einleitung

Push Med Produkte bieten Lösungen bei Funktionsstörung oder Einschränkungen des Bewegungsapparates.

Uhr neue Patellabandage ist ein Push Med Produkt, das sich durch hohe Wirksamkeit, Komfort und Qualität auszeichnet. Die Push Med Patellabandage bietet verbesserte Stabilität und Schmerzlinderung. Dies steigert die Körperkraft. Mechanische Unterstützung, einstellbarer Druck und Stabilität bilden die Grundlage dieser Bandage.

Push Med Produkte sind innovativ und werden mit größter Sorgfalt für Sie hergestellt. Dies gewährleistet größte Sicherheit und mehr Bewegungsfreiheit. Zur Förderung einer zufriedenstellenden Verwendung.

Lesen Sie sorgfältig die Produktinformationen, bevor Sie die Push Med Patellabandage verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder schicken Sie eine E-Mail an info@push.eu.

PRODUKT-EIGENSCHAFTEN

Die Push Med PatellaBandage übt lokale Druck auf die Kniesehne aus und unterstützt die Patella. Dies entlastet den Einsatz des Oberschenkelmuskels und reduziert die Zugkraft auf den Unterschenkel. Die Pelotte wird aus einem hautverträglichen und elastischen Polymer. Das synthetische Bandageelement unterhalb der Pelotte gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung des Drucks.

Eine gute anatomische Passform und das Material der Pelotte tragen dazu bei, dass die Bandage beim Laufen nicht verrutscht. Die Bandage ist aus Sympress™, einem hochqualitativen komfortablen Material. Die Verwendung von Mikrofasern sorgt für eine weiche Innenseite und hält die Haut trocken.

Die Push Med Patellabandage ist leicht anzubringen und kann problemlos gewaschen werden.

INDIKATIONEN

- Tendinitis der Kniesehne
- Osgood-Schlatter Krankheit
- Patella-Femorallsyndrom
- Subluxation/Hypermobilität proximale Tibiofibulargelenk

Es sind keine Beschwerden bekannt, bei denen die Bandage nicht getragen werden kann oder sollte. Bei schlechter Durchblutung in den Gliedern kann eine Bandage zu Hyperämie führen. Vermeiden Sie es, die Bandage anfänglich zu fest anzulegen.

Schmerz ist immer ein Warnsignal. Wenn der Schmerz anhält oder die Beschwerden sich verschlimmern, ist es ratsam einen Arzt oder Therapeuten aufzusuchen.

ANMESSEN/ANLEGEN

Die Patellabandage ist in einer Größe für einen Unterschenkelumfang von 28 bis 45 Zentimeter erhältlich.

Vergewissern Sie sich, dass der Bandagedruckpunkt (auf Höhe des Logos) unmittelbar unter der Kniehöhle liegt.

Spannen Sie das justierbare Band und schließen Sie es.

WASCHHINWEISE



Für eine gute Hygiene und eine längere Lebensdauer der Bandage ist es wichtig, die Bandage regelmäßig zu waschen und die Waschanleitung zu befolgen.

Wenn Sie Ihre Bandage über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, empfiehlt es sich, sie vor der Lagerung zuerst zu waschen und trocknen zu lassen.

Schließen Sie vor dem Waschen den Klettverschluss, um die Bandage und andere Wasche zu schützen.

Die Bandage kann bei bis zu 30 °C im Schonwaschgang oder von Hand gewaschen werden. Keine Bleichmittel verwenden.

Ein leichtes Schleuderprogramm kann angewendet werden. Hängen Sie anschließend die Bandage im Freien zum Trocknen auf (nicht in der Nähe von Heizquellen oder im Wäschetrockner trocknen).

WICHTIG

- Für die richtige Anwendung der Push Bandage kann eine Diagnose eines Arztes oder Therapeuten notwendig sein.
- Push Bandagen sind für das Tragen auf intakter Haut vorgesehen. Sollte die Haut verletzt sein, sollte sie mit einem geeigneten Mittel abgedeckt werden.
- Für eine optimale Funktion ist die richtige Wahl der Größe entscheidend. Bitte passen Sie daher Ihre Bandage vor dem Kauf an, um die Größe zu überprüfen. Das Fachpersonal an Ihrer Verkaufsstelle wird Ihnen erklären, wie Sie Ihre Push Bandage optimal anlegen. Bewahren Sie die Produktinformationen auf, damit Sie später die Anleitung zum Anlegen der Bandage nachlesen können.
- Wenden Sie sich an den Spezialisten, wenn das Produkt individuelle Anpassungen erfordert.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ihrer Push Bandage, dass keine Abnutzung oder Alterung von Teilen oder Nähten erkennbar ist. Eine optimale Funktion Ihrer Push Bandage ist nur dann gewährleistet, wenn das Produkt vollständig intakt ist.
- Gemäß der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte muss der Benutzer jeden schweren Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde in dem EU-Mitgliedstaat, in dem der Benutzer ansässig ist, melden.

Push® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Nea International bv

PUSH MED PATELLA BRACE

INTRODUCTION

Push med products provide effective solutions in the case of a disorder or reduced functioning of the locomotor apparatus.

Your new patella brace is a Push med product, characterised by a high level of effectiveness, comfort and quality. The Push med patella brace improves functioning and provides pain relief. This increases physical strength. Mechanical support, adjustable pressure and good position retention constitute the basis of its performance.

Push med products are innovative and are manufactured for you with great care. This ensures maximum security and more freedom of movement. To promote satisfied use.

Zur the product information carefully before you use the Push med patella brace. If you have any questions, please consult your reseller or send an e-mail to info@push.eu.

PRODUCT CHARACTERISTICS

The Push med patella brace applies local pressure on the knee tendon and supports the patella. This relieves the insertion of the thigh muscle and reduces the tractive force on the lower leg.

The pad consists of a skin-compatible and elastic polymer. The synthetic bracing element underneath the pad ensures an even distribution of pressure.

A proper anatomic fit and the material of the pad contribute to the brace remaining in place during walking. The brace is made of Sympress™, a high-quality comfortable material. The use of microfibras makes the inside feel soft and keeps the skin dry.

The Push med patella brace is easy to apply and can be washed without any problem.

INDICATIONS

- Tendinitis of the patella tendon
- Osgood-Schlatter disease
- Patellofemoral pain syndrome
- Subluxation/hypermobility proximal tibiofubular joint

There are no known disorders where the brace cannot or should not be worn. In the case of poor blood circulation in the limbs, a brace may cause hyperaemia. Avoid applying the brace too tightly in the beginning.

Pain is always a sign of warning. If the pain persists or the complaint deteriorates, it is advisable to consult your doctor or therapist.

DETERMINING SIZE / FITTING

The patella brace is available in 1 size. The measurements range from 28 to 45 centimetres.

Ensure that the pressure point of the brace (at the level of the logo) is located immediately underneath the kneecap.

Tension the adjustable strap and close it.

WASHING INSTRUCTIONS



To promote hygiene and to maximise the lifespan of the brace, it is important to wash the brace regularly, observing the washing instructions.

If you intend not to use the brace for some time, it is recommended that you wash and dry the brace before storage.

Before washing, close the hook and loop fasteners to protect the brace and other laundry.

The brace can be washed at temperatures up to 30 °C, on a delicate fabrics cycle or by hand. Do not use any bleaching agents.

A gentle spin-dry cycle can be used: after this, hang the brace up to dry in the open air (not near a heating source or in a tumble drier).

IMPORTANT

- Proper use of the Push brace may require diagnosis by a doctor or therapist.
- Push braces were designed to be worn on an undamaged skin. Damaged skin must first be covered with suitable material.
- Optimal functioning can only be achieved by selecting the right size. Fit the brace before purchasing, to check its size. Your reseller's professional staff will explain the best way to fit your Push brace. We recommend that you keep this product information in a safe place, to be able to consult it for fitting instructions whenever needed.
- Consult a brace specialist if the product requires individual adaptation.
- Check your Push brace each time before use for signs of wear or ageing of components or seams. Optimal performance of your Push brace can only be guaranteed if the product is fully intact.

PUSHニーキップ医療サポーター

はじめに
Push医療製品は、運動器官の障害や機能低下にたいし有効な解決策を提 供します。新しいニーキップ（膝蓋骨）サポーターの**Push**医療製品は、高水準の 機能と快適性と品質を特色としています。 **Push med patella brace**（膝蓋骨補強具）は、機能性を高め、痛みを和らげます。機械的な拒絶と可変圧力と良い位置の保持は、良いパフォーマンスの基礎となります。

Push医療製品は、革新的なユーザーのために大きな配慮して製造されています。これは、動作における最大の安全とより多くの自由を確かなものとし、確実な使用を促進するためです。
Pushニーキップ医療サポーターをお使いになる前には、製品情報をよくお読みください。ご質問の場合は、販売店にお問い合わせいただく、**info@push.eu**〜電子メールでご連絡ください。

製品特徴

Pushニーキップ医療サポーターは、膝蓋骨局所的に圧力を加へ膝蓋 骨を支持します。これにより膝の筋肉は、挿入から解放され下肢けん 引する力を減らします。
パッドは、皮膚と相性が良い弾性のポリマーです。パッド下の合成され た聚り要素は、圧力の均一な配分を確保にします。 適切な解剖学的整合性とパッドの材質が、歩行間に適切な場所にある サポーターを助けます。サポーターは、高品質で快適な材料である **Sympress™**でできています。ミクロ繊維の使用で内部はソフトで皮膚の蒸れを防ぎます。

Pushニーキップ医療サポーターは、使用が簡単で問題なく洗濯が できます。
機能

- 膝蓋骨腱の腫炎
- オズグッド・シュラッター病
- 膝蓋大腿ストレス症候群

- 亜脱臼・過剰運動性近位靭帯断裂

サポーターを着けることができないか、着けるべきではないと言う 障害 のケースはありません。四肢の血液循環がよくなる場合、サポーターは充血を引き起こす場合があります。始めは、サポーターをあまりきつく

適用することを避けてください。

痛みは常に警告の徴候です。痛みが持続するかその病状が悪化する場合 には、医師または理学療法士と相談されることをおすすめします。

サイズ・適合の決定

Pushニーキップ医療サポーターのサイズは二種類です。寸法は、28か ら45センチメートルの範囲です。サポーターの庄点(ロゴのレベル)が膝関節のすぐ下に位置することを 確実にしてください。

調節可能な帯を引張り、締めてください。

洗濯に関して

プレースの衛生を保ち、寿命を最大に伸ばすには、クリーニングの指示を守って定期的にプレースをクリーニングが 중요합니다。しばらくそれを使用するつもりがない場合には、保管する前にプレースを洗って乾燥させることをお勧めします。洗たくの前には、サポーターと他の洗濯物を保護するために面ファスナーを閉じてください。

サポーターは、温度30度℃までで 注意を必要とする洗濯機の繊織サイクルまたは手で洗濯することができます。どんな漂白剤も使わないでください。洗濯機の中やかな回転乾燥サイクルは使っても差支えはありませんが、その後、サポーターを大気中で（熱源の近くや回転式乾燥機以外で）乾かしてください。

重要

- Push**サポーターの適正使用には、医師または理学療法士による診断を必要とする場合があります。
- フッシュプロセスは、無傷の皮膚に着用する目的で設計されています。 皮膚に傷がある場合には、まじは、適切な材料で覆う必要があります。
- 最適な性能を実現するには、適切なサイズを選択する必要があります。 購入前にプレースを取り付けて、サイズを確認してください。 販売代理店の専用スタッフが、フッシュプロセスを取り付ける最適な方法を説明します。この製品情報は、安全な場所に保管して、取り付ける仕方について必要なときいつでも参照できるようにしてください。

製品に個別の調整が必要な場合には、プレースの専門家に相談してください。
コンシーメントや縫い目から摩擦や老化の兆候がないかどうか、使用前に毎回フッシュプロセスをチェックしてください。フッシュプロセスの最適なパフォーマンスは、製品が全く損傷していない場合にのみ保証されます。

医療機器に関するEU規制2017/45の特組み内にある場合、ユーザーは製品に関連する重大な事故について製造業者およびユーザーの会社のある加盟国の所管官庁に報告しなければなりません。

ČESKY

PATELÁRNÍ BANDÁŽ PUSH MED

ÚVOD

Výrobky Push med představují účinné řešení při poruchách nebo snížení funkčnosti pohybového ústrojí.

Vaše nová patelární bandáž je výrobkem řady Push med, jehož charakteristikou je vysoká efektivnost, pohodlnost a kvalita. Patelární bandáž Push med zlepšuje funkčnost a přináší úlevu od bolesti. Vytváří tak tělesnou sílu. Podstatou její funkce je mechanická opora, nastavitelný tlak a dobrá fixace polohy.

Výrobkům Push med je při jejich výrobě věnována nejvyšší péče a mají moderní konstrukci. Tím je zaručena maximální bezpečnost a větší volnost pohybu. Cílem je, přinést vám co největší uspokojení z jejich nošení.

Před použitím patelární bandáže Push med si dobře prostudujte informace o výrobku. Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se laskavě na svého prodejce nebo nám zašlete e-mail na adresu: **info@push.eu**.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Patelární výztužhou Push med se působí na kolenní šlachu lokálním tlakem a podpora se patela. Tím se uvolňuje úpon stehenního svalu a zmenšuje se tažná síla působící na holeň.

Poduška je z elastického polymeru, který kůže dobře snáší. Syntetický výztužný element pod polštářkem zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku. Díky anatomickému tvarování a vhodné materiálu polštářku zůstává bandáž na svém místě i během chůze. Je vyrobená z vysoce kvalitního a pohodlného materiálu Sympress™. Díky tomu, že obsahuje mikrovlákna, je materiál uvnitř měkký a udržuje pokožku suchou.

Patelární bandáž Push med se znavodno nasazuje a dá se bez problému prát.

INDIKACE

- Tendinitida patelární šlachy
- Osgoodova-Schlatterova choroba
- Syndrom patellofemorální bolesti
- Subluxace/hypermobilita proximálního tibiofibulárního kloubu

Není známa žádná porucha, při které by se bandáž nedala nebo nesměla nosit. Při špatném provokování končetin může bandáž způsobovat hyperémii (překrevání). Zpočátku dávejte pozor, abyke bandáž nepřiliš neutahovali.

Bolest je vždy varovným znamením. Pokud bolest přetrvává nebo se obtiže zhoršují, je vhodné poradit se s lékařem nebo terapeutem.

Stanovení správné velikosti patelární bandáže Push med

STANOVENÍ SPRÁVNÉ VELIKOSTI / NASAZOVÁNÍ
Patelární bandáž se dodává v jedné velikosti. Rozměr lze volt v rozmezí 28 - 45 centimetrů.

Dbejte, aby se tlakový bod bandáže (na úrovni loga) nacházel přímo pod českou.

Nastavitelný pás napnete a uzavřete.

PRÁNÍ

Je důležité ortézu pravidelně prát dle příslušných pokynů. Zlepšíte tak hygienu a maximalině prodloužíte životnost ortézy.

Máte-li v úmyslu bandáž po nějakou dobu nepoužívat, doporučujeme ji před uložením vyprat a usušit.

Před praním zapněte suchý zip, abyste ochránili ortézu i ostatní prádlo.

Bandáž se dá prát při teplotách do 30°C v režimu jemných tkanin nebo v ruče. Bělici přípravky nepoužívejte.

Lze použít jemné odstředivání. Potom bandáž nechte uschnout volně na vzduchu (**nikoli** poblíž zdroje tepla, rovněž ji nedávejte do bubnové sušičky).

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Ke správnému používání bandáže Push medů být zapořebeli, aby lékař nebo terapeut nejprve stanovil diagnózu.
- Ortézy Push jsou určeny k nošení na nepoškozené pokožce. Poškozenou pokožku je třeba nejprve zakrýt vhodným materiálem.
- Optimální funkčnosti je možné dosáhnout pouze při použití správné velikosti. Před nákupem je třeba vyzkoušet je a vybrte optimální velikost. Správné nasazení ortézy Push vám vysvětlí odborný personál v prodejně. Doporučujeme, abyste si tyto informace o výrobku uschovali na bezpečném místě a měli tak možnost si přečíst pokyny k nasazení ortézy, kdykoli budete třeba.
- Pokud výrobek vyžaduje individuální úpravu, kontaktuje specialistu na ortézy.
- Před každým použitím ortézy Push zkontrolujte, zda nejsou známky opotřebenění a štěrnutí materiálu jednotlivých součástí nebo švů. Ortéza Push poskytuje správnou funkčnost, pouze pokud není výrobek žádným způsobem poškozen.
- V rámci nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích musí uživatel ohlásit jakoukoli závažnou nežádoucí příhodu týkající se produktu výrobce a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém uživatel sídlí.

MAGYAR

ORTOPEDYCNZNA OPASKA STABILIZUJÚCA RZEPKI

WSTEP

Leżniczcy produkcy korygujące uciskiem stanowią jedno ze skutecznych rozwiązań problemów związanych z zaburzeniem lub ograniczeniem funkcji narażdzu ruchi.

Opaska rzepki jest leczniczym produktem uciskowym, charakteryzującym się wysoką skutecznością, jakością oraz zapewnianją czynnemu wygodę. Opaska na rzepkę Push med poprawia funkcjonalność i zmniejsza ból. Jej działanie oparte jest na zapewnieniu właściwej pozycji rzepce, jej podtrzymaniu oraz możliwości dokładnego dopasowania opaski. Leżniczczy produkty uciskowe są nowatorskie i wytwarzają się z ogromną dokładnością. Aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów, orteza zapewnia swobodę ruchów przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.

Przed użyciem opaski należy uważnie przeczytać informację dotyczącą tego produktu. Wszelkie zapytania proszę kierować do sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: **info@push.eu**.

OPIS PRODUKTU

Leżniczcza opaska uciskowa rzepki uciska na więzadło właściwe rzepki i podtrzymuje rzepkę. Tym samym odciąża przyczep mięśnia udowego i zmniejsza siłę działającą na podudzie.

Do produkcji ortézy użyto przyszywanego dła skóry i elastycznego polimeru. Syntetyczny element obejmujący końcowy znajdujący się pod ochraniancem zapewnia równomierny nacisk.

Odpowiednie anatomiczne dopasowanie zapewnia pozostanie opaski na właściwym miejscu nawet podczas chodzenia. Opaska została wykonana z pohodlného materiálu Sympress™. Díky tomu, že obsahuje mikrovlákna, je materiál uvnitř měkký a udržuje pokožku suchou.

A Push med patelarárögztíto használata előtt gondosan olvassa el a termékajólátzatot. Amennyiben bármilyen kérdése van, kérjük forduljon vizsentelőadójához, vagy küldjön e-mail-t az **info@push.eu** internet címre.

- JAVALLATOK**
 - A pateláin gnyulladása
 - Osgood-Schlatter kór
 - Patellofemorális fájdalom szindróma
 - A proximális tibiofibuláris ízület szubluxációja/hipermobilitása
 - Zespől rzepkovo-udovy
 - Podvickniečie/nadmierna ruchomosť stavu psciezcelovo-strčakovego blizzeho

Nincs olyan ismert rendellenység, amelynek fennállása esetén a rögzítőt nem lehet vagy nem ajánlott viselni. Csökkent vérellátású végtagok esetében a rögzítő vérbővséget okozhat. Kezdebden ne húzza túl szorosa a rögzítőt.

A fájdalom mindig figyelmeztető jel. Amennyiben a fájdalom nem múlik, vagy a panaszok rosszabbodnak, ajánlatos felkeresnie kezelőorvost.

Ból zawsze stanowi ostrzeżenie. W przypadku utrzymywania się dolegliwości bólowych lub ich nasilenia należy zgłosić się do lekarza lub rehabilitanta.

WYBÓR ROZMIARU/DOPASOWANIE

Opaska jest dostępna w jednym rozmiarze. Jest przeznaczona dla osób o órkałásce łdki od 28 do 45 cm.

Punkt nacisku opaski (będący w miejscu logo firmy) powinien znajdować się zaraz poniżej rzepki.

Po napięciu paska należy go zapiąć.

KONSERWACJA

A higienikus használat érdekében és a rögzítő maximális élettartamának eléréséhez a mosásra vonatkozó utasításokat betartva rendszeresen mossa ki a rögzítőt.

Ha hosszabb ideig nem használja a rögzítőt, a tárolás előtt ajánlott kimosni és megszárítani.

Mossás előtt zárja a tépőzárakat, hogy védje a rögzítőt és a többi szennyezt. A rögzítő 30°C-ig mosható, látgy textil programot vagy kézzel.

Egy óvatos centrifuga programot használhat: ezután akassa fel a rögzítőt, hogy a szabad levegő száradjon (**ne** hőforrás közelében vagy szárítógépben).

UWAGA

- Właściwe korzystanie z ortézy może wymagać porady lekarza lub rehabilitanta.
- Opaski Push są przeznaczone do noszenia na nieuszkodzonej skórze. Uszkodzoną skórę należy najpierw zabezpieczyć odpowiednim materiałem.
- Optymalne funkcjonowanie można osiągnąć tylko poprzez wybór odpowiedniego rozmiaru. Przed zakupem należy przystryczyć opaskę w celu dopasowania rozmiarom. Profesjonalny personel dystrybutora może najlepiej sposób dopasowania opaski Push. Zalecamy przechowywanie tych informacji o produkcie w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było się z nimi zapoznać przed ponownym użyciem.
- Jeżeli produkt wymaga indywidualnego dopasowania, należy skonsultować się ze specjalistą zajmującym się opaskami uciskowymi.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić opaskę Push pod kątem oznak zużycia lub zesterzania się elementów lub szwów. Optymalne działanie opaski Push może być zagwarantowane tylko wtedy, gdy produkt jest nienaruszony.
- W ramach rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych użytkownik musi zgłosić każdy poważny incydent dotyczący produktu producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma siedzibę.

Push® jest zarejestrowaną marką firmy Nea International bv

Push® je registrovaná známka spoločnosti Nea International bv

Push® is a registered trademark of Nea International bv

MAGYAR

PUSH MED PATELLARÖGZÍTŐ

BEVEZETÉS

A Push med termékék hatékony megoldást kínálnak a mozgató szervrendszer rendellenessége vagy csökcent működése esetén.

Az Ön új térdkalásrögztítoje egy olyan Push med termék, melyet magas szintű hatékonyág, kényelem és minőség jellemze. A Push med patellárogzítő javítja az ízület működését és csökkenti a fájdalmat. Megnöveli a fizikai erőt, hatásának alapját a mechanikus támasztás, állítható nyomás, és jó helyzet-megőrzés képezi a.

A Push med termékék újítást hoznak, és a legnagyobb gondossággal vannak az Ön számára elkészítve. Maximális biztonság és nagyob mozgásabadságot biztosítanak. Céltunk, hogy Ön elégedett legyen.

A Push med térdkalásrögztítő használatá előtt gondosan olvassa el a termékajólátzatot. Amennyiben bármilyen kérdése van, kérjük forduljon vizsentelőadójához, vagy küldjön e-mail-t az **info@push.eu** internet címre.

Przed użyciem opaski należy uważnie przeczytać informację dotyczącą tego produktu. Wszelkie zapytania proszę kierować do sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: **info@push.eu**.

TERMÉK ISMERTETŐEGYEK

A Push med patelarárögztíto helyi nyomást fejt ki a patelláinra és támasztja a térdkaláscot. Ezzel tehermentesíti a combizom tapadását, és csökkenti a lábszára ható húzóerőt.

A párna egy bőrárat és elasztikus polimerből áll. A párna alatti szintetikus rögzítő elem egyetletes nyomásemelőslást biztosít.

A megfelelő anatómiai illeszkedés és a párna anyag biztosítja, hogy a rögzítő a járás során a helyén maradjon. A rögzítő Sympress™-ből, egy jó minőségű, kényelmes anyagból készül. A mikroszálak használata a béslőt látgy tapintatúvá teszi és szárazon tartja a bőrt.

A Push med patelarárögztítő könnyű használni, és minden probléma nélkül mosható.

JAVALLATOK

- A pateláin gnyulladása
- Osgood-Schlatter kór
- Patellofemorális fájdalom szindróma
- A proximális tibiofibuláris ízület szubluxációja/hipermobilitása
- Zespől rzepkovo-udovy
- Podvickniečie/nadmierna ruchomosť stavu psciezcelovo-strčakovego blizzeho

Nincs olyan ismert rendellenység, amelynek fennállása esetén a rögzítőt nem lehet vagy nem ajánlott viselni. Csökkent vérellátású végtagok esetében a rögzítő vérbővséget okozhat. Kezdebden ne húzza túl szorosa a rögzítőt.

A fájdalom mindig figyelmeztető jel. Amennyiben a fájdalom nem múlik, vagy a panaszok rosszabbodnak, ajánlatos felkeresnie kezelőorvost.

A méret meghatározása illeszkedés

A MÉRET MEGHATÁROZÁSA / ILLESZKEDÉS
A térdkalásrögztítő 1 méretben kapható. A mérete 28 és 45 centiméter között van.

Ellenőrizze, hogy a rögzítő nyomásonjátja (a logoszínjében) közvetlenül a térdkalás alatt van-e.

Feszítse meg az állítható szalagot, és zárja be.

TISZTÍTÁSI ELŐÍRÁSOK

A higienikus használat érdekében és a rögzítő maximális élettartamának eléréséhez a mosásra vonatkozó utasításokat betartva rendszeresen mossa ki a rögzítőt.

Ha hosszabb ideig nem használja a rögzítőt, a tárolás előtt ajánlott kimosni és megszárítani.

Mossás előtt zárja a tépőzárakat, hogy védje a rögzítőt és a többi szennyezt. A rögzítő 30°C-ig mosható, látgy textil programot vagy kézzel.

Egy óvatos centrifuga programot használhat: ezután akassa fel a rögzítőt, hogy a szabad levegő száradjon (**ne** hőforrás közelében vagy szárítógépben).

FONTOS

- A Push rögzítő megfelelő használatához orvos kórisméje szükséges.
- A Push rögzítő csak sértetlen bőrfelületen használhatóak. A rögzítőák használata előtt a sértült bőrfelületet megfelelő anyaggal le kell fedni.
- A rögzítő akkor működik a lehetőkényabban, ha a megfelelő méretet választja. Vásárlás előtt próbálja fel a rögzítőt, és ellenőrizze a méretét.
- A Push rögzítő felhelyezésének módját a vizsentelő ad szakértői személye ismerteti Önnek. Javasoljuk, hogy az el termékajólátzatot töltsön biztonságos helyen, hogy szükség esetén megtekinthesse a felhelyezésre vonatkozó utasításokat.
- Ha a termék egyéni átalakítást igényel, keressen fel a rögzítőkkel foglalkozó szakembert.
- Használat előtt mindig alkalommal ellenőrizze, hogy a Push rögzítő részén vagy másrészén nem látszanak-e a kopás vagy az elerégedés jelei. A Push rögzítő csak akkor tud optimális teljesítményt nyújtani, ha a termék teljesen sértetlen.
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) orvostechinikai eszközökölöl szövege 2017/745-vel rendeléshez szerint a felhasználóknál jelenlenie kell a gyártó, illetve a felhasználó lakohelye szerinti tagállam felelőls hatóságá felé a termékkel kapcsolatos minden súlyos váratlan eseményt.

Push® is a registered trademark of Nea International bv

Push® er et registreret varemärke av Nea International bv

Push® je registrovaná známka spoločnosti Nea International bv

Dane dystrybutora w Państwa kraju można znaleźć na stronie www.push.eu/distributors

Az Ön országához tartozó forgalmazók névsorát a www.push.eu/distributors oldalon találja

Om du vill ha uppgifter om distributören i ditt land, gå till www.push.eu/distributors

For oplysninger om nationale forhandlere henviser vi til www.push.eu/distributors

SVENSKA

PUSH MED-KNÅSKÅLSSTÖD

INLEDNING

A Push med-produkterna löser effektivt behoven vid rubbningar eller reducerad funktion hos rörelseorganen.

Ditt nya knåskålsstöd är en Push med-produkt. Karakteristiskt för Push med-produkterna är högrgradig effektivitet, komfort och kvalitet. Push med-knåskålsstödet förbättrar funktionen och ger smärtlindring. Det ökar den fysiska styrkan. Mekaniskt stöd, justerbart tryck och god positionshållning ligger till grund för dess prestanda.

Push med-produkterna är innovativa och tillverkas med stor omsorg. Det ger dig maximal säkerhet och ökad rörelsefrihet. Allt för din behålenhet.

Läs produktinformationen noggrant innan du använder ditt Push med-knåskålsstöd. Kontakta återförsäljaren eller skicka ett e-postmeddelande till **info@push.eu** om du undrar över någonting.

PRODUKTKARAKTERISTIK

Push med-knåskålsstödet anbringat ett lokalt tryck på knåshasen och stöder knäskålen. Detta avlastar lårmskelanvändningen och reducerer dragkraften i underbenet.

Dynan består av en hudkompatibel och elastisk polymer. Det syntetiska stödelementet under dynan säkerställer en jämn tryckfördelning.

Tillsammans med den korrekta anatomiska passformen bidrar materialet i dynan till att stödet stannar kvar på plats när du går. Stödet är tillverkat av Sympress™ - ett komfortabelt material av hög kvalitet. De mikrofiner som används ger en mjuk innersida och håller dessutom huden torr.

Push med-knåskålsstödet är enkelt att sätta på sig och lätt att tvätta.

INDIKATIONER

- Tendinit i knåskålssenen
- Osgood-Schlatters sjukdom
- Patellofemoralt smårtsyndrom
- Subluxation/hypermobilitet proximalt om tibiofibularleden

Det finns inga kända rubbningar för vilka stödet inte ska eller bör användas. I tillfälle då blodcirkulation i lemmarna kan ett stöd ge upphov till hyperemi. Undvik att ha stödet för långt spänt i början.

Smärta är alltid en varningssignal. Om smärtan inte går över, eller problemen förvärras, bör du kontakta din läkare eller terapeut.

Bestämning av storlek/passform

BESTÄMMA STORLEK/PASSFORM
Knåskålsstödet finns bara i én storlek. Måttintervallet är 28 till 45 cm. Stödet tryckpunkt (vid logotypen) måste hamna alldeles under knåskålen. Spänn det justerbara bandet och stäng det.

TVÅTTANVISNINGAR

För hygienens skull och för att förlänga stödets livslängd är det viktigt att du tvättar stödet regelbundet och att du följer tvättanvisningarna.

Om du inte ska använda stödet under en längre period rekommenderar vi att du först tvättar stödet och låter det torka, innan du lägger under det.

Stäng karborbåndsvrullningen innan du tvättar stödet för att skydda både det och den övriga vrullen.

Stödet kan tvättas vid temperaturer på upp till 30 °C - antingen med ett program för känsliga material eller för hand. Använd inte blekmedel.

Lattare centrifugering är OK. Häng sedan stödet på tork – helst utomhus (häng det **inte** nära en värmekälla och torka det **inte** i en torktumlare).

VIKTIGT!

- Korrekt användning av Pushstödet kan kräva diagnos av en läkare eller terapeut.
- Push braces ska bäras på intakt hud. Om huden är skadad måste den först täckas över med något lämpligt medel.
- Storleken måste vara korrekt för en optimal funktion. Prova därför stödet innan du köper det, så att storleken blir rätt. Den professionella personalen i butiken förklarar hur du sätter på dig ditt Pushstöd på bästa sätt. Spara produktinformationen så att du kan läsa igenom anvisningarna på nytt vid ett senare tillfälle om du vill.
- Ta kontakt med en specialist om produkten behöver individuell anpassning.
- Kontrollera Pushstödet varje gång du ska använda det med avseende på eventuella tecken på slitage eller förlänging av delar och sömmar. Det är bara om Pushstödet är i fullt heltrött skick som du får optimal prestanda.
- inom ramen för EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter ska användaren rapportera om alla allvariga tillbud i samband med produkten, både till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat där användaren har sitt säte.

Push® är ett registrerat varumärke av Nea International bv

Push® er et registreret varemärke av Nea International bv

Push® je registrovaná známka spoločnosti Nea International bv

Dane dystrybutora w Państwa kraju można znaleźć na stronie www.push.eu/distributors

Az Ön országához tartozó forgalmazók névsorát a www.push.eu/distributors oldalon találja

Om du vill ha uppgifter om distributören i ditt land, gå till www.push.eu/distributors

For oplysninger om nationale forhandlere henviser vi til www.push.eu/distributors