





## PUSH MED肩サポーター

はじめに

運動器具に痛みや損傷等がある場合、Push med製品はその患部に対する必要な治療に有効な働きをします。

新しいPush med製品としての肩サポーターは、機能性、快適性とその品質に優れた特徴があります。Push med shoulder brace（肩固めベルト）は、肩を適切に固定して、痛みを和らげます。着用品は肩関節の動きを、機械的に位置制御の良さで特徴としているからです。

Push med製品は革新性に富み、利用者のために細心の注意をもって作られています。最大の安全性と大きな柔軟性も提供されます。利用者に満足していただける製品となっています。ご使用頂く際には、製品の注意を注意深くお読み頂くことをお願いいたします。ごお問い合わせの場合は、販売店にお尋ねください。又は、www.push.eu (info@push.eu) にお問い合わせください。

### 製品の特徴

Push肩サポーターは3つの部分から出来ています。サポーターの基礎となるのは、胸たは上側の肩で覆われている胸ストラップです。この胸ストラップはサイズ合わせのため、一度だけ調整する必要があります。上腕ストラップは、肩を使わずに上腕を身体に固定します。肩サポーター位置は、腕を特定の位置に固定するように設定できます。その位置は、胸ストラップを少し回すだけで簡単に変更することができます。3番目の固定点では、手を外側に固定し、手を支えます。これにより腕は固定され手が垂れ下がりません。衣類に染みがある場合は、手の固定と手のサポートの両方を取り除くことができます。サポーターで身体を締めると手のサポートも、首や顔にストレスがかかることも。個々の固定点とそれ以外の調節により、状況に応じた最適な調整が可能です。

Push med肩サポーターは、普通に洗濯することができます。

### 適応症

- 肩胛骨骨折
- (不完全) 脱臼後の治療
- SC 又は AC 関節の (不完全) 脱臼後の治療
- 骨頭下上腕骨骨折
- 上腕骨甲の間隔周囲炎
- 術後治療
- 弱い片側不全麻痺 (夜間も) の場合の三角巾として

サポーターを着用できないか、着用するべきではないという確信はありません。手足の血液循環が悪いと、サポーターによって充血が生じることがあります。最初はサポーターをきつく締めすぎないようにしてください。

痛みを感じたらそれは一つの警告であるとお考えください。痛みが持続すると、症状が悪化する場合には、医師または理学療法士による診断を受けてください。

### 装着・設定

肩サポーターには3つのサイズがあります。各サイズとも、左右両方の肩で使用することができます。適切に調整する必要があります。サイズは肩から下の下の位置から左右2センチのところで測ってください。胸囲に合わせたサポーターのサイズについては、パッケージに表示されている表をご覧ください。

正しい装着の順序は、面ファスナーの上の増えたい分子シンボルが示しています( ☐ Ⓜ Ⓝ )。

サポーターを装着する場合には、使用前にサポーターを色々試して見ることをお勧めします。

- 心地よくフィットする様に、胸ストラップを締めてください( ☐ )。サポーターを専門的に取り扱う方に: 初めての装着の場合、サポーターのストラップは一度だけ調整しなければなりません。
- 次に、それが身体にピッタリと合い、利用者が気持ちよく装着できるように調節をします。
- 締め金を通して上腕ストラップを締め、丁度好い上腕ストラップを閉じます( Ⓜ )。
- 手首の固定具を閉じます( Ⓝ )。できるだけ快適な位置に固定するため、手首固定具と手のサポートを、胸ストラップの上で左や右にスライドさせて動かします。

リクライニング姿勢の患者用修正指示

- 患者の周囲の手巻を測ってください。腕間を測ってください。
- それを2倍にしてください。
- 胸ストラップの長さを調整するには、背面で留め金を使用してください。
- クォーターリリスを使用して胸ストラップを開きます。
- サポーターを装着します。

ケアとメンテナンス

☹️ ☹️ ☹️ ☹️ ☹️

サポーターを清潔に保ち、寿命を最大に伸ばすには、指示を守って定期的にサポーターをクリーニングする必要があります。

しばらく使用するつもりがない場合には、保管する前にサポーターを乾いて乾燥させることをお勧めします。

洗たくの前には、サポーター他の洗濯物を保護するために面ファスナーを閉じてください。

サポーターは、温度30℃まで、洗濯機のドラught洗いコースまたは手で洗濯することができます。漂白剤は使用しないでください。

洗濯機の前でソフト洗い用の乾燥コースは使っても差支えはありませんが、そのサポーターを風通しのよい場所で、熱風のない乾燥機以外で乾かしてください。

### 重要

- PUSH サポーターを適切に使用するために、医師または理学療法士による指示に従ってください。
- Pushサポーターは、無傷の肌で装着する目的で設計されています。肌へ傷がある場合には、まず適切な材料で覆う必要があります。
- 最適な機能を実現するには、適切なサイズを選択する必要があります。購入前にサポーターを試穿して、サイズを確認してください。販売代理店の専門スタッフが、Pushサポーターを装着する最適な方法を説明します。この製品情報は、安全な場所にて保管して、装着の仕方について必要なときにいつでも参照できるようにしてください。
- 製品に個別の調整が必要な場合には、サポーターの専門家に相談してください。
- Pushサポーターを適切に目に患部を覆うの兆候がないかどうか、使用前に毎回Pushサポーターをチェックしてください。Pushサポーターの最適なパフォーマンスは、製品が完全な損傷のない状態にのみ保証されます。
- 医療機器に関するEU規制2017/745の枠組み内にある場合、利用者は製品に関連する重大な害について製造業者および利用者の会社のある加盟国の所管官庁に報告しなければなりません。
- 肌と直接触れられずに、衣類の上からサポーターを装着してください。

Push®は、オランダのNea International社の登録商標です。

皆様様の国の販売店について詳しい情報は、次のサイトをご覧ください。
www.push.eu/distributors

## ČESKY

## RAMENNÍ ZÁVĚS PUSH MED

### ÚVOD

Výrobky Push med poskytlj účinná řešení při léčbě a prevenci poranění pohybového ústrojí.

Tento ramenní závěs je výrobek značky Push med, pro kterou jsou charakteristické vysoký stupeň účinnosti, pohodlí a kvalita. Ramenní závěs Push med nabízí správnou fixaci a úlevu od bolesti. Znákladní charakteristikou závěsu je mechanická podpora a zachování správné polohy.

Výrobky Push med jsou inovativní a při jejich výrobě se uplatňuje vysoká péče. Cílem je poskytnout optimální bezpečnost. V zájmu spokojeného uživatele. Před použitím ramenního závěsu Push med si pečlivě prostudujte informace o produktu. Máte-li jakýkoliv dotaz, neváhejte se zeptat svého dodavatele nebo navštívte stránky www.push.eu či pište na info@push.eu .

### CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Ramenní závěs Push med sestává ze tří součástí. Základem závěsu je hrudní páska, která se opepíná kolem spodní části hrudníku či vrchní části pasu. Tato páska se upravuje pouze jednou při nastavení ramenní velikosti. Nadoknětí pásku zapojíte fixací horní části paže nebo luku a zabráníte tak používání ramenního kloubu. Pozici ramenního závěsu lze nastavit tak, aby byla loka fixována v konkrétní poloze. Pozice lze snadno upravit jejich otočením hrudní pásky. Třetím bodem fixace je pohodlná fixace zápěstí a podpora ruky. Za tušípitje paži ve fixní poloze, přičemž podepírá ruku a zabránuje její výsmužkonnosti. Pokud je potřeba pouze omezit upažování, fixaci zápěstí a podporu ruky není nutné používat. Protože závěs se zapíná kolem těla, oblasti krku a ramene zůstávají nezatíženy. Každý fixační bod se nastavuje zvlášť, čímž je zajištěno optimální přizpůsobení za každých podmínek.

Ramenní závěs Push med lze při běžném způsobem.

### WSKAZANIA

- Zlomenia klčni kosti
- Léčba po (neúplném) vykloubení
- Léčba po (neúplném) vykloubení sternoklavikulárního nebo akromioklavikulárního kloubu
- Subkapitální zlomeniny humeru
- Zapálená okolostavová a ramenní zlomenina
- Humeroskapulární periartitida
- Peoperární léčba
- Jako noční podpůra v případě slabé hemiparézy (rombůž v noci)

Nejsoú známýá žrádné poruchy, při kterých by ořdná nemocí či nemlia být používa. V případě nedostatečného krvního oběhu v končetinách může ořdná způsobit cennýé doposavování ořdný.

Bolesti je vždy varovným signálem. Pokud bolest přetrvává nebo se potřebě zhoršuj, doporujeme kontaktovat lékaře nebo terapeuta.

### NASTAVENÍ / PŘÍZPŮSOBNÍ

Ramenní závěs je dodáván ve 3 velikostech. Pro každou velikost je závěs možné použít pro levé i pravé rameno. Pro zvolení správné velikosti je potřeba změřit obvod hrudníku 5 centimetry nad úrovní lokte při volné svěšené paži. V tabulce na obalu je uvedena správná velikost pro daný obvod hrudníku.
Správný rozměr nasazení je určen nastřístými symboly molekul na suchém zipu ( ☐ Ⓜ Ⓝ )。

Před nastavením závěsu doporučujeme vyzkoušet více typů, abyste měli o výrobku dobrý přehled.

- Zapněte hrudní pásku tak, aby pohodlně seděla ( ☐ )。Informace pro odborníka, který závěs doporčuje: Před prvním použitím je potřeba pacientovi trvale nastavit pásku závěsu:
  - Nastepne nalezy dosavovat pas prieservy tak, aby ščité przylegal do ciała i był wygodny dla pacjenta.
  - Pak nastavte hrudní pásku tak, aby těsně přiléhala k tělu a pro pacienta nebýla nepohodlná.
  - Zapněte nadoknětí pásku tak, že ji prostrčíte přeskou a zapnete těsně nad loktem ( Ⓜ )。
  - Zapněte unehochomienie nadgarstka ( Ⓝ )。Možna przeswać unehochomienie nadgarstka i podpore dloni na pasie piersiowym w prawy lub lewą stronę, aby uzyskać jak najlepszą pozycję.
  - Zapněte podporu ruky ( Ⓝ )。Fixaci zápěstí a podporu ruky je možné posouvat na hrudní pásce doleva a doprava a dosáhnout tak možná nejlepšího usazení.

Fixační pokrmy pro pacienty v poloze vleže:

- Změňte polovinu obvodu pacienta
- Vynástejte ji číselm 2
- Použijte svorku k upravení délky hrudní pásky umístěnou na zádech
- Otevřete hrudní pásek pomocí rychlospojky
- Ořdný přiložte.

### PEČEA ÚDRŽBA

☹️ ☹️ ☹️ ☹️ ☹️

Je důležité ořdný pravidelně práť die příslušným pokrým. Zlepšete tak hygienu a maximálně prodloužte životnost ortezu.

Máte-li v úmyslu bandáž po nějakou dobu nepoužívat, doporučujeme ji před uložením upravit a sušit.

Před praním zapněte suchý zip, abyste ochránili ořdný i ostatní prádro.

Bandáž se dá práť při teplotách do 30° C v režimu jemných tkanin nebo v ruce. Běli přípravky nepoužívejte.

Lze použít jemné oředstředivky. Potom bandáž nechtě uschnout volně na vzduchu (nikoli poblíž zdrojů tepla, rovnměř jí nedávajte do bubnové sušičky).

## DŮLEŽITÉ

- Správné použití závěsu Push med může vyžadovat stanovení diagnózy lékařem nebo terapeutem.
- Pushサポーターは、無傷の肌で装着する目的で設計されています。肌へ傷がある場合には、まず適切な材料で覆う必要があります。
- 最適な機能を実現するには、適切なサイズを選択する必要があります。購入前にサポーターを試穿して、サイズを確認してください。販売代理店の専門スタッフが、Pushサポーターを装着する最適な方法を説明します。この製品情報は、安全な場所にて保管して、装着の仕方について必要なときにいつでも参照できるようにしてください。
- 製品に個別の調整が必要な場合には、サポーターの専門家に相談してください。
- Pushサポーターを適切に目に患部を覆うの兆候がないかどうか、使用前に毎回Pushサポーターをチェックしてください。Pushサポーターの最適なパフォーマンスは、製品が完全な損傷のない状態にのみ保証されます。
- 医療機器に関するEU規制2017/745の枠組み内にある場合、利用者は製品に関連する重大な害について製造業者および利用者の会社のある加盟国の所管官庁に報告しなければなりません。
- 肌と直接触れられずに、衣類の上からサポーターを装着してください。

Push® je registrovaná známka spoločnosti Nea International by

Podrobnosti o distribútorovi ve vašej zemi nálezáte na stránkách www.push.eu/distributors

## ORTEZA RAMIENIA I BARKU PUSH MED

### WSTEP

Ortezy firmy NEA International zapewniają skuteczne rozwiązania w wielu problemów związanych z leczeniem szwran i urazów oraz ich następstw w obrębie narządów ruchu.

Nowa orteza ramienia i barku Push med jest produktem charakteryzującym się wysokim poziomem skuteczności, wygodny i jakości. Orzeza na ramie Push med zapewnia odpowiednią stabilizację, wygodę i komfort. Jej działanie oparte jest na zapewnieniu właściwej pozycji kończyn, jej podtrzymaniu oraz możliwości dokładnego dopasowania.

Produkty Push med są innowacyjne i starannie produkowane. Celem jest zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa i najlepszej zadolności użytkowników. Przed użyciem ortęzy należy uważnie przeczytać informacje dotyczące tego produktu. Jeśli mają Państwo pytania, proszę bez wahania kierować je do dostawcy lub skontaktować z adresem www.push.eu (info@push.eu).

### OPIS PRODUKTU

Orteza ramienia i barku Push med składa się z trzech części. Sąs pierśnicy, biegnący wokół kląski piersiowej lub ponad talią, stanowi główną część ortęzy. Wykastylizy rękó raz dostawosaw obwod tego pasia, aby uzyskać spráwné rozmiar. Pas naramięny zapewnia przyzwyczajenie ramienia wczół ciała i zapobiega odwodzeniu ramienia. Odpowiednie ustawienie pasa naramięnego umożliwia unieruchomienie ramienia w wybranej pozycji. Pozycję tę można łatwo zmienić, obracając lekki pas pierśnicy. Trzecią częścią ortęzy to wygodne unieruchomienie nadgarstka i podpore dloni. Ustrzymuj ona unieruchomienie ramienia i zapobiega opadaniu dłoni. Jednocześnie zapewniając jej podpore. Jeśli niezbędne jest tylko ograniczenie odwodzenia, można usunąć unieruchomienie nadgarstka i podpore dloni. Po zapieciu wszystkich elementów ortęzy, ani ramie, ani kark nie jest narazony na naciek. Każdy z pasów można indywidualnie regulować, aby uzyskać optymalne dopasowanie w każdej sytuacji. Orteza można prać.

### WSKAZANIA

- Złamanie obojczyka
- Leczenie po zwichnięciu (podwichnięciu)
- Leczenie po zwichnięciu (podwichnięciu) stawu mostkowo-obojczykowego lub barkowo-obojczykowego
- Pogłównie złamanie kości ramienia
- Zapalenie okolostawowe w obrębie stawu ramiennio-łopatkowego
- Humeroskapularni periartitida
- Leczenie popoperacyjne
- Jako unieruchomienie w przypadku lekkiego niedowładu połowicznego (również w nocy)

Nie są znane żadne szwrania, które stanowiąby przeciwwskazanie do użycia ortęzy. W przypadku silniejszego krążenia krwi w kończynach ortęza może spowodować przekrwienie. Na początku stosowania należy wystrzegać się zbyt cennego doposawowania ortęzy.

Ból zawsze stanowi ostrzeżenie. W przypadku użycia wymagania się dologólności فورارس, bór du kontakta ni lekarze eller terapeut.

**DOPASOWANIE / UMIESZCZENIE**
Orzeza ramienia jest dostawna w 3 rozmiarach. Niezależnie od rozmiaru produkt może być używany zarówno na prawym, jak i na lewym ramieniu. Aby zapewnić odpowiednie dopasowanie, należy zmierzyć obwód kląski piersiowej 5 cm powyżej poziomu łokcia przy opuszczonej kończynie. Tabela na opakowaniu podaje odpowiednie rozmiary ortęzy dla poszczególnych obwodów kląski piersiowej. Poprawną kolejność dopasowania określają wzrastające symbole na rzepach ( ☐ Ⓜ Ⓝ )。

Przed dopasowaniem ortęzy zaleca się założenie poszczególnych pasów, aby uzyskać ogólny ogład ortęzy.

- Zapiąć pas piersiowy tak, aby był wygodnie dopasowany ( ☐ )。Informacja dla lekarza lub rehabilitanta, który dostarcza ortęzę: Przed pierwszym użyciem należy jeden raz dopasować pas ortęzy dla pacjenta:
  - Następnie nalezy dosavovat pas prieservy tak, aby ščité przylegal do ciała i był wygodny dla pacjenta.
  - Zapiąć pas ramięny, wprowadząc pas przez klamrę i zamknąjąc go tuż ponad lokiem ( Ⓜ )。
  - Zapiąć unieruchomienie nadgarstka ( Ⓝ )。Možna przeswać unieruchomienie nadgarstka i podpore dloni na pasie piersiowym w prawy lub lewą stronę, aby uzyskać jak najlepszą pozycję.
  - Zapiąć podporu rúky ( Ⓝ )。Fixaci zápěstí a podporu ruky je možné posouvat na hrudní pásce doleva a doprava a dosáhnout tak možná nejlepšího usazení.

Fixační pokrmy pro pacienty v poloze vleže:

- Změňte polovinu obvodu pacienta
- Vynástejte ji číselm 2
- Použijte svorku k upravení délky hrudní pásky umístěnou na zádech
- Otevřte pas piersiowy za pomoca połączenia szybkorozciągzanego
- Dopasować ortęzy

### PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

☹️ ☹️ ☹️ ☹️ ☹️

Aby zapewnić odpowiedni poziom higieny i wydłużić żywotność ortęzy jest důležité ořdný pravidelnę práť die příslušným pokrým. Zlepšete tak hygienu a maximálně prodloužte životnost ortęzy.

Máte-li v úmyslu bandáž po nějakou dobu nepoužívat, doporučujeme ji před uložením upravit a sušit.

Prac w temperaturze nie przekraczającej 30° C w praleo lub ręcznie. Nie należy używać środków wybielających.

Można zastosować delikatne odwródnio. Po upraniu produkt należy suszyć na wolnym powietrzu (nie przy użyciu suszarki lub w pobliżu grzejnika).

### UWAGA

- Właściwe korzystanie z ortęzy może wymagać porady lekarza lub rehabilitanta.
- Ortezy Push są przeznaczone do noszenia na nieuszkodzonej skórze. Uszkodzoną skórę należy najpierw zabezpieczyć odpowiednim materiałem.
- Optymalne funkcjonowanie można osiągnąć tylko poprzez wybór odpowiedniego rozmiaru. Przed zakupem należy zmierzyć ortęzę w celu dopasowania rozmiaru. Profesjonalny personel dystrybutora wekże najlepšíe sposób doposawowania ortęzy Push. Należy zachowywanie uwagi tej informacji o produkcie w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było się z nimi zapoznać przed ponownym użyciem.
- Jeżeli produkt wymaga indywidualnego dopasowania, należy skontaktować się ze specjalistą zajmującym się ortezami.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić ortęzę Push pod kątem sucha zużycia lub zesterzenia się elementów lub szwów. Optymalne działanie ortęzy Push może być zagwarantowane tylko wtedy, gdy produkt jest nienauryzony.
- W ramach rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych użytkownik musi zgłosić każdy powstający incydent dotyczący produktu.
- Producentowi oraz właścicielowi organu państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma siedzibę, w przypadku ewentualnego zagrożenia skrzy zaleca się, aby nosić ortęży na ubranu.

Push® jest zarejestrowaną marką firmy Nea International by

Dane dystrybutora w Państwa kraju można znaleźć na stronie www.push.eu/distributors

## PUSH MED VÁLLRÖGZÍTŐ

### BEVEZETÉS

Push MED termék a mozgásszervek sérüléseinek hatékony megelőzésére és kezelésére nyújthat megoldást.

Az Ön új vállrögzítője egy olyan Push med termék, melyet magas szintű hatékonyan, kényelem és minőség jellemez. A Push med vállrögzítő megfelelő rögzítést és fájáldalomcsökkentést biztosít. Hatásának alapját a mechanikus támasztás és a jó helyzetartás képezi.

A Push med termék innovatív, és legnagyobb gondossággal készülték az Ön részére. A cél az optimális biztonság előrása és a felhasználói elégedettség. A Push med vállrögzítő használata előtt kérjük olvasson el a termékajánlókat. Amennyiben bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon viszonteladójához, vagy látogasson el a www.push.eu oldalra vagy küldjön e-mailt az info@push.eu címre.

### TERMÉKJELLEMZŐK

Az Ön Push med vállrögzítője három alkotórészből áll. A mellkas pánt, mely a mellkas alsó vagy a derek felső részét zárja körbe, képezi a rögzítő alapját. Ezt a pántot csak egyszer kell beállítani a helyes méretre. A felkarpánt biztosítja a felkar rögzítését a testhez, megfogja a váll mozgását. A vállrögzítő helyzete beállítható úgy, hogy a kezét egy meghatározott helyzetben rögzítse. A pozíció könnyen megváltoztatható a mellkaspánt enyhé forgatásával. A harmadik rögzítési pont a kényelmes csuklórögzítés és kéztámasz. Ez rögzíti a kezét, megfogja a rögzítés szögét, miközben támasztja azt. Amennyiben csak az abszolút korlátozása szükséges, a csuklórögzítést és a kéztámasz is eltávolítható. Minthogy a rögzítő a test körül záródik, a nyak és a váll tégláék nem ér igénybevétel. Minden rögzítési pont egyénileg beállítható a mindenkori optimális létezédes érdekében.

A Push med vállrögzítő hagyományosan mosható.

### JAVALLATOK

- Kulcsfont törés
- (Réz)leges ficamok utáni kezelés
- Az SC és AC izületek (rés)leges ficam utáni kezelés
- Subkapitális humerus törés
- Subakutális humerusfrakctura
- Humeroskapuláeri artitit
- Behatáselt beavatkozásokot követő kezelés
- Enyhé hemiparesis esetén a végtagok rögzítésére (éjszakai ra)

Nincs olyan ismert ellenindéleség, amelynek fellátása esetén a rögzítő nem lehet vagy nem ajánlatos viselni. Csökkent véráramlás okozhatja esetében a rögzítő vérbőségét okozhat. Kezdetben ne húzza túl szorosa a rögzítő.

A fájáldom mindig figyelmeztető jel. Amennyiben a fájáldom nem múlik, vagy a panaszok rosszabbabnak, ajánlatos felkeresnie kezelőorvosát.

### A MÉRET MEGHATÁROZÁS / BEÁLLÍTÁS

A vállrögzítő 3 méretben kapható. A modell minden méretben tartalmazza mind a jobb, mind a bal vállra. A megfelelő méret kiválasztásához a mellkas körfogását a főgk körül mértéje 5 centiméterrel mérje meg. A dobzon leveő táblázat mutatja a mellkas körfogátának megfelelő rögzítő méretet.

A felhelyezés helyes sorrendjét a táblázaron lévő névokvó jelek mutatják ( ☐ Ⓜ Ⓝ )。

Mielőtt felhelyezné a rögzítőt, ajánlatos a különböző rögzítőket összekapcsolni, hogy in áttekinthető legyen a rögzítőrl.

A rögzítő beállítását, ajánlatos a különböző táblázatokat összekapcsolni, hogy in áttekinthető legyen a rögzítőrl.

- Zárja a mellkaspántot, úgy hogy az kényelmesen illeszkedjen ( ☐ )。Tíli den som illhandhåller stödet. Före den första användningen måste stödet barn ställas in på patienten:
  - Ställ sedan in bröstbandet så att det sitter tätt kring kroppen och känns bekvämt för patienten.
  - Förslut överarmsbandet genom att dra bandet genom spännnet och förslut det straks över armbågen ( Ⓜ )。
  - Zárja a csuklórögzítőt ( Ⓝ )。A csuklórögzítőt és kéztámasz a legkényelmesebb helyzet eléréséé érdekében a mellkaspánton elcsúsztathatja balra vagy jobbra.
- Rögzítési utasítások fekvő betegekhez:
  - Mérje meg a mellkas körfogátának a felet
  - Szorozza meg 2-vel
  - A mellkaspannt hálózatnál hosszának beállításához használja a csatlót
  - A tépőzár segítségével nyissa ki a mellkaspántot
  - Igazítsa be a rögzítőt
- Zárja a csuklórögzítőt ( Ⓝ )。A csuklórögzítőt és kéztámasz a legkényelmesebb helyzet eléréséé érdekében a mellkaspánton elcsúsztathatja balra vagy jobbra.

## GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS

☹️ ☹️ ☹️ ☹️ ☹️

A higiénikus használat érdekében és a rögzítő maximális élettartamának eléréséhez a mosásra vonatkozó utasításokat betartásrendszeren mossza ki a rögzítőt.

Ha hosszabb ideig nem használja a rögzítőt, a tárolás előtt ajánlott kimosni és megszáritani.

Mosás előtt zárja a tépőzárát, hogy védje a rögzítőt és a többi szennyezt.

A rögzítő legfeljebb 30 °C-on mosható, légy téli programmal vagy kézzel. Ne használjon fehérítőt.

Egy óvatoss centrifuga program használhat: ezután azzal teje a rögzítőt, hogy a szabál levélén száradjon (ne forogás közlebeben vagy szárítógépben).

## FONTOS

- A Push rögzítő megfelelő használathoz orvos diagnózisa szükséges.
- A Push rögzítők csak sértetlen bőrfelületen használhatók. A rögzítők használata előtt a sértől bőrfelületet megfelelő anyaggal le kell fedni.
- A rögzítő akkor működik a leghatékonyabban, ha a megfelelő méretet választja. Vásárlás előtt próbálja fel a rögzítőt, és ellenőrizze a méretét. A Push rögzítő felhelyezésének módját a viszonteladói szakértői személyzete ismerheti Ormel. Javasoljuk, hogy ezt a termékajánlókat tanolja biztonságos helyen, hogy szükség esetén megtekinthesse a felhelyezésre vonatkozó utasításokhoz.
- Ha a termék egyéni átalakítást igényel, keressen fel a rögzítőkkel foglalkozó szakembert.
- Használat előtt minden alkalommal ellenőrizze, hogy a Push rögzítő részein vagy varrásán nem látszanak-e kopás vagy előregedés jelei. A Push rögzítő csak akkor lehet optimális teljesítményű nyújtani, ha a termék teljesen sértetlen.
- Az Európa Parlament és a Tanács EU/ orvostechnikai eszközök széküléséről 2017/745 rendelete szerínt a felhasználónak jelenítenie kell a gyártó, illetve a felhasználó lakóhelye szerínti tagállam felélté hatóságá felé a termékkel kapcsolatos minden súlyos vártalan eseményt.
- Amennyiben esetleg a rögzítő irritálja a bőrt, ruházat felét viselje.

A Push® a Nea International by regisztrált védjegye

Az Ön országához tartozó forgalmazók névsora a www.push.eu/distributors oldalon található

## PUSH MED-AXELSTÖD

### INLEDNING

Push med-produkterna tillgodoser effektiva lösningar på behandling och skydd mot skador på rörelseorganet.

Ditt nya axelstödet är en Push med-produkt. Karakteristiskt för Push med-produkterna är höggradig effektivitet, komfort och kvalitet.Push med-axelstödet ger en korrekt funktion och smärtlindring. Mekanism stötte och god positionshållning ligger till grund för dess prestanda.

Push med-produkterna är innovativa och tillverkas med stor omsorg. Syftet är att säkerställa optimala säkerhet. Allt för det belätnheten. Läs produktinformationen nog innan du använder Push med-axelstödet. Kontakta återförsäljaren, gå till www.push.eu eller mejla info@push.eu om du har några frågor.

### PRODUKTKARAKTERISTIK

Ditt Push med-axelstödet består av följande tre delar: Brystbandet, som lukkes över den nederste del av bröstet eller den överste del av taljen, är bandagens huvudband. Detta band är remmen beöver bara justeras en gång för korrekt passform. Överarmsbandet fixerar överarmen mot kroppen och förhindrar bruk av skulderen. Skulderbandagen kan placeras på en sådan måde, att armen fixeras i en bestämt ställing. Positionen kan lätt ändras ved at dreje brystbåndet en smule. Det tredje fixeringspunkt är den komfortable handfästingsdelen och handstötdelen. Den holder ar