

PUSH ORTHO足首サポーター-AEQUI

はじめに

Push ortho製品は、運動器官の障害や機能低下の場合にたいし有効な解決策を提供します。

新しい足首サポーターはPush ortho製品で、高水準の機能と快適性と品質を特色として提供します。Push Aequi（足首補強具）は足首の安定性を高めて、痛みのある足首をサポートします。これにより、体力が向上します。この優れたパフォーマンスは、機械的なサポート、調整可能な圧力、良好な視覚化の保持のために作られています。

Push ortho製品は革新性に富み、利用者のために細心の注意をもって作られています。最大の安全性と大きな運動の自由を提供します。利用者に満足していただける製品となっています。

Push Aequiを使用する前には、製品情報をよく読んでください。ご購入の場合は、販売店にお問い合わせ頂くか、info@push.euへ電子メールでご連絡ください。

製品の特徴

Push Aequiは、効果的な足首装具サポーターです。不安定な足首を効率的、機械的にサポートし、着用者の快適さとパフォーマンスを向上させます。固い拒体は足首の内側（内部）にあり、くるぶし用の空間があります。構間は心地よいバットの様な、よりフィットする構造になっています。サポーターの素材は中心部が非常に堅い、柔軟で作られているためが、端のほうはより柔らかく着用者のフィット感と快適さを確保するのに役立っています。サポーターは、斜めにストラップで固定され、その伸縮するストラップは、足首の周りに圧力をかけ、着用者のフィット感と快適さを提供する機能の治癒として、足首の不安定な足首をサポートします。長期的拒体として使用することができます。内反・外反動作（足の内側・外側への動作）は制限されますが、底屈屈・背屈（屈伸）は過度な自由を許容します。つまり、通常の歩行やランニング中には何も拘束を感じません。ストラップには番号が付いているため、サポーターの装着は簡単です。最大の安定性は、足に合ったしっかりと（ヒモで結ぶ）靴の中でサポーターを装着した時に達成されます。

適応症

- 軽・重度の不安定さ
- 外側足首靭帯損傷
- 保存的治療または外科的治療を受けた足関節骨折の経過観察時の治療
- 軽・重度の関節症
- 足首靭帯損傷の二次予防

サポーターを着用できないか、着用するべきではない既知の障害はありません。手足の血循環が悪いと、サポーターによって充血が生じることがあります。最初サポーターをきつく締めすぎないようにしてください。

痛みを感じたらそれは一つの警告であるとお考えください。痛みが持続すると、症状が悪化する場合には、医師または理学療法士による診断を受けてください。

装着面ファスナー留め具には、シンボルマークが付いています。これらは、正しい順番で面ファスナーを簡単に閉じられるようにするのです。例えば、最初  を  の上に、そのあと  を  の上にします。

- Push Aequiは、靴下の下に装着します。
- 足の周りにサポーターを置いてください。固い足を足の内側にします。側面に長い帯を付けます。
-  のマークが付いた斜めストラップを締めます（図1）。
-  マークを付けた伸縮ストラップを見出しの外側に置いておきます。このストラップを足の甲を斜めに横切るように引っ張って、かかとより少し上で足首の裏面を付け、適所で締めます（図2）。
- 最後に足の内側で、 マークの付いた伸縮するストラップを押さえ、足のストラップを、足の甲から背骨（足の上部）を横切って引っ張り、最初のストラップの上から足首に巻き付け、適所で締めます（図3）。

洗濯に関して

    

サポーターを清潔に保ち、寿命を最大に伸ばすには、指示を守って定期的にサポーターをクリーニングすることが重要です。しばらく使用するつもりがない場合には、保管する前にサポーターを洗って乾燥させることをお勧めします。

サポーターは30℃までの温度で手洗いができます。漂白剤は使用しないでください。その後、サポーターを風通しのよい場所で（熱源の近くや回転乾燥機以外で）乾かしてください。

重要

- Push Aequiの効率的な使用は、痛みや不安定性の原因についての正しい診断にかかっています。サポーターを使用する前に、必ず医師、理学療法士、または別の専門家と一緒にそれをチェックしてください。
- Push サポーターは、無痛の肌で装着する目的で設計されています。肌に傷がある場合には、必ず適切な材料で覆う必要があります。
- 最適な機能を確保するには、適切なサイズを選択する必要があります。購入前にPush サポーターを装着して、サイズを確認してください。販売代理店の専門スタッフが、Push サポーターを装着する最適な方法を説明します。この製品情報は、安全な運動に保管して、装着の仕方について必要とときにいつでも参照できるようにしてください。
- 製品に個別の調整が必要な場合には、サポーターの専門家に相談してください。
- コンピュータや時計目には電磁気や電化の系統がないかどうか、使用前に毎回Push サポーターを充電してください。Push サポーターの最適なパフォーマンスは、製品が全く損傷していない場合にのみ保証されます。
- サポーターの耐用年数を伸ばすために、70℃を超える温度にさらさないでください。
- 乾燥機機能に関するEU規制2017/45の特権域内にある場合、利用者は製品に関連する重大な事故について製造業者および利用者の会社の加盟国の主管官庁に報告しなければなりません。
- サポーターをきちんと履いた（ひもを締めた）靴の内側に装着すると、最大の安定性が得られます。靴なしでプラットフォームを装着するときは、滑らないように注意してください。

Push®は、オランダのNea International bvの登録商標です。

KOTNÍKOVÁ ORTÉZA AEQUI ŘADY PUSH ORTHO

ÚVOD

Ortopedické pomůcky Push ortho představují účinné řešení při poruchách nebo snížené funkci pohybového aparátu.

Vaše nová kotníková ortéza je výrobkem řady Push ortho, jehož charakteristikou je vysoká efektivita, pohodlnost a kvalita. Push Aequi zlepšuje stabilitu kotníku a pomáhá zmírnit bolest. Zvyšuje tak tělesnou sílu. Podstatou její funkce je mechanická opora, nastavitelný tlak a dobrá fixace polohy.

Ortopedickým pomůckám Push je při jejich výrobě věnována nejvyšší péče a mají moderní konstrukci. Tím je zaručena maximální bezpečnost a větší výinnost produktu. Cílem je, přinést vám co největší uspokojení z jejich nošení.

Před použitím pomůcky Push Aequi si dobře prostudujte informace o výrobku. Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se laskavě na svého prodejce nebo nám zašlete e-mail na adresu: info@push.eu.

VLASTNOSTI

Push Aequi je účinná kotníková ortéza, která zajišťuje maximální míru mechanické stability postiženému kotníku a zároveň vysokou míru pohodlí při nošení. Rigidní, tuhá opora je situována výlučně na mediální (vnitřní) stranu a je anatomicky tvarována. Laterální (zevní) strana ortézy je vyrobena z měkkého plastu (výlisku), který snadno kopíruje anatomický tvar nohy. Materiál ortézy je konstruován tak, že umíří je velice pevný a směrem ke krajům se změkčuje. Díky tomu ortéza dobře sedí a je pohodlná. Ortéza je zpevněna pevným (neelastickým) páskem, jenž se zapíná diagonálně přes nárt nohy. Elastické tlaky (pásky) působí kolem celého kotníku. Ortéza Push Aequi může být použita nejenom pro funkční terapii poranění kloubu, ale také pro dlouhodobé léčení chronické nestability kotníku. Ortéza zabíráje inverzními a evertznímu pohybů kotníku (výron směrem dovnitř nebo směrem ven), nebříaní však přirozené plantární/dorsální flexi (pokření a natažení) kotníku. To znamená, že pacient nelze zdůvodnit překážku při normální chůzi nebo běhu. Sdírnou na jednom pevném a dvou elastických páscích usnadňují oblékání této zbraňový pomůcky. Push Aequi se obléká vždy přes ponožku a optimální stabilitu ortézy je dosaženo pouze tehdy, pokud je zároveň obléčena ve šňirovací obuvi.

INDIKACE

- Střední až závažná nestabilita
- Poranění laterálního kotníkového vazů
- Následná léčba fraktury kotníku, které předcházela léčba konzervativní či chirurgická
- Střední až závažná artróza
- Sekundární prevence poranění kotníkových vazů

Nejsou známy žádné povuchy, při kterých by ortéza neměla či neměla být použita. V případě neléčitelného krvavého oběhu v končetinách může ortéza způsobit hyperémii. Zpočátku ortéza příliš neutehuje.

Bolest je vždy varovným znamením. Pokud bolest přetrvává nebo se obtiže zhoršují, je vhodné poradit se s lékařem nebo terapeutem.

OBLEČÁNÍ

- Suché zipsy na páscích kotníkové ortézy jsou označeny symboly. Nasazujte a zapínáte pásky v pořadí, podle počtu bodů. První  na , pak  na , atd.
- Push Aequi kotníkovou ortézu obklebte vždy přes ponožku.
 - Navlékněte ortézu na nohu. Rigidní část ortézy je na vnitřní straně nohy. Rozprostřete dlouhé pásky na dvě strany.
 - Uchtněte diagonální pásek (označený symbolem ) přes nárt (obr.1).
 - Uchopte elastický pásek okolo nohy () a táhněte jej šikmo přes nárt nohy. Pokračujte s ovínáním okolo kotníku tak nad vnitřním kotníkem a poté nad vnějším kotníkem a zapněte jej na místo označené stejným symbolem, jaký je na pásku se suchým zipem (obr. 2).
 - Nakonec obdobytným způsobem utahujte poslední elastický pásek označený (). Táhněte jej z boku na vvrcholu nártu, obtočte nad vnějším kotníkem kolem nohy. Ovinitu dokončete nad již zapnutou páskou a zapněte je na příslušném místě (obr. 3).

PRÁNÍ

    

Je důležité ortézu pravidelně práť dle příslušných pokynů. Zlepšite tak hygienu a maximálně prodloužte životnost ortézy. Máte-li v úmyslu používat po nějakou dobu nepoužívat, doporučujeme ji před uchočením vyprat a usušit. Bandáž je možné práť v ruce při teplotách do 30°C. Nepoužívejte žádné bělicí prostředky. Bandáž volně pověste a nechte vysušit (nedávajte ji poblíž zdroju tepla ani nepoužívejte sušičku).

POZOR! DŮLEŽITÉ!

- Elavění, použití výrobku Push Aequi je založeno na správné diagnóze příčin bolesti nebo nestability. Před použitím ortézy se vždy nejdříve poraďte se svým lékařem, fyzioterapeutem nebo jiným lékařským odborníkem.
- Ortézy Push jsou určeny k nošení na nepoškozené pokožce. Poškozenou pokožku je třeba nejprve zakryt vhodným materiálem.
- Optimální funkciontí je možné dosáhnout pouze při použití správné velikosti. Před nákupem si ortézu vyzkoušejte a vyberte optimální velikost. Správné nasazení ortézy Push musí vysvětlit odborný personál v prodeji.
- Doporučujeme, abyste si tyto informace o výrobku uchovali na bezpečném místě a měli tak možnost si předstít pokyny k nasazení ortézy, kdykoliv bude třeba.
- Pokud výrobek vyžaduje individuální úpravu, kontaktujte specialistu na ortézy.
- Před každým použitím ortézy Push zkontrolujte, zda nejsou známky opotřebení či strnutí materiálu jednotlivých součástí nebo švů. Ortéza Push poskytuje správnou funkci, pokud pouze není výrobek žádným způsobem poškozen.
- Životnost ortézy prodloužíte, když ji nebudete vystavovat teplotám nad 70 °C.
- V rámci nařízení EU 2017/45 o zdravotnických prostředcích musí uživatel ohlásit jakoukoli závažnou nežádoucí příhodu týkající se produktu výroci a příslušnému orgánu členskému státu, ve kterém užíváte sídli.
- Maximální stabilizace je dosaženo tehdy, je-li ortéza nošena v uzavřeném (zašněrovaném) botě. Nošení ortézy bez boty, dříveje pouze, abyste neukouzli.

Push® je registrovaná značka společnosti Nea International bv

ORTEZA STAWU SKOKOWEGO PUSH ORTHO AEQUI

WSTĘP

Ortezy „korygujące uciekiem” są propozycją na skuteczne rozwiązanie problemów związanych z leczeniem urazów nadgarstka oraz zapobieganiem urazów w jego objębie.

Orteza Aequi stawu skokowego jest produktem, który poprzez wywarcie kontrolowanego nacisku, charakteryzuje się wysoką skutecznością, jakością i jest wygodna dla pacjenta. Orteza Push Aequi zwiększa stabilność stawu skokowego i pomaga kontrolować ból. Jej działanie oparte jest na zapewnieniu właściwego ustawienia stawu, dobrego wsparcia i wygodnego podparcia, na co pozwala dokładne dopasowanie ortozy.

Ortezy „korygujące uciekiem” są nowatorskie i wyraża się z ogromną dokładnością. Aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów, ortęza stwarza swobodę ruchów przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.

Przed użyciem ortęzy Aequi należy uważnie przeczytać informacje dotyczące tego produktu. Wszelkie zapytania proszę kierować do sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: info@push.eu.

OPIS PRODUKTU

Push Aequi jest skuteczną ortezą kostki, która zapewnia równowagę między mocnym mechanicznym podparciem niestabilności a komfortem noszenia. Szytwe zmocnienie, z pozostawieniem wolnej przestrzeni dla kostki, znajduje się wyłącznie po przyszytowej (wewnętrznej) stronie stawu skokowego. Strona boczna (zewnątrza) zbudowana jest natomiast z uformowanego tworzywa piankowego, które dopasowuje się perfekcyjnie do nogi. Komfort noszenia i odpowiednie dopasowanie ortęzy uzyskuje się dzięki budowie części zmocnioniej - środek jest usztywniony, a brzeży gładkie. Zmianknie następuje za pomocą przekątnąj taśmy, a dzięki elastycznym wstęgom uzyskuje się uciok wokół stawu skokowego. Push Aequi może być stosowany w codziennym leczeniu uszkodzeń kostki oraz do długotrwałej ochrony przy chronicznej niestabilności. Ruch odciążenia i nawracania (skręcenie) jest tutaj skutecznie ograniczony przy zachowaniu wystarczająco swobodzie ruchów zgjęcia i zgziętowania i podessowego, dzięki czemu zachowana zostaje prawidłowość ruchów podczas chodu. Ponumerowanie poszczególnych taśm ułatwia odpowiednie założenie ortęzy. Push Aequi powinien być noszony na skarpetce, a optymalną stabilizację osiąga się, gdy ortęza ta noszona jest w pełnym, sznurowanym obuwiu.

WSKAZANIA

- Kózepesen sýlşos vagy sýlşos instabilitás
- Niestabilność (od umiarkowanej po poważną)
- Uszkodzenie więzadła poboczego
- Postępowanie po złamaniach w obrębie stawu skokowego leczonych zachowawczo lub operacyjnie
- Artróza (od umiarkowanej po poważną)
- Zapobieganie nawrotnym uszkodzoniom więzadeł stawu skokowego

Nie są znane żadne schorzenia, które stanowiłyby przeciwwskazanie do użycia ortęzy. W przypadku słabego krążenia krwi w kończynach ortęza może spowodować przekrwienie. Na początku stosowania należy wystygzać się zbyt ciasnego dopasowania ortęzy.

Ból zawsze stanowi ostrzeżenie. W przypadku użyciowania się dolegliwości bólowych lub ich nasilenia należy zgłosić się do lekarza lub rehabilitanta.

ZAKŁADANIA

- Zapięcie oznaczone są symbolami. Mają one za zadanie ułatwić zapięcie rzepów w odpowiedniej kolejności. Najpierw  na , następnie  na , atd.
- Push Aequi powinien być noszony na skarpetce
 - Hezyceze a bokarortęzt z lábra. A mereröv t a lábfel belül részénél helyezkedik el, a tépőzárák oldalát vannak.
 - Rögzítse a  jelű, általós tépőzárárt (1. ábra).
 - Wiączé elastyczną taśmę z zewnętrznej strony stopy (nr 2) i przelożyć poprzecznie przez podbicie, a następnie prosty przez stopę i zapiąć mocno na podbiciu.
 - Na koniec chwycić elastyczną taśmę z wewnętrznej strony stopy oznaczoną . Przecinając ją od podbicia stopy przez grzbiet (część górną) stopy, owiniąć ją dookoła kostki na pierwszej taśmnie i zapiąć (nr 3).

KONSERWACJA

    

Aby zapewnić odpowiedni poziom higieny i wydłużyć żywotność ortęzy ortopedycznej, należy ją regularnie prać, przestrzegając odnośnych instrukcji. Jeśli ortęza ma być używana przez pewien czas, zaleca się wypranie jej i wysuszenie przed odczyszczeniem do przechowywania. Ortęza można prać ręcznie w temperaturze do 30 °C. Nie należy używać żadnych środków wybielających.

Powiesić ortęzę na otwartym powietrzu (nie umieszczaj w pobliżu źródła ciepła, nie suszyć w suszarnie).

WAŻNE

- Elektromy wykorzystany ortęzy Push Aequi zależy od prawidłowego rozpoznania przyczyn bólu lub niestabilności. Przed użyciem ortęzy należy zawsze najpierw skonsultować się z lekarzem, fizjoterapeutą lub innym specjalistą.
- Ortezy Push są przeznaczone do noszenia na nieuszkodzonej skórze. Po uszkodzeniu skóry należy najpierw zabezpieczyć odpowiednim materiałem.
- Optimálne funkcionovanie môže dosiahnuť výhradne výberom vhodného rozmiaru. Pred každým použitím ortézy Push musíte vysvetliť odborný personál v predaji.
- Doporučujeme, aby ste si tieto informácie o výrobku uchovali na bezpečnom mieste a mali tak možnosť si predstaviť pokyny k nasadeniu ortézy, kedykoľvek bude treba.
- Pokud výrobok vyžaduje individuálnu úpravu, kontaktujte špecialistu na ortézy.
- Pred každým použitím ortézy Push zkontrolujte, či nie sú známky opotrebenia či strnútia materiálu jednotlivých súčastí alebo švov. Ortéza Push poskytuje správnu funkciu, pokiaľ len nie je výrobok žiadnym spôsobom poškodený.
- Životnosť ortézy predlúžite, keď ju nebudete vystavovať teplotám nad 70 °C.
- V rámci nariadenia EÚ 2017/45 o zdravotníckych pomôckach musí používateľ ohlásiť akúkoľvek závažnú nežiaducu príhodu týkajúcu sa produktu výrobcu a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom užívate sídli.
- Maximálnu stabilizáciu je dosiahnuť len v ortéze nošenej v uzavretých (zašnúrovaných) botách. Nošenie ortézy bez boty, dávajte pozor, aby ste neukouzli.

Push® jest zarejestrowaną marką firmy Nea International bv

PUSH ORTHO AEQUI BOKA ORTÉZIS

BEVEZETÉS

A Push ortho terméknek hatékony megoldást kínálunk a mozgásszervek rendellenessége vagy csökkent működése esetén.

Az Ön új boka ortézise egy Push ortho termék, melyet magas szintű hatékonyság, kényelem és minőség jellemez. A Push Aequi fokozza a bokaizület stabilitását és csökkenti a fájdalmat. Megnöveli a fizikai erőt. Hatásának alapját a mechanikus támasztás, állítható nyomás, és jó helyzetretartás képezi.

A Push ortho termék innovatív, és a legnagyobb gondossággal készültek az Ön részére. Maximális biztonságot és nagyobb mozgásszabadságot biztosítanak. Célunk, hogy Ön elégedett legyen.

A Push Aequi használat előtt gondosan olvassa el a termékátvezetőt.

Amennyiben bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon viszonteladójához, vagy küldjön e-mail at info@push.eu címre.

TERMÉKJELLEMZŐK

Push Aequi egy olyan hatékony bokaipánt, mely egyrészt mechanikusan megátmsítja az instabil bokaát, másrészt rendkívül kényelmes viselet. A kemény támaszték a boka belső oldalán található, és a bokacsontnak ki van hagyva egy nyílás. Az oldalsó rész habszivacsból készül, és ez könnyen felviseli a lábfel formát. A pánt anyaga kőzepesen keményebb, a szkelepet pedig puhábbá válik, így biztosítja a jó illeszkedést és a kényelmes viseletet. A bokaipánt olyan átlós tépőzárákkal rögzíthető, melyek nyomást gyakorolnak a boka környékére. A Push Aequi bokaipánt bokacsatlórések funkcionális kezelésére, illetve boka ipant használata bokaipánt támasztásához ajánlott. A bokavédő tépőzárat a lábfel oldalirányú mozgásból, a nyúlás és hajlító mozgás azonban szabadon végezhető. Azt jelenti, hogy a Push Aequi támpánt szénát sem sítá, sem pedig kőzepes során nem akadályozza a természetes mozgást. A tépőzárákon található szőmek segítségével rendkívül egyszerűen lehet a lábra igazítani. A bokavédőt zoknikra húzza fel, az optimális stabilizáció érdekében pedig befűzött cipővel vegyen rá.

JAVALLATOK

- Moderat til alvorlig instabilitet
- Lateralis bokaszalag sérülés
- Konzervatív vagy műtéti után kezelt bokarotések utókezelése
- Kózepesen sýlşos vagy sýlşos artrósis
- Bokaszalag sérülés szkeudunder prevenciója

Nincs olyan ismert rendellenesség, amelynek fennállása esetén a rögzítőt nem lehet vagy nem ajánlatis viselet. Csökkent vérellátású végtagok esetében a rögzítő verbősséget okozhat. Kezdetben ne húzza túl szorosa a rögzítőt.

A fájdalom mindig figyelmeztető jel. Amennyiben a fájdalom nem múlik, vagy a panaszok rosszabbodnak, ajánlatos felkeresnie kezelőorvosát.

HASZNÁLATI MÓD

- A tépőzárák szimbólumokkal vannak ellátva. Ezek segítenek a tépőzárák megfelelő sorrendben történő rögzítésében. A  jelet a  jele rakja, a  jelet pedig a  jele, stb.
- A Push Aequi-t a zoknikra húzza fel.
 - Heleyezze a bokarortézt a lábra. A mereröv t a lábfel belül részénél helyezkedik el, a tépőzárák oldalát vannak.
 - Rögzítse a  jelű, általós tépőzárárt (1. ábra).
 - Tartsa a  -esszel jelölt elastikusn övet a láb közeli oldalán. A lábfel külső részén található  jelű tépőzárárt a lábfel keresztül átlósan, tekerje a boka köré a sarok felett és rögzítse (2. ábra).
 - Vegyük a boka belső részén lévő  jelű tépőzárárt a láb közeli oldalán. A láb közeli részén található  jelű tépőzárárt a láb közeli oldalán, runt bakaidon över hálén és fűst det a fogóregárand bánd. (Bild 3).

TISZTÍTÁSI ELŐÍRÁSOK

    

A hygiénikus használat érdekében és a rögzítő maximális élettartamának eléréséhez a mosásra vonatkozó utasításokat betartva rendszeresen mossza ki a rögzítőt. Ha hosszabb ideig nem használja a rögzítőt, a tárolás előtt ajánlott kimosni és megszáritani. A rögzítő kézzel mosható maximum 30°C-on. Ne használjon fehérítőt. Akassza fel a rögzítőt, hogy a szabad levegőn száradjon (ne hőforrás közelében vagy szárítógépben).

FIGYELEM!

- A Push Aequi megfelelő használatához először gondosan fel kell tárti a fájdalom vagy az instabilitás okait. A rögzítő használat előtt mindig konzultáljon orvosával, és beszéljen a támasztásról vagy más szakemberrel.
- A Push rögzítők csak sértetlen bőrfelületen megfelelő anyaggal le kell fedni.
- Storleken måste vara korrekt för en optimal funktion. Prova därför stödet innan du köper det, så att storleken blir rätt. Den professionella personalen i butikken förklarar hur du sätter på dig ditt Pushstöd på bästa sätt. Spara produktinformationen så att du kan låsa igenom anvisningarna på nytt vid ett senare tillfälle om du vill.
- Ta kontakt med en specialist om produktens behövt individuall anpassning.
- Kontrollera Pushstödet varje gång du ska använda det med avseende på eventuella tecken på slitage eller förändring av delar och sömmar. Det är bara om Pushstödet är i fullt felfritt skick som du får optimal prestanda.
- För att stödet ska hålla länge är det viktigt att se till att det inte exponeras för temperaturer över 70 °C.
- Inom ramen för EU-förordningen 2017/745 om medicintekniska produkter ska användaren rapportera om alla allvariga tillfall i samband med produkten, både till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat där användaren har sitt säte.
- A legnagyobb biztonság érdekében a rögzítőt zárt (befűzött) cipőben érdemes viselni. Úgyellen rá, hogy ne csússzon el, ha a rögzítőt cipő nélkül viseli.

A Push® az Nea International bv regisztrált védjegye

PUSH ORTHO-FOTLEDSORTES AEQUI

INLEDNING

Push ortho-produkterna tillgodoser effektivitet behoven vid rubningar eller reducerad funktion hos rörelseorganen.

Den nya fotledsortesen är en Push ortho-produkt. Karakteristiskt för Push ortho-produkterna är högrgradig effektivitet, komfort och kvalitet. Push Aequi förbättrar stabiliteten i fotleden och ger smärtlindring. Det ökar den fysiska styrkan. Mekanismiskt, justerbart tryck och god positionshållning ligger till grund för dess prestanda.

Push ortho-produkterna är innovativa och tillverkas med stor omsorg. Det ger dig maximal säkerhet och ökad rörelsefrihet. Allt för din belåtenhet.

Läs produktinformationen noggan innan du använder Push Aequi. Kontakta återförsäljaren eller skicka ett e-postmeddelande till info@push.eu om du undrar över någonting.

PRODUKTKARAKTERISTIK

Push Aequi är en effektiv fotledsortes, som ger balans mellan effektiv mekanisk stöd av en stabil fotled och god komfort för användaren. En rigid förstärkning finns placerad på insidan av fotleden och har en anatomisk utformning över fotledsknålen (mediala malleolen). På fotledens utsida används behaglig skummungin, som anpassar sig efter användarens individuella anatomi. Den rigida förstärkningen är funktionellt placerad över fotledens centrum, och blir mjukare vid kanterna, för optimal anpassning och god komfort för användaren. Push Aequi hålls säkert på plats med hjälp av diagonala bånd. Elastiska bånd ger kompression runt fotleden. Push Aequi kan användas både vid kronisk fotledsinstabilitet och som behandling efter fotledsskada. Push Aequi motverkar fotledens sidoväckning att fotledens böjning och sträckning påverkas. Det ger minimal inskränkning vid normal gång och vid jogging. Siffrorna på bånden gör det mycket enkelt att placera ortosen. Push Aequi bäres över en socka, och enbort i kombination med en sko med snörning uppnås optimal stabilitet.

INDIKATIONER

- Moderat till alvorlig instabilitet
- Lateralis fotledsalignmentsskador
- Oppløftlingsbehandling av vrisfrakturer som behandlas konservativt eller kirurgiskt
- Moderat till alvorlig artrose
- Medselvár til svár artros
- Sekundært forebyggelse av fotledsalignmentsskador

Det finns inga kända rubningar för vilka stödet inte ska eller bör användas. Vid dårlig blodcirkulation i lemman kan ett stöd ge upphov till hyperemi. Undvik att ha stödet för hårt spänt i början.

Smärta är alltid en varningssignal. Hvis smerten vedvarer eller symptomene forværras, bør du konsultere din læge eller terapeut.

ANPASSNING

- Burebåndene är markerade med symboler. Dessa är till hjälp för att kardborrebanden skall fästas i rätt ordning. Först  på , sedan  på , etc.
- Push Aequi skall användas utanpå en strumpa.
 - Placera ortosen runt fotleden. Förstärkningen skall vara på insidan. Lågg de långa banden utmed sidan.
 - Fäst det diagonala båndet märkt med  (Bild. 1).
 - Grip det elastiska bandet märkt med