



## БАНДАЖ ПОПЕРЕКОВИЙ

### PUSH CARE BACK BRACE

### АРТИКУЛ: 1.40.1

#### ВСТУП

Бандажі серії Care™ торговельної марки Push – оптимальне рішення, коли свобода руху обмежена через травму або порушення. Схвалено лікарями та науковцями.

Ваш новий бандаж Push Care характеризується високим рівнем ефективності, комфорту та якості. Поперековий бандаж Push care Back Brace забезпечує звільнення від болю завдяки підтримці поперекового відділу хребта.

Продукція Push Care є інноваційною та вироблена для Вас із особливою ретельністю для максимальної безпеки та безтурботного застосування.

Перед застосуванням бандажа уважно ознайомтеся з інструкцією.

Якщо Ви маєте будь-які питання, будь ласка, зверніться за консультацією до дистриб'ютора або надішліть електронний лист на адресу [alkom@alkom.ua](mailto:alkom@alkom.ua) чи [info@push.eu](mailto:info@push.eu).

\*Care – турбота

#### ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

Ваш поперековий бандаж Push care Back Brace звільняє від скарп у попереку завдяки рівномірному розподілу компресії. М'яка, зручна вставка надає додаткову компресію локально і може бути переміщена. Завдяки конструкції та застосованим матеріалам, бандаж зручно носити під час дій, виконуваних стоячи та сидючи, як удома, так і на роботі. Його анатомічна посадка підходить для чоловіків та жінок та забезпечує збереження правильного положення на тілі. Щільне прилягання до тіла робить його непомітним під Вашим одягом. Компресія може бути легко врегульована, щоб відповідати Вашим потребам.

Бандаж вироблено із високоякісного та комфортного матеріалу Suprpress™. Використання мікрофібри дозволяє відчути м'якшість задньої частини корсету і зберегти шкіру сухою. Поперековий бандаж Push care Back Brace легко надягається та розрахований на регулярний гігієнічний догляд (прання).

#### ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Хронічні неспецифічні захворювання

- Вторинна профілактика пошкоджень при навантаженнях на поперековий відділ

- Ішіас, гострий радикуліт, люмбаго

- Помірний артроз попереку

Немає відомих порушень, при яких бандаж не може або не повинен бути одягнутий. Першим часом намагайтеся не надягати занадто щільно.

Біль завжди є попереджувальним знаком. Якщо біль не зникає або скарги посилюються, зверніться за консультацією до Вашого лікаря або терапевта.

### ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ТА ПРАВИЛА НАДЯГАННЯ

Поперековий бандаж Push care Back Brace доступний

у 6 розмірах. Розмір визначається відповідно до окружності талії.

Таблиця на упаковці показує правильний розмір бандажа для Вашої талії.

- Надягніть поперековий бандаж на оголену шкіру або слідно білизну. Будь-ласка перевірте, щоб бандаж був розташований по центру хребта на рівні попереку. Низ бандажа має покривати спина.
- Тримайте бандаж низу та застібніть його на застібку «Велкро». При цьому, натягніть еластичний матеріал. Після надягання бандаж має надавати комфортну компресію. Якщо тиск відчувається як надмірний, бандаж слід ослабити. Також можна використовувати петлі.

### УКРАЇНСЬКА

<b>ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ</b>
<span><span>🗑</span></span> <span><span>✂</span></span> <span><span>🛁</span></span> <span><span>🧼</span></span> <span><span>👤</span></span>
Перед використанням застібок застібки-липучки «Велкро», щоб захистити бандаж та інші речі, що перебувають разом із ним.
Бандаж можна прати у пральній машині в щадному (делікатному) режимі або руками за температури не вище +30°С. Не застосовуйте хлораміні мийачі та відбілюючі засоби
Можна використовувати цикл віджиму для делікатних речей: після цього бандаж висувають для висушування на відкритому повітрі ( <b>подапі від</b> джерела нагрівання та не в сушарці)
Щоб продовжити термін служби бандажа, за необхідності, після використання його варто висушити для подальшого зберігання.

#### ВАНЖИВО

- Правильне використання бандажа може вимагати встановлення діагнозу лікарем або терапевтом.
- Бандажі Push були розроблені для носіння на непошкодженій шкірі. Пошкоджену шкіру спочатку потрібно покрити відповідним матеріалом.
- Оптимального функціонування можливо досягти за допомогою правильного розміру. Примряйте бандаж перед покупкою, щоб перевірити його розмір. Професійний персонал вашого торговельного представника пояснить як найкраще підібрати бандаж Push. Ми рекомендуємо зберігати цю інформацію про продукт в надійному місці, щоб мати можливість звернутися до неї за інструкціями з одягання за необхідності.
- Проконсультуйтеся з фахівцем з бандажів, якщо продукт потребує індивідуальної адаптації.

- Перевіряйте Ваш бандаж Push care Back Brace щоразу перед використанням на наявність ознак зносу або розмохдження швів. Найліпша дія Вашого бандажа Push може бути гарантована лише якщо виріб цілком непошкоджений.

- У рамках регламенту ЄС 2017/745 Про медичні вироби, користувач повинен повідомити виробника та компетентний орган держави-члена, в якій користувач зареєстрований, про будь-який серйозний інцидент, пов'язаний з продуктом.

## PUSH CARE 腰部支撑护具

**简介**
当您的运动自由受到伤害或疾患的限制时，Push care 产品可以为您提供有效的解决方案。产品已获医学专家和科学家的认可。

Push care 腰部支撑护具是一款全新的产品，具有高效、舒适和高品质的特点。Push care 腰部支撑护具通过支撑脊柱实现疼痛缓解。

Push care 精心为您打造一系列创新性产品。它能够最大程度地确保安全性，可放心使用。

在使用 Push care 腰部支撑护具之前，请仔细阅读产品信息信息。如果您有任何疑问,请咨询您的经销商或者发送邮件至 [info@push.eu](mailto:info@push.eu)。

### 产品特点

Push care 腰部支撑护具通过均匀分布的压迫力来缓解下背疼痛。柔软舒适的衬垫在下腰部局部施加额外的压力。此衬垫可移动。

得益于其设计和使用的材料，无论是在家中亦或者工作场景，站立或坐立，腰部支撑护具的穿戴都是舒适的。它的解剖学贴合性使得它既适合男性也适合女性穿戴，并具有相应的位置保持功能。支撑护具紧密贴身使得它能够隐藏在在外衣内。可按照您的喜好调整压迫力。该支撑护具由 Suprpress™（一种高品质的舒适材料）制成。微纤维的使用使其背部触感柔和并能使皮肤保持干燥。Push care 腰部支撑护具易于使用，可清洗且不会出现任何问题。

### 适应症

- 非特异性下背部不适
- 用于预防背部拉伤
- 假性不适
- 轻度腰椎关节病

没有已知的禁止使用本支撑护具的病症。避免一开始让支撑护具附贴过紧。

疼痛始终是警示信号。如果疼痛持续或症状恶化，建议咨询您的医生或治疗师。

### 确定尺寸 / 贴合度

腰部支撑护具共有 6 个尺寸选项。尺寸由腰围决定。包装上的表格显示了适合您腰部支撑护具的正确尺寸。

- 腰部支撑护具可贴身或于内衣外穿戴。请确保支撑护具位于下背部脊柱中央。支撑护具的底部覆盖臀部。
- 握住支撑护具底部并闭合魔术贴。在这样做时，弹性材料将会拉紧。贴合后，支撑护具应施加舒适的压力。如果感觉压得太紧，则应调节松散支撑护具。您也可以使用夹具来闭合支撑护具。

### 清洗说明

🗑 ✂ 🛁 🧼 👤

清洗之前，请闭合魔术贴以保护支撑护具和其他衣物。可以在最高 30°C 的条件下，按照洗涤精细织物的程序机器清洗或手工清洗支撑护具。请勿使用任何漂白剂。

可以使用温柔旋转的洗涤干燥程序：在此之后，将支撑护具悬挂在室外晾干（避免靠近加热器或放置于滚筒式烘干机中）。

为了延长支撑护具的使用寿命，如有必要，请在使用后进行清洗工作再行存放。

### 重要说明

- 正确使用 Push 支撑护具可能需要医生或治疗师的诊断意见。
- 支撑护具设计用于穿戴在未受损的皮肤上。如需在受损的皮肤上使用，必须先覆盖一层合适的材料。
- 只有选择合适的尺寸才能实现最佳功能。购买之前，请验配支撑护具以检查其尺寸是否合适。您的经销商的专业技术人员将说明验配 Push 支撑护具的最佳方法。我们建议您将本产品信息保存在安全的地方，以便在需要时查阅验配说明。
- 如果产品需要适应个体需要，请咨询支撑护具专家。
- 每次使用前检查您的 Push 支撑护具是否有磨损迹象，或部件或接缝老化。只有在产品完好无损的情况下，才能保证 Push 支撑护具的最佳性能。
- 在欧盟医疗器械法规 2017/745 的框架内，用户必须向制造商和用户所在的成员国的主管当局报告涉及产品的任何严重事故。

## SUPPORT LOMBAIRE PUSH CARE

#### INTRODUCTION

Les produits Push care vous apportent des solutions efficaces lorsque votre liberté de mouvement a été restreinte par une blessure ou par un trouble. Approuvés par les médecins et par les scientifiques.

Votre nouveau corset lombaire est un produit Push care se caractérisant par un haut niveau d'efficacité, de confort et de qualité. Le corset lombaire Push care soulage la douleur en soutenant la colonne vertébrale au niveau des lombaires.

Les produits Push care sont innovateurs et fabriqués pour vous avec un grand soin. Une sécurité maximale et une utilisation sans souci sont ainsi garanties.

Lisez attentivement les informations du produit avant d'utiliser le corset lombaire Push care. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre revendeur ou envoyer un e-mail à [info@push.eu](mailto:info@push.eu).

#### CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Votre corset lombaire Push care soulage des douleurs au bas du dos grâce à une pression répartie de manière égale. Un rembourrage doux et confortable exerce une pression supplémentaire localement sur le bas du dos. Ce rembourrage peut être déplacé. De par sa conception et grâce aux matières utilisées, le corset est confortable à porter pendant des activités en station debout ou assis, à la maison et au travail. Son ajustement anatomique convient à la fois aux hommes et aux femmes et fournit une bonne couverture de la position. La forme juste au corps du corset le rend invisible sous vos vêtements. La pression peut être facilement ajustée à votre convenance. L'orthèse est faite en Suprress™, une matière confortable de haute qualité. L'utilisation de microfibres rend la partie arrière douce et maintient la peau sèche. Le corset lombaire Push care est facile à appliquer et se lave sans aucun problème.

#### INDICATIONS

- Affections lombaires non spécifiques
- Pour prévention en cas d'activités sollicitant le dos
- Affections pseudo-radicales
- Arthrose lombaire modérée

Il n'existe aucune affection connue en raison de laquelle l'orthèse ne doit pas ou ne peut pas être porté. Ne serrez pas excessivement l'orthèse, au début.

La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

#### DETERMINATION DE LA TAILLE / AJUSTAGE

Le corset lombaire est disponible en 6 tailles. Celle-ci est calculée en fonction du tour de taille. Le tableau sur l'emballage vous indique celle qui convient à votre tour de taille.

- Portez le corset lombaire directement sur la peau ou sur vos sous-vêtements. Assurez-vous que le corset est placé au centre de la colonne vertébrale au niveau du bas du dos. Le fond du corset doit recouvrir les hanches.
- Tenez l'orthèse en bas et fermez la fermeture à boucles et à crochets. Simultanément, tendez la matière élastique. Après l'avoir ajusté, le corset devrait exercer une pression confortable. Si la pression ressentie est trop forte, il faut lâcher un peu de mou dans le corset. Vous pouvez également utiliser les poignées pour fermer le corset.

#### INSTRUCTIONS DE LAVAGE

🗑 ✂ 🛁 🧼 👤

Avant le lavage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger l'orthèse et l'autre linge. L'orthèse peut être lavée à des températures allant jusqu'à 30 °C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.

Un cycle d'essorage doux peut être utilisé : ensuite, faites sécher l'orthèse à l'air libre (**pas** près d'une source de chaleur ni dans un sèche-linge).

Pour prolonger la durée de vie de l'orthèse, celle-ci devrait être séchée après avoir été utilisée et, au besoin, avant d'être rangée.

#### ATTENTION

- L'utilisation appropriée de l'orthèse Push peut nécessiter le diagnostic d'un docteur ou d'un thérapeute.
- Les orthèses Push sont prévus pour être portées sur une peau en bonne santé. Si la peau est abîmée, elle doit d'abord être recouverte d'une matière adéquate.
- Pour assurer un fonctionnement optimal, choisissez la taille d'orthèse adéquate. Essayez donc l'orthèse avant de l'acheter, afin de vérifier que la taille vous convient. Le personnel spécialisé de votre revendeur vous expliquera la meilleure manière de placer votre orthèse Push. Nous vous conseillons de conserver ces informations, afin de pouvoir consulter à nouveau les instructions d'ajustement de l'orthèse à l'avenir.
- Consultez un spécialiste des orthèses si le produit nécessite une adaptation individuelle.
- Contrôlez votre orthèse Push avant chaque utilisation, pour vérifier qu'il n'y a pas de signes d'usure ou de vieillissement de ses éléments ou de ses coutures. Votre orthèse Push ne peut fonctionner de manière optimale que s'il est entièrement intact.
- Conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, l'utilisateur doit informer le fabricant et l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur est établi de tout incident grave relatif au produit.

Push® est une marque déposée de Nea International bv

Pour plus de détails concernant votre distributeur national, consultez l'adresse [www.push.eu/distributors](http://www.push.eu/distributors)

## ORTEZĂ PENTRU SPATE „PUSH CARE”

#### INTRODUCERE

Produsele „Push care” oferă soluții eficiente pentru cazurile în care libertatea de mișcare este restricționată de o vătămare sau afecțiune. Produsele au fost aprobate de specialiști în medicină și oameni de știință.

Noulăsuă jūsu nugaros iltvaras yra „Push care” gaminys, pasižymintis dideliu veiksmingumu, patogumu ir kokybe. „Push care” nugaros iltvaras mašina skausmą, nes priklaio „pushening” stuburo dalį.

„Push care” gaminiai yra novatoriški ir pagaminti itin kruopščiai. Todėl užtikrinamas didžiausias saugumas ir paprastas naudojimas.

Produsele „Push care” sunt inovatoare și produse cu multă atenție pentru dumneavoastră. Acest lucru asigură o siguranță maximă și o utilizare fără griji.

Citiți cu atenție informațiile referitoare la produs înainte de a utiliza orteza pentru spate „Push care”. Dacă aveți întrebări, consultați revanzătorul sau trimiteți un e-mail la [info@push.eu](mailto:info@push.eu).

#### CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Orteza dumneavoastră pentru spate „Push care” contribuie la ameliorarea durerilor lombare printr-o compresie distribuită uniform. O căptușeală moale și confortabilă aplică presiune suplimentară local pe zona lombară a spatelui. Această căptușeală poate fi scoasă. Datortă designului și materialelor folosite, orteza este ușor de purtat în timpul activităților în picioare sau în poziție șezând, atât acasă, cât și la serviciu. Forma sa anatomică este potrivită atât pentru bărbați, cât și pentru femei și asigură menținerea corespunzătoare a poziției. Forma mulată a ortezei o face invizibilă sub îmbrăcăminte. Compresia poate fi reglată conform preferințelor dumneavoastră. Orteza este realizată din Suprress™, un material confortabil, de calitate. Utilizarea microfibrilor face ca partea din spate să fie moale și să mențină pielea uscată. Orteza pentru spate „Push care” este ușor de aplicat și poate fi spălată fără probleme.

#### INDICAȚII

- Dureri nespecifice ale zonei lombare
- Prevenitiv în cazul acțiunilor solicitante pentru spate
- Dureri pseudoradiculare
- Artroză lombară ușoară

Nu se cunosc afecțiuni în care orteza nu poate sau nu trebuie să fie purtată. Evitați aplicarea ortezei prea strâns la început. Durerea este întotdeauna un avertisment. Dacă durerea persistă sau problema se agravează, se recomandă să vă adresați medicului sau terapeutului.

#### STABILIREA DIMENSIUNII / PROBABREA

Orteza pentru spate este disponibilă în 6 mărimi. Mărimea este determinată de circumferința taliei. Tabelul de pe ambalaj indică dimensiunea corectă a ortezei pentru talia dumneavoastră.

- Purtați orteza pentru spate direct pe piele sau peste lenjerie. Asigurați-vă că orteza este poziționată în centrul coloanei vertebrale la nivelul zonei lombare. Partea inferioară a ortezei acoperă și șoldurile.
- Tineți orteza de bază și închideți sistemul de prindere cu arici. Aștef, tensionați materialul elastic. După fixare, orteza trebuie să exercite o presiune confortabilă. Dacă presiunea resimțită este prea puternică, orteza trebuie slăbită. De asemenea, puteți utiliza clemele pentru a închide orteza.

### INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE

🗑 ✂ 🛁 🧼 👤

Înainte de spălare, închideți sistemele de prindere cu arici pentru a proteja orteza și celelalte rufe.

Orteza poate fi spălată la temperaturi de pana la 30 °C, cu un program pentru țesături delicate sau de mână. Nu utilizați înălbitori. Trebuie folosiți un ciclu ușor de centrifugare: după aceasta, atârnați orteza pentru a se usca în aer liber (nu în apropierea unei surse de căldură sau într-un uscător de rufe).

Pentru a prelungi durata de viață a ortezei, aceasta trebuie uscată după utilizare, dacă este necesar, înainte de a fi depozitată.

#### IMPORTANT

- Utilizarea corectă a ortezei Push poate necesita diagnosticarea de către un medic sau un terapeut.
- Ortezele Push sunt concepute pentru a fi purtate pe pielea fără leziuni. Suprafețele de piele cu leziuni trebuie acoperite mai întâi cu un material corespunzător.
- Funcționarea optimă poate fi obținută doar dacă alegeți dimensiunea potrivită. Probați orteza înainte de utilizare, pentru a-i verifica dimensiunea. Personalul profesionist al revanzătorului vă va explica cea mai bună modalitate de a regla orteza Push. Se recomandă să păstrați informațiile referitoare la acest produs într-un loc sigur, pentru a putea consulta instrucțiunile de reglare când este necesar.
- Dacă produsul necesită o adaptare individuală, consultați un specialist.
- Înainte de ficcare utilizare, verificați dacă orteza Push prezintă semne de uzură a componentelor sau cusăturilor. Performanțele optime ale ortezei Push pot fi garantate doar dacă produsul este complet intact.
- Pagal ES reglamento 2017/745 del medicinos priemonių reikavimus apie visus su gaminiu susijusius rimtus incidentus naudotojas privalo pranešti gamintojui ir valstybės narės, kurioje vykdo veiklą, kompetentingai institucijai.

Push® este marcă comercială înregistrată a Nea International bv

Pentru detalii referitoare la distribuitorul comercial din țara dumneavoastră, consultați [www.push.eu/distributors](http://www.push.eu/distributors)

## „PUSH CARE“ NUGAROS ĮTVARAS

#### ĮVADAS

„Push care” gaminiai – tai efektyvus sprendimas, kai dėl sužalojimo ar ligos suvaržyta jūsų judėjimo laisvė. Juos patvirtino medicinos specialistai ir mokslininkai.

Naujasias jūsų nugaros iltvaras yra „Push care” gaminys, pasižymintis dideliu veiksmingumu, patogumu ir kokybe. „Push care” nugaros iltvaras mašina skausmą, nes priklaio „pushening” stuburo dalį.

„Push care” gaminiai yra novatoriški ir pagaminti itin kruopščiai. Todėl užtikrinamas didžiausias saugumas ir paprastas naudojimas.

Produsele „Push care” sunt inovatoare și produse cu multă atenție pentru dumneavoastră. Acest lucru asigură o siguranță maximă și o utilizare fără griji.

#### GAMINIO SAVYBĖS

„Push care” nugaros iltvaras, tolygiai paskirstydamas spaudimą, atpalaiduoja apatę nugaros dalį. Minkštas, patogus pamušas papildomai prispaudžia apatinę nugaros dalį. Ji galima patraukti. Dėl konstrukcijos ir gamybos medžiagų įltvarą patogiu dėvėti stovint ir sėdint tiek namuose, tiek darbe. Jiš anatomiciška tinkamas ir vyrams, ir moterims ir padeda išlaikyti tinkamą padėtį. Įltvaras prigulna prie kūno, todėl po drabužiais jo nematyti. Prispaudimą galima lengvai sureguliuoti pagal savo poreikius. Įltvaras pagamintas iš „Suprress™” – aukštos kokybės patogios medžiagos. Dėl mikroploštų nugaros dalis yra minkšta ir neleidžia odai prakaituoti. „Push care” nugaros įltvarą lengva uždėti ir patogų skalbti.

#### INDIKACIJOS

- Nespecifiniai apatinės nugaros dalies simptomai
- Prevencija atliekant nugaros patempimo riziką didinančią veiklą
- Pseudoradikuliarinį skausmą
- Ankstyvoji strėnų artrozė

Nėra žinoma, kad sergant kokiomis nors ligomis įltvaro naudoti būtų negalima ar nerekomenduojama. Įltvaro iš pradžių per stipriai neužveržkite.

Skausmas visada signalizuoja pavojų. Jei skausmas nepraeina arba simptomai sunkėja, rekomenduojama pasitarti su gydytoju arba terapeutu.

#### DYDŽIO NUSTATYMAS IR UŽDĖJIMAS

Nugaros įltvarą galima rinktis iš 6 dydžių. Dydis priklauso nuo jusmens apimties. Ant pakaušės esančioje lentelėje nurodomas tinkamas įltvaro dydis pagal liemens apimtį.

- Nugaros įltvarą dėkite ant odos arba dėvimų apatinių drabužių. Įsitikinkite, kad įltvaras uždėtas per stuburo vidurį ties apatine nugaros dalimi. Įltvaro apacia turi dengti klubus.
- Įltvarą laikydami apačioje, užspauskite klabiuką ir kilpą. Tai darydami, ištempkite elastinę medžiagą. Sureguliuojamas įltvaras turėtų maloniai spausti. Jei spaudimas per didelis, įltvarą atlaisvinkite, įltvarą taip pat galite užsegti laikydami už rankenėlių.

#### SKALBIMO INSTRUKCIJOS

🗑 ✂ 🛁 🧼 👤

Prieš skalbdami, įltvarą ir kitus skalbinius apsaugokite užlenkdami klabiuką ir kilpas.

Įltvarą galima skalbti iki 30°C temperatūros vandenyje skalbykėje, nustatūšus įatrujį audinių programa, arba rankomis. Nenaudokite jokių balinimo priemonių.

Galima jungti švelnią greičio programą. Po to įltvarą padžiaukite, kad išdžiūtų atvirame ore (ne greta sildymo šaltinio, taip pat nedžiovinkite elektrinėje džiuvyklėje).

Kad įltvaras tarnautų ilgiau, po naudojimo ir, jei reikia, prieš padėdami išdžiovinkite.

#### SVARBU

- Norint „Push” įltvarą naudoti tinkamai, gali reikėti gydytojo arba terapeuto nustatytos diagnozės.
- „Push” įltvarai skirti dėti ant nepažeistos odos. Jei oda pažeista, jai pirmiausia reikia uždengti tinkama medžiaga.
- Savo funkciją įltvaras gali atlikti tik pasirinkus tinkamą jo dydį. Prieš įsigydami, įltvarą užsiedkite, kad patikrintumėte dydį. Profesionalus pardavėjas paaiškins, kaip geriausiai uždėti „Push” įltvarą. Rekomenduojame šią informaciją apie gaminį laikyti saugioje vietoje, kad prireikus galėtumėte peržiūrėti įltvaro uždėjimo nurodymus.
- Jei gaminį reikia pritaikyti individualiai, pasitarkite su įltvarų specialistu.
- Prieš naudodami patikrinkite, ar „Push” įltvaras nėra nusidėvėjęs, ar nenudusios jo dalys ir siūlės. Optimaliai atlikti savo funkciją „Push” įltvaras gali tik tuomet, jei neturi trūkumų.
- Pagal ES reglamento 2017/745 dėl medicinos priemonių reikavimus apie visus su gaminiu susijusius rimtus incidentus naudotojas privalo pranešti gamintojui ir valstybės narės, kurioje vykdo veiklą, kompetentingai institucijai.

„Push® yra registruotasis „Nea International bv” prekės ženklas.

## PUSH CARE MUGURAS ORTOZE

#### IEVADS

Push care sērijas produkti nodrošina efektīvus risinājumus gadījumiem, kad jūsu kustību brīvību ierobežo trauma vai slimība. Produkts ir apstiprinājus medicīnas nozares speciālisti un zinātnieki.

Naujasias muguras ortoze ir Push care sērijas produkts ar augstu efektivitātes, komforta un kvalitātes līmeni. Push care muguras ortoze palīdz mazināt sāpes, nodrošināt atbilstu mugurkaulam.

Push care produkti ir inovatīvi un izstrādāti, ieguldiot lielas rūpes. Tādējādi mēs nodrošinām maksimālo komfortu un bezpīrliju izmantošanu.

Pirms Push care muguras ortozes lietošanas rūpīgi izlasiet informāciju par šo produktu. Ja jums radies kāds jautājumi, sazinieties ar tālrunpārdevēju vai rakstiet mums uz e-pasta adresi [info@push.eu](mailto:info@push.eu).

#### PRODUKTA RAKSTURĪGĀS ĪPAŠĪBAS

Push care muguras ortoze palīdz mazināt sāpes sūdzību par problēmām ar muguras lejasdaļu gadījumi, sniedzot vienmērīgi izlīdzinātu kompresiju. Miksts un komfortabls materiāls lokāli rada papildu spiedienu uz muguras apakšējās daļes. Šo polsteri var pārvietot.

Pateicoles savai konstrukcijai un izmantotajiem materiāliem, balstu var ērti valkāt, veicot darbības stāvus vai sēdus gan mājās, gan darbā.