

PUSH CARE BACK BRACE

INTRODUCTION

Push care products provide effective solutions when your freedom of movement is restricted by an injury or disorder. Approved by physicians and scientists.

Your new back brace is a Push care product, characterised by a high level of effectiveness, comfort and quality. The Push care back brace provides pain relief by supporting the lumbar vertebral column.

Push care products are innovative and are manufactured for you with great care. This ensures maximum security and carefree use.

Read the product information carefully before you use the Push care back brace. If you have any questions, please consult your reseller or send an e-mail to info@push.eu.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Your Push care back brace offer relief for lower-back complaints by evenly distributed compression. A soft, comfortable pad applies additional pressure locally on the lower back. This pad can be moved.

Because of its design and the materials used, the brace is comfortable to wear during standing or sitting activities, both at home and at work. Its anatomical fit is suitable for both men and women, and provides appropriate position retention. The close body-fit of the brace renders it invisible underneath your clothes. Compression can be adjusted easily to suit your preferences. The brace is made of Sympress™, a high-quality comfortable material. The use of microfibres makes the back part feel soft and keeps the skin dry. The Push care back brace is easy to apply and can be washed without any problem.

INDICATIONS

- Non-specific lower-back complaints
- For prevention in case of back-straining activities
- Pseudoradicular complaints
- Mild lumbar arthrosis

There are no known disorders where the brace cannot or should not be worn.

Avoid applying the brace too tightly in the beginning.

Pain is always a sign of warning. If the pain persists or the complaint deteriorates, it is advisable to consult your doctor or therapist.

DETERMINING SIZE / FITTING

The back brace is available in 6 sizes. The size is determined by the circumference of the waist. The table on the packaging shows the correct brace size for your waist.

- Wear the back brace against the skin or over your undergarments. Please ensure that the brace is positioned in the centre of the vertebral column at the level of the lower back. The bottom of the brace covers the hips.
- Hold the brace at the bottom and close the hook and loop fastener. In doing so, tension the elastic material. After fitting, the brace should apply a comfortable pressure. If the pressure experienced is too tight, the brace should be slackened. You may also use the grips to close the brace.

WASHING INSTRUCTIONS



Before washing, close the hook and loop fasteners to protect the brace and other laundry.

The brace can be washed at temperatures up to 30° C, on a delicate fabrics cycle or by hand. Do not use any bleaching agents.

A gentle spin-dry cycle can be used: after this, hang the brace up to dry in the open air (not near a heating source or in a tumble drier).

To extend the brace's service life, it should be dried after use, if necessary, before being stored.

IMPORTANT

- Proper use of the Push brace may require diagnosis by a doctor or therapist.
- Optimal functioning can only be achieved by selecting the right size. Fit the brace before use, to check its size. Your reseller's professional staff will explain the best way to fit your Push brace. Save the product information, to be able to reread the fitting instructions later.
- Consult a specialist if the product requires individual adaptation.
- Check your Push brace each time before using for signs of wear or ageing of parts or seams. Optimal performance of your Push brace can only be guaranteed if the product is fully intact.

PUSH CARE LUMBALBANDAGE

EINLEITUNG

Push Care Produkte bieten wirksame Lösungen an, wenn Ihre Bewegungsfreiheit durch eine Verletzung oder eine Funktionsstörung eingeschränkt ist. Empfohlen von Ärzten und Wissenschaftlern.

Ihre neue Lumbalbandage ist ein Push Care Produkt, das sich durch hohe Wirksamkeit, Komfort und Qualität auszeichnet. Die Push Care Lumbalbandage bietet Schmerzlinderung durch Unterstützung der Lendenwirbelsäule.

Push Care Produkte sind innovativ und werden mit größter Sorgfalt für Sie hergestellt. Dies gewährleistet größte Sicherheit und sorgenlose Benutzung.

Lesen Sie sorgfältig die Produktinformationen durch bevor Sie die Push Care Lumbalbandage verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder schicken Sie eine E-Mail an info@push.eu.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ihre Push Care Lumbalbandage lindert die Schmerzen im unteren Rückenbereich durch gleichmäßig verteilte Kompression. Eine sanfte, komfortable Pelotte bietet zusätzlichen lokalen Druck auf den unteren Rückenbereich. Diese Pelotte kann entfernt werden.

Die Bandage ist durch ihr Design und dem verwendeten Material bei sitzender oder stehender Tätigkeit sowohl zu Hause als auch bei der Arbeit angenehm zu tragen. Ihre anatomische Passform ist sowohl für Männer als auch Frauen geeignet und bietet eine hohe Stabilität. Die enganliegende Passform der Bandage macht sie unter der Kleidung unsichtbar. Die Kompression lässt sich individuell anpassen. Die Bandage ist aus Sympress™, einem hochqualitativen komfortablen Material. Die Verwendung von Mikrofasern sorgt für einen weichen Rückenteil und hält die Haut trocken. Die Push Care Lumbalbandage ist leicht anzubringen und kann problemlos gewaschen werden.

INDIKATIONEN

- Nichtspezifische Schmerzen im lumbosakralen Bereich
- Zur Prävention bei rückenbeanspruchenden Tätigkeiten
- Pseudoradikuläre Beschwerden
- Leichte lumbale Arthrose

Es sind keine Beschwerden bekannt, bei denen die Bandage nicht getragen werden kann oder sollte. Vermeiden Sie es, die Bandage anfänglich zu fest anzulegen.

Schmerz ist immer ein Warnsignal. Wenn der Schmerz anhält oder die Beschwerden sich verschlimmern, ist es ratsam einen Arzt oder Therapeuten aufzusuchen.

ANMESSEN/ANLEGEN

Die Lumbalbandage ist in 6 Größen erhältlich. Die Größe wird anhand des Taillenumfanges festgelegt. Die Tabelle auf der Verpackung zeigt die richtige Größe für Ihre Taille an.

- Tragen Sie die Lumbalbandage direkt auf der Haut oder über Ihrer Unterwäsche. Vergewissern Sie sich, dass die Bandage in der Mitte der Wirbelsäule auf Höhe des unteren Rückenbereichs sitzt. Der untere Teil der Bandage liegt auf den Hüften auf.
- Halten Sie die Bandage unten fest und schließen Sie den Klettverschluss. Spannen Sie dabei das elastische Material. Die Bandage sollte, wenn sie angelegt ist, einen angenehmen Druck erzeugen. Wenn der ausgeübte Druck zu fest ist, sollte die Bandage gelockert werden. Verwenden Sie die Griffe, um die Bandage zu schließen.

WASCHHINWEISE



Schließen Sie vor dem Waschen den Klettverschluss, um die Bandage und andere Wäsche zu schützen.

Die Bandage kann bei bis zu 30° C im Schonwaschgang gewaschen oder von Hand gewaschen werden. Keine Bleichmittel verwenden.

Ein leichtes Schleudersprogramm kann angewendet werden. Hängen Sie anschließend die Bandage im Freien zum Trocknen auf (nicht in der Nähe von Heizquellen oder im Wäschetrockner trocknen).

Um die Lebensdauer der Bandage zu verlängern, sollte sie ggf. vor der Lagerung nach jedem Benutzen getrocknet werden.

WICHTIG

- Für die richtige Anwendung der Push Bandage kann eine Diagnose eines Arztes oder Therapeuten notwendig sein.
- Optimale Wirkung kann nur durch Auswahl der richtigen Größe erzielt werden. Probieren Sie die Bandage vor dem Kauf an, um ihre Größe zu überprüfen. Ihr Fachhändler wird Ihnen erklären, wie Sie Ihre Push Bandage am besten anprobieren. Bewahren Sie die Produktinformationen auf, um die Anweisungen zum Anlegen später nachlesen zu können.
- Wenden Sie sich an einen Fachmann, wenn das Produkt individuell angepasst werden muss.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ihre Push Bandage auf Anzeichen von Verschleiß oder Alterung der Teile oder Nähte. Optimale Leistung Ihrer Push Bandage kann nur gewährleistet werden, wenn sich das Produkt in einem einwandfreien Zustand befindet.

PUSH CARE RUGBRACE

WOORD VOORAF

Push care producten bieden oplossingen wanneer u door een blessure of aandoening wordt beperkt in uw bewegingsvrijheid. Verantwoord door medici en wetenschappers.

Uw nieuwe rugbrace is een Push care product en wordt gekenmerkt door een hoge mate van effectiviteit, comfort en kwaliteit. De Push care Rugbrace biedt pijnverlichting door het ondersteunen van de lumbale wervelkolom.

Push care producten zijn innovatief en worden met zorg voor u gemaakt. Dit met het oog op maximale zekerheid en een zorgeloos gebruik.

Lees de productinformatie voor het gebruik van de Push care Rugbrace aandachtig door. Met eventuele vragen kunt u terecht bij uw leverancier of kunt u stellen aan info@push.eu.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Uw Push care Rugbrace biedt door een gelijkmatig verdeelde compressie verlichting bij lage rugklachten. Lokaal op de onderrug zorgt een zachte, comfortabele pelote voor extra druksensatie. Deze pelote is verplaatsbaar.

De brace is door zijn vormgeving en materiaalkuze comfortabel te dragen bij stande of zittende activiteiten. Thuis maar ook in de werkomgeving. De anatomische pasvorm is afgestemd op zowel mannen als vrouwen en zorgt voor een goed positiebehoud. Door de goede aansluiting aan het lichaam wordt de brace onopgemerkt onder de kleding gedragen. De compressie is naar eigen voorkeur eenvoudig in te stellen. De brace is vervaardigd met Sympress™, een hoogwaardig, comfortabel materiaal. Door het gebruik van microvezels voelt het ruggedeelte zacht aan en blijft de huid droog. De Push care Rugbrace is eenvoudig aan te leggen en kan probleemloos gewassen worden.

INDICATIES

- Aspectieke lage rugklachten
- Ter preventie bij rugbelastende activiteiten
- Pseudoradicaire klachten
- Lichte lumbale artrose

Er zijn geen aandoeningen bekend waarbij de brace niet gedragen kan of mag worden. Leg de brace aanvankelijk niet te strak aan.

Pijn is altijd een waarschuwingstekst. Bij aanhoudende pijn of verergering van de klachten is het raadzaam uw behandelend arts of therapeut te raadplegen.

AANMETEN / AANLEGGEN

De rugbrace is verkrijgbaar in 6 maten. De maat wordt bepaald door de omtrek van de taille. In de tabel op de verpakking vindt u de juiste maat behorende bij de omtrek van de taille.

- Draag de rugbrace op de huid of over de onderkleding. Let op dat u de brace ter hoogte van de lage rug, midden op de wervelkolom positioneert. De onderrand van de brace valt hierbij over de heupen.
- Pak de brace bij de onderrand en sluit het klittenband. Breng hierbij spanning in het elastisch materiaal. Na het aanleggen moet de brace een comfortabele druk geven. Als u een knelend gevoel ervaart, moet de brace minder strak worden aangelegd. U kunt voor het sluiten ook gebruik maken van de handvatten.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT



Sluit het klittenband voor het wassen ter bescherming van de brace en ander wasgoed.

De brace kan gewassen worden bij maximaal 30° C, fije was of handwas. Gebruik tijdens het wassen geen bleekwater.

De brace mag licht gecentrifugeerd worden: hang de brace daarna in de open lucht te drogen (niet bij de verwarming of in een droogtrommel).

Voor een lange levensduur is het belangrijk uw brace na gebruik, indien nodig, eerst te laten drogen, alvorens deze op te bergen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Voor een juist gebruik van uw Push brace kan een diagnose door een arts of therapeut noodzakelijk zijn.
- Voor een optimale functie is een juiste maatkeuze essentieel. Past u daarom vóór aankoop uw brace om de maat te controleren. Het vakkundige personeel van uw verkooppunt legt u uit hoe u uw Push brace optimaal aanlegt. Bewaar de productinformatie zodat u later de aanleginstructies kunt nalezen.
- Raadpleeg de vakspecialist indien het product individuele aanpassingen vereist.
- Controleer voor elk gebruik van uw Push brace of er geen slijtage of veroudering aan onderdelen of stikraden waarneembaar is. Een optimale functie van uw Push brace is alleen gewaarborgd indien het product volledig intact is.

SUPPORT LOMBAIRE PUSH CARE

INTRODUCTION

Les produits Push care vous apportent des solutions efficaces lorsque votre liberté de mouvement a été restreinte par une blessure ou par un trouble. Approuvés par les médecins et par les scientifiques.

Votre nouveau corset lombaire est un produit Push care se caractérisant par un haut niveau d'efficacité, de confort et de qualité. Le corset lombaire Push care soulage la douleur en soutenant la colonne vertébrale au niveau des lombaires.

Les produits Push care sont innovateurs et fabriqués pour vous avec un grand soin. Une sécurité maximale et une utilisation sans souci sont ainsi garanties.

Lisez attentivement les informations du produit avant d'utiliser le corset lombaire Push care. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre revendeur ou envoyer un e-mail à info@push.eu.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

La vostra cintura lombare Push care soulage des douleurs au bas du dos grâce à une pression répartie de manière égale. Un rembourrage doux et confortable exerce une pression supplémentaire localement sur le bas du dos. Ce rembourrage peut être déplacé.

De par sa conception et grâce aux matières utilisées, le corset est confortable à porter pendant des activités en station debout ou assis, à la maison et au travail. Son ajustement anatomique convient à la fois aux hommes et aux femmes et fournit une bonne conservation de la position. La forme juste au corps du corset le rend invisible sous vos vêtements. La pression peut être facilement ajustée à votre convenance. L'orthèse est faite en Sympress™, une matière confortable de haute qualité. L'utilisation de microfibres rend la partie arrière douce et maintient la peau sèche. Le corset lombaire Push care est facile à appliquer et se lave sans aucun problème.

INDICATIONS

- Affections lombaires non spécifiques
- Pour prévention en cas d'activités sollicitant le dos
- Affections pseudo-radicales
- Arthrose lombaire modérée

Il n'existe aucun trouble connu interdisant ou rendant impossible le port de l'orthèse. Evitez de serrer l'orthèse trop fort au début.

La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

DETERMINATION DE LA TAILLE / AJUSTAGE

Le corset lombaire est disponible en 6 tailles. Celle-ci est calculée en fonction du tour de taille. Le tableau sur l'emballage vous indique celle qui convient à votre tour de taille.

- Portez le corset lombaire directement sur la peau ou sur vos sous-vêtements. Assurez-vous que le corset est placé au centre de la colonne vertébrale au niveau du bas du dos. Le fond du corset doit recouvrir les hanches.
- Tenez le bandage en bas et fermez la fermeture à boucles et à crochets. Simultanément, tendez la matière élastique. Après l'avoir ajusté, le corset devrait exercer une pression confortable. Si la pression ressentie est trop forte, il faut lâcher un peu de mou dans le corset. Vous pouvez également utiliser les poignées pour fermer le corset.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE



Avant le lavage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger le bandage et l'autre linge.

L'orthèse peut être lavée à des températures allant jusqu'à 30° C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.

Un cycle d'essorage doux peut être utilisé : ensuite, faites sécher l'orthèse à l'air libre (pas près d'une source de chaleur ni dans un sèche-linge).

Pour prolonger la durée de vie de l'orthèse, celle-ci devrait être séchée après avoir été utilisée et, au besoin, avant d'être rangée.

ATTENTION

- L'utilisation appropriée de l'orthèse Push peut nécessiter le diagnostic d'un docteur ou d'un thérapeute.
- Son fonctionnement optimal ne peut être obtenu que si vous choisissez la bonne taille. Essayez l'orthèse avant de l'acheter afin de vérifier la taille. Le personnel professionnel de votre revendeur vous expliquera la meilleure manière d'ajuster votre orthèse Push. Conservez les informations de produit afin de pouvoir relire les instructions d'ajustage ultérieurement.
- Consultez un spécialiste si le produit exige une adaptation individuelle.
- Vérifiez votre orthèse Push avant chaque utilisation afin de détecter tout signe d'usure ou de vieillissement des pièces ou des coutures. L'efficacité de votre orthèse Push ne peut être garantie que si le produit est parfaitement intact.

CINTURA LOMBARE PUSH CARE

INTRODUZIONE

I prodotti Push Care offrono soluzioni efficaci quando la vostra libertà di movimento è limitata da una lesione o da un disturbo. Sono inoltre approvati da medici e ricercatori.

La vostra nuova cintura lombare è un prodotto Push Care, che si contraddistingue per l'alto livello di efficacia, confort e qualità. La cintura lombare Push Care fornisce sollievo dal dolore e sostiene la colonna vertebrale.

I prodotti Push Care sono innovativi e vengono realizzati per voi con grande cura. Ciò assicura la massima sicurezza ed un uso senza preoccupazioni.

Prima di utilizzare la cintura lombare Push Care, vi preghiamo di leggere attentamente le informazioni sul prodotto. Per domande e/o osservazioni, vi preghiamo di rivolgerci al vostro rivenditore di fiducia o di inviare una e-mail a info@push.eu.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La vostra cintura lombare Push Care mitiga i disturbi lombari grazie ad una compressione distribuita localmente. Un imbottitura morbida e comoda esercita un'ulteriore pressione localmente sulla zona lombare. Questa imbottitura può essere spostata.

Grazie al suo design ed ai materiali utilizzati, la cintura lombare è comoda da indossare durante le attività da svolgere in piedi o seduti, sia a casa che al lavoro. La sua forma anatomica la rende idonea sia per gli uomini che per le donne, fornendo un buon mantenimento della posizione. La sua forma aderente al corpo la rende invisibile sotto gli indumenti. La compressione può essere facilmente regolata per soddisfare le vostre esigenze. Il prodotto è realizzato in Sympress™, un materiale confortevole di alta qualità. L'uso di microfibra rende la parte a contatto con la zona lombare morbida al tatto mantenendo la pelle asciutta. La cintura lombare Push Care è facile da applicare e può essere lavata senza alcun problema.

INDICAZIONI

- Disturbi lombari specifici
- Per la prevenzione in caso di attività in cui la zona lombare viene sottoposta a sforzo intenso
- Disturbi pseudoradicaliari
- Lieve artrosi lombare

Non vi sono disturbi noti che sconsigliano l'uso del prodotto. Evitate di applicare il prodotto stringendolo troppo all'inizio.

Il dolore rappresenta sempre un campanello di allarme. Se il dolore persiste o i disturbi peggiorano, è consigliabile consultare il vostro medico o il vostro fisioterapista.

COME STABILIRE LE GIUSTE DIMENSIONI/LA GIUSTA TAGLIA

La cintura lombare è disponibile in 6 diverse taglie. Le dimensioni vengono determinate dalla circonferenza della vita. Nella tabella riportata sulla confezione potrete individuare le dimensioni corrispondenti alla vostra vita.

- Indossate la cintura lombare a contatto con la pelle o sui vostri indumenti intimi. Vi preghiamo di assicurarvi che la cintura sia posizionata al centro della colonna vertebrale al livello della zona lombare. La parte inferiore della cintura deve coprire i fianchi.
- Tenere la cintura nella parte inferiore e chiudere la chiusura a gancio e occhio. Nel fare ciò, metete in tensione il materiale elastico. Una volta indossata, la cintura dovrebbe esercitare una pressione gradevole. Se la pressione avvertita è eccessiva, si consiglia di allentare la cintura. Per chiudere la cintura potete anche utilizzare le apposite impugnature.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



Prima del lavaggio, chiudere le chiusure a gancio e occhio per proteggere il prodotto e gli altri capi da lavare.

Il prodotto può essere lavato fino ad temperatura di 30° C, a mano o utilizzando un ciclo per tessuti delicati. Non utilizzare alcun candeggino.

È possibile utilizzare un ciclo delicato di centrifuga: una volta terminato, stendete il prodotto ad asciugare all'aria aperta (non nelle vicinanze di una fonte di calore né nell'asciugabiancheria).

Per prolungare la durata del prodotto vi consigliamo di asciugarlo dopo l'uso, se necessario, prima di conservarlo.

IMPORTANTE

- Per un corretto uso del prodotto Push, può essere necessaria la diagnosi di un medico o di un fisioterapista.
- Il funzionamento ottimale del prodotto è garantito soltanto se si sceglie la misura giusta. Provate il prodotto prima di acquistarlo, per controllare che la taglia sia adeguata. Il personale del punto vendita vi spiegherà in che modo indossare al meglio il prodotto Push. Conservate le informazioni sul prodotto, così da poterle consultare in seguito.
- Consultate uno specialista nel caso in cui il prodotto dovesse essere adattato alla vostra persona.
- Prima di usare il prodotto Push controllate sempre che non presenti segni di usura o un invecchiamento di parti o cuciture. Le prestazioni ottimali del prodotto Push possono essere garantite solo se il prodotto è completamente integro.

ESPALDERA PUSH CARE

INTRODUCCIÓN

Los productos Push care aportan soluciones allí en donde se ve restringida la libertad de movimientos debido a lesiones o traumatismos. Están recomendados por médicos y científicos.

La nueva espaldera es un producto Push care caracterizado por un alto nivel de eficacia, confort y calidad. El soporte para la espalda Push care alivia el dolor sujetando la columna vertebral lumbar.

Los productos Push care son realmente innovadores y están fabricados para ser usados con un esmerado cuidado. Esto asegura el máximo de seguridad y un fácil uso.

Antes de usar la espaldera Push care, lea cuidadosamente las instrucciones del producto. Si tiene alguna duda, consulte con su distribuidor o envíe un correo electrónico a info@push.eu.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La espaldera Push care proporciona un alivio de las dolencias lumbares gracias a la compresión distribuida uniformemente. Un almohadillo suave y cómodo aplica una presión adicional localmente en la región lumbar. Este almohadillo se puede quitar si se desea.

Gracias a su diseño y a los materiales empleados, el soporte resulta cómodo de llevar tanto si se está de pie como si se están realizando actividades deseadas, bien sea en casa o en el trabajo. Su ajuste anatómico es adecuado tanto para hombre como para mujer, y ofrece la retención adecuada de la posición. El apretado ajuste al cuerpo lo hace invisible bajo las ropas.

Se puede ajustar fácilmente la compresión para adaptarse a sus preferencias. La espaldera está hecha de Sympress™, un cómodo material de gran calidad. El uso de microfibras es agradable para la espalda y mantiene la piel seca. La espaldera Push care es fácil de aplicar y se puede lavar sin problemas.

INDICACIONES

- Molestias no específicas en la parte baja de la espalda
- Por prevención en caso de actividades con dolor de espalda
- Molestias pseudoradicales
- Artrosis lumbar suave

No se conocen trastornos que impidan el uso de la espaldera. Evítese una colocación excesivamente apretada al principio.

El dolor es siempre una señal de aviso. Si el dolor continúa, es aconsejable consultar con el médico o el fisioterapeuta.

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO / AJUSTE

La espaldera se encuentra disponible en 6 tallas. La talla se determina por la circunferencia de la cintura. El cuadro que viene en el envoltorio muestra la talla correcta de la espaldera para su cintura.

- Póngase la espaldera directamente sobre la piel o sobre la ropa interior. Asegúrese de que está colocada en el centro de la columna vertebral al nivel de la región lumbar. La parte inferior de la espaldera cubre las caderas.
- Sujete la espaldera en la parte inferior y cierre la cinta de gancho y lazo. Al hacerlo, tense el material elástico. Después de ajustarla, la espaldera deberá ejercer una presión que no moleste. Si queda muy apretada, deberá aflojarse un poco. También puede usar los elementos de agarre para cerrar más la espaldera.

INSTRUCCIONES DE LAVADO



Antes de proceder con el lavado, abrahe los cierres de gancho y lazo para proteger la tobillera y otras prendas.

Se puede lavar a una temperatura de hasta 30° C en un programa de tejidos delicados o a mano. No emplee nunca agentes blanqueadores.

Se puede usar un centrifugado suave. Después cueleiga la espaldera para que se seque al aire (nunca cerca de una fuente de calor o con una secadora).

Para prolongar su vida útil, deberá secarse después de su uso y antes de guardarla.

IMPORTANTE

- Para un correcto uso de la espaldera, solicite el diagnóstico de un médico o un fisioterapeuta.
- Sólo se podrá conseguir un funcionamiento óptimo seleccionando el tamaño adecuado. Ajustese la espaldera antes de comprarla para comprobar su tamaño. Los profesionales de los puntos de venta le explicarán la mejor forma de hacerlo. Conserve la información del producto para poder volver a leerla más adelante.
- Consulte con un especialista si el producto requiere una adaptación personalizada.
- Compruebe si hay signos de uso o desgaste en las diferentes partes y costuras de la espaldera cada vez que la use. Sólo se garantiza un rendimiento óptimo la espaldera si el producto está intacto.

LIGADURA DE COSTAS PUSH CARE

INTRODUÇÃO

Os produtos Push Care oferecem soluções eficazes quando a sua liberdade de movimentos está limitada por uma lesão ou desordem. Aprovado por médicos e cientistas.

A sua nova ligadura de costas é um produto Push Care, caracterizado por um elevado nível de eficácia, conforto e qualidade. A ligadura de costas Push Care proporciona alívio da dor apoiando a coluna vertebral lumbar.

Os produtos Push Care são inovadores e fabricados com todos os cuidados. Isso assegura segurança máxima e utilização simplificada.

PUSH背部保護サポーター

はじめに

Push 保護製品は、動作の自由が怪我または障害によって制限される場合の有効な解決策を提供します。これは医者と科学者により承認されています。

新しい背部サポーターのPush 保護製品は、高水準の効能と快適性と品質を特色としています。 Push care back brace（背部補強具）は、腰椎の柱を支えることによって、痛みを和らげます。

Push保護製品は革新的で、ユーザーのために大きな配慮を注ぎ製造されており、これにより最大の安全と心配のない使用が可能です。

Push背部保護サポーターを使う際には、製品情報をよく読んでください。ご質問の場合は、販売店にお問い合わせいただくか、info@push.euへ電子メールでご連絡ください。

製品特徴

Push背部保護サポーターは、均一加圧分散により低背部の病所からの開放をします。柔らかに快適なパッドは低背部にたいし局所的に付加的な圧力を与えます。このパッドは動かすことができます。

そのデザインと使用材料のため、サポーターは仕事や在家中、又、立位時や着席時を問わず快適に着用することができます。男女いずれにとっても解剖学的にぴたりとしたように作られており、適切な位置に保持力を与えます。サポーターのみなへの密着性のため衣類の上からは分かりませんが、加圧はあなたの好みに合わせて容易に調節することができます。サポーターは高品質で心地良い材質の Sympress™でできており、微小繊維が使用されているため背中部分は柔らかく感皮膚は乾燥しませんが、Push 背部保護サポーターは、使用が簡単で問題なしに洗濯することができます。

効能

- 非特異的な腰部の疼痛
- 背・腰を痛めやすい活動をする場合の予防のため
- 偽神経根性疼痛
- 軽度の腰部関節症

サポーターを着けることができないか、着けるべきではないと言う障害のケースはありません。始めは、サポーターをあまりきつく着用することを避けてください。

痛みは常に警告の徴候です。痛みが持続するかその病所が悪化する場合には、医師または理学療法士と相談されることをおすすめします。

サイズ・整合の決定

背部サポーターには16つのサイズがあります。サイズは、ウエストの周りで測定します。バックリングの表に、あなたのウエストの正しいサポーター寸法があります。

A. サポーターは裏肌には直接または下着の上に着用してください。サポーターは低背部の高さで背骨の中央に位置するように確保してください。サポーターの底でヒップをカバーします。

B. サポーターを底で持ち、面ファスナー帯を閉じて伸縮性に弾力をかけてください。フィットし終わったら、サポーターから快適な圧力が掛かるはずです。圧力が掛かりすぎる場合には、サポーターを緩めてください。 サポーターを締めるためにグラフィックを使うこともできます。

洗濯に関して

🧺 🧼 🪄 🧺 🧺

洗たくの前には、サポーターと他の洗濯物を保護するために面ファスナーを閉じてください。

サポーターは、>30度の温度の洗濯機で 注意が必要な繊維サイクルまたは手で洗濯することができます。漂白剤は使用しないでください。

ゆるやかな回転乾燥サイクルは使うことができます。その後、サポーターを大気中に掛け（熱源の近くや回転式乾燥機以外で）乾かしてください。

サポーターの使用を長持ちさせるため、必要に応じ使用後は保管前に乾燥するようにはしてください。

重要

• Pushサポーターの適正使用には、医師または理学療法士による診断を必要とする場合があります。

• 最適な機能は、正しいサイズを選ぶことによつてのみ出すことができます。購入の前には、そのサイズをチェックするために、サポーターのフィット具合を試してみてください。販売店の専門家がPushサポーターを合わせるためのベストな方法をご説明します。後で合わせる際に指示書を読取る必要性のため、製品情報を保存しておいてください。

• 製品につき個々の整合が必要な場合は、専門家に相談ください。

• Pushサポーターを使う前に、損耗や部品または縫い目のほころび等の徴候をチェックしてください。Pushサポーターの最適な効能は、製品が完全に無傷である場合にのみ保証することができます。

<div><div>Push®は、オランダのNea International bv 社。</div></div>
<div><div>1 1039-40 1 / 6</div></div>

BANDÁŽ ZAD PUSH CARE

ÚVOD

Výrobky Push care představují účinné řešení tam, kde je volnost tělesného pohybu v důsledku úrazu nebo poruchy omezená. Schvalují ji lékaři i vědci.

Vaše nová bandáž zad je výrobkem Push care, jehož charakteristikou je vysoká efektivnost, pohodlnost a kvalita. Bandáž zad Push care podporuje bederní páteř a odparžaji i ne macerují one sňožící chorobu peňny komforti i pocuzie bezpečieństwa.

Výrobkům Push care je při jejich výrobě věnována nejvyšší péče a mají moderní konstrukci. Tím je zajištěna jejich maximální bezpečnost a lze je nosit zcela bez obav.

Před použitím bandáže zad Push care si dobře prostudujte informace o výrobku. Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se laskavě na svého prodejce nebo nám zašlete e-mail na adresu: info@push.eu

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Bandáž zad Push care díky rovnoměrné rozložení tlaku přináší úlevu při obtížích v dolní části páteře. Lokální tlak na dolní část páteře je vyvíjen navíc i pomocí měkké a pohodlné podušky. Tuto podušku lze odstranit.

Díky své konstrukci i použitým materiálům je bandáž pohodlná při činnostech jak vestoje, tak vleže, doma i v zaměstnání. Anatomické tvarování je vhodné pro muže i pro ženy a umožňuje správnou fixaci polohy. Bandáž sedí těsně na těle, takže není pod oblečením vůbec vidět. Kompresi můžete nastavit tak, jak vám to nejlépe vyhovuje. Bandáž je vyrobená z vysoce kvalitního a pohodlného materiálu Sympress™. Díky tomu, že obsahuje mikrovlákna, je bandáž zad měkká a udržuje pokožku suchou. Bandáž zad Push care se snadno používá a lze ji bez problému práť.

INDIKACE

- Nespecifické obtíže v dolní části páteře
- Pro prevenci v případě činnosti se zátěží páteře
- Pseudoradikulární obtíže
- Prevenčně při artróze bederní páteře

Není známa žádná porucha, při které by se bandáž nedala nebo nesměla nosit. Zpochťbné dáváte pozor, abyste bandáž příliš neutehávali.

Bolest je vždy varovným znamením. Pokud bývá přítvárná nebo se obtíže zhoršují, je vhodné poradit se s lékařem nebo terapeutem.

STANOVENÍ SPRÁVNÉ VELKOSTI / NASAZOVÁNÍ

Bandáž zad se dodává v 6 velikostech. Velikost je určena obvodem pasu.

Správnou velikost bandáže podle obvodu pasu určíte pomocí tabulky na obalu.

A. Bandáž zad se nosí přímo na těle nebo na spodním prádle. Dbejte, aby bandáž spočivala uprostřed páteře na úrovni spodní části zad. Spodek bandáže kryje kůže.

B. Džže bandáž dole a zavete suchý zip. Přitom napněte elastický materiál. Po nasazení by měla bandáž vyvíjet mírný tlak. Pokud bandáž příliš tlačí, uvolněte ji. K uzavření bandáže lze rovněž použít svorky.

PRÁNÍ

🧺 🧼 🪄 🧺 🧺

Před praním k ochráně bandáže i ostatního prádla uzavřete suchý zip.

Bandáž se dá práť při teplotách do 30 °C v režimu jemných tkanin nebo v ruce. Bělicí přípravky nepoužívejte.

Lze použít jemné odfedrování. Potom nechte bandáž uschnout volně na vzduchu (nikoli poblíž zdroje tepla; rovněž ji nedávejte do bubnové sušičky).

Abyste vám bandáž dlouho vydržela, nechte ji po použití před uložením vyschnout, pokud je navhla.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

• Ke správnému používání bandáže Push může být zapotřebí, aby lékař nebo terapeut nejprve stanovil diagnózu.

- Bandáž může fungovat optimálně pouze tehdy, vyberete-li si správnou velikost. Před koupí si bandáž vyzkoušejte, abyste si ověřili, že jste si vybrali správnou velikost. Jak se bandáž Push správně nasazuje, vám vysvětlí prodejní personál. Informace o výrobku si uschovejte, abyste se k návodu mohli později vrátit.
- Pokud výrobek vyžaduje individuální úpravu, poraďte se s odborníkem.
- Než si bandáž Push nasadíte, vždy si ji prohlédněte, abyste vás postiheli případné známky opotřebení nebo stárnutí součástí nebo švů. Optimální funkci lze u bandáže Push zaručit jen tehdy, je-li výrobek zcela neporušený.

<div><div>Push® je registrovaná známka společnosti Nea International bv</div></div>
<div><div>1 1039-40 1 / 6</div></div>

UCISKOWY PAS OCHRONNY KRĘGOSŁUPA

WSTĘP

Produkty ortopedyczne firmy NEA International wykonane zostały z materiałów elastycznych dopasowujących się do kształtu ciała. Wywierają one odpowiedni, przydatny w leczeniu nacisk. Mimo swego elastycznego charakteru nie odparżaji i nie macerują one skóry dając chorobu pełny komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Pas ochronny kręgosłupa ledźwiowego jest ochronnym produktem uciskowym, charakteryzującym się wysoką skutecznością i jakością. Pas na kręgosłup Push care zmniejsza ból stabilizując odcinek ledźwiowy kręgosłupa.

Nasze produkty są nowatorskie i wywarzają się z ogromną dokładnością. Aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów, pas ochronny zapewnia znaczną swobodę ruchów przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.

Przed użyciem pasa należy uważnie przeczytać informację dotyczącą tego produktu. Wszelkie zapytania proszę kierować do sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: info@push.eu

OPIS PRODUKTU

Uciskowy pas ochronny kręgosłupa dzięki równo rozłożonemu uciskowi daje możliwość prawidłowego ustawienia kręgosłupa poprzez wsparcie go trzewiami (podreńna stabilizacja) co znacznie zmniejsza lub usuwa dolegliwości dolnej części kręgosłupa. Wygodną miejscową wkładka, którą można przesuwać, pozwala na zwiększenie mięskiego nacisku w dolnym odcinku kręgosłupa. Dzięki odpowiedniemu kształtowi oraz materiałom użytym do jego produkcji, pas można używać zarówno w pozycji stojącej, jak i siedzącej, w domu oraz w pracy. Anatomyczne dopasowanie jest odpowiednie dla kobiet i mężczyzn i zapewnia utrzymanie odpowiedniej pozycji. Pas przylega do ciała, w związku z tym nie widać go spod ubrania. Nacisk można regulować zgodnie z zapotrzebowaniem. Pas wykonano z wysokiej jakości materiału Sympress™. Wykorzystanie mikroskopijnych włókien daje uczucie komfortu oraz zapewnia suchość skóry. Pas jest łatwy w użyciu, a jego pranie nie stwarza problemu.

WSKAZANIA

- Nieswoiste dolegliwości związane z dolną częścią pleców
- Prewencyjnie w przypadku czynności obciążających plecy
- Dolegliwości rzekomokorzeniowe
- Lekka artroza kręgosłupa ledźwiowego

WYBÓR ROZMIARU/DOPASOWANIE

Pas jest dostępny w 6 rozmiarach. Rozmiar jest określony od obwodu w talii. Tabela zamieszczona na opakowaniu zawiera rozmiary uzależnione od obwodu w talii.

A. Pas należy założyć bezpośrednio na skórę lub też bieleżną w polowie długości odcinka pierśowego w dolnej części kręgosłupa. Dół pasa powinien przykrywać biodra.

B. Przyrzymując pas za jego dolny brzeg należy zapliąć rzep. Podczas tej czynności elastyczny materiał ulega napinaniu. Po dopasowaniu pas powinien dawać uczucie wygodnego nacisku. Jeżeli nacisk jest zbyt silny, należy pozużnić pas. Aby zapliąć pas można użyć uchwytyów.

KONSERWACJA

🧺 🧼 🪄 🧺 🧺

W celu zabezpieczenia orczy podczas prania, należy pozapinać „rzepy” i umieścić orczyk w bawełnianym woreczku. Prac w temperaturze nie przekraczającej 30 °C w prasce lub ręcznie. Nie należy używać środków wybielających. Można zastosować delikatne odwirowanie. Po upraniu produkt należy suszyć w wolnym powietrzu (nie przy użyciu suszarki lub w pobliżu grzejnika).

Egy óvatos centrifuga programot használhat: ezután akassza fel a rögzítőt hogy a szabad levegő száradjon (ne hoforás közeleében vagy szárítógépben).

A rögzítő élettartamának megnövelése érdekében – amennyiben szükséges – szárítsa meg használat után, mielőtt elrakná.

UWAGA

- Właściwe korzystanie z orczy może wymagać poradę lekarza lub rehabilitanta.
- Optymalne funkcjonowanie orczy można uzyskać tylko w przypadku odpowiedniego dobrania rozmiaru. W związku z tym przed zakupem należy upewnić się, czy rozmiar jest właściwy. W razie wątpliwości o radę należy spytać sprzedawcę.
- W przypadku, gdy niezbędne jest indywidualne dopasowanie produktu, należy skontaktować się ze specjalistą.
- Każde użycie orczy powinno być poprzedzone sprawdzeniem, czy nie pojawiły się przetarcia elementów orczy lub jej szwów. Jedynie nieuszkodzony produkt daje gwarancję optymalnego działania.

<div><div>Push® jest zarejestrowaną marką firmy Nea International bv</div></div>
<div><div>1 1039-40 1 / 6</div></div>

PUSH CARE DERÉKRÖGZÍTŐ

BEVEZETÉS

A Push care termékék hatékony megoldást kínálnak, ha az Ön mozgásának szabadságát egy sérülés vagy rendelkezésség korlátozza. A védőpántok orvcsok és tudcsok jóváhagyásával készülnek.

Az Ön új derékrgöztítője egy olyan Push care termék, melyet magas szintű hatékonyság, kényelem és minőség jellemel. A Push care hátrögítő fájdalomcsillapító hatást fejt ki a lumbáris gerinc megtámasztása révén.

A Push care termékék újítást hoznak, és a legnagyobb biztonsággal készültek az Ön részére. Ez elősegíti a legnagyobb biztonságot és gondtalan használatot.

A Push care derékrgöztő használatá előtt gondosan olvassa el a termékátjegyzőt. Amennyiben bármilyen kérdése van, kérjük forduljon vizionteladójához, vagy küldjön e-mail-t az info@push.eu internet címre.

TERMÉK ISMERTETŐJEGYEK

Az Ön Push care derékrgöztítője az alsó hátí fájdalomcsökkenését biztosítja, egyenetlesen eloszva a kompresszót. Egy lágy, kényelmes párna továbbí helyi nyomást fejt ki a hát alsó részére. Ez a párna levehető.

A kivitelezés és a felhasználí anyagok miatt a rögzítőt kényelemen használni álló vagy ülő tevékenység során, mind otthon, mind munkában. Anatómiailag illeszkedik mind a férfiak, mind a nők testéhez, és biztosítja a megfelelő testhelyzet fenntartását. A rögzítő testhez álló kiképzése miatt láthatatlan az Ön ruhája alatt.

A szorosság az Ön igényeinek megfelelően állítható. A rögzítő Sympress™-ből, egy jó minőségű, kényelemen anyagból készül. A mikroszálak használata a hátsó részét lágy tapintatú tesz és szárazon tartja a bőrt. A Push care derékrgöztőt könnyű használni, és minden probléma nélkül mosható.

JAVALLATOK

- Nem specifikus derékfájás
- A derék megerötletésével járó tevékenységek esetén megelőzési célal
- Pseudoradikuláris fájdalom
- Mild lumbalis arthrosis

Nincs olyan ismert rendelkezésség, amelynek fennállása esetén a rögzítőt nem lehet vagy nem ajánlatos viselni. Kezdetben a húzáson túl szorosra a rögzítőt.

W razie nasilenia się dolegliwości należy skontaktować się z lekarzem lub rehabilitantem.

A MÉRET MEGHATÁROZÁSA / ILLESZKEDÉS

A derékrgöztítő 6 méretben kapható. A méretet a derék körfogata határozza meg. A dobozon lévő címke mutatja a derék körfogatának megfelelő rögzítő méretet.

A. Hordja a derék rögzítőt közvetlenül a bőr felett, vagy az alsónemő felett. Kérjük, gondoskodjon róla, hogy a rögzítő derékjátón a gerincoszlop közepéhez legyen helyezve. A rögzítő alsó része beérkezik a csípőnek.

B. Az aljánál fogva tartsa meg a rögzítőt, majd zárja a tépőzárát. Eközben feszítse meg a rugalmas anyagot. Az felhelyezést követően gyenge nyomást kell biztosítania. Amennyiben a nyomás túl nagy lenne, a rögzítőt meg kell lazítania. A fogaгыúkat is használhatja a rögzítő zárásához.

Egy óvatos centrifuga programot használhat: ezután akassza fel a rögzítőt hogy a szabad levegő száradjon (ne hoforás közeleében vagy szárítógépben).

A rögzítő élettartamának megnövelése érdekében – amennyiben szükséges – szárítsa meg használat után, mielőtt elrakná.

TISZTÍTÁSI ELŐÍRÁSOK

🧺 🧼 🪄 🧺 🧺

Mosás előtt zárja a tépőzárát, hogy védje a rögzítőt és a többi szennyezt. A rögzítő 30 °C-ig mosható, lágy textí programmal vagy kézzel. Ne használjon fehérítőt.

Stödnet håltras vid temperaturer på upp till 30 °C – antingen med ett program för känsliga material eller för hand. Använd inte blekmedel.

Lättare centrifugering är OK. Häng sedan stödet på tork – helst utomhus (hång det inte nära en värmekälla och torka det inte i en torktumlare).

Stödnet håltras längre om man alltid låter det torka efter användning innan man lägger undan det.

FONTOS

- A Push rögzítő megfelelő használatához orvos kórsírmje szükséges.
- A legkedvezőbb müködést csak a megfelelő méret kiválasztása esetén érheti el. Vásárlás előtt próbálja fel a rögzítőt, hogy ellenőrizze a méretét. Az Ön vizionteladójának szakértő személyezte segít Önnek kiválasztani a megfelelő méretű Push rögzítőt. Örtíze meg a termékátjegyzőt, hogy a megfelelő előírácsok később újra elolvashassza.
- Keresse fel a szakembert, ha a termék egyéni átalakítást igényel.
- Használat előtt minden alkalommal ellenőrizze az Ön Push rögzítőtjét.
- Nező si bandáž Push nasadíte, vždy si ji prohlédněte, abyste vás postiheli případné známky opotřebení nebo stárnutí součástí nebo švů. Optimální funkci lze u bandáže Push zaručit jen tehdy, je-li výrobek zcela neporušený.

<div><div>A Push® a Nea International bv regisztrált védjegye</div></div>
<div><div>1 1039-40 1 / 6</div></div>

PUSH CARE-RYGGSTÖD

INLEDNING

Push care-produkterna tillgodoser effektivt dina problem när din rörelsefrihet är begränsad av en olycka eller en rubbning. Godkända av läkare och vetenskapsmän.

Ditt nya ryggstöd är en Push care-produkt. Karakteristiskt för Push care-produkterna är högrgradig effektivitet, komfort och kvalitet. Push care-ryggstödet ger smärtlindring genom att stödja lumbanvertebralkolonnen.

A Push care-produkterna är innovativa och tillverkas med stor omsorg. Det säkerställer maximal säkerhet och bekymmerslös användning.

Läs produktinformationen från Push care noga innan du använder ditt ryggstöd. Kontakta återförsäljaren eller skicka ett e-postmeddelande till info@push.eu om du undrar över någonting.

PRODUKTKARAKTERISTIK

Ditt Push care-ryggstöd avlastar vid besvär i den nedre delen av ryggen genom enhetligt fördelat tryck. En mjuk och komfortabel dyna anbringar ytterligare tryck lokalt mot den nedre delen av ryggen. Dynan kan flyttas.

Till följd av stödets form, och de material som används, är det bekvämt att ha stödet på sig vid sssyror i stående eller sittande ställning – såväl hemma som på arbetet. Den anatomiska passformen lämpar sig för både män och kvinnor och säkerställer en god positionshållning. Stödets goda anläggning mot kroppen gör det osynligt under kläderna. Det är lätt att anpassa trycket efter dina egna önskemål. Stödet är tillverkat av mikrofiber och Sympress™ – ett komfortabelt material av hög kvalitet. De mikrofiber som används ger en mjuk baksida och håller dessutom huden torr. Push care-ryggstödet är enkelt att sätta på sig och lätt att tvätta.

INDIKATIONER

- Ospecifika besvär i den nedre delen av ryggen
- Förebyggande vid aktiviteter som belastar ryggen
- Pseudoradikulära besvär
- Mild lumbalartros

Det finns inga kända rubbningar för vilka stödet inte ska eller bör användas. Undvik att ha stödet över hårt spänt i början.

Smärta är alltid en varningssignal. Om smärtan inte går över, eller problemet förvärras, bör du kontakta din läkare eller terapeut.

BESTÄMMA STORLEK/PASSFORM

Ryggstödet finns i sex olika storlekar. Rätt storlek bestäms på basis av midjemåttet. Välj ett stöd som passar ditt midjemått med hjälp av tabellen på förpackningen.

A. Bär ryggstödet antingen mot ryggen eller utanpå underkläderna. Stödet ska sitta över mittan på ryggraden i huggens under del. Stödets under del täcker höfterna.

B. Håll i stödets underkant och försåt kardborrbandet. Skånga det elastiska materialet när du gör det. När du tagit på stödet kan du spärra ett komfortabelt tryck. Lätta på stödet om trycket känns för hårt. Du kan även använda handgreppen för att dra samman stödet.

Egy óvatos centrifuga programot használhat: ezután akassza fel a rögzítőt hogy a szabad levegő száradjon (ne hoforás közeleében vagy szárítógépben).

A rögzítő élettartamának megnövelése érdekében – amennyiben szükséges – szárítsa meg használat után, mielőtt elrakná.

TVÄTTANVISNINGAR

🧺 🧼 🪄 🧺 🧺

Stäng kardborrbandsförslutningen innan du tvättar stödet för att skydda både det och den övriga tvätten.

Stödet kan håttvas vid temperaturer på upp till 30 °C – antingen med ett program för känsliga material eller för hand. Använd inte blekmedel.

Lättare centrifugering är OK. Häng sedan stödet på tork – helst utomhus (hång det inte nära en värmekälla och torka det inte i en torktumlare).

Stödet håltras längre om man alltid låter det torka efter användning innan man lägger undan det.

VIKTIGT

- Korrekt användning av Pushstödet kan kräva diagnos av en läkare eller terapeut.
- Storleken måste vara korrekt för optimal funktion. Prova stödet innan du köper det – så att storleken blir rätt. Den professionella personalen i butiken visar dig hur du enklast sätter på dig ditt Pushstöd. Spar produktinformationen så att du kan läsa anvisningarna på nytt vid ett senare tillfälle om du vill.
- Ta kontakt med en specialist om produkten behöver individuell anpassning.
- Kontrollera Pushstödet varje gång du ska använda det med avseende på eventuella tecken på slitage eller förändring av delar eller sömmar. Det är bara om Pushstödet är i helt felfritt skick som du får optimala prestanda

<div><div>Push® är ett registrerat varumärke av Nea International bv</div></div>
<div><div>1 1039-40 1 / 6</div></div>

PUSH CARE-RYGBÆLTE

INLEDNING

Push care-produkter tilbyder effektive løsninger, når din bevægelsesfrihed er begrænset af en skade eller en lidelse. Godkendt af læger og forskere.

Dit nye rygbælte er et Push care-produkt, der er kendetegnet ved et højt effektivtets-, komfort- og kvalitetsniveau. Push care-rygbæltet stabiliserer rygsøjlen i lænderegionen og giver smertelindring.

Push care-produkter er nyskabende og fremstillet med stor omhu. Herved garanteres maksimal sikkerhed og problemfrit brug.

Læs produktvejledningen grundigt, før du bruger Push care-rygbæltet. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte forhandleren eller sende en e-mail til info@push.eu.

PRODUKTBESKRIVELSE

Push care-rygbæltet afhjælper symptomer i den nedre ryg ved hjælp af en jævn trykfordeling. En blød, behagelig pude giver et yderligere tryk lokalt på den nedre ryg. Puden kan fjernes.

Bæltet er pga. sit design og de anvendte materialer behageligt at have på, hvad enten du står eller sidder, og er arbejdet eller hjemme. Den anatomiske passform passer til både mænd og kvinder og giver den fornødne kroppsstabilitet. Bæltet sidder tæt til kroppen og er derfor usynligt under tøjet. Trykket kan let justeres, så det passer til dit behov. Bandagen er fremstillet af Sympress™, et behageligt materiale i høj kvalitet. Bruken af mikrofiber gør rygdelen blød og holder huden tør. Push care-rygbæltet er let at anvende og kan uden problemer vaskes.

INDIKATIONER

- Generelle lændesmerter
- Førebryggelse af rygsmerter
- Pseudoradikulære smerter
- Mild lumbalartrose

Der er ingen kendte lidelser, ved hvilke bandagen ikke kan eller bør anvendes. Undgå at sætte bandagen for stramt på i begyndelsen.

Smerte er altid et advarselstegn. Hvis smerten vedvarer, eller symptomerne forværres, bør du konsultere din læ