

КОРСЕТ ПОПЕРЕКОВИЙ НАПІВКОРСТКИЙ

PUSH MED BACK BRACE

АРТИКУЛ: 2.40.2

ВСТУП

Ортез серії Мед торгової марки Push – оптимальне рішення для лікування та попередження травм опорно-рухового апарату. Схвалено лікарями та науковцями.

Ваш новий корсет Push Med характеризується високим рівнем ефективності, комфорту та якості. Корсет поперековий напівкорсткий Push med Back Brace забезпечує звільнення від болю завдяки підтримці поперекового відділу хребта, що збільшує фізичну силу. Механічна підтримка, компресія, що регулюється, та гарна здатність зберігати належне положення є основою його характеристик.

Продукція Push Med є інноваційною та вироблена для Вас з особливим ретельністю для максимальної безпеки та більшої свободи руку. Спріже отримати задоволення від користування.

Перед застосуванням ортеза уважно ознайомтеся з інструкцією.

Якщо Ви маєте будь-які питання, будь ласка, зверніться за консультацією до дистриб'ютора або надішліть електронний лист на адресу alkom@alkom.ua чи info@push.eu.

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

Ваш корсет поперековий напівкорсткий Push med Back Brace забезпечує правильне положення поперекового відділу хребта завдяки металевим ребрам жорсткості, які можна пристосувати до анатомії Вашої спини. Корсет підтримує спину, починаючи з крихіток хребців до нижніх грудних хребців (S2 до Th8). Натягування еластичних стрічок забезпечує компресію та збільшує підтримку ребер жорсткості. Завдяки своїм конструкції та матеріалам, що використовуються, корсет зручний для носіння у повсякденній спочиває, на роботі, та і на роботі. Його анатомічна будова підходить для чоловіків, так і для жінок, та забезпечує збереження правильного положення на тілі. Шпінці прилягають до тіла роблять його непомітним від Вашим одягом. Компресія може бути легко регульована, щоб відповісти Вашим потребам.

Ортез вироблений із високоекологічного та комфортного матеріалу Sympress™ Використання мікрофібри дозволяє відчути м'якість задньої частини корсету і зберегти шкіру сухою. Мікроперфорація дозволяє зовнішньому матеріалу дихати. Корсет поперековий напівкорсткий Push med Back Brace легко надягаться та зрозхований на регулярний гігієнічний догляд (прання).

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Спондилоліза
- Спондилолітезі
- Артроз поперекового відділу
- Ураження мікрорецивних дисків
- Остеопорозичні переломи суглобової поверхні поперекового відділу хребта
- Лікування у післяопераційному періоді

Інформація про такі порушення, коли ортез не можна або не варто носити, відсутня. Варто уникати значного щільного накладання ортеза на початку використання.

Біль завдяки є поперекувальним знаком. Якщо біль не зникає або скачки посилюються, зверніться за консультацією до Вашого лікаря або терапевта.

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ТА ПРАВИЛА НАДЯГАННЯ

Корсет поперековий напівкорсткий Push med Back Brace використовується у 6 розмірах. Розмір визначається відповідно до округлених таплі. Таблиця на уважці показує правильний розмір корсета для Вашої таплі.

- Наденіть ширіт на оголену шкіру або спідню білизну. Переконатися, що корсет розташований у центрі хребта на рівні нижньої частини спини. Нижня частина корсету закриває стегна. Форма металевих ребер жорсткості має повторювати анатомію Вашої спини у положенні спочива та впринявшись.
- Розслабте еластичні стрічки перед тим, як підняти корсет. Тримайте корсет за нижній край, застібніть застібку-липучку «Велкро» або використовуйте застібки. Натягніть і застібніть еластичні стрічки. Якщо корсет занадто давить, його необхідно ослабити. Якщо корсет правильно відрегульований, вам має бути комфортно стояти з прямою спиною. Ви також можете використовувати застібки, щоб застібнути корсет.

ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ




Перед пранням застібніть застібки-липучки «Велкро», щоб захистити корсет та інші речі, що перебуть разом із ним. Перед пранням розстебніть блискавку та витягніть металеві ребра жорсткості з корсету.

Корсет можна прати у пральній машині в щадному (делікатному) режимі або руками за температури не вище +30 °C. Не застосовуйте хлормісні миючі та відбілюючі засоби.

Можна використовувати цикл віджиму довготривалих річей: після цього ортез вивішуйте для висушування на відкритому повітрі (**подалі від** джерела нагрівання та не в сушарі).

Щоб продовжити термін служби ортезу, за необхідності, після використання його варто висушити для подальшого зберігання.

ВАЖЛИВО			
<ul style="list-style-type: none">Правильне використання ортеза може вимагати встановлення діагнозу лікарем або терапевтом. Бандажі Push були розроблені для носіння на непошкодженій шкірі. Пошкоджену шкіру спочатку потрібно покрити відповідним матеріалом. Оптимального функціонування можливо досягти за допомогою правильного розміру. Примірte бандаж перед покупкою, щоб перевірити його розмір. Професійний персонал вашого торговельного представника пояснить як найкраще надігнати бандаж Push. Ми рекомендуємо зберігати цю інформацію про продукт у надійному місці, щоб мати можливість звернутися до неї за інструкціями з огляднтя за необхідності. Проконсультуйтеся з фахівцем з бандажів, якщо продукт потребує індивідуальної адаптації. Перевертайте Ваш корсет Push med Back Brace ширшу перед використанням на наявність ознак зносу або розривання швів. Найліпше для Вашого корсету Push може бути гартована лише якщо виробі цілком непошкоджені. У рамках регламенту ЄС 2017/745 Про медичні вироби, користувач повинен повідомити виробника та компетентний орган держави-члена, в якій користувач зареєстрований, про будь-який серйозний інцидент, пов'язаний з продуктом.			
			

Push® є зареєстрованою торговою маркою компанії «Неа Інтернаціонал Біа» (Nea International bv)

PUSH MED 腰部支撑护具

简介

Push med 产品为运动器损伤或功能减退提供有效的解决方案。已获医生和科学家的认可。

Push med 腰部支撑护具是一款全新的产品，具有高效、舒适和高品质的特点。Push med 腰部支撑护具通过支撑腰椎柱实现疼痛缓解，可以增加身体强度。机械支撑、可调节压力和良好的位置保持能力构成了其性能的基础。

Push med 产品具有创新性，专为您精心打造。它能够最大程度地确保安全性和行动自由度。提升使用满意度。

在使用 Push med 腰部支撑护具之前，请仔细阅读产品信息。如果您有任何疑问,请咨询您的经销商或发送邮件至 info@push.eu。

产品特点

Push med 腰部支撑护具能够通过符合人体背部解剖结构的金属支撑部件，来保障脊柱处于正确的位置。支撑护具的背部支撑范围从骶椎椎骨一直到下胸椎（S2 到 Th8）。拉紧松紧带可以提供压迫力并增强加强件提供的支撑。

得益于其设计和使用 的材料，无论是在家中亦或者工作场景，站立或坐立，腰部支撑护具的穿戴都是舒适的。解绑贴合性使得它既适合男性也适合女性穿戴，并具有相应的位置保持功能。支撑护具紧密贴合身体使得它能隐藏在外衣内，可按照您的喜好调整压迫力。该支撑护具由 Sympress™（一种高品质的舒适材料）制成。微纤维的使用使其背侧触感柔软并能使皮肤保持干燥。微型孔结构使得外部材料具有良好的透气性。Push med 腰部支撑护具易于使用，可清洗且不会出现任何问题。

由专家提供的个人验配说明

专家确定是否需要为您调整加强件的形状。针对个人用户需求，金属加强件的形状可以通过用力弯曲来进行调节。

适应症

- 滑脱
- 脊椎前移
- 腰椎关节炎
- 椎间盘突出
- 骨质疏松性腰椎印迹骨折
- 术后治疗

未发现不适合使用支撑护具的病症。避免让支撑护具从一开始贴附过紧。

疼痛始终是警示信号。如果疼痛持续或症状恶化，建议咨询您的医生或治疗师。

确定尺寸 / 贴合度

腰部支撑护具共有 6 个尺寸选项。尺寸由腰围决定。包装上的表格显示了适合您腰部支撑护具的正确尺寸。

- 腰部支撑护具可贴身或于内衣外穿戴。请确保支撑护具位于下背部脊柱柱中央。支撑护具的底部覆盖臀部。支撑元件的形状必须适合站立时伸直的背部。
- 在穿戴支撑护具之前,先松开松紧带，握住支撑护具的下边缘并闭合魔术贴或使用工具，松紧带闭合松紧带。如果感觉压得太紧，则应调节宽松支撑护具。如果支撑护具已正确贴合，穿戴者的姿态应笔直且感到舒适。您也可以使用夹具来闭合支撑护具。

清洗说明



清洗之前，请闭合魔术贴以保护支撑护具和其他衣物。在清洗之前，打开拉链并从支撑护具上取下金属支撑部件。

可以在最高 30°C 的条件下，按照洗涤剂精细织物的程序机器清洗或手工清洗支撑护具。请勿使用任何漂白剂。

可以使用温柔旋转的洗涤干燥程序：在此之后，将支撑护具悬挂在室外晾干（避免靠近热源或放置于滚筒式烘干机中）。

为了延长支撑护具的使用寿命，如有必要，请在使用后进行清洗工作再行存放。

重要说明

- 正确​使用 Push 支撑护具可能需要医生或治疗师的诊断意见。
- Push 支撑护具设计用于穿戴在未受损的皮肤上。如需在受损的皮肤上使用，必须先覆盖一层合适的材料。
- 只有选择合适​的尺寸才能实现最佳效果。购买之前，请验配支撑护具以检查其尺寸是否符合。您的经销商的专业人员将说明验配 Push 支撑护具的最佳方法。我们建议您将本产品信息保存在安全的地方，以便在需要时查阅验配说明。
- 如果产品需要适应个体需要，请咨询支撑护具专家。
- 每次使用前检查您的 Push 支撑护具是否有磨损迹象或零件或接缝老化。只有在产品完好无损的情况下，才能保证 Push 支撑护具的最佳性能。
- 在欧盟医疗器械法规 2017/745 的框架内，用户必须向制造商和用户所在​的成员国的主管当局报告涉及产品的任何严重事故。

Push® 是 Nea International bv 的注册商标

SUPPORT LOMBAIRE PUSH MED

INTRODUCTION

Les produits Push med fournissent des solutions efficaces en cas de trouble ou de fonctionnement réduit de l'appareil locomoteur. Approuvés par les médecins et par les scientifiques.

Votre nouveau corset lombaire est un produit Push med se caractérisant par un haut niveau d'efficacité, de confort et de qualité. Le corset lombaire Push med soulage la douleur en soutenant la colonne vertébrale au niveau des lombaires. La résistance physique en est de ce fait augmentée. Un support mécanique, une pression réglable et un bon maintien de la position constituent la base de son fonctionnement.

Les produits Push med sont innovateurs et fabriqués pour vous avec un grand soin. Une sécurité maximale et une plus grande liberté de mouvement sont ainsi garanties. L'objectif est en effet d'atteindre la satisfaction de l'utilisateur.

Lisez attentivement les informations du produit avant d'utiliser le corset lombaire Push med. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre revendeur ou envoyer un e-mail à info@push.eu.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Votre corset lombaire Push med assure une position adéquate de la colonne vertébrale au moyen d'éléments de soutien en métal adaptés à l'anatomie de votre dos. Le corset soutient le dos des vertèbres sacrales aux vertèbres thoraciques inférieures (S2 à Th 8). Tend les bandes élastiques fouant une certaine pression et augmente le soutien offert par les balais de renforcement.

De par sa conception et grâce aux matières utilisées, le corset est confortable à porter pendant des activités en station debout ou assis, à la maison et au travail. Son ajustement anatomique convient à la fois aux hommes et aux femmes et fournit une bonne conservation de la position. La forme juste au corps du corset le rend invisible sous vos vêtements. La pression peut être facilement ajustée à votre convenance. L'orthèse est faite en Sympress™, une matière confortable et haute qualité. L'utilisation de microfibres rend la partie arrière douce et maintient à peu sèche. Des microperforations permettent au matériau extérieur de respirer. Le corset lombaire Push med est facile à appliquer et se lave sans aucun problème.

INSTRUCTIONS POUR L'AJUSTAGE DE PRÉCISION INDIVIDUEL PAR UN PROFESSIONNEL SPÉCIALISTE

Le spécialiste déterminera si la forme des balais de renforcement doit être ajustée. La forme des balais de renforcement en métal peut être personnalisée pour l'utilisateur individuel en les plant.

INDICATIONS

- Spondylolyse
- Spondylolistéz
- Spondylolisthésis
- Arthrose lombaire
- Discopathie
- Fracturi osteoporotice de compresie lombară
- Traitement post-chirurgical

Il n'existe aucun trouble connu interdisant ou rendant impossible le port de l'orthèse. Evitez de serrer l'orthèse trop fort au début.

La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

DETERMINATION DE LA TAILLE / AJUSTAGE

Le corset lombaire est disponible en 6 tailles. Celle-ci est calculée en fonction du tour de taille. Le tableau sur l'emballage vous indique celle qui convient à votre tour de taille.

- Portez le corset lombaire directement sur la peau ou sur vos sous-vêtements. Assurez-vous que le corset est placé au centre de la colonne vertébrale au niveau du bas du dos. Le fond du corset doit recouvrir les hanches. La forme des éléments de soutien doit épouser celle de votre dos lorsque vous vous levez avec le dos bien droit.
- Deserrer les sangles élastique avant d'ajuster le corset. Tenez le bandage par le bord inférieur et fermez la fermeture à boucles et à crochets ou utilisez les poignées. Tendez et fermez les bandes élastiques. Si la pression ressentie est trop forte, il faut lâcher un peu de mou dans le corset. Si le corset a été ajusté correctement, vous devriez vous sentir à l'aise dans une position bien droite. Vous pouvez également utiliser les poignées pour fermer le corset.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE



Avant le lavage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger le bandage et l'autre linge. Avant lavage, ouvrez la fermeture éclair et retirez les éléments métalliques de renfort du corset.

L'orthèse peut être lavée à des températures allant jusqu'à 30°C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. Utilisez un agent de blanchissement.

Un cycle de lessivage doux peut être utilisé ensuite, faites sécher l'orthèse à l'air libre (**pas** près d'une source de chaleur ni dans un sèche-linge).

Pour prolonger la durée de vie de l'orthèse, celle-ci devrait être séchée après avoir été utilisée et, au besoin, avant d'être rangée.

ATTENTION

- L'utilisation appropriée de l'orthèse Push peut nécessiter le diagnostic d'un docteur ou d'un thérapeute.
- Les orthèses Push sont prévus pour être portés sur une peau en bonne santé. Si la peau est abîmée, elle doit d'abord être recouverte d'une matière adéquate.
- Un fonctionnement optimal ne peut être obtenu que si vous choisissez la bonne taille. Essayez l'orthèse avant de l'acheter afin de vérifier la taille. Le personnel professionnel de votre revendeur vous expliquera la meilleure manière d'ajuster votre orthèse Push. Conservez les informations de produit afin de pouvoir relire les instructions d'ajustage ultérieurement.
- Consultez un spécialiste des orthèses si le produit nécessite une adaptation individuelle.
- Vérifiez votre orthèse Push avant chaque utilisation afin de détecter tout signe d'usure ou de vieillissement des pièces ou des coutures. L'efficacité de votre orthèse Push ne peut être garantie que si le produit est parfaitement intact.
- Conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, l'utilisateur doit informer le fabricant et l'autorité compétente et l'autorité compétente de leur état membre dans lequel l'utilisateur est établi de tout incident grave relatif au produit.

Push® est une marque déposée de Nea International bv

Pour plus de détails concernant votre distributeur national, consultez l'adresse www.push.eu/distributors

ORTEZĂ PENTRU SPATE PUSH MED

INTRODUCERE

Produsele Push med oferă soluții eficiente în cazul unei afecțiuni sau a funcționării reduce a aparatului locomotor. Aprobate de medici și de oameni de știință.

Nous dunnuevoastră orteză pentru spate este un produs Push med, caracterizat printr-un nivel crescut de eficacitate, confort și calitate. Orteză pentru spate Push med contribuie la ameliorarea durerii prin susținerea coloanei vertebrale lombare. Această creștere forță fizică. Susținerea mecanică, presiunea regulabilă și menținerea poziției corespunzătoare reprezintă baza performanțelor sale.

Produsele Push med sunt inovatoare și fabricate cu multă atenție pentru dunnuevoastră. Acest lucru asigură o siguranță maximă și o libertate mai mare a mișcărilor. Pentru a promova satisfacția în utilizare.

Citiți cu atenție informațiile referitoare la produs înainte de a utiliza orteza pentru spate Push med. Dacă aveți întrebări, consultați revanzatorul sau trimiteți un e-mail la info@push.eu.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Orteză dunnuevoastră pentru spate Push Push med asigură o poziție corectă a coloanei vertebrale cu ajutorul elementelor de fixare din metal ajustate la anatomia spatelui. Orteză susține spațiul de la vertebrele sacrale la vertebrele toracice inferioare (S2 până la T 8). Tensiunea chingilor elastice asigură compresia și crește suportul oferit de rigidizatoare.

Dataată desingului și materialelor folosite, orteza este ușor de purtat în timpul activităților în picioare sau în poziție șezând, atât acasă, cât și la serviciu. Forma sa anatomică este potrivită atât pentru bărbați, cât și pentru femei și asigură menținerea corespunzătoare a poziției. Forma multă a ortezei o face invisibilă sub îmbrăcămintea. Compresia poate fi reglată conform preferințelor dunnuevoastră. Orteză este realizată din Sympress™ – autokios kokykots plekatsiu medziaga. Del mikrofoliotu nugaros dajis ya minkits ir neliebida odai prakalauti. Mikroperforacijos pralaidžia oru per išorinį medžiagą. „Push med“ nugaros įvąraj lengva uždėti ir patogų skalti.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND AJUSTAREA INDIVIDUALĂ DE CĂTRE UN SPECIALIST
Specialistul stabilește dacă forma rigidizatoarelor trebuie să fie ajustată pentru dunnuevoastră. Forma rigidizatoarelor metalice poate fi ajustată pentru fiecare utilizator prin îndoire cu forță.

INDICAȚII

- Spondiloliză
- Spondilolistéz
- Artrôza lombară
- Discopatie
- Fracturi osteoporotice de compresie lombară
- Treatment post-chirurgical

Nu se cunosc afecțiuni în care orteza nu poate sau nu trebuie să fie purtată. Evitați aplicarea prea strânsă a ortezei la început.

Durerea este întodeauna un avertisment. Dacă durerea persistă sau problema se agravează, se recomandă să vă adresați medicului sau terapeutului.

STABILIREA DIMENSIUNII / PROBAREA

Orteză pentru spate este disponibilă în 6 mărimi. Mărimea este determinată de circumferința taliei. Tabelul de pe ambalaj indică dimensiunea corectă a ortezei pentru talia dumneavoastră.

- Purtați orteza pentru spate direct pe piele sau peste lenjerie. Asigurați-vă că orteza este poziționată în centrul coloanei vertebrale la nivelul zonei lombare. Partea inferioară a ortezei acoperă șoldurile. Forma elementelor ortezii trebuie să se potrivească cu anatomia corpului când stați cu spatele drept.
- Slațiți chingile elastice înainte de a monta orteza. Țineți orteza de marginea inferioară și închideți sistemul de prindere cu arici sau utilizați clemele. Strângeți și închideți chingile elastice. Dacă presiunea resimțită este prea puternică, orteza trebuie slăbită. Dacă orteza a fost montată corect, ar trebui să simțiți o poziție confortabilă, deasăptă. De asemenea, puteți utiliza clemele pentru a închide orteza.

INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE



Înainte de spălare, închideți sistemele de prindere cu arici pentru a proteja orteza și celelalte rufe. Înainte de spălare, deschideți fermoarul și îndepărtați elementele de fixare din metal din orteză.

Orteză poate fi spălată la temperaturi de pana la 30°C, cu un program pentru țesături delicate sau de mână. Nu utilizați înălbitori. Orteză poate fi spălată de mână la temperaturi de pana la 30°C. Nu utilizați înălbitori.

Se poate folosi un ciclu ușor de centrifugare: după aceasta, atârnați orteza pentru a se usca în aer liber (nu în apropierea unei surse de căldură sau într-un uscător de rufe).

Pentru a prelungi durata de viață a ortezei, aceasta trebuie uscată după utilizare, dacă este necesar, înainte de a fi depozitată.

IMPORTANT

- Utilizarea corectă a ortezei Push poate necesita diagnosticarea de către un medic sau un terapeut.
- Ortezele Push sunt concepute pentru a fi purtate pe piele fără leziuni. Suprafețele de piele cu leziuni trebuie acoperite mai întâi cu un material corespunzător.
- Funcționarea optimă poate fi obținută doar dacă alegeți dimensiunea potrivită. Probați orteza înainte de a cumpăra, pentru a vă verifica dimensiunea. Personalul profesional al revanzatorului vă va explica cea mai bună modalitate de a regla orteza Push. Se recomandă să păstrați informațiile referitoare la acest produs într-un loc sigur, pentru a putea consulta instrucțiunile de reglare când este necesar.
- Dacă produsul necesită a adaptare individuală, consultați un specialist.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă orteza Push prezintă semne de uzură a componentelor sau cusăturilor. Performanțele optime ale ortezei Push pot fi garantate doar dacă produsul este complet intact.
- Conform Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, utilizatorul trebuie să raporteze producătorului și autorităților competente din statul membru unde are reședința orice incident grav în legătură cu produsul respectiv.

Push® este marcă comercială înregistrată a Nea International bv

Pentru detalii referitoare la distribuitorul comercial din țara dunnuevoastră, consultați www.push.eu/distributors

„PUSH MED“ NUGAROS ĮTVARAS

ĮVADAS

„Push med“ gaminiai yra puikus sprendimas atsiiradus lokomotorinės sistemos sutrikimų arba suprustėjusiojos funkcioanivimu. Juos patvirtino gydytojai ir mokslininkai.

Jūsų naujasis nugaros įvvaras yra „Push med“ gaminys, pasižymintis dideliu veiksmingumu, patogumu ir kokybe. „Push med“ nugaros įvvaras mažina skausmą, nes priklaio juosmeninę stuburo dalį. Ties gaminiui padidina fizinę jėgą. Jei efektyvus todėl, kad suteikia mechaninį atramą, leidžia reguluoti spaudimą ir pukai išlaiko palaikymą.

„Push med“ gaminiai yra novatoriški ir pagaminti itin kruopščiai. Jie užtikrina didžiausią apsaugą ir judesį laisvę. Juos naudoti yra malonu.

Prieš naudodami „Push med“ nugaros įvvarą, atidžiai perskaitykite informaciją apie gaminį. Jei kiltų klausimų, pastarokite su vietiniu pardavėju arba atsiaukite laišką adresu info@push.eu.

GAMINIO SAVYBĖS

„Push med“ nugaros įvvaras pagal jūsų nugaros formą pritaikantais metaliniais sustvirtinimo elementais užtikrina tinkamą stuburo padėtį. Įvvaras nugarą priklaio nuo kryžkaulio slankstelių iki apatinų krūtines slankstelių (nuo S2 iki Th 8). Jempus elastingas juostas reikniskas vietos apsaudužindamos, o sustvirtinimo elementai jas gerai priklaio.

Del konstrukcijos ir gamybos naudojama medžiaga įvvarą patogai uždėti stovint ir sėdint tiek namuose, tiek darbe. Jis anatomiški tinkamas ir vyrams, ir moterims ir padeda išlaikyti tinkamą padėtį. Jisvaras prigulnina prie savo tokelį juo drabužiatis nematyti. Prispaudimą galima lengvai sureguliuoti pagal savo poreikius. Įvvaras pagamintas iš „Sympress™“ – autokios kokykots plekatsiu medziaga. Del mikrofoliotu nugaros dajis yra minkits ir neliebida odai prakalauti. Mikroperforacijos pralaidžia oru per išorinį medžiagą. „Push med“ nugaros įvvarą lengva uždėti ir patogų skalti.

NURODYMAI SPECIALISTUI DĖL ASMENINIS PRITAIKYMAS
Specialistas nustatys, ar sustvirtinimo elementų forma jums reikia koreguoti. Metalinių sustvirtinimo elementų formą pagal asmeninius poreikius galima koreguoti lenkiant įeja.

INDIKACIJOS

- Spondilolizė
- Spondilolistėzė
- Juosmeninės dalies artrozė
- Diskopatija
- Osteoporoziniai juosmeninės dalies impresiniai išžiai
- Gydymas po operacijos

Žinomy ligų, kuriomis sergant įvvarą nebūtyti galima arba nebūtyti rekomenduojama naudoti, nėra. Įvvaro iš pradžių per stipriai neužvertkite.

Skausmas visada signalizuoją pavojų. Jei skausmas nepaieina arba simptomai stiprieja, rekomenduojama pasitarti su gydytoju arba terapeutu.

DYDŽIO NUSTATYMAS IR UŽDĖJIMAS

Nugaros įvvarą galima rinktis iš 6 dydžių. Dydis priklauso nuo juosmens apimties. Nėr apkautes esančioje lentelėje nurodomas tinkamas įvvaro dydis pagal liemens apimtį.

- Nugaros įvvarą dėkite ant odos arba dėvimų apatinių drabužių. Įsitikinkite, kad įvvaras uždedamas šer stuburo vidurį ties apatinio nugaros dalimi. Įvvaro spačia turi dengti klubus. Stovint dėdami įvvarą, sutvirtinimo elementai formai turi atitikti jūsų nugaros liniją.
- Prieš dėdami įvvarą, atlaisvinkite elastines juostas. Laikydami įvvarą už apačio uždedamą kabluką ir užvertkite kabluką arba naudokite rankenėles. Įtemptike ir prispauskite elastines juostas. Jei spaudimas per didelis, įvvarą atlaisvinkite. Jei įvvaras uždedamas tinkamai, stovėdami tiesiai turite jaugtis patogiai. Įvvarą galite užsegti ir laikydami už rankenėlių.

SKALBIMO INSTRUKCIJOS