

УКРАЇНСЬКА	UKRAÏNSЬKA	中文	FRANÇAIS	ROMĂNA	LIETUVIŲ	LATVIŠU	TÜRKÇE	WWW.PUSH.EU
-------------------	-------------------	-----------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	---------------	--------------------

ОРТЕЗ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ НАПІВЖОРСТКИЙ PUSH MED ELBOW BRACE

АРТИКУЛ 2.70.2

ВСТУП

Ортези серії Med® торговельної марки Push – оптимальне рішення для лікування та попередження травм опорно-рухового апарата. Схвалено лікарями та науковцями. Ваш новий ортез Push Med характеризується високим рівнем ефективності, комфорту та якості. Ортез на ліктьовий суглоб Push med elbow brace обмежу розтягнення та забезпечу полегшення больових відчуттів. Це збільшує фізичну силу. Механічна підтримка та збереження належного положення є основою його характеристик.

Продукція Push Med є інноваційною та вироблена для Вас із особливую ретельністю для максимальної безпеки та більшої свободи руку. Сприяють отриманню задоволення від користування.

Перед застосуванням ортеза уважно ознайомтеся з інструкцією.

Якщо Ви маєте будь-як питання, будь ласка, зверніться за консультацією до дистриб'ютора або надішліть електронний лист на адресу alkom@alkom.ua чи info@push.eu.

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

Ваш ортез на ліктьовий суглоб Push med elbow brace характеризується здатністю постійно обмежувати розтягнення ліктьового суглоба у регульованих межах. Це попереджає перерозтягнення. Необхідний ступінь обмеження можна легко встановити однією рукою. Два ребра жорсткості забезпечують підтримку та напрям рухів згинання та розгинання. Наклоло уразливих ділянок ліктіа створені так звані зони комфорту з м'якого матеріалу. Правильна анатомічна конструкція, а також матеріал і застосування силікону сприяють фіксації ортезу під час руку.

Ортез виконаний з високоякісного зручного матеріалу Sympress™. Використання мікрофібри дозволяє відчути м'якість усередині ортезу і зберегти шкіру сухою. Ортез на ліктьовий суглоб Push med elbow brace легко надягаться та розрахований на регулярний гігієнічний догляд (прання).

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Скарди після перенесеної травми, пов'язаної з перерозганням;
- артроз;
- бурсит ліктьового відростку;
- пошкодження при ударі.

Інформація про такі порушення, коли ортез не можна або не варто носити, відсутня. У разі порушень циркуляції крові у кінцівках бандаж може викликати гіперемію. Уникайте надмірно тугого накладання ортеза на початку використання.

Біль завжди є попереджувальним знаком. Якщо біль не зникає або скарди посилюються, зверніться за консультацією до Вашого лікаря або терапевта.

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ТА ПРАВИЛА НАДЯГАННЯ

Ортез на ліктьовий суглоб Push med elbow brace випускається в 5 розмірах. Виріняйте ліктьовий суглоб. Виміряйте окружність ліктьового суглоба, як показано на малюнку на упаковці. У таблиці на упаковці вказано правильний розмір для ліктьового суглоба.

- Розстебніть усі кріплення застібки-липучки «Велкро». Поверніть тильну сторону своєї руки до себе, трохи згиначки її у ліктьовому суглобі. Використовуйте кімичні ребер жорсткості, щоб переміщати ортез на руку

Артикул

2.70.2

Виробник

Nea International bv (Nea Інтернешнл біа) www.push.eu

Імпортер

ТОВ «Торговий дім Алком» Україна, 02217 Київ, Вул Т. Драйвера, 8

Претензії приймає уповноважений представник в Україні

ТОВ «Торговий дім Алком» за адресою: Україна, 02217, м. Київ, Вул Т. Драйвера, 8 Телефон: +38 (044) 545-35-33

Push® є зареєстрованою торговою маркою компанії «Неа Інтернешнл біа» (Nea International bv)

PUSH MED 肘部支撑护具

简介

Push med 产品为治疗和预防运动器损伤提供了有效的解决方案。已获医生和科学家的认可。

Push med 肘部支撑护具是一款全新的产品，具有高效、舒适和高品质的特点。Push med 肘部支撑护具可限制拉伸并缓解疼痛。可以增加身体强度。机械支撑、可调压力和良好的位置保持能力构成了其性能的基础。

Push med 产品具有创新性，专为您精心打造。它能够最大程度上地确保安全性和行动自由度。提升使用满意度。

在使用 Push med 肘部支撑护具之前，请仔细阅读产品信息。如果您有任何疑问,请咨询您的经销商或者发送邮件至 info@push.eu。

产品特点
Push med 肘部支撑护具可持续调节肘关节的伸展限制，以避免过度拉伸。穿戴者可单手轻松设定所需限制程度。其两个加强件为屈伸运动提供支撑和方向。该产品在肘部的腕弱区域周围形成了所谓的衬垫材料舒适区。适当的解剖学应用以及材料和硅树脂的应用有助于支撑护具在运动期间保持在适当位置。

该支撑护具由 Sympress™（一种高品质的舒适材料）制成。碳纤维的使用使其内部触感柔软并能使皮肤保持干燥。Push med 肘部支撑护具可正常清洗。

适应症

- 过度伸展性创伤后的不适
- 关节炎
- 鹰嘴滑囊炎
- 撞击

未发现不适合使用支撑护具的病症。在四肢血液循环不良的情况下，支撑护具可能导致充血。避免让支撑护具从一开始贴附过紧。疼痛始终是警示信号。如果疼痛持续或症状恶化，建议咨询您的医生或治疗师。

确定尺寸 / 贴合度

肘关节支撑护具共有 5 个尺寸选项。伸直肘部。测量肘部的周长，如包装上的插图所示。包装上的表格显示了适合您肘部支撑护具的正确尺寸。

- 松开所有魔术贴。在肘部略微弯曲的同时，将手的内侧朝向穿戴者自己。使用加强件末端将支撑护具滑到手臂上。交替调整左右加强件端部，以确保支撑护具对称地贴合在手臂上。当您感觉肘部的突出部分在两个加强件中间的开口时，说明支撑护具处于了正确的位置。抬起手臂露出拉链并将其上拉。
- 使用非弹性条带设置所需的拉伸限制。当魔术贴进一步朝向手靠近时，肘部的伸展运动受到更多限制。
- 紧固上臂背面的非弹性条带。

清洗说明

清洗之前，请闭合魔术贴以支撑护具和其他衣物。可以在最高 30°C 的条件下，按照洗涤精细织物的程序机器清洗或手工清洗支撑护具。请勿使用任何漂白剂。可以使用温水旋转的洗涤干燥程序：在此之后，将支撑护具悬挂在室外晾干（避免靠近加热器或放置于滚筒式烘干机中）。为了延长支撑护具的使用寿命，如有必要，请在使用后进行清洗工作再行存放。

重要说明

- 正确使用 Push 支撑护具可能需要医生或治疗师的诊断意见。
- Push 支撑护具设计用于穿戴在未受损的皮肤上。如需在受损的皮肤上使用，必须先覆盖一层合适的材料。
- 只有选择合适 的尺寸才能实现最佳功能。购买之前，请验配支撑护具以检查其尺寸是否合适。您的经销商的专业技术人员将说明验配 Push 支撑护具的最佳方法。我们建议您将本产品信息保存在安全的地方，以便在需要时查阅配说明。
- 如果产品需要适应个体需要，请咨询支撑护具专家。
- 每次使用前检查您的 Push 支撑护具是否有磨损迹象或零件或接缝老化。只有在产品完好无损的情况下，才能保证 Push 支撑护具的最佳性能。
- 在欧盟医疗器械法规 2017/745 的框架内，用户必须向制造商和用户所在的国家/地区的主管当局报告涉及产品的任何严重事故。

Push® 是 Nea International bv 的注册商标

BANDAGE DE COUDE PUSH MED

INTRODUCTION

Les produits Push med fournissent des solutions efficaces pour le traitement et la prévention des blessures de l'appareil locomoteur. Approuvés par les médecins et par les scientifiques.

Votre nouvelle coudière est un produit Push med se caractérisant par un haut niveau d'efficacité, de confort et de qualité. La coudière Push med limite l'éirement et soulage la douleur. La résistance physique en est de ce fait augmentée. Un support mécanique et un bon maintien de la position constituent la base de son fonctionnement.

Les produits Push med sont innovateurs et fabriqués pour vous avec un grand soin. Une sécurité maximale et une plus grande liberté de mouvement sont ainsi garanties. L'objectif est d'atteindre la satisfaction de l'utilisateur.

Lisez attentivement les informations du produit avant d'utiliser la coudière Push med. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre revendeur ou envoyer un e-mail à info@push.eu.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Vous coudière Push med comporte une limitation d'extension réglable en permanence pour l'articulation du coude. Ainsi, la surtension peut être évitée. Le degré exigé de restriction peut facilement se régler d'une seule main. Les mouvements de flexion et d'extension sont assistés et dirigés par deux balaisets de renforcement. Des bandes de confort en caoutchouc rembourré ont été prévues avant des zones vulnérables du coude. Un ajustement anatomique approprié, associé à une application de silicone, permet à la coudière de rester en place lorsque vous êtes en mouvement.

L'orthèse est faite en Sympress™, une matière confortable de haute qualité. L'utilisation de microfibres rend l'intérieur doux et maintient la peau sèche. La coudière Push med se lave normalement.

INDICATIONS

- Affections après traumatisme d'hyperextension
- Arthrose
- Bursite olécranienne
- Choc

Il n'existe aucun trouble connu interdisant ou rendant impossible le port de l'orthèse. En cas de faible circulation du sang dans les membres, une orthèse peut provoquer une hyperémie. Evitez de serrer l'orthèse trop fort au début.

La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

DETERMINATION DE LA TAILLE / AJUSTAGE

La coudière est disponible en 5 tailles. Redresser le coude. Mesurez la circonférence du coude, comme montré dans l'illustration sur l'emballage. Le tableau sur l'emballage vous indique la taille qui convient à votre coude.

- Dégager toutes les fermetures à boucles. Gardez l'intérieur de votre main vers vous avec votre coude légèrement plié. Utilisez les extrémités des balaines de renforcement pour faire glisser la coudière sur votre bras. Alternez entre les extrémités gauche et droite de la balaine de renforcement pour vous assurer que la coudière est bien symétrique au bras. La coudière est correctement placée quand vous sentez que la partie saillante du coude se trouve dans l'ouverture. Soulevez votre bras pour exposer la fermeture éclair et tirez sur celle-ci.
- Utilisez des bandes non-élastiques pour régler la restriction d'extension requise. Plus la fermeture à boucles et à crochets est attachée près de la main, plus le mouvement d'éirement du coude sera limité.
- Fermez la bande non-élastique derrière le bras.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Avant le lavage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger le bandage et l'autre linge. L'orthèse peut être lavée à des températures allant jusqu'à 30°C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement. Un cycle d'essorage doux peut être utilisé : ensuite, faites sécher l'orthèse à l'air libre (pas près d'une source de chaleur ni dans un sèche-linge). Pour prolonger la durée de vie de l'orthèse, celle-ci devrait être séchée après avoir été utilisée et, au besoin, avant d'être rangée.

ATTENTION

- L'utilisation appropriée de l'orthèse Push peut nécessiter le diagnostic d'un docteur ou d'un thérapeute.
- Les orthèses Push sont prévus pour être portés sur une peau en bonne santé. Si la peau est abîmée, elle doit d'abord être recouverte d'une matière adéquate.
- Pour assurer un fonctionnement optimal, choisissez la taille d'orthèse adéquate. Essayez donc l'orthèse avant de l'acheter, afin de vérifier que la taille vous convient. Le personnel spécialisé de votre revendeur vous expliquera la meilleure manière de placer votre orthèse Push. Nous vous conseillons de conserver ces informations, afin de pouvoir consulter à nouveau les instructions d'ajustement de l'orthèse à l'avenir.
- Consultez un spécialiste des orthèses si le produit nécessite une adaptation individuelle.
- Vérifiez votre orthèse Push avant chaque utilisation afin de détecter tout signe d'usure ou de vieillissement des pièces ou des coutures. L'efficacité de votre orthèse Push ne peut être garantie que si le produit est parfaitement intact.
- Conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, l'utilisateur doit informer le fabricant et l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur est établi de tout incident grave relatif au produit.

Push® est une marque déposée de Nea International bv

Pour plus de détails concernant votre distributeur national, consultez l'adresse www.push.eu/distributors

ORTEZĂ PENTRU COT PUSH MED

ÎNVADES

Produsele Push med oferă soluții eficiente pentru tratamentul și prevenirea leziunilor aparatului locomotor. Aprobate de medici și de oameni de știință.

Noua dumneavoastră orteză pentru cot este un produs Push med, caracterizat printr-un nivel crescut de eficiență, confort și calitate. Orteza pentru cot Push med limitează întinderea și contribuie la ameliorarea durerii. Aceasta crește forța fizică. Susținerea mecanică, presiunea regulabilă și menținerea poziției corespunzătoare reprezintă baza performanțelor sale.

Produsele Push med sunt inovatoare și produse cu multă atenție pentru dumneavoastră. Acest lucru asigură o siguranță maximă și o libertate mai mare a mișcărilor. Pentru a promova satisfacția în utilizare.

Citiți cu atenție informațiile referitoare la produs înainte de a utiliza orteza pentru cot Push med. Dacă aveți întrebări, consultați revânzătorul sau trimiteți un e-mail la info@push.eu.

CARACTERISTICELE PRODUSULUI

Orteza pentru cot Push med prezintă o limitare continuă regulabilă a extensiei pentru articulația cotului. Aceasta împiedică supraextensia. Gradul de limitare necesar poate fi setat cu ușurință cu o singură mână. Două rigidizatoare oferă sprijin și direcție mișcărilor de flexiune și extensie. În jurul zonelor vulnerabile ale cotului au fost create așa-numite zone de confort din material captșuit. Forma anatomică adecvată, materialul și aplicația din silicon contribuie la fixarea ortezii în poziție în timpul mișcărilor.

Orteza este realizată din Sympress™, un material confortabil, de calitate. Utilizarea microfibrilor face ca interiorul să fie moale și să mențină pielea uscată. Orteza pentru cot Push med poate fi spălată în mod normal.

INDICAȚII

- Dureri după traumatisme de hiperextensie
- Artroză
- Bursită olecranului
- Lovitură

Nu se cunosc afecțiuni în care orteza nu poate sau nu trebuie să fie purtată. În cazul unei circulații slabe a sângelui în membre, o orteză poate provoca hipemie. Evitați aplicarea prea strânsă a ortezii la început.

Durerea este întotdeauna un avertisment. Dacă durerea persistă sau problema se agravează, se recomandă să vă adresați medicului sau terapeutului.

STABILIREA DIMENSIUNII / PROBAREA

Orteza pentru cot este disponibilă în 5 mărimi. Îndreptați cotul. Măsurați circumferința cotului așa cum se arată în ilustrația de pe ambalaj. Tabelul de pe ambalaj indică dimensiunea corectă a ortezei pentru cotul dumneavoastră.

- Slăbiți toate sistemele de prindere cu arici. Tineți interiorul mâinii spre dvs. În timp ce cotul este îndoit ușor. Folosiți capetele rigidizatorului pentru a trece orteza după braț. Alternați capetele rigidizatorului din stânga și din dreapta, pentru a vă asigura că orteza se fixează simetric pe braț. Orteza este așezată corespunzător atunci când simiți partea proeminentă a cotului în deschizătură. Ridicați brațul pentru a expune fermoarul și închideți fermoarul.
- Folosiți chingele neelastic pentru a regla limitarea necesară a întinderii. Minglea de întindere a cotului este limitată cu atât mai mult cu cât dispozitivul de prindere cu arici este fixat mai departe spre mână.
- Inchideți chinga neelastică la spatele brațului.

INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE

Înainte de spălare, închideți sistemele de prindere cu arici pentru a proteja orteza și celelalte teme. Orteza poate fi spălată la temperaturi de pana la 30 °C, cu un program pentru țesături delicate sau de mână. Nu utilizați înalbitori. Se poate folosi un ciclu ușor de centrifugare: după aceasta, atârnați orteza pentru a se usca în aer liber (nu în apropierea unei surse de căldură sau într-un uscător de rufe). Pentru a prelungi durata de viață a ortezei, aceasta trebuie uscată după utilizare, dacă este necesar, înainte de a fi depozitată.

IMPORTANT

- Utilizarea corectă a ortezei Push poate necesita diagnosticarea de către un medic sau un terapeut.
- Ortezele Push sunt concepute pentru a fi purtate pe pielea fără leziuni. Suprafețele de piele cu leziuni trebuie acoperite mai întâi cu un material corespunzător.
- Funcționarea optimă poate fi obținută doar dacă alegeți dimensiunea potrivită. Probați orteza înainte de a cumpăra, pentru a-i verifica dimensiunea. Personalul profesional al revânzătorului vă va explica cea mai bună modalitate de a regla orteza Push. Se recomandă să păstrați informațiile referitoare la acest produs într-un loc sigur, pentru a putea consulta instrucțiunile de reglare când este necesar.
- Dacă produsul necesită o adaptare individuală, consultați un specialist.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă orteza Push prezintă semne de uzură a componentelor sau cusăturilor. Performanțele optime ale ortezei Push pot fi garantate doar dacă produsul este complet intact.
- Conform Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, utilizatorul trebuie să raporteze producătorului și autorității competente din statul membre unde are reședința orice incident grav în legătură cu produsul respectiv.

Push® este marcă comercială înregistrată a Nea International bv

Pentru detalii referitoare la distribuitorul comercial din țara dumneavoastră, consultați www.push.eu/distributors

„PUSH MED“ ALKŪNĖS ĮTVARA

ĮVADAS

„Push med“ gaminiai yra puikus lokomotorinės sistemos sužalojimų gydymo ir profilaktikos sprendimas. Juos patvirtino gydytojai ir mokslininkai.

Naujas jūsų alkūnės įtvara yra „Push med“ gaminyš, pasižymintis dideliu veiksmingumu, patogumu ir kokybe. „Push med“ alkūnės įtvaras neleidžia alkūnei įsitemti ir padeda mažinti skausmą. Šis gaminialis padidina fizinę jėgą. Jie efektyviai todel, kad suteikia reguliujams spiedienis ir palašo pozicijas saglabăšanas spējas, mechaninj atbalsta, leidžia reguliuoti spaudimaj ir puikiai išlaiko padetį.

„Push med“ gaminiai yra novatoriški ir pagaminti itin kokybiškai. Jie užtikrina didžiausią apsaugą ir jusedių laisvę. Juos naudoti yra malonu.

Prieš naudodami „Push med“ alkūnės įtvara, atidžiai perskaitykite informaciją apie gaminį. Jei kiltų klausimų, konsultuaj si vietiniu pardavėju arba atsiskykite laišką adresu info@push.eu.

GAMINIO SAVYBĖS

„Push med“ alkūnės įtvaras turi reguliuojamą pailginimo elementą ties alkūnės sąnariu, neleidžiantį įtvarei persitempti. Reikiamą suvaržymo lygį lengvai nustatytiے viena ranka. Du sustirvinimo elementai priklaio ir reguliuoja lenkimo bei ištiesimo judesius. Apatini įtaurus alkūnės vietas suakmuos paminkštintos komforto zonos. Judant įtvaras išsilanko savo vietoje dėl tinkamo anatominio pritaikyimo ir silikonines medžiagos.

Įtvaras pagamintas iš „Sympress™“ – aukštos kokybės patogios medžiagos. Dėl mikropluošto vidinė dalis yra minkšta ir neleidžia odai prakautoti. „Push med“ alkūnės įtvara galima skalbti įprastai.

INDIKACIJOS

- Sūdzības pēc hiperekstensijas traumas
- Artrozē
- Alkūnēs bursitis
- Sutrenkimas

Žinomy ligų, kuriomis sergant įvairu nebūtų galima arba nebūtų rekomenduojama naudoti, nėra. Sutrikus galingių kraujotakai, įtvaras gali sukelti hiperemiją. Įtvaro iš pradžių pręsti neužveržkite. Skausmas visada signalizuoja pavojų. Jei skausmas nepraeina arba simptomai stiprėja, rekomenduojama pasitarti su gydytoju arba terapeutu.

DYDŽIO NUSTATYMAS IR UŽDĖJIMAS

Alkūnės įtvara galima rinktis iš 5 dydžių. Ištieskite alkūnę. Išmatuokite liknės apimtį, kaip parodyta paveikslėlyje ant pakuočės. Ant pakuočės esančioje lentelėje nurodomas tinkamas įtvoro dydis pagal alkūnės apimtį.

- Atlaisvinkite visus kablukius ir kilpas. Savo rankos vidinę pusę nukreipkite į priekį, alkūnę išlaikydamai šiek tiek sulenkta. Laikydamsi už sustirvinimo elementų galų įkiškite ranką į įtvara. Pasukiokite tarp kairiojo ir dešiniojo sustirvinimo elementų galų, kad įsilitinkumėte, ar įtvaras ant rankos yra simetriškai. Įtvaras uždėtas tinkamai, jei alkūnė išsikūša pro angą. Pakeikite ranką, kad matytumėte užtrauktuką. Jį užtraukite.
- Tempimą suvaržykite naudodami neelasticines juostas. Alkūnės tempimo juostas suvaržomos dar labiau, jei kablukias ir kilpa užspaudžiama toliau link rankos.
- Neelasticinę juostą prisiekite užpakalinėje pusėje prie viršutinės rankos dalies.

SKALBIMO INSTRUKCIJOS

Prieš skalbdami, įtvara į kitus skalbinius apsaugokite užlenkdamai kablukų ir kilpas. Įtvara galima skalbti iki 30 °C temperatūros vandenyje skalbyklėje, nustatūjus įtaurį auidinį programą, arba rankomis. Nenaudokite jokį balinimo priemonių.

Galima jungti šveiniją grežioju programą. Po to įtvara padžiaukite, kad išdžūtų atvirame ore (ne greta šildymo šaltinio ar elektrinės džiovyklėje). Kad įtvaras tarnautų ilgiau, po naudojimo ir, jei reikia, prieš padėdami, išdžiovinkite.

SVARBU

- Norint „Push“ įtvara naudoti tinkamai, gali reikėti gydytojo arba terapeuto diagnozės.
- „Push“ įtvarei skirti dėdai net nepažeistos odos. Jei oda pažeista, ją pirmiausia reikia uždengti tinkama medžiaga.
- Savo funkciją įtvaras gali atlikti tik pasirinkus tinkamą jo dydį. Prieš įsigydami, įtvara užsidėkite, kad patikrintumėte dydį. Profesionalus pardavėjas paaiškins, kaip geriausia uždėditi „Push“ įtvara. Rekomenduojame šią informaciją apie gaminį laikyti saugojimo vietoje, kad prireikus galėtumėte peržiūrėti įtvoro uždėjimo nurodymus
- Jei įtvarami reikia pritaikyti individualiai, pasitarkite su įtvare specialistu.
- Prieš naudodami patikrinkite, ar „Push“ įtvaras nėra nusėdėjęs, ar jo datys ir siūlės nėra nuduliosios. Optimaliai nėra funkciją „Push“ įtvaras gali atlikti tik tuo atveju, jei neturi trūkumų.
- Pagal ES reguliamentą 2017/745 dėl medicininėm įreiočim lietotajam par visiem ar izstrādājumu saistitajiem nopietnajiem negadājumiem jāziņo ražotājam un lietotāja atbrānsāms vietās vykdo veiklā, kompetentingai iestādē.

„Push®“ yra registruotasias „Nea International bv“ prekes ženklas

UKRAÏNSЬKA	UKRAÏNSЬKA	中文	FRANÇAIS	ROMĂNA	LIETUVIŲ	LATVIŠU	TÜRKÇE	WWW.PUSH.EU
-------------------	-------------------	-----------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	---------------	--------------------

PUSH MED DİRSEK DESTEGİ

GİRİŞ

Push med ürünləri hareketle ilgili sistemlerin yararlanmalarını iyileştirmek ve onlemek için etkili çözümler sağlar. Doktorlar ve bilim insanları tarafından onaylıdır.

Yeni dirsek desteğininiz, yüksek düzeyde etkili, rahat ve kaliteli bir Push med ürünü. Push med dirsek desteği gerginliği kıstlar ve ağrının hafiflemesine yardımcı Bu, fiziki güçü artırır. Mekanik destek, ayarlanabilir basınç ve iyi pozisyonla tulma performansının temelini oluşturur.

Push med ürünləri yenilikçidir ve büyük bir özenle sizin için üretilmiştir. Bu, maksimum güvencü ve daha fazla hareket özgürlüğü sağlar. Kullanım memnuniyetini artırarak için.

Push med dirsek desteğini kullanmadan önce ürün bilgilerini dikkatle okuyun. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bayinize danışın veya info@push.eu adresine bir e-posta gönderin.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Push med dirsek desteğinizizde, dirsek eklemi için kademesiz ayarlanabilir açılma kısıtlaması vardır.