

PUSH ORTHO THUMB BRACE CMC

INTRODUCTION

Push ortho products offer effective solutions for complaints or reduced functioning of the locomotor apparatus.

Your new thumb brace is a Push ortho product, characterised by a high level of effectiveness, comfort and quality. The Push thumb brace CMC provides improved stability and pain relief. It increases the ability to bear physical stress. Its optimal fit provides maximum mechanical support.

Push ortho products are innovative and are carefully manufactured for you. This guarantees maximum security and greater freedom of movement. To promote satisfaction with use.

Read the product information carefully before you use this product and follow the fitting instructions described below. If you have any questions, please consult your retailer or send an e-mail to info@push.eu.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Osteoarthritis of the basal joint of the thumb (CMC-1) causes functional instability as a result of a weakening of the ligaments.

The Push CMC stabilises the basal joint of the thumb (CMC-1) and places the thumb's metacarpal (metacarpal 1) in a functional position.

This creates a functional thumb arc, which remains stable while the hand is used. It relieves the pain when the thumb is under stress. This method of stabilisation leaves the MCP-1 joint and the wrist free, to allow maximum functioning of the hand.

For optimal performance, the aluminium core needs to fit closely to the thumb. The specialist supplying the product can, if necessary, adjust the brace individually by changing the aluminium core. The selected materials and rounded edges maximise comfort. The simple closing system enables you to fit the brace yourself without any effort.

The Push CMC is a slim and compact product. The brace can be used in the water. After use, simply let it dry before refitting it. As hygiene is important around the hand, the synthetic material is antibacterial and the brace can be machine washed at 40°C.

INDICATIONS

- CMC-1 osteoarthritis
- Postsurgical stabilisation of the CMC-1 joint
- Instability of the CMC-1 joint

There are no known disorders where the brace cannot or should not be worn. In the case of poor blood circulation in the limbs, a brace may cause hyperaemia. Avoid applying the brace too tightly.

Pain is always a warning sign. If the pain persists or symptoms worsen, it is advisable to consult your doctor or therapist.

FITTING

The instructions for the prescriber/provider can be found under items ①, ②, ③ and ④ below and the illustrations opposite.

The fitting instruction for the user can be found under items A and B below and the illustrations opposite.

① Before the initial fitting of the orthosis, gently spread the metal insert to make it slightly larger.

A Place the orthosis on the hand/thumb and push it as far down as possible toward the base of the thumb.

B First close the lower strap nearest to the wrist. Then close the upper strap.

② With the orthosis in place, ask the patient to gently touch the tip of the thumb to the tip of the index finger, making an "O" shape. Be sure the thenar muscles are relaxed and NOT actively pinching.

③ Looking directly into the palm, be sure the thumb is positioned so the MP and IP joints are slightly flexed and there is slight angle between the 1st and 2nd metacarpal phalanges, as shown here by the dotted lines.

④ Maintain the thumb in the "O" shape with the thenar muscles relaxed, and firmly squeeze the metal insert to snugly fit the contour and size of the thenar eminence.

CARE AND MAINTENANCE

The product should be washed before being used for the first time. To promote hygiene and to maximise the lifespan of the brace, it is important to wash the brace regularly, following the washing instructions.

If you intend not to use the brace for some time, it is recommended that you wash and dry the brace before storage.

Before washing, close the hook and loop fasteners to protect the brace and other laundry.

The brace can be washed at temperatures up to 40°C, on a delicate fabric cycle or by hand. Do not use any bleaching agents.

A gentle spin-dry cycle can be used: after this, hang the brace up to dry in the open air (not near a heating source or in a tumble dryer).

IMPORTANT

• Correct use of your brace requires a detailed diagnosis of the cause of your pain complaints or instability. Always consult your GP, a physiotherapist or a specialist before applying the brace.

• Push braces are designed to be worn on an undamaged skin. Damaged skin must first be covered with suitable material.

• Optimal functioning can only be achieved by selecting the right size. Try on the brace before purchasing, to check its size. Your reseller's professional staff will explain the best way to fit your Push brace. We recommend that you keep this product information in a safe place, to consult it for fitting instructions whenever needed.

• Consult a brace specialist if the product requires individual adaptation. Check your Push brace before each use for signs of wear or ageing of components or seams. Optimal performance of your Push brace can only be guaranteed if the product is fully intact.

• In accordance with EU regulation 2017/745 on medical devices, the user must report any serious incident involving the product to the manufacturer and to the appropriate regulatory body in the user's country of residence.

Consult the material composition below in this information leaflet.

Push® is a registered trademark of Nea International bv

For details of the distributor in your country, refer to www.push.eu/distributors

PUSH ORTHO DAUMENORTHESE CMC

VORWORT

Die Produkte von Push ortho bieten effektive Lösungen bei Einschränkungen und Beschwerden des Bewegungsapparates.

Ihre neue Daumenorthese ist ein Produkt von Push ortho. Unsere Produkte zeichnen sich durch ein hohes Maß an Wirksamkeit, Tragekomfort und Qualität aus. Die Push Daumen-Orthese CMC bietet eine verbesserte Stabilität und lindert bestehende Schmerzen.

Die physische Belastbarkeit wird dadurch erheblich verbessert. Die optimale Passform der Orthese bietet eine gute mechanische Unterstützung.

Die Produkte von Push ortho sind innovativ und werden mit größter Sorgfalt hergestellt. Das bedeutet maximale Sicherheit und mehr Bewegungsfreiheit. Zur Förderung einer zufriedenstellenden Verwendung.

Bitte lesen Sie vor der Anwendung dieses Produkts sorgfältig die Produktinformationen und befolgen Sie die unten beschriebenen Anweisungen zum Anlegen der Orthese. Für mögliche Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder senden Sie eine E-Mail an info@push.eu.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Arthrose des Daumensattelgelenks (CMC-1) führt zu einer funktionellen Instabilität des Daumengelenks infolge einer Degeneration des Gelenkkorpels.

Die Push CMC stabilisiert das Daumensattelgelenk (CMC-1) und positioniert den Mittelhandknochen des Daumens (Metakarpal 1) in einer funktionalen Stellung.

Dadurch entsteht ein funktionaler Daumenbogen, der während des Einsatzes der Hand stabil bleibt. Das lindert die Schmerzen bei einer Belastung des Daumens. Durch diese Stabilisierungsmethode sind das MCP-1-Gelenk und das Handgelenk frei beweglich, sodass die Handfunktion optimal gewährleistet bleibt. Für eine optimale Wirksamkeit muss der Fachspezialist die Orthese individuell anpassen. Die ausgewählten Materialien und abgerundete Abschlüsse erhöhen den Tragekomfort. Dank des praktischen Verschlusssystems können Sie die Orthese mühelos selbst anlegen.

Die Push Daumenorthese ist ein schlankes und kompaktes Produkt, das auch im Wasser getragen werden kann. Die Orthese kann anschließend abgetrocknet und wieder angelegt werden. Da Hygiene rund um die Hand wichtig ist, ist der eingesetzte Kunststoff antibakteriell. Die Orthese kann in der Waschmaschine bei einer Temperatur von bis zu 40°C gewaschen werden.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Arthrose am CMC-I-Gelenk (Daumensattelgelenk)
- Postoperative Stabilisierung des CMC-I-Gelenks
- Instabilität des CMC-I-Gelenks

Es sind keine Beschwerden bekannt, bei denen die Orthese nicht getragen werden kann oder sollte. Bei schlechter Durchblutung der Gliedmaßen kann eine Orthese zu einer Stauung des Blutes führen. Vermeiden Sie es daher, die Orthese anfanglich zu fest anzulegen. Schmerz ist immer ein Warnsignal. Wenn der Schmerz anhält oder die Beschwerden sich verschlimmern, ist es ratsam einen Arzt oder Therapeuten aufzusuchen.

Die Push Daumenorthese ist ein schlankes und kompaktes Produkt, das auch im Wasser getragen werden kann. Die Orthese kann anschließend abgetrocknet und wieder angelegt werden. Da Hygiene rund um die Hand wichtig ist, ist der eingesetzte Kunststoff antibakteriell. Die Orthese kann in der Waschmaschine bei einer Temperatur von bis zu 40°C gewaschen werden.

ANLEGEN DER ORTHESE

Die Anweisungen für den Verordner / Fachhändler stehen unter den Punkten ①, ②, ③ und ④ und den nebenstehenden Abbildungen.

Die Benutzeranweisungen zum Anlegen der Orthese finden Sie unter den Punkten A und B und den nebenstehenden Abbildungen.

① Bevor Sie die Orthese zum ersten Mal anlegen, ziehen Sie vorsichtig das Metalleinsatzstück etwas auseinander, um es zu weiten.

A Legen Sie die Orthese auf die Hand bzw. den Daumen und drücken Sie sie so weit wie möglich nach unten zum Daumenrundgelenk.

B Schließen Sie zuerst das untere Band, das sich am nächsten zum Handgelenk befindet. Schließen Sie danach das obere Band.

② Wenn sich die Orthese an der gewünschten Stelle befindet, bitten Sie den Patienten, vorsichtig die Fingerspitzen von Daumen und Zeigefinger auseinander zu legen, sodass eine „O“-Form entsteht. Achten Sie darauf, dass die Muskeln des Daumensattelgelenks entspannt und NICHT aktiv angespannt sind.

③ Betrachten Sie die Handinnenfläche und kontrollieren Sie, ob der Daumen so steht, dass die MCP- und DIP-Gelenke leicht gebeugt sind und zwischen dem 1. und 2. Mittelhandknochen ein kleiner Winkel entsteht (wie mit den Strichlinien angegeben).

④ Halten Sie den Daumen bei entspannten Daumenmuskeln in der „O“-Form und drücken Sie kräftig auf den Metalleinsatz, sodass er die Konturen und Abmessungen des Daumensattelgelenks umschließt.

WASCHHINWEISE

Das Produkt ist vor dem ersten Gebrauch zu reinigen.

Für eine gute Hygiene und eine längere Lebensdauer der Orthese ist es wichtig, die Orthese regelmäßig zu waschen und die Waschanleitung zu befolgen.

Wenn Sie Ihre Orthese über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, empfiehlt es sich, sie vor der Lagerung zuerst zu waschen und trocknen zu lassen.

Schließen Sie vor dem Waschen den Klettverschluss, um die Orthese und die restliche Wäsche zu schützen.

Die Orthese kann bei bis zu 40°C im Schonwaschgang oder von Hand gewaschen werden. Keine Bleichmittel verwenden.

Ein leichtes Schleudersprogramm kann angewendet werden. Hängen Sie anschließend die Orthese im Freien zum Trocknen auf (nicht in der Nähe von Heizquellen oder im Wäschetrockner trocknen).

WICHTIG

• Für die richtige Anwendung der Push Orthese ist eine genaue Diagnose der Ursache der Beschwerden oder der Instabilität erforderlich. Fragen Sie deshalb immer zunächst Ihren Arzt oder einen Orthese- oder einen Spezialisten, bevor Sie die Orthese anlegen.

• Push Bandagen sind für das Tragen auf intakter Haut vorgesehen. Sollte die Haut verletzt sein, sollte sie mit einem geeigneten Mittel abgedeckt werden.

• Für eine optimale Funktion ist die Wahl der richtigen Größe entscheidend. Bitte passen Sie das Ihre Bandage vor dem Kauf an, um die Größe zu überprüfen. Das Fachpersonal Ihres Fachhändlers wird Ihnen erklären, wie Sie Ihre Push Bandage optimal anlegen. Bewahren Sie die Produktinformationen auf, damit Sie später die Anleitung zum Anlegen der Bandage nachlesen können.

• Konsultieren Sie sich an einen Spezialisten, wenn das Produkt individuelle Anpassungen erfordert.

• Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ihrer Push Bandage, dass keine Abnutzung oder Alterung von Teilen oder Nähten erkennbar ist. Eine optimale Funktion Ihrer Push Bandage ist allein gewährleistet, wenn das Produkt vollständig intakt ist.

• In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte muss der Benutzer jeden schweren Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde in dem EU-Mitgliedsstaat, in dem der Benutzer ansässig ist, melden.

Die Zusammenstellung des Materials finden Sie weiter unten in dieser Gebrauchsanweisung.

Push® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Nea International bv

Für Informationen zum Vertreter in Ihrem Land siehe bitte unsere Website www.push.eu/distributors

PUSH ORTHO DUIMBRACE CMC

WOORD VOORAF

Push ortho producten bieden oplossingen bij een aandoening of verminderde functie van het bewegingsapparaat.

Uw nieuwe duimbrace is een Push ortho product en wordt gekenmerkt door een hoge mate van effectiviteit, comfort en kwaliteit. De Push duimbrace CMC biedt verbeterde stabiliteit en verlicht eventuele pijn. De fysieke belastbaarheid wordt hierdoor verhoogd. Goede mechanische steun door een optimale passvorm staan hiervoor aan de basis.

De producten van Push ortho zijn innovatief en worden met zorg vervaardigd. Dit met het oog op maximale zekerheid en meer bewegingsvrijheid. In het belang van een tevreden gebruiker.

Lees de productinformatie voor het gebruik van dit product aandachtig door en volg de hieronder beschreven aanleingsinstructies. Met eventuele vragen kunt u terecht bij uw leverancier of stuur een e-mail naar info@push.eu.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Arthrose van het duimbasisgewricht (CMC-1) leidt tot een functionele instabiliteit van het duimbasisgewricht als gevolg van het verweken van gewrichtsbanden.

De Push CMC stabiliseert het duimbasisgewricht (CMC-1) en positioneert het middelhandbeentje van de duim (metacarpaal 1) in een functionele stand.

Hierdoor ontstaat een functioneel duimboog, die tijdens het gebruik van de hand stabiel blijft. Dit verlicht de pijn bij belasting van de duim. Door deze manier van stabiliseren kunnen het MCP-1 gewricht en de pols vrij blijven, zodat u een zo optimaal mogelijk handfunctie heeft. De aluminium kern dient voor een optimale functie goed aan te sluiten op de duim. De specialist, die het product uitlevert kan, indien nodig, de brace individueel aanpassen door de aluminium kern bij te vormen. De materiaalkozen en afgeronde randen zorgen voor een optimaal draagcomfort. Door het eenvoudige sluitsysteem kunt u de brace gemakkelijk zelf aanleggen.

De Push CMC is een slank en compact product. De brace is geschikt voor het gebruik in water. U kunt de brace afdoen en weer aandoen. Hygiëne rond de hand is belangrijk. Daarom is het kunststof antibacterieel en kunt u de brace in de wasmachine op 40°C wassen.

INDICATIES

- CMC-I arthrose
- Postoperatieve stabilisatie van het CMC-I gewricht
- Instabiliteit van het CMC-I gewricht

Er zijn geen aandoeningen bekend waarbij de brace niet gedragen kan of mag worden. Bij een slechte doorbloeding van de ledematen kan een brace tot stuwang leiden. Leg de brace aanvankelijk niet te strak aan.

Pijn is altijd een waarschuwingstekst. Bij aanhoudende pijn of verergering van de klachten is het raadzaam uw behandelende arts of therapeut te raadplegen.

AANLEGGEN

De instructies voor de voorschrijver / verstrekker zijn te vinden onder punt ①, ②, ③ en ④ hieronder en de afbeeldingen hiernaast.

① Voordat u de brace voor het eerst aanbrengt, spreidt u voorzichtig het metaal inzetstuk om het iets groter te maken.

A Plaats de brace op de hand/duim en duw deze zo ver mogelijk omlaag rond de basis van de duim.

B Sluit eerst de onderste band, het dichtst bij de pols. Sluit vervolgens de bovenste band.

② Wanneer de brace op zijn plaats zit, vraagt u de patiënt om voorzichtig de punt van de duim en de punt van de wijsvinger bij elkaar te brengen zodat een "O"-vorm ontstaat. Controleer of de spieren van de duimnuss ontspannen zijn en NIET actief knippen.

③ Kijk recht in de palm en controleer of de duim zodanig geplaatst is dat de MCP- en DIP-gewrichten een kleine hoek vormen (zie met de Strichlijnen aangegeven).

④ Hou de duim in de "O"-stand terwijl de duimspieren ontspannen zijn en duw stevig op het metaal inzetstuk, zodat het nauw aansluit bij de contouren en afmetingen van de duimnuss.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Levez le produit avant la première utilisation. Pour assurer l'hygiène et prolonger la durée de vie du bandage, il importe de le laver régulièrement en respectant les instructions de lavage.

Si le bandage n'est pas utilisé durant une période prolongée, il est conseillé de le laver et de le faire sécher avant de le ranger.

Avant le lavage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger le bandage et le reste du linge.

Le bandage peut être lavé à des températures allant jusqu'à 40°C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.

Un cycle d'essorage doux peut être utilisé ; ensuite, faites sécher le bandage à l'air libre (pas près d'une source de chaleur ni dans un sèche-linge).

IMPORTANT

• Utilisation correcte de votre bandage exige un diagnostic précis de la cause de vos douleurs ou de l'instabilité. Consultez toujours un généraliste, un kinésithérapeute ou un spécialiste avant de placer le bandage.

• Les bandages Push sont prévus pour être portés sur une peau en bonne santé. Si la peau est abîmée, elle doit d'abord être recouverte d'une mouture adéquate.

• Pour assurer un fonctionnement optimal, vérifiez que le bandage est correctement ajusté. Essayez donc le bandage avant de l'acheter, afin de vérifier que la taille vous convient. Le personnel spécialisé de votre revendeur vous expliquera la meilleure manière de placer votre bandage Push. Nous vous conseillons de conserver ces informations, afin de pouvoir consulter à nouveau les instructions d'ajustement du bandage à l'avenir.

• Consultez un spécialiste des bandages si le produit nécessite une adaptation individuelle.

• Vérifiez votre bandage Push avant chaque utilisation, afin de détecter tout signe d'usure ou de vieillissement des éléments ou des coutures. L'efficacité de votre bandage Push ne peut être garantie que si le produit est parfaitement intact.

• Conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, l'utilisateur doit informer le fabricant et l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur est établi de tout incident grave relatif au produit.

Consulte la composition des matériaux ci-dessous dans cette notice explicative.

Push® est une marque déposée de Nea International bv

Pour renseignements concernant votre distributeur national, consultez l'adresse www.push.eu/distributors

BANDAGE DE POUCE ORTHO PUSH CMC

INTRODUZIONE

Los productos Ortho Push ofrecen soluciones eficaces en casos de dolor o de un funcionamiento reducido del aparato locomotor.

Votre nouveau bandage de pouce est un produit Ortho Push, caractérisé par un niveau élevé d'efficacité, de confort et de qualité. Le bandage de pouce Push CMC assure une meilleure stabilité et soulage la douleur. Il augmente la résistance aux contraintes physiques. Son ajustement optimal assure un support mécanique maximal.

Los productos Ortho Push son innovativos y están fabricados con la máxima cura. Ciò assicura la massima sicurezza ed una maggiore libertà di movimento, nell'interesse di utilizzatori soddisfatti. Le assure attentamente le informazioni sul prodotto prima di utilizzarlo e attenersi alle istruzioni d'assemblaggio riportate di seguito. Per eventuali domande o osservazioni, si prega di rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia o di inviare una e-mail a info@push.eu.

Lisez attentivement les informations de produit avant d'utiliser ce produit et suivez les instructions d'ajustement décrites ci-dessous. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre revendeur ou envoyer un e-mail à info@push.eu.

Lees de productinformatie voor het gebruik van dit product aandachtig door en volg de hieronder beschreven aanleingsinstructies. Met eventuele vragen kunt u terecht bij uw leverancier of stuur een e-mail naar info@push.eu.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

L'osteoartrite dell'articolazione carpometacarpiana del pollice (CMC-1) determina un'instabilità funzionale dell'articolazione alla base del pollice a seguito di un indebolimento dei legamenti.

Il Push CMC stabilizza l'articolazione basale del pollice (CMC-1) ponendo il metacarpo del pollice (metacarpo 1) in una posizione funzionale.

Ciò crea un arco funzionale per il pollice, che rimane stabile quando si utilizza la mano alleviando il dolore quando il pollice è sottoposto a sollecitazione. Questo metodo di stabilizzazione lascia libera sia l'articolazione MCP-1 che il polso, permettendo la massima funzionalità della mano. Per prestazioni ottimali, il nucleo in alluminio deve aderire correttamente al pollice. Lo specialista che distribuisce il prodotto può, se necessario, regolare il nudo individualmente rimodellando il nucleo in alluminio. I materiali selezionati ed i bordi arrotondati massimizzano il comfort. Il sistema di chiusura semplice consente di indossare il tutore senza sforzo e senza ricorrere all'aiuto di terze persone.

Il Push CMC è un prodotto sottile e compatto. Il tutore può anche essere utilizzato in acqua. Dopo averlo utilizzato, è sufficiente lasciarlo asciugare prima di reindossarlo. L'igiene della mano è importante. Per questo motivo, il materiale sintetico è antibatterico e il tutore può essere lavato in lavatrice a 40°C.

INDICAZIONI

- Osteo-artrite di cartilagineo dell'articolazione CMC-1
- Stabilizzazione post-chirurgica dell'articolazione CMC-1
- Instabilità dell'articolazione CMC-1

Non vi sono disturbi noti che scongiurano l'uso del prodotto. In caso di circolazione sanguigna insufficiente negli arti, il prodotto può causare iperemia. Evitare di applicare il tutore stringendolo troppo all'inizio.

Il dolore rappresenta sempre un campanello di allarme. Se il dolore persiste o il disturbo peggiora, è consigliabile consultare il proprio medico o fisioterapista di fiducia.

COME INDOSSARE IL TUTORE

Le istruzioni per il medico prescrittore/fornitore sono riportate nei punti ①, ②, ③ e ④ sottostanti e nelle illustrazioni di fianco.

Le istruzioni di ajuste para el usuario se encuentran en los puntos A y B a continuación y en las ilustraciones de fianco.

① Prima di procedere con il fissaggio iniziale dell'ortesi, aprire delicatamente l'inserto metallico per ingrandirlo leggermente.

A Posizionare l'ortesi sulla mano/pollice e spingerla il più possibile verso la base del pollice.

B Chiudere prima la fascia inferiore più vicina al polso. Chiudere successivamente la fascia superiore.

② Una volta posizionata l'ortesi, chiedere al paziente di formare un anello con la punta dell'indice e del pollice che si toccano delicatamente. Assicurarsi che i muscoli tenari (del pollice) siano rilassati e NON contratti.

③ Guardando direttamente nel palmo della mano, assicurarsi che il pollice sia posizionato in modo tale che le articolazioni MP e IF siano leggermente flesse e che vi sia una leggera angolazione tra la diarsi del primo e del secondo metacarpo come indicato di seguito dalle linee tratteggiate.

④ Mantenere il pollice in modo tale da continuare a formare un anello con i muscoli tenari rilassati e stringere saldamente l'inserto metallico in modo che si adatti perfettamente al contorno e alle dimensioni dell'eminenza tenar.

CURA E MANUTENZIONE

Il prodotto deve essere lavato prima di essere utilizzato per la prima volta. Per garantire l'igiene e massimizzare la durata del uso, è importante lavarlo periodicamente attenendosi alle istruzioni per un corretto lavaggio.

Se non si intende utilizzare il tutore per un periodo di tempo prolungato, si consiglia di lavarlo e asciugarlo prima di riporlo.

Prima del lavaggio, chiudere le chiusure a gancio e occhioello per proteggere il prodotto e gli altri capi da lavare.

Il prodotto può essere lavato fino ad una temperatura di 40°C, a mano o utilizzando un ciclo per tessuti delicati. Non utilizzare alcun candeggiante.

È possibile utilizzare un ciclo delicato di centrifuga: una volta terminato, stendete il prodotto ad asciugare all'aria aperta (non nelle vicinanze di una fonte di calore né nell'asciugabiancheria).

IMPORTANTE

• Al fine di un corretto utilizzo del tutore, è necessaria una diagnosi dettagliata della causa del disturbo doloroso o dell'instabilità. È indispensabile rivolgersi sempre prima al proprio medico, fisioterapista o altro specialista di fiducia prima di indossare il tutore.

• I tutore Push sono destinati ad essere indossati sulla cute perfettamente integra. La cute deve essere sana e non deve essere irritata. Consultare sempre un medico o un specialista prima di indossare il tutore. Il tutore Push è progettato per essere indossato su una pelle sana e non deve essere utilizzato su una pelle irritata o con lesioni cutanee. Le persone con lesioni cutanee devono prima coprire le lesioni con un materiale adeguato.

• Il funzionamento ottimale del prodotto è garantito solo se della taglia giusta. Si consiglia di provare il tutore prima di acquistarlo per verificare che la taglia sia adeguata. Il personale del punto vendita a sua disposizione per assistere in che modo indossare correttamente il tutore Push. È raccomandabile guardare la informazione di questo prodotto in un luogo sicuro così da poter leggere le istruzioni su come indossare il tutore ogni volta che lo desidera.

• Nel caso in cui il prodotto dovesse necessitare di un adattamento individuale, le consigliamo di consultare un specialista in este tipo di prodotti si necessita una adattamento personal.

• Consultare un specialista dei bandages se il prodotto necessita una adattamento individuale.

• Verificare sempre il bandage Push prima di utilizzarlo, per verificare che non presenti segni di usura o di invecchiamento di componenti o cuciture. Le prestazioni ottimali del tutore Push sono garantite solo se il prodotto è completamente integro.

• Conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, l'utilisateur doit informer le fabricant et l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur est établi de tout incident grave relatif au produit.

Consulte la composition des matériaux ci-dessous dans cette notice explicative.

Push® est une marque déposée de Nea International bv

Pour renseignements concernant votre distributeur national, consultez l'adresse www.push.eu/distributors

