

# Push<sup>®</sup> med Bandage de Pied FP

Une nouvelle  
approche dans le  
traitement de la  
fasciite plantaire



# Une innovation dans le traitement de la fasciite plantaire.

Cette orthèse innovante réduit la tension sur le fascia plantaire lorsque le pied supporte le poids du corps. Elle est conçue pour soulager la douleur en position debout et pendant la marche.

Bandage de Pied FP de Push Med est basée sur une technique de bandage développée par le médecin sportif belge Filip Parmentier. Sa méthode de bandage s'est avérée très efficace dans la pratique. En reliant le talon et l'avant-pied au moyen de bandes fonctionnelles solides, on réduit la tension sur le fascia plantaire lors de la marche et en position debout. Cela réduit la charge sur le fascia plantaire, sans appliquer de tension sur la plante du pied.

La tension sur l'insertion du fascia dans l'os du talon est réduite, laissant au trouble le temps de guérir.





**Le patient  
bouge librement  
et sans douleur  
toute la journée,  
avec ou sans  
chaussures.**

Il peut poursuivre ses activités quotidiennes, y compris sportives, en conservant sa liberté de mouvement. Avec n'importe quel type de chaussure, ou à pied nu, l'orthèse est portée directement sur le pied, de sorte que le soutien est apporté du lever au coucher.

Bandage de Pied FP de Push soulage la douleur toute la journée, sans limiter les activités et le choix des chaussures.

# Soulagement du fascia plantaire dans les cas de fasciite plantaire et de douleur au talon.

Bandage de Pied FP de Push soulage le fascia plantaire sous le pied dans les cas de douleur due à la fasciite plantaire et de douleur de la face plantaire du talon. L'orthèse peut être utilisée pour les troubles aigus et chroniques. Ce dispositif est destiné aux adultes, pour une utilisation de jour, et peut être porté avec ou sans chaussures. Les utilisateurs peuvent ajuster eux-mêmes l'orthèse pour un effet et un confort optimaux.

## Indications

- Fasciite plantaire
- Douleur plantaire au niveau du talon

## Contre-indications

Certains troubles médicaux peuvent être affectés négativement par la compression ou la pression locale, et les douleurs peuvent être aggravées. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi.



## Comment fonctionne Bandage de Pied FP?

Pour soulager le fascia plantaire, une bande d'ancrage est d'abord appliquée autour de l'avant-pied. Cette bande est conçue pour rester en place et absorber la force de traction des deux bandes fonctionnelles.

Ensuite, les bandes fonctionnelles sont positionnées autour du talon, au moyen de la bande de maintien du talon.

En croisant les bandes fonctionnelles et en les fixant avec une certaine tension à la bande d'ancrage, on obtient une structure stable. Ainsi, le fascia plantaire est soulagé lorsque le poids du corps est placé sur le pied.

Cette orthèse très mince, légère et robuste soulage la douleur toute la journée et peut être portée avec ou sans chaussures.





Push for  
freedom

[push.eu](https://push.eu)

9-182 - 02/25